

ZESTAW DO ANGIOGRAFII IX


380383 4



OBŁOŻENIE ANGIO 232/300

rozmiar szt.

1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 235x300 cm z przezroczystą foliową wstawką do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa niezaślepiene otwory w okolicach tt. udowych (\varnothing 8,5 cm) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x235 cm 235x300 1
2. ręczniki chłonne 30x40 4
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x180 1




ZESTAW DO ABLACJI I ROZRUSZNIKÓW I

380441 7



rozmiar szt.

1. serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180x300 cm, serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 50x80 cm 180x300 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x180 1



ZESTAW DO ABLACJI I ROZRUSZNIKÓW II


380289 3



ZESTAW MULTIPLEX ANGIO 180/301

rozmiar szt.

1. serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180x300 cm, serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 50x80 cm 180x300 1
2. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS XL 1
3. ręczniki chłonne 30x40 2
4. osłona na ekran radiologiczny \varnothing 80 1
5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x180 1



ZESTAW DO ANGIOGRAFII X

380539 6



OBŁOŻENIE DO ANGIOGRAFII ANGIO

rozmiar szt.

1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 230x300 cm z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zaślepiene otwory w okolicach tt. udowych (\varnothing 8,5 cm) otoczone taśmą samoprzylepną, oraz dwa zaślepiene otwory eliptyczne w okolicach tt. promieniowych o wymiarach 6x12 cm otoczone taśmą samoprzylepną. Wokół otworów warstwa chłonna o wymiarach 120x150 cm 230x300 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x180 1