

## ZESTAW DO ANGIOGRAFII XI


380440 5



### OBŁOŻENIE DO ANGIOGRAFII ANGIO

rozmiar szt.

1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 230x320 cm z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zaślepione otwory w okolicach tt. udowych (Ø 8,5 cm) otoczone taśmą samoprzylepną oraz dwa otwory eliptyczne w okolicach podobojczykowych o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x230 cm ..... 230x320 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1



## ZESTAW DO ANGIOGRAFII XII


380297 2



### ZESTAW MULTIPLEX ANGIO 231/302

rozmiar szt.

1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 230x320 cm z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zaślepione otwory w okolicach tt. udowych (Ø 8,5 cm) otoczone taśmą samoprzylepną, oraz dwa otwory eliptyczne w okolicach podobojczykowych o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x230 cm ..... 230x320 1
2. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS ..... XL 2
3. ręczniki chłonne ..... 30x40 4
4. osłona na głowicę RTG ..... Ø 50 1
5. osłona na ekran radiologiczny ..... Ø 80 1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1



## ZESTAW DO ANGIOGRAFII XIII


380423 5



### OBŁOŻENIE ANGIO 160/300

rozmiar szt.

1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 160x200 cm. Serweta posiada dwa zaślepione otwory w okolicach tt. udowych o wymiarach 12x15 cm otoczone taśmą samoprzylepną, oraz dwa zaślepione otwory w okolicach podobojczykowych o wymiarach 12x15 cm otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 120x75 cm ..... 160x300 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1



## ZESTAW DO ANGIOGRAFII XIV

698220 10



rozmiar szt.

1. serweta do angiografii o wymiarach 240x370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory wokolicach tt. udowych o wymiarach 7x10 cm otoczone warstwą chłonną ..... 240x370 1
2. serweta chirurgiczna samoprzylepna ..... 50x50 1
3. ręcznik wysoko chłonny ..... 34x50 1
4. osłona na ekran radiologiczny ..... 140(Ø 80) 1
5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1