



PARAMETRY TECHNICZNE		Oznaczenie DELFIN 
Rodzaj napędu	Podnośnik wyposażony w tłok wodny umieszczony w korpusie podnoszącym	
Typ urządzenia	Podnośnik basenowy do podnoszenia i opuszczania osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej	
Sterowanie	Zawór umieszczony na kolumnie podnośnika	
Udźwig	120 kg (w zależności od ciśnienia wody)	
Prędkość	~ 0,6 m/s	
Ilość przystanków	2	
Podnośnik	<ul style="list-style-type: none"> • Podnośnik wykonany ze stali nierdzewnej • Krzeselko plastikowe w kolorze niebieskim • Szerokość ramienia obrotowego od 127 do 990mm • Wysokość podnoszenia/opuszczania 1060mm • Minimalna głębokość basenu 1100mm • Obrotowe krzeselko 90°, ułatwiające wsiadanie/wysiadanie z brzegu basenu • Podłączenie instalacji wodnej przewodem 1/2" 	
Sposób montowania	Do podłoża oraz ściany basenu	
Wykonanie	Wewnętrzne/zewnętrzne	
Zasilanie	Zasilanie z instalacji wodnej budynku min. 0,3 MPa	



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk, Spółka Jawna
 ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
 NIP: 5732847661; KRS: 0000490001; REGON: 243435020
 tel./fax: +48 34 314 03 10 email: biuro@liftplus.pl