

# Maski tlenowe



Maska tlenowa, wysoka koncentracja, dla dorosłych, dwa zawory z workiem



Maska tlenowa Venturiego, dla dorosłych, z 7 regularorami przepływu

## Maska tlenowa, wysoka koncentracja

pediatryczna, przylegająca pod brodę, dren 210 cm, standardowe łączniki, dwa zawory z workiem oddechowym

Opakowanie	Nr kat.
50 sztuk/opakowanie	01.000.08.131

## Maska tlenowa, wysoka koncentracja

dla dorosłych, przylegająca pod brodę, dren 210 cm, standardowe łączniki, dwa zawory z workiem oddechowym

Opakowanie	Nr kat.
25 sztuk/opakowanie	01.000.08.130

## Maska tlenowa Venturiego

pediatryczna, przylegająca pod brodę, 15 cm karbowana rurka, dren 210 cm, standardowe łączniki, 7 regulatorów przepływu - 24/28/31/35/40/50/60%

Opakowanie	Nr kat.
50 sztuk/opakowanie	01.000.01.122

## Maska tlenowa Venturiego

pediatryczna, przylegająca pod brodę, 15 cm karbowana rurka, dren 210 cm, standardowe łączniki, 7 regulatorów przepływu - 24/28/31/35/40/50/60%

Opakowanie	Nr kat.
50 sztuk/opakowanie	01.000.01.125