



KOMORA
HIPERBARYCZNA
O2 Prime Pet OX-IX



Aluminiowa komora O₂ Prime Pet OX-IX

To wyroby najwyższej jakości, produkowane w Japonii od kilku lat. **HearMEC** jest zarejestrowanym producentem urządzeń medycznych, posiada wszystkie certyfikaty jakości, w tym przede wszystkim **ISO 13485** **ISO 9001** oraz **certyfikaty CE**.

Z produkcją ponad 30 twardych komór miesięcznie **HearMEC** dąży by stać się najbardziej prestiżową firmą w Japonii w dziedzinie komór ciśnieniowych i systemów kontroli. Pomimo używania wysokiej jakości materiałów produkowanych w Japonii, udało nam się utrzymać produkty stosunkowo tanie w zakupie i praktycznie bezobsługowe. Są jednymi z najpopularniejszych twardych komór w Japonii.



HVM



Hiperbaryczna Medycyna Weterynaryjna



Aluminiowa komora O₂ Prime Pet OX-IX

To wyroby najwyższej jakości, produkowane w Japonii od kilku lat. **HearMEC** jest zarejestrowanym producentem urządzeń medycznych, posiada wszystkie certyfikaty jakości, w tym przede wszystkim **ISO 13485** **ISO 9001** oraz **certyfikaty CE**.

Z produkcją ponad 30 twardych komór miesięcznie **HearMEC** dąży by stać się najbardziej prestiżową firmą w Japonii w dziedzinie komór ciśnieniowych i systemów kontroli. Pomimo używania wysokiej jakości materiałów produkowanych w Japonii, udało nam się utrzymać produkty stosunkowo tanie w zakupie i praktycznie bezobsługowe. Są jednymi z najpopularniejszych twardych komór w Japonii.



Aluminiowa komora O₂ Prime Pet OX-IX

"Terapia tlenowa, hiperbaryczna jest stosowany w medycynie od ponad 20 lat, a korzyści są uderzające. Wyniki były tak dobre, że w świecie wiele klinik na co dzień stosuje tą terapię. Teraz możemy stosować tę technologię do naszych zwierząt domowych. To fenomenalne..."

Diane Levitan, VMD, lekarz dyplomowany

Warunki, w których HBO osiąga sukcesy:

- Ciężkie oparzenia skóry i uszkodzenie tkanek
- złamania
- zakażenia ogólnoustrojowe lub miejscowe
- dyskopatia międzykręgową
- Stany zapalne, takie jak zapalenie trzustki, nerek
- uszkodzenie nerwów
- pooperacyjny obrzęk
- Ostre warunki niedokrwienne
- zakaźne choroby, takie jak ciężkie zakażenie rany
- Niektóre aspekty zwyrodnienia neurologiczne
- Problem ran, takie jak oparzenia, wrzody, gangreny i martwice
- Stymulowanie aktywności komórek kości
- wspomaga aktywność mózgu / uszkodzenie nerwów
- Zapalenie stawów



Komora O₂ Prime Pet OX-IX

W związku ze stałym procesem udoskonalenia naszych wyrobów niektóre parametry mogą się różnić od przedstawianych w tabelach.



Comparative Chart			
Main Unit			
Spec.	Product	O ₂ Prime Pet	O ₂ Prime PetL
Product Image			
Body material,Color		Aluminum,White	Aluminum,White
Dimension (φ × L) in cm		φ 60 × 133	φ 75 × 175
Volume(liter)		380	773
Weight(kg)		45	80
Setting Pressure(kPa)		50 or 100	50 or 100
Usage time(minutes)		Free	Free
Oxygen density / max.Pressure(%)			
Model		OX-IX	OX-X
Air conditioning cool		△	△
warm		△	△
Video + Sound		-	-
Oxygen Concentrator		△	△
Operation in Outside		Manual control	Manual control
Operation in Capsule		-	-
Installation Base		stand	stand
Grip		-	-
Interphone		-	-
Ear equalizer		Manual	Manual
Analog type pressure meter		△	△
cena netto		8800 USD (50kPa) 10100 USD (100kPa)	11500 USD (50kPa) 13000 USD (100kPa)

Yellow cells are marked the part of main difference point.

※1 △ Option

※2 -unnecessary