

Zestaw segregacyjny TRIAGE

NSN 6545-43-0006965



OPIS PRODUKTU:

Torba na zestaw segregacyjny TRIAGE została wykonana z materiału Cordura 1000®, powleczonego teflonem i hypalonem. Torbę można nosić zarówno na ramieniu, jak i przypiętą do pasa. Otwierając torbę za pomocą zamków błyskawicznych wszytych po bokach torby, specjalne zabezpieczenie umożliwia jej rozchylenie pod kątem 45°, co eliminuje ryzyko wysunięcia wyposażenia. Wnętrze torby zostało dopasowane do planowanego wyposażenia: przewidziano miejsce na 50 opasek samozatraskowych, 50 kart segregacyjnych wraz z etui z gumką, 3 sztuki przyborów do pisania oraz zwinięty pasek na ramię. Zewnętrzna część torby posiada dwie niezależne, oddzielne kieszenie na latarkę oraz na nożyczki i rękawiczki. Na jednej z kieszeni wszyto przezroczystą przesłonkę na identyfikator. Na torbie umieszczono odbłaskowy napis TRIAGE oraz żółtą taśmę odbłaskową. Pośród tych elementów wszyta została przezroczysta kieszeń na pałeczkę chemiczną. W razie potrzeby torbę można natychmiast zamknąć, bez konieczności zasuwania zamków błyskawicznych.

PRZEWIDZIANE WYPOSAŻENIE TORBY:

- 50 kart segregacyjnych wraz z plastikowym etui z gumką. Wzór karty jest zgodny z projektem zmiany rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie zasad organizacji KSRG, oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.V.2004 w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 143, poz 1515).
- 10 opasek samozatraskowych czerwonych
- 10 opasek samozatraskowych żółtych
- 20 opasek samozatraskowych zielonych
- 10 opasek samozatraskowych czarnobiałych
- długopis do pisania w każdych warunkach
- nożyczki ratownicze
- 5 par rękawiczek ratowniczych nitrylowych
- pałeczka chemiczna żółta 12 h.
- latarka ręczno-czołowa z kpl. baterii

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.