

Mediflow Ultra II

model 0728142

OPIS PRODUKTU:

Precyzyjne dozowanie tlenu; wyrównywanie wahań ciśnienia wejściowego pomiędzy 2,8 bar i 8 bar poprzez zintegrowany zawór redukcyjny. Innowacyjne, samocentrujące pokrętko przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu. Nieprzerwany przepływ strumienia gazu, również pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora. Ruchoma końcówka przepływomierza – kąt wychylenia 360° – do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli. Dodatkowe skoki nastawu przepływomierza zwiększają możliwości stosowania urządzenia: obok tradycyjnych przepływów w urządzeniu zaprogramowano także przepływ 7 l/min, służący do rozpylania leków oraz 25 l/min, służący do reanimacji pacjentów.



Mediwet butelka nawilżacza UW
model 14090520

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.



ParaMedica
POLSKA

PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl