

## SERIA APAR

Elementy wózków serii APAR wykonano z:

**stelaż** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiającą dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego

**półka i szuflada** stalowe, lakierowane proszkowo

**blat** z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się

**elementy dekoracyjne** lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL

**podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą

**Wyposażenie dodatkowe:** listwa zasilająca, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysięgnik na kable, wysięgnik kroplówki

### APAR-1

**Wymiary całkowite [mm]:**

długość: **550**

szerokość: **550**

wysokość wózka: **900, 1100, 1300**

wymiary półki: **450 x 320**

