


Hak wątrobowy Nathanson'a

Nathanson StrongArm™ Systems

Mediflex StrongArm Nathanson System jest zaprojektowany do optymalnej retrakcji całej wątroby w chirurgii laparoskopowej.



StrongArm Surgical Holder – wytrzymała i stabilna konstrukcja z unikalnym systemem szybkiego blokowania wszystkich elementów ruchomych przy pomocy jednego pokręta.



Mediflex®
SURGICAL PRODUCTS


Hak NATHANSON'a – pierwszy laparoskopowy retraktor,
który podtrzymuje całą wątrobę.



Hak Nathanson'a stał się w ostatnich latach złotym standardem w retrakcji wątroby w zaawansowanych zabiegach laparoskopowych a w szczególności w zabiegach

bariatrycznych. Haki o średnicy 5mm są najczęściej stosowane w zabiegach typu GERD natomiast haki o średnicy 6,5mm są idealne do zabiegów bariatrycznych. Dla szczególnie otyłych pacjentów dostępne są haki Nathansona w rozmiarach średnim i dużym typu „Extra Long Tips” o zwiększonej długości, ułatwiające wprowadzenie haka do jamy otrzewnowej przez grubą warstwę tkanki tłuszczowej.

Haki Nathansona dostępne są w kompletach po 3 sztuki wraz z ramieniem StrongArm lub pojedynczo do wyboru – fot. powyżej.



Zaawansowana wersja obejmuje zestawy dwuramienne typu COMBO (fot. obok) lub TWIN umożliwiające jednoczesną retrakcję całej wątroby i umocowanie optyki (lub innego narzędzia).

Katalog dostępny na życzenie: biuro@yomed.pl
lub tel. 883 013 093, 795 462 115.

YOMED: Poleska 18/2, 40-733 Katowice,
NIP 5860055782
Fax. 32 352 09 33
E-mail : biuro@yomed.pl, www.yomed.pl

YOMED
Minimal Invasive Surgery