





**Aquai** ma szeroki zakres zastosowań. Urządzenie używane jest zarówno w centrach odnowy biologicznej oraz salonch fitness, jak i w ośrodkach Medical SPA & Wellness. Doskonale sprawdza się również w centrach rehabilitacji oraz w firmach w pokojach do relaksacji.

W czasie zabiegu strumienie wody, krążąc w obiegu zamkniętym, uderzają w elastyczną membranę, dzięki czemu pacjent może doświadczyć leczniczej mocy hydromasażu na sucho.



## Zalety zabiegu:

- poprawa krążenia krwi i przemiany materii,
- zwiększenie transportu tlenu w mięśniach,
- zwiększenie zakresu ruchu kończyn,
- zmniejszenie napięcia,
- redukcja stresu i relaks,
- poprawa samopoczucia.


## Cechy charakterystyczne:

- dysze do suchego hydromasażu o zwiększonej wytrzymałości,
- możliwość pracy wszystkich dysz jednocześnie lub w strefach,
- regulowana kolejność stref i częstotliwość masażu,
- 6 programowalnych, niezależnych stref,
- łatwo dostępny, kolorowy, dotykowy panel sterowania,
- 6 programów fabrycznych,
- możliwość utworzenia i zapisania programu użytkownika,
- regulacja temperatury (od 30° do 40°C),
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min.),
- zintegrowany system ogrzewania,
- możliwość pracy ciągłej dzięki zintegrowanemu systemowi chłodzenia (składającego się z żebrowanych radiatorów rurowych oraz wydajnych wentylatorów),
- nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- oświetlenie LED u podstawy.

## Dane techniczne:

Długość [cm]:	237
Wysokość [cm]:	70
Szerokość [cm]:	114
Waga [kg]:	190
Pojemność [l]:	220

## Strefy masażu:



## Opcje dodatkowe:

**AUDIO:** zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

**CARD MANAGER:** system ułatwiający sprzedaż zabiegów poprzez wykorzystanie kart z kredytem, w zestawie z oprogramowaniem umożliwiającym doładowanie

