

STERI-TRANSFER SYSTEM

Ergonomic system for the transport of sterile goods between different departments.

STERI-TRANSFER SYSTEM

Ergonomiczny system do transportu sterylnych materiałów między działami centralnej sterylizacji i bloku operacyjnego.

**STERI-TRANSFER SYSTEM. PERFECTLY SEPARATED STERILE AND NON-STERILE ZONES**

This system guarantees easy transport of sterile goods between the CSD and the OR. The wrapped instrument baskets or boxes are placed on a rack. The rack can then be put in a closed trolley for transport to the other departments. This guarantees a perfect separation between sterile and non-sterile zones. An additional advantage is that the sterile goods don't have to be unloaded one by one from the transport trolley.

The rack can easily be loaded on/unloaded from the transport trolley with the dolly trolley. The dolly trolley is fixed to the transport trolley, which then easily slides onto the dolly trolley. A simple lever mechanism keeps the rack in place.

STERI-TRANSFER SYSTEM. DOSKONAŁE ODDZIELA STERYLNE I NIESTERYLNE STREFY

Ten system gwarantuje bezpieczny transport sterylnych materiałów pomiędzy działami CSD i OR. Kosze z zawiniętymi instrumentami albo pudełka są zawieszane na stelażu. Stelaż może być zamknięty w wózku co umożliwia transport sterylnych materiałów. To gwarantuje dokładny rozdział sterylnych i zanieczyszczonych materiałów. Dodatkowa korzyść to brak konieczności przepakowywania pojedynczych pojemników do wózka transportowego.

Stelaż bardzo łatwo może być przepakowany z wózka dolly do wózka transportowego. Wózek dolly blokuje się do wózka transportowego i dzięki specjalnym szynom możliwy jest łatwy załadunek i wyładunek stelaża.



STAINLESS STEEL TRANSPORT TROLLEY STERI-TRANSFER SYSTEM
WÓZEK TRANSPORTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ STERI-TRANSFER SYSTEM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
19017 00001	1000 x 740 x 1450 mm	2 DIN



MODULAR RACK FOR TRANSPORT TROLLEY STERI-TRANSFER SYSTEM
STELAŻ DO WÓZKA TRANSPORTOWEGO STERI-TRANSFER SYSTEM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
19017 00007	695 x 600 x 1040 mm	2 DIN



FIXED PLATFORM FOR MODULAR RACK STERI-TRANSFER SYSTEM
PODSTAWA STAŁA DO STELAŻA STERI-TRANSFER SYSTEM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
19017 00011	770 x 660 x 260 mm	2 DIN



CART FOR LOADING AND UNLOADING STERI-TRANSFER SYSTEM
WÓZEK DOLLY DO ZAŁADUNKU STELAŻA STERI-TRANSFER SYSTEM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
19017 00014	825 x 630 x 995 mm	2 DIN

Other dimensions on request
 Inne wymiary na zamówienie