


Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych i litotrypsji

Skuteczne usuwanie kamieni z dróg żółciowych.

Ten wysokiej jakości koszyk firmy Bauer Medical zapewnia pewne i szybkie usunięcie kamieni z dróg żółciowych. Koszyk może być użyty także do zabiegu litotrypsji. Z góry ustalony punkt łamania zapewnia maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa podczas litotrypsji.

Niepowtarzalna jakość oraz ciągły zakres otwarcia od 15 do 25mm. lub 20 do 30mm umożliwia usuwanie kamieni o różnej wielkości przy użyciu optymalnie jednego koszyka. Możliwość 150° obrotu podczas wprowadzania i wycofywania zarówno ułatwia jak i przyspiesza usuwanie kamieni. Atraumatyczna budowa końcówki koszyka ułatwia wprowadzanie koszyka oraz minimalizuje uszkodzenia błony śluzowej. Koszyk może zostać sprawnie i bezpiecznie umieszczony w wymaganej pozycji poza kamieniem.




Specyfikacja

- Z góry ustalony punkt łamania
- Gładka, dobrze ślizgająca się linka
- Ergonomiczna rękojeść zapewnia dobry uchwyt
- Atraumatyczna końcówka koszyka
- Koszyk typu vario i hexagonalny (brak rotacji)



Atraumatyczna końcówka bezpieczna dla kanału roboczego endoskopu oraz błon śluzowych pacjenta



Wysoce mobilna rękojeść dla łatwego wprowadzania i usuwania koszyka



| REF | Form | Specification | Ø Basket mm | Price/pc. | Order size | Amount |
|--|-----------|---|-------------|-----------|------------|--------|
| Disposable baskets, pull rope-length 200 cm | | | | | | |
| BK1-B10-25-23-200 | vario | multifilament, 150°-rotation, protection head | 15/25 | | | |
| BK1-B10-30-23-200 | vario | multifilament, 150°-rotation, protection head | 20/30 | | | |
| BK1-B20-20-23-200 | hexagonal | multifilament, protection head | 20 | | | |
| BK1-B20-25-23-200 | hexagonal | multifilament, protection head | 25 | | | |
| BK1-B20-30-23-200 | hexagonal | multifilament, protection head | 30 | | | |
| BK1-B20-35-23-200 | hexagonal | multifilament, protection head | 35 | | | |
| Disposable lithotripsy baskets, pull rope-length 400 cm | | | | | | |
| LT1-B10-25-23-400 | vario | multifilament, 150°-rotation, protection head | 15/25 | | | |
| LT1-B10-30-23-400 | vario | multifilament, 150°-rotation, protection head | 20/30 | | | |
| LT1-B20-20-23-400 | hexagonal | multifilament, retractable tip | 20 | | | |
| LT1-B20-25-23-400 | hexagonal | multifilament, retractable tip | 25 | | | |
| LT1-B20-30-23-400 | hexagonal | multifilament, retractable tip | 30 | | | |
| LT1-B20-35-23-400 | hexagonal | multifilament, retractable tip | 35 | | | |