


3-kanałowy Papillotom

Doskonała alternatywa od firmy MICRO-TECH

Pozycjonowanie, kaniulacja oraz resekcja to podstawowe cechy udanego zabiegu papillotomi. 3-kanałowy papillotom firmy MICRO-TECH spełnia wszystkie te wymagania. Łatwo wysuwana z kanału roboczego do właściwej pozycji, stożkowa zwężona do rozmiaru 5fr końcówka papillotomu ułatwia kaniulację a resekcja jest wykonana dokładnie w pozycji „na godz. 11 – tą”.

Papillotom posiada kanały: dla linki tnącej, przewodnika oraz kontrastu zaprojektowane dla wysokiego bezpieczeństwa oraz skutecznego dozowania kontrastu. W ergonomicznej rękojeści znajdują się trzy otwory na palce zapewniające wygodę użytkowania i doskonałą kontrolę podczas zabiegu.



Specyfikacja

- 3 kanały dla: przewodnika, linki tnącej oraz do podawania kontrastu
- Opcjonalnie izolacja linki tnącej od strony proksymalnej
- Kierunek cięcia "na godz. 11"
- Nitkowata, zwężona do rozmiaru 5fr
- Ergonomiczna rękojeść z trzema uchwytami
- W pełni mobilny przewodnik do 0,035"



Papillotom z uchwytami





REF	Lumens	Tip length mm	Working length mm	Cutting wire length mm	Partly insulated cutting wire	Price/pc.	Order size	Amount
Papillotome								
DSP-30525-111111	3	5	2,000	25	No			
DSP-30225-111111	3	2	2,000	25	No			
DSP-30025-111111	3	0	2,000	25	No			
DSP-30525-111211	3	5	2,000	25	Yes			