

Hermetycznie połączone

FLOVAC wkłady jednorazowe  
1000ml / 2000ml

PACJENT, port do podłączenia  
drenu z pacjentem

Zawlecзка do zamknięcia  
portu PACJENT

Port do podłączenia ssaka

Port do podłączenia kolejnego  
wkładu

Port do zamknięcia zapełnionego wkładu

FLOVAC zbiornik wielokrotnego użytku  
1000ml / 2000ml



FLOVAC- System wkładów jednorazowych, miękki wkład wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr antybakteryjny. Filtr działa również jako system antyprzelewowy. Wkład musi być umieszczony w specjalnym zbiorniku wielokrotnego użytku wykonanego z poliwęglanu który przeznaczony jest do sterylizacji.

Stosowanie systemu FLOVAC pozwala nam zmniejszyć koszty oczyszczania i sterylizacji oraz poprawia warunki higieniczne

## DOSTĘPNOŚĆ

	ASPIRET ASKIR 20 ASKIR 30 ASKIR 230 12V BR ASKIR 36 BR	ASKIR C30	HOSPIVAC 350 HOSPIVAC 400
wkład 1000ml	31848		
wkład 2000ml	31846	31846	31846
zbiornik 1000ml	31843		
zbiornik 2000ml	31841	31841	31841

