

Dermalux™

TRI WAVE

Systemy do fototerapii Dermalux LED są projektowane i produkowane w Wielkiej Brytanii i są obecnie dostępne w ponad 250 klinikach medycyny estetycznej, medi-spa, gabinetach dermatologicznych i kosmetycznych w Wielkiej Brytanii i Europie. Ze względu na efekty terapeutyczne, wszechstronność i nieporównywalne korzyści handlowe, Dermalux w krótkim czasie stał się urządzeniem terapeutycznym nr 1 dla profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją i leczeniem chorób skóry.

- Głowica zapewniająca pełne pokrycie naświetlanej części ciała
- Płaski panel LED przeznaczony do naświetlania większych powierzchni ciała
- Klinicznie potwierdzone długości fal światła: niebieski 415 nm, czerwony 633 nm, NIR 830 nm
- Unikalna metoda lecznicza
- Skoncentrowane, precyzyjnie kontrolowane światło LED dla optymalnych rezultatów
- Ręczne i predefiniowane protokoły terapeutyczne



Dermalux® Tri-Wave

Dermalux® Tri-Wave jest mobilnym systemem, domyślnie wyposażonym w głowicę terapeutyczną do naświetlania twarzy oraz mniejszych powierzchni ciała. Opcjonalnie system może zostać wyposażony w panel do naświetlania większych powierzchni ciała.

System Tri-Wave dostarcza klinicznie potwierdzone długości fal światła: niebieski 415 nm, czerwony 633 nm, NIR 830 nm, wytwarzane za pomocą diod LED najnowszej generacji tak, aby zagwarantować precyzyjną i zoptymalizowaną penetrację światła w głąb skóry. Technologia Dermalux Concurrent Modality Treatment™ pozwala na dowolną kombinację wszystkich trzech długości fal światła, maksymalizując uzyskiwane efekty oraz redukując czas terapii.

System Tri-Wave obsługiwany jest przy pomocy dotykowego ekranu na panelu sterowania. Pozwala on na ręczne wprowadzanie parametrów zabiegowych jak również na wybranie wcześniej zdefiniowanych protokołów dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Lekka oraz ergonomiczna konstrukcja wyposażona w kółka pozwala na łatwe przemieszczanie systemu. Głowica terapeutyczna składająca się z ośmiu paneli LED posiada elektroniczną regulację wysokości ułatwiającą jej pozycjonowanie oraz zapewniającą maksymalny komfort dla pacjenta.

DERMALUX® TRI-WAVE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary: wys. 1750 mm x szer. 520 mm x głęb. 720 mm

Wymiary głowicy LED: wys. 460 mm x szer. 500 mm x głęb. 340 mm

Wymiary panelu LED: dł. 690 mm x szer. 333 mm x wys. 80 mm

Waga: 30 kg

Ilość diód LED: 1 856

Powierzchnia naświetlania: 1 232 cm²

Długości fal: Niebieski 415 nm, Czerwony 633 nm, NIR 830 nm

Zakres długości programu: 1 to 30 minut

Czas zabiegu (standardowa dawka): 20 minut



Autoryzowany przedstawiciel
Euroscalemed sp. z o.o.
www.euroscalemed.pl
kontakt@es-med.pl
tel. 42 652 01 28, 42 612 20 04

