

# Arjo Green™

## System bariery sterylnej

ekologiczny papier krepowany i włókniny

### opis produktu

Jednorazowe produkty Arjo Green pozwalają na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych o różnych rozmiarach i typach, np. bielizny, zestawów narzędzi zabiegowych, obłóżeń operacyjnych itp. Doskonała przepuszczalność czynników sterylizacyjnych została połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną oraz nadzwyczajną wytrzymałością, o 40% większą od standardowych produktów. Materiały Arjo Green cechuje duża odporność na przesiąkanie wody i innych płynów. Wszystkie rodzaje papieru i włókniny charakteryzują się niezwykłą miękkością i łatwością w układaniu i przenoszeniu.

Arjo Green to pierwszy w historii system bariery sterylnej w pełni zaprojektowany z myślą o środowisku. Surowce użyte do produkcji są w 100% naturalne, biodegradowalne, nie zawierają ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych, a dzięki zastosowaniu nowych, naturalnych kolorów zminimalizowano ilość środków wybielających. Włóknina, papier oraz opakowania produktów powstały całkowicie z surowców odnawialnych.

Możliwe jest wykorzystanie opakowań do wielu metod sterylizacji, m.in. STEAM, EO, FORM. Zastosowanie systemu Arjo Green gwarantuje sterylność 180 dni dla podwójnej warstwy opakowań i efektywność filtracji bakteryjnej >99%. Parametry sterylności zostały potwierdzone przez niezależne jednostki opiniujące.

### obszary zastosowań

Pakowanie i sterylizacja wyrobów medycznych wg zaleceń producentów. Możliwe zastosowanie dla sterylizatorów parowych, formaldehydowych oraz EO różnych typów.

### wytwórca

Arjowiggins/ Francja



normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1:2006, EN 868 Dyrektywa CE 93/42	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.  Na produkcie umieszczony numer serii odpowiadający numerowi na opak. zbiorczym i dacie produkcji.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND  
 tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
 e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)

# Arjo Green™

## System bariery sterylnej

ekologiczny papier krepowany i włókniny- rozmiary i typy

### ■ papier ARJO GREEN soft, naprzemiennie pakowany, kolor biały/ złocistożółty, 56g/m<sup>2</sup>

M4545AB	45 x 45 cm	500 szt. w opakowaniu
M5050AB	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu
M6060AB	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu
M7575AB	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
M9090AB	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
M1010AB	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M1212AB	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
M1014AB	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
M1315AB	130 x 150 cm	100 szt. w opakowaniu
M1313AB	137 x 137 cm	100 szt. w opakowaniu
M1518AB	150 x 180 cm	50 szt. w opakowaniu



### ■ papier/ włóknina ARJO GREEN, naprzemiennie pakowane, złocistożółty/ orzechowy, 62g/m<sup>2</sup>

M4545GA	45 x 45 cm	500 szt. w opakowaniu
M5050GA	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu
M6060GA	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu
M7575GA	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
M9090GA	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
M1010GA	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M1212GA	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
M1014GA	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
M1315GA	130 x 150 cm	100 szt. w opakowaniu
M1313GA	137 x 137 cm	100 szt. w opakowaniu
M1518GA	150 x 180 cm	50 szt. w opakowaniu

### NASZE EKOLOGICZNE SYSTEMY BARIERY STERYLNEJ OPARTE NA KOMPENSACJI WĘGLANÓW

 **ARJOGREEN 2™ Classic** – 58 g  
Kolor: kość słoniowa/biały

 **ARJOGREEN 2™ Soft** – 56 g  
Kolor: złocistożółty/śnieżnobiały

 **ARJOGREEN 2™ Reinforced** – 62 g  
Kolor: zielony/złocistożółty

 **ARJOGREEN 2™ NW** – 64 g  
Kolor: zielony/orzechowy

### ■ włóknina ARJO GREEN, naprzemiennie pakowana, zielony/ orzechowy, 64g/m<sup>2</sup>

M4545GB	45 x 45 cm	500 szt. w opakowaniu
M5050GB	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu
M6060GB	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu
M7575GB	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
M9090GB	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
M1010GB	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M1212GB	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
M1014GB	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
M1315GB	130 x 150 cm	100 szt. w opakowaniu
M1313GB	137 x 137 cm	100 szt. w opakowaniu
M1518GB	150 x 180 cm	50 szt. w opakowaniu

### ORAZ OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

 **ARJOGREEN™ Light 152** – 52 g  
Kolor: śnieżnobiały

 **ARJOGREEN™ Classic 156** – 56 g  
Kolor: kość słoniowa

 **ARJOGREEN™ Soft 160** – 60 g  
Kolor: złocistożółty

 **ARJOGREEN™ NW 364** – 64 g  
2 Kolory: zielony/orzechowy

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)