


Compat[®]

UNIVERSAL GRAVITY SET



Nazwa produktu: COMPAT[®] zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego

Przeznaczenie produktu: Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną. Do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowanych, gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripac[®]-Flex, ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, w zestawie z plastikowym woreczkiem do zawieszania butelki na stojaku.

Tworzywo: nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PVC (bez DEHP) o długości 190 cm

Opakowanie: Pakowany pojedynczo. Sterylny.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

Nestlé Polska S.A.