

Klipsownica Obrotowa SureClip™ Small – LadyClip „Lady Clip” 8mm. - najmniejsza klipsownica na rynku



Innowacyjna klipsownica jednorazowa SureClip™ Small (Lady Clip) firmy **Micro-Tech** to najmniejsza dostępna klipsownica na rynku. Sprawdza się doskonale w roli klipsa hemostatycznego oraz jako precyzyjny marker w zabiegach endoskopowych. Klips obraca się precyzyjnie w zakresie 360° i może być zamykany oraz otwierany wielokrotnie, umożliwiając precyzyjne zaaplikowanie. Mały rozmiar klipsa – tylko 8mm, umożliwia zastosowanie go w zabiegach pediatrycznych. Wyjątkowość klipsownicy została uzupełniona o różowy kolor wykończeń rękojści oraz osłonki pozwalający w łatwy sposób zidentyfikować rozmiar urządzenia. Dodatkową zaletą klipsów z serii SureClip™ jest skrócony segment stały klipsa. Na tle konkurencyjnych produktów długość segmentu została zmniejszona nawet o 60 % . W zależności od modelu klipsownicy jest to 5 mm lub 6mm. Ułatwia to zastosowanie kilku klipsów w obrębie jednego krwawienia.

Specyfikacja:

- Obrót o 360° zapewnia precyzję
- Rozwarcie klipsa do 8 mm.
- Możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania
- Doskonała siła uścisku
- Płynne operowanie nawet w trudnych miejscach
- Wyjątkowy kolor powłoki i rękojści



SONOLOGISTIC

PLUS SP. Z O.O. SONOLOGISTIC SP. KOMANDYTOWA | Kresowa 7a 22-400 Zamość
NIP 922-285-64-33 | REGON 060161469 | KRS 0000261647
tel +48 84 638 58 04 | fax +48 84 307 22 27 | www.sonologic.pl





Kod Towaru	Rozwarcie Klipsa mm.	Długość mm.	Kąt rozwarcia	Średnica Klipsa mm.	Kolor osłonki
SureClip™ Plus					
ROCC-F-26-195-C	16	1950	135°	2.6	Żółty
ROCC-F-26-230-C	16	2300	135°	2.6	Żółty
SureClip™					
ROCC-D-26-195-C	11	1950	135°	2.6	Niebieski
ROCC-D-26-230-C	11	2300	135°	2.6	Niebieski
SureClip™ Small					
ROCC-C-26-195-C	8	1950	135°	2.6	Różowy
ROCC-C-26-230-C	8	2300	135°	2.6	Różowy
Eco-SureClip™					
ROCC-D-26-195	11	1950	135°	2.6	Brak
ROCC-D-26-230	11	2300	135°	2.6	Brak

Opakowanie 10 sztuk.