

SERIA REN



REN-01/ABS (ST)

Przykładowe rozwiązanie

Elementy wózków serii REN wykonano z:

szafka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL

blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony 3 bandami

podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Opcja: wykonana ze stali kwasoodpornej z frontami szafek lakierowanymi na kolor wg palety RAL

Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- uchwyt na butlę z tlenem
- deska do przeprowadzenia RKO
- półka pod defibrylator
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową
- pojemnik na rękawiczki
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia

Wymiary szafki:

długość: **600 mm [L]**

szerokość: **500 mm [S]**

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm [H]**

Wymiary szafki REN-06:

długość: **700 mm [L]**

szerokość: **500 mm [S]**

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm [H]**

Modele szafek:



REN-02



REN-03



REN-04



REN-06

Standard:

szafka stalowa, lakierowana na kolor wg palety RAL

blat i podstawa z tworzywa ABS

Opcja:

szafka wykonane w technologii Plaster Miodu



REN-02/ABS



REN-01/ABS



REN-02/2ABS

Istnieje możliwość wykonania wózków na życzenie

Wykonanie niestandardowe