


Paragon components

Componenti Paragon

Komponenty i działanie



Most common protocols using **Saline Solution 0.9%** as a diluent
Protocollo utilizzando soluzione salina 0,9% come diluente
Stosując roztwór płynu fizjologicznego 0,9% jako

Infusion time (h/d)* Tempo d'infusione Czas infuzji	Flow Rate Tassa d'infusione Prędkość infuzji	Final volume Volume finale Objętość ostateczna
24 h/ 1d	4 mL/h	101 mL
44 h/ 2d	2 mL/h	93 mL
46 h/ 2d	2 mL/h	97 mL
48 h/ 2d	2 mL/h	101 mL
72 h/ 3d	0,5 mL/h	41 mL
	1 mL/h	77 mL
120 h/ 5d	0,5 mL/h	65 mL
168 h/ 7d	0,5 mL/h	89 mL

Most common protocols using **5% dextrose** as a diluent
Protocollo utilizzando siero glucosio 5% come diluente
Używając roztworu dekstrozy 5% jako rozcieńczalnika

Infusion time (h/d)* Tempo d'infusione Czas infuzji	Flow Rate Tassa d'infusione Prędkość infuzji	Final volume Volume finale Objętość ostateczna
24 h/ 1d	4 mL/h	91,4 mL
44 h/ 2d	2 mL/h	84,2 mL
46 h/ 2d	2 mL/h	87,8 mL
48 h/ 2d	2 mL/h	91,4 mL
72 h/ 3d	0,5 mL/h	37,4 mL
	1 mL/h	69,8 mL
120 h/ 5d	0,5 mL/h	59 mL
168 h/ 7d	0,5 mL/h	80,6 mL

*h= hours/ore/godziny
d= day/giorno/días



MEDI SYSTEM

Importer and distributor:
www.e-mediasystem.pl



Manufacturer:

BMR Medical Ltda.
Rod. Regis Bitencourt (BR 116) nº 1440, Km 1,4
Campina Grande do Sul | PR
CNPJ 07.213.544/0001-80
Telefone +55 (41) 3093-3900
www.bmrmedical.com.br
Made in Brazil



STERILE IEO



EC REP

Obelis S.A
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54
E-mail: mail@obelis.net