

OZ-1ABSb z wyposażeniem

SERIA OPTIMUM TYP Z

Elementy wózków **serii OPTIMUM typ Z** (zabiegowe) wykonane z:
szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo
stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały
blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron
blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka
podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą
elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL - wzornik TECHMED

Opcja: blat górny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakierowanej proszkowo;

Wyposażenie dodatkowe: uchylne pojemniki, półki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca

Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego:

735 x 620 x 1000 mm [L x S x H]

Wymiary szafki: 600 x 500 mm [L x S]

Wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm [H]

Wysokość całkowita: 1700 mm


Wymiar półki: 600 x 500 mm



OZ-2ABS



OZ-2ABS



OZ-2ABS



OZ-2STb z wyposażeniem



OZ-2ABSb z wyposażeniem



OZ-3ABSb z wyposażeniem