

Elementy **stolików serii ECO, TOP, MOD** wykonano z:  
**stelaż** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo  
**podstawa i półka** stalowe, lakierowane proszkowo, podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, półka z podniesionym rantem  
**stoliki** przeznaczone do samodzielnego montażu (łatwy montaż)  
 możliwość samodzielnego doboru rozstawu między półkami

**Wyposażenie dodatkowe:** listwa zasilająca, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna

**Wymiary całkowite:**  
**530 x 420 x 1000 mm [L x S x H]**  
**Wymiary blatu górnego: 450 x 320 mm**  
**Wymiary półki: 400 x 260 mm [L x S]**

## SERIA ECO



ECO-1 z koszykiem




ECO-2 z listwą zasilającą



ECO-2



ECO-3



ECO-4

## SERIA TOP



TOP-1



TOP-2



TOP-3



TOP-4

**Wymiary całkowite:**  
**530 x 420 x 900 mm [L x S x H]**  
**Wymiary blatu: 450 x 320 mm [L x S]**

## SERIA MOD

**Wymiary całkowite:**  
**735 x 420 x 860 mm [L x S x H]**  
**Wymiary blatu: 655 x 400 mm [L x S]**



MOD-1



MOD-1 z listwą zasilającą i koszykiem



MOD-2



MOD-3