

Grace & Iris



Ławeczka prysznicowa Grace z dwoma uchwytami i płytą montażową do ściany. Ławeczkę można złożyć do pozycji pionowej i zablokować przed rozłożeniem się. Regulowana wysokość nóg.

szerokość: 480 mm
długość: 410 mm
wysokość: 420 - 530 mm
szerokość siedziska: 480 mm
wysokość siedziska: 380 - 490 mm
waga: 3 kg
max. obciążenie: 130 kg

Barierka Iris służy do podpierania się przy wstawaniu z toalety. W razie potrzeby może być podniesiona do góry. Dodatkowo posiada uchwyt na rolkę papieru toaletowego.

szerokość: 100 mm
całkowita długość: 740 mm
wysokość: 230 mm
waga: 1,9 kg
max. obciążenie: 130 kg

