

g e l
a c r o s s

proplasma

OFEROWANE RODZAJE KART

KARTY DO OZNACZANIA GRUP KRWI U BIORCY

NOWA TECHNOLOGIA ACROSS GEL

Across Gel® – to Twoje nowe rozwiązanie w badaniach mikrometodą żelową – dzięki wysokiej jakości i różnorodności oferowanych kart pozwala w szybki i bezpieczny sposób osiągnąć zamierzony cel!



Karta Across Gel® do oznaczania układu ABO z rewersem i D^{VI}-/CDE

Across Gel® Forward & Reverse ABO

Ten typ karty umożliwia oznaczenie układu ABO wraz z rewersem oraz fenotypu Rh poprzez kontrolę antygenów D^{VI}-/CDE.

Nr kat. 810202 - 50 kart/opak.



Karta Across Gel® do oznaczania układu ABO z rewersem i D^{VI}-/Kell

*Across Gel® Forward & Reverse ABO
with D^{VI}-/Kell*

Ten typ karty pozwala na oznaczenie układu ABO wraz z rewersem oraz antygenów D^{VI}- i Kell.

Nr kat. 810204 - 50 kart/opak.



Karta Across Gel® do podwójnego oznaczania układu ABO/D^{VI}-

Across Gel® Double ABO/D^{VI}-

W przypadku, gdy nie jest konieczne wykonywanie rewersu dla grup krwi, karta ta pozwala na wykonanie dwóch oznaczeń z układu ABO/D^{VI}-.

Nr kat. 810207 - 50 kart/opak.

KARTY DO OZNACZANIA GRUP KRWI U DAWCY



Karta Across Gel® do oznaczania układu ABO z rewersemi D^{VI+}/CDE

Across Gel® Forward & Reverse ABO with D^{VI+}/CDE

Karta ta pozwala na oznaczenie układu ABO wraz z rewersem oraz fenotypu Rh poprzez kontrolę antygenów D^{VI+}/CDE.

Nr kat. 810203 - 50 kart/opak.



Karta Across Gel® do oznaczania układu ABO z rewersemi D^{VI+}/Kell

Across Gel® Forward & Reverse ABO with D^{VI+}/Kell

Ten typ karty umożliwia oznaczenie układu ABO wraz z rewersem oraz antygenów: D^{VI+} i układu Kell, co minimalizuje ryzyko immunizacji wśród biorców.

Nr kat. 810205 - 50 kart/opak.



Karta Across Gel® do podwójnego oznaczania układu ABO/D^{VI+}

Across Gel® Double ABO/D^{VI+}

Pozwala na sprawdzenie obecności antygeny D^{VI} i oznaczenie w układzie ABO. W ramach oszczędności można na jednej karcie wykonać dwa oznaczenia.

Nr kat. 810206 - 50 kart/opak.

KARTY DO OZNACZANIA GRUP KRWI



Karta Across Gel® do oznaczania układu ABO z rewersem oraz antygenów D^{VI-}/D^{VI+}

Across Gel® Forward & Reverse ABO with D^{VI-}/D^{VI+}

Karta ta pozwala na oznaczenie układu ABO z rewersem oraz dodatkowo wyposażona jest w dwie mikrokolumny do kontroli obecności antygeny D^{VI-} i D^{VI+}. Karta polecana do stosowania przy oznaczeniach grup krwi wszystkich typów pacjentów, włączając kobiety ciężarne i dzieci.

Nr kat. 810201 - 50 kart/opak.



Karta Across Gel® do oznaczania układu ABO z rewersem oraz Lektyną A1 i antygenem H

Across Gel® ABO Typing

Karta umożliwiającą oznaczenia w układzie ABO, wyposażona w mikrokolumny do reakcji próbki kontrolnej oraz testy na obecność Lektyny A1 i antygeny H.

Nr kat. 810208 - 50 kart/opak.
811208 - 10 kart/opak.

KARTA DO PRÓB KRZYŻOWYCH



Karta Across Gel® do przeprowadzania prób krzyżowych

Across Gel® Cross Match

Kompletna karta do oznaczania układu ABO (u biorcy lub dawcy) jak również do przeprowadzania dużej i małej próby krzyżowej (dla krwi pełnej) lub dużej próby krzyżowej i oznaczeń na obecność autoprzeciwciał (dla zawiesiny erytrocytów) dla biorcy w testach enzymatycznych i antyglobulinowych, wykonywanych jednocześnie na jednej karcie.

Nr kat. 810217 - 50 kart/opak.

KARTY DLA NOWORODKÓW



Karta Across Gel® do oznaczania grup krwi u noworodków

Across Gel® Newborn

Karta dla noworodków pozwala na wykonanie oznaczeń w układzie ABO, detekcję antygenów DVI- i DVI+ oraz przeprowadzenie monospecyficznych i polispecyficznych testów BTA (bezpośrednich testów antyglobulinowych) na jednej karcie.

Nr kat. 810213 - 50 kart/opak
811213 - 10 kart/opak.

KARTY DO OZNACZANIA ANTYGENÓW



Karta Across Gel® do oznaczania antygenów z układu Kell

Across Gel® Anti-Kell

Umożliwia przeprowadzenie 4 oznaczeń na jednej karcie – zawiera mikrokolumny do prób kontrolnych i do detekcji antygenów z układu Kell.

Nr kat. 810212 - 50 kart/opak.
811212 - 10 kart/opak.



Karta Across Gel® do oznaczania fenotypu układu Rh

Across Gel® Rh Phenotyping

Karta umożliwia wykonanie oznaczeń dla następujących antygenów z układu Rh: C, c, E, e. Możliwe jest wykonanie dwóch różnych testów na jednej karcie.

Nr kat. 810210 - 50 kart/opak.
811210 - 10 kart/opak.



Karta Across Gel® do oznaczania fenotypu układu Rh oraz antygeny z układu Kell

Across Gel® Rh Phenotyping with Kell (K)

Karta ta pozwala na wykonanie oznaczeń antygenów układu Rh (D^{VI*}, C, c, E, e) oraz antygeny z układu Kell. Znajduje zastosowanie w oznaczeniach krwi pacjentów, którzy często poddawani są transfuzjom krwi.

Nr kat. 810209 - 50 kart/opak.
811209 - 10 kart/opak.

KARTY DO BADAŃ PRZEGLĄDOWYCH (SCREENING)



Karta Across Gel® do wykonywania bezpośrednich testów antyglobulinowych (BTA)

Across Gel® Monospecific Direct Coombs (DAT)

Możliwe jest wykonanie dwóch prób na jednej karcie. Karta przeznaczona jest do przeprowadzania polispecyficznego testu z AHG i monospecyficznego bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA) z IgG i C3d.

Nr kat. 810216 - 50 kart/opak.
811216 - 10 kart/opak.



Karta Across Gel® do oznaczeń w środowisku surowicy antyglobulinowej (AHG)

Across Gel® AHG (IgG+C3d)

Przeznaczona do wykonywania analiz w środowisku AHG – do pośrednich i bezpośrednich testów antyglobulinowych (PTA/BTA), badań przeglądowych przeciwciał (screening), identyfikacji przeciwciał, prób krzyżowych, autokontroli, a także do oznaczania różnych rodzajów antygenów, w tym „słabego D”.

Nr kat. 810215 - 50 kart/opak.
811215 - 10 kart/opak.



Karta Across Gel® do oznaczeń wolnych przeciwciał IgG

Across Gel® Anti-IgG

Wykorzystywana w monospecyficznym teście antyglobulinowym przy wykrywaniu wolnych przeciwciał IgG w surowicy/osoczu pacjenta lub zlokalizowanych na powierzchni erytrocytów.

Nr kat. 810214 - 50 kart/opak.
811214 - 10 kart/opak.



Karta Across Gel® do wykrywania auto lub alloprzeciwciał (neutralna/z AHG)

Across Gel® Neutral / AHG

Pozwala na oznaczenie metodami enzymatycznymi bądź antyglobulinowymi auto lub alloprzeciwciał w surowicy/osoczu pacjenta.

Nr kat. 810218 - 50 kart/opak.
811218 - 10 kart/opak.



Karta Across Gel® neutralna

Across Gel® Neutral

Zawiera neutralne mikrokolumny używane do oznaczeń w rewersie grup krwi, badaniu screeningowym i identyfikacji przeciwciał, zimnych testach aglutyninowych i w typowaniu izoaglutynin.

Nr kat. 810219 - 50 kart/opak.
811219 - 10 kart/opak.

ZESTAWY KRWINEK WZORCOWYCH

1	Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO	3 x 4 ml
2	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO	3 x 4 ml
3	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał	3 x 4 ml
4	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do identyfikacji przeciwciał	10 x 4 ml
5	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do identyfikacji przeciwciał PLUS	8 x 4 ml
6	PEG (roztwór glikolu polietylenowego do PTA)	2 x 4 ml
7	Papaina STL	5 x 3 ml
8	LISS	1 x 100 ml
9	Zestaw Krwinek do Kontroli Wewnętrznej	

WYPOSAŻENIE



Wirówka do kart Across System®

- Pojemność: 24 karty
- Stała prędkość wirowania
- Optymalny czas i prędkość wirowania dostosowane do kart Across Gel®
- Świetlny i dźwiękowy alarm aktywujący się w przypadku nieprawidłowego załadowania kart lub problemów z zasilaniem
- Wymiary: 525 mm x 410 mm x 180 mm
- Waga: 15 kg

Nr kat. 900100

SYSTEMU MANUALNEGO



Inkubator do kart Across System®

- Pojemność: 24 karty
- Posiada wbudowane 2 oddzielne sektory, z których każdy może pomieścić 12 kart
- Możliwość dostosowania temperatury i czasu inkubacji niezależnie dla każdego sektora
- Wymiary: 325 mm x 295 mm x 95 mm
- Waga: 4 kg

Nr kat. 900110



Czytnik kart Across System®

- Kompaktowy czytnik z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu kart
- Wyposażony w ekran dotykowy
- Dostępne funkcje: pozytywna identyfikacja, ewaluacja karty/testu, hasło osobiste
- Realny obraz karty, możliwość archiwizacji wyników ze zdjęciem (pojemność ok. 300 000 testów).
- Opcje wyszukiwania: wg daty, rodzaju testu, danych pacjenta, numeru próbki, okresu czasu.
- Transmisja danych do systemu HIS/LIS
- System zdalnego sterowania

Nr kat. 900160



Stacja robocza Across System®

- Pojemność na 12 lub 24 karty
- Oddzielne statywy na próbówki, odczynniki, karty – dopasowane wymiarami do płyty
- Możliwość dowolnej aranżacji stanowiska pracy
- Wymiary:
 - Duża stacja robocza: 8mm x 580mm x 320mm
 - Mała stacja robocza: 8mm x 470mm x 320mm

Nr kat.

900140 - pojemność na 24 karty

900150 – pojemność na 12 kart



Automatyczna pipeta Across System®

- Dozowanie próbek o objętości: 10 µl, 25 µl lub 50 µl
- Łatwość usunięcia zużytych tipsów
- D o s t o s o w a n a d o u ż y t k u prawo/leworęcznego

Nr kat. 900120



Dozownik Across System®

- Pozwala szybko i wiarygodnie odmierzyć żądaną objętość
- Dopasowany do butelek o objętości: 100 ml i 500 ml

Nr kat. 900130

DANE PRODUCENTA:

Dia ProTıbbi Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş.

Siedziba firmy:

Tophaneliođlu Cad. No: 70/1-A

Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL - TURKEY

Phn: (0216) 326 70 42 Fax: (0216) 340 16 89

Fabryka:

İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri GEPOSB

Atatürk Bul. No:25 Gebze / KOCAELİ - TURKEY

Phn: (0262) 751 53 34 Fax: (0262) 751 53 37

www.diapro.com.tr

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

PROPLASMA SP. Z O.O. SP.K.

Siedziba firmy:

ul. Ludwinowska 17k

02-856 Warszawa

Biuro handlowe:

ul.Farbiarska 86/90

02-862 Warszawa

tel. 22 649 11 03

fax.22 649 10 38

www.proplasma.com.pl

info@proplasma.com.pl

