

Bezpieczna Igła SN

Precyzja i unikalna koncepcja bezpieczeństwa.

Z użyciem igły firmy Bauer Medical ostrzykiwanie staje się bezpieczne i precyzyjne jak nigdy wcześniej. Jedną z odpowiedzialnych za to właściwości jest nowo opracowany specjalny uchwyt. Charakteryzuje się on szczególnie ergonomicznym kształtem, wyraźnie odczuwalnymi w dotyku wypustkami oraz wyraźnym „kliknięciem” towarzyszącym otwieraniu i zamykaniu igły.

Drugą odpowiedzialną za wysoką precyzję właściwością jest specjalnie fasetowana skośna krawędź igły, która zapewnia dużą precyzję nakłucia nawet w utrudnionych warunkach. Spełniając wymogi UVV odnośnie zwiększonego bezpieczeństwa igła ta zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo: Po zakończonej aplikacji proksymalna część rękojeści może zostać skręcona w ustalonym punkcie. Wymuszone zatrzymanie igły we wnętrzu końcówki zabezpieczającej dodatkowo zapobiega urazom.

SPECYFIKACJA

- Ergonomiczna rękojeść
- Specjalnie fasetowana igła
- Dystalna osłonka igły
- Słyszalny dźwięk "KLIK" podczas wysuwania i chowania igły.
- Wyjątkowe bezpieczeństwo w trakcie przechowywania
- Dostępne w trzech średnicach 0,5/0,7/0,9 mm



Fasetowane ostrze igły i metalowa główka osłonki



Ergonomiczna rękojeść z określonym punktem krytycznym



Nr Referencyjny	Długość igły mm.	Srednica igły mm.	Średnica katetera mm.	Długość zestawu
-----------------	------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Injection-needle

SN1-I10-505-18-120	5	0.5	1.8	1200
SN1-I10-505-18-180	5	0.5	1.8	1800
SN1-I10-507-23-230	5	0.7	2.3	2300
SN1-I10-509-23-230	5	0.9	2.3	2300

Pakowane po 10 szt.



bauer medical GmbH & Co. KG

Bayreuther Straße 9 · 91301 Forchheim · Germany
Phone: +49 (0)9191 73 61 98-0 · Fax: +49 (0)9191 73 61 98-9
E-Mail: info@bauer-medical.de
www.bauer-medical.de

MICRO-TECH Europe GmbH

Mündelheimer Weg 48 · 40472 Düsseldorf · Germany
Phone: +49 (0)211 73 27 626-0 · Fax: +49 (0)211 73 27 626-99
E-Mail: contact@micro-tech-europe.com
www.micro-tech-europe.com