



System do opaskowania żyłaków firmy MICRO-TECH nadaje się doskonale do tamowania krwawiących żyłaków przełyku oraz hemoroidów. Kompletny system został wyposażony w 4 lub 6 opasek i jest łatwy w instalacji. Silikonowa nasadka umożliwia zassanie odpowiedniej ilości tkanki oraz nie ogranicza widoczności. Nasz system to jedyny system tego typu dostępny w wersji nie zawierającej lateksu. Dzięki temu możliwość wystąpienia reakcji alergicznej u wrażliwych pacjentów została zredukowana do minimum.

### Special features:

- Łatwość instalacji i użytkowania
- Dostosowany do endoskopów o średnicy od 9.4 do 14.0 mm.
- Pasuje do kanałów roboczych od 2.8 mm.
- Mocowanie z zatrzaskiem
- Wyposażony w 4 lub 6 opasek
- Opaski z lateksem lub nie zawierające lateksu



Nasadka silikonowa z nicią zwalniającą

REF	Nasadka Śr. mm.	Średnica Endoskopu mm.	Opaski	Dł. nici w mm.	Kolor
<b>LATKOWE</b>					
MBLS-6F	8.8	9.4 – 13.0	6	1450	Niebieski/ Przezroczysty
MBLS-4F	8.8	9.4 – 13.0	4	1450	Niebieski/ Przezroczysty
MBLS-XL-6F	9.8	11.0 – 14.0	6	1900	Niebieski/ Przezroczysty
MBLS-XL-4F	9.8	11.0 – 14.0	4	1900	Niebieski/ Przezroczysty
<b>BEZ LATEKSU</b>					
MBLS-6F-NL	8.8	9.4 – 13.0	6	1450	Żółty/Czarny
MBLS-4F-NL	8.8	9.4 – 13.0	4	1450	Żółty/Czarny
MBLS-XL-6F-NL	9.8	11.0 – 14.0	6	1900	Żółty/Czarny
MBLS-XL-4F-NL	9.8	11.0 – 14.0	4	1900	Żółty/Czarny

Opakowanie: Jedna sztuka w opakowaniu

**DYSTRYBUTOR**

**SONOLOGISTIC**

PLUS SP. Z O.O. SONOLOGISTIC SP. KOMANDYTOWA | Kresowa 7a 22-400 Zamość  
 NIP 922-285-64-33 | REGON 060161469 | KRS 0000261647  
 tel. +48 84 638 58 04 | fax +48 84 307 22 27 | [www.sonologic.pl](http://www.sonologic.pl)

