

# Nowa linia stentów Platinum

Rozszerzane zakończenia i pętle do usuwania.

Nowa linia stentów samorozprężalnych „Platinum Line” firmy MICRO – TECH została zaprojektowana tak , aby zapewnić doskonałą stabilność po aplikacji oraz możliwość usunięcia stentu bez komplikacji. Ponadto są to stenty ze znanej już serii „Platinum”, które charakteryzują się zwiększoną widzialnością w RTG. Stenty posiadają rozszerzane końce , które zapewniają doskonałą stabilność po aplikacji oraz pętle do usuwania ułatwiające ekstrakcję.

## Specyfikacja :

- Samorozprężalne
- System wprowadzania TTS
- Wysoka widzialność RTG
- Atraumatyczne zakończenia
- Możliwość aplikacji pod kontrolą endoskopu
- Doskonała stabilność po aplikacji
- Odporna i elastyczna powłoka
- Pętle do repozycji
- Rozszerzane końce
- Przystosowane do przewodnika 0.035"



REF	Średnica Część środkowa mm.	Końce mm.	Długość mm.	Powłoczenie
<b>Nowa Linia Platinum TTS, Rozszerzane końce, Pętle do usuwania</b>				
ST03-126.10.040	10	13	40	30
ST03-126.10.060	10	13	60	50
ST03-126.10.080	10	13	80	70
ST03-127.10.040	10	13	40	40
ST03-127.10.060	10	13	60	60
ST03-127.10.070	10	13	70	70
ST03-127.10.080	10	13	80	80

	Ø mm/fr.	Długość mm.	Prowadnik	Markery RTG	Kanał Irygacyjny	Blokada
<b>System wprowadzania</b>						
ST03-126... (TTS)	3.0/9	1800	0.035 inch	2	Tak	Tak
ST03-127... (TTS)	3.3/10	1800	0.035 inch	2	Tak	Tak