



Plastikowe stenty do dróg żółciowych

Maksymalny drenaż, minimalna migracja

Firma Micro tech oferuje szeroki zakres stentów plastikowych do drenażu dróg żółciowych. Stenty są dostępne w różnych kształtach, długościach i średnicach. Dzięki temu możemy dopasować stent do każdego wskazania. Wysokiej jakości materiał (PE albo PTFE), z którego wykonane są stenty, zapewnia skuteczny drenaż i perfekcyjną adaptację w ciele pacjenta. Zaczepy na końcach stentu zapewniają bezpieczeństwo i minimalizują migrację. Dla szybkiej i prostej aplikacji stenty mogą być załadowane do zestawu wprowadzającego z taperowanym końcem dystalnym.

Specyfikacja:

- różne kształty: prosty, zagięty, Typ-S, pigtail
- optymalna przepustowość
- idealne dopasowanie anatomiczne
- pewne mocowanie, minimalne ryzyko migracji
- trzy warianty: stent; stent załadowany do zestawu; zestaw wprowadzający
- dobra widoczność w systemach RTG



Pigtail



Typ-S