

409 & 4242

Stoły zabiegowe





Model 4242 może być używany zarówno w ginekologii jak i w zabiegach ogólnych. Stół łączy łatwość użytkowania z praktycznym wyglądem oraz ergonomicznymi funkcjami. Szeroka gama akcesoriów oraz praktyczna regulacja gwarantuje **komfort oraz efektywność** dla profesji medycznej.

- dostępne modele hydrauliczne i elektryczne
- do zabiegów ginekologicznych oraz ogólnych
- funkcjonalna konstrukcja
- dwu-sekcyjne miękkie leże
- łatwa do czyszczenia tapicerka z dostępnymi kolorami: niebieskim, beżowym, zielonym, niebieskawo szarym, szarym, czarnym
- szeroka gama akcesoriów

Akcesoria i opcje:

	przedłużenie segmentu nóg + powierzchnia leża
	100004150 - 100004155 w zależności od koloru
100000572	uchwyt na rolkę papieru 572
100000597	miska z mocowaniem 597
100000574	szyna akcesoryjna części tylnej 574, para
100000573	szyna akcesoryjna sekcji siedziska 573, para
100000741	poręcze boczne 741, para
100000428	podkolanniki 428, para
100000426	podpory pod stopy 426, para
100010200	zacisk do podkolanników 428
100000583	druciany kosz 583, pod ramą (tylko w modelu hydraulicznym)
100005851	kosz na narzędzia 5851, pod ramą (tylko w modelu hydraulicznym)

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia leża	2-sekcyjna (+ przedłużenie)
Waga	stalowa rama malowana proszkowo
Bezpieczne obciążenie	75 kg - 80 kg
Długość	180 kg
Szerokość	1550 mm, 1910 mm z przedłużeniem
Hydr.	735 mm, szerokość powierzchni leża 630 mm
Elect.	670 mm, szerokość powierzchni leża 630 mm
Wysokość	580 - 940 mm
Koła	150 mm, centralny system blokowania

Regulacje:

Segment pleców	0 – 67° regulacja hydrauliczna (wspomagana sprężyną gazową) lub elektryczna
Wysokość	580 – 940 mm hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości



Wyposażona w specjalne akcesoria zgodnie z Europejską Dyrektywą 93/42/EEC, Dyrektywą Urządzeń Medycznych Załącznik VII i odpowiadającą jej Fińską Ustawą Krajową nr 1505 (1994) i rozporządzeniem nr 1506 (1994). Produkty są zgodne z normami ISO 9001 i ISO 13485 Systemy Zarządzania Jakością i ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem.



Stół zabiegowy 409 jest ekonomicznym rozwiązaniem dla zabiegów ogólnych oraz prostych badań i operacji. Dzięki temu konstrukcja 409 jest łatwa i ergonomiczna w użyciu oraz szybka w czyszczeniu. Szeroka gamma akcesoriów **gwarantuje komfort oraz efektywność personelowi medycznemu.**

- dostępne modele hydrauliczne oraz elektryczne
- opcjonalnie pozycja Trendelenburg antyTrendelenburg
- tapicerka w kilku kolorach do wyboru: niebieski, beżowy, zielony, niebieskawo szary, szary, czarny
- kolor ramy jasno szary lub opcjonalnie srebrny antybakteryjny RAL 9006
- poręcze do popychania po obu stronach

Akcesoria i opcje:

100000732	uchwyt na rolkę papieru 732
100000734	nóż do podkładów 734
100000583	druciany kosz 583, pod ramą (tylko w modelu hydraulicznym)
100005841	kosz ABS 5841, pod ramą od strony podglówka (tylko w modelu hydraulicznym)
100005851	kosz ABS 5851, pod ramą od strony podnóżka (tylko w modelu hydraulicznym)
100005861	kosz ABS 5861 do mocowania pod ramą (dla wersji elektrycznej)
100000700	szyna akcesoryjna 700, para
100000977	Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia leża	2-sekcyjna, stalowa rama malowana proszkowo
Waga	ok. 80 kg
Bezpieczne obciążenie	180 kg
Długość	2030 mm
Szerokość	705 mm
Wysokość	590 - 960 mm
Koła	125 mm i 150 mm, centralny system blokowania

Regulacje:

Segment pleców	-20 ... +54°, regulacja elektryczna lub hydrauliczna (wspomagana sprężyną gazową)
Wysokość	590 - 960 mm regulacja elektryczna lub hydrauliczna
Trendelenburg	0 ... 14°, anty-Trendelenburg 0 ... 7°



Wyposażona w specjalne akcesoria zgodne z Europejską Dyrektyw 93/42/EEC, Dyrektywą Urzędzeń Medycznych Załącznik VII i odpowiadającą jej Fińską Ustawą Krajową nr 1505 (1994) i rozporządzeniem nr 1506 (1994).

Produkty są zgodne z normami ISO 9001 i ISO 13485 Systemy Zarządzania Jakością i ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem.



Printed matter
441 042

FSC
FSC-C018782



Anpexim

Ul. Biały Kamień 2/18,
02-593 Warszawa
Adres do korespondencji:
Ul. Mszczonowska 33/35, lok. 215
96-100 Skierniewice
tel./fax.: 46 8335687; 8321900
e-mail: anpexim@anpexim.pl



MERIVAARA

Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com

Merivaara Corp. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w zakresie wyglądu, specyfikacji i modeli.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie publikacji z największą starannością nad ich kompilacją, Merivaara nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Wszystkie znaki handlowe są własnością Merivaara, chyba że podano inaczej.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.