



FARUM® S.A.

rok założenia 1819 / established 1819

reduktory

reduktor próżni
typ **A45**



Przeznaczenie:

Urządzenie służy do odsysania płynów i wydzielin.

Zasilane ze źródła próżni.

Dane techniczne:

- Płynna regulacja: 0 ÷ -1 bar
- Przepływ: 30 ± 5 l/min
- Wydajność: max. 250 ml / 10s
- Warunki używania:
 - wilgotność powietrza: max. 70 %
 - temperatura: -18 ÷ 50 °C.
- Warunki przechowywania:
 - wilgotność powietrza: max. 70 %
 - temperatura: -40 ÷ 60 °C

reduktory
www.farum.pl

CE 2274