

# reduktory



reduktor powietrza  
medycznego  
**typ A40-AIR**

**Przeznaczenie:**

do współpracy z urządzeniami medycznymi i służy do redukcji ciśnienia powietrza medycznego.

**Dane techniczne:**

- Ciśnienie zasilania:  $2 \div 20$  MPa
- Ciśnienie zredukowane:  $0,4 \pm 0,1$  MPa
- Temperatura pracy:  $5 \div 40$  °C
- Łącznik do butli: 5/8"
- Wymiary: 127 x 140 x 42 mm.



**FARUM**® S.A.

rok założenia 1819 / established 1819

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74  
tel.: 022 811 06 79, 022 811 28 42  
tel./fax 022 811 19 22



[www.farum.pl](http://www.farum.pl) • [sales@farum.com.pl](mailto:sales@farum.com.pl)