



typA31 w I



typA31 w II

reduktor
do podtlenku azotu (N_2O)

typA31

Reduktor służy do obniżenia ciśnienia podtlenku azotu pobieranego z butli.

Umożliwia:

- zasilanie aparatów do znieczulania ogólnego,
- ciągły odczyt ciśnienia N_2O w butli.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie zasilania	maks. 150 kPa x 100
Ciśnienie zredukowane	5 kPa x 100
Wydatek	>100 l/min
Króciec wylotowy R1/2" lub szybkozłącze typ AGA	



reduktor do tlenu (O_2) z dozownikiem
i nawilżaczem

typA36

Reduktor, po połączeniu z butlą tlenową, przeznaczony jest do redukcji ciśnienia, ustalania wymaganego przepływu i nawilżania tlenu pobieranego z butli. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania nawilżonej mieszanki tlenowo-powietrznej.

Głównymi cechami reduktora typ A36 są:

- wysoka niezawodność pracy
- bezpieczeństwo użytkowania
- odporność na zamarzanie

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie zasilania	maks. 150 kPa x 100
Ciśnienie zredukowane	5 kPa x 100
Zakres regulacji przepływu	1 ÷ 15 l/min
Nawilżanie tlenu (mieszanki tlenowo-powietrznej)	ok. 60%