




Katalog produktów medycznych

 **KLAROMED**



*Czytelna i klarowna
misja dla medycyny*



Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą w sektorze medycznym. Przywiązujemy wielką wagę do wysokiej jakości świadczonych usług. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji i instalacji naszych sztandarowych produktów jakimi są lampy operacyjne plusLED, systemy do archiwizacji w zintegrowanych salach operacyjnych INTEGRATOR.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do dekontaminacji gazową formą nadtlenu wodoru firmy BIOQUELL. W dziedzinie stołów operacyjnych oferujemy sprzęt renomowanej, szwajcarskiej firmy Schaefer Medical AG, której jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem w Polsce.

Uzupełnieniem naszej oferty są meble medyczne KLAROLINE, produkowane w różnych technologiach wykonania. Zajmujemy się także importem, dystrybucją sprzętu medycznego uzupełniającego naszą bezpośrednią ofertę handlową. Jesteśmy dostawcą nie tylko urządzeń, lecz kompleksowych rozwiązań, które znakomicie ułatwiają pracę lekarzom, a pacjentom oferują komfortowe i szybkie leczenie na najwyższym poziomie.

Zatrudniamy młody, energiczny i wysoce wykwalifikowany personel pozwalający realizować założenia naszej misji. Służąc radą i pomocą budujemy zaufanie naszych Odbiorców poprzez zaangażowanie, zorientowanie na potrzeby, doradztwo oraz kompetencyjną gotowość. Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas wartością nadrzędną. Stały rozwój, kompetencje z jednej ręki i wiara w sukces stanowią o sile naszej firmy.

Dzięki ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, światowymi liderami w produkcji sprzętu medycznego możemy zaproponować naszym Klientom bogatą ofertę produktów najwyższej klasy.

Dziś oddajemy w Państwa ręce najnowszą edycję katalogu produktów medycznych, który zamyka kompleksowo wyposażenie niezbędne dla każdego szpitala, przychodni lekarskiej czy domu opieki paliatywnej. Mamy głębokie przekonanie, że stworzony dla Państwa tak różnorodny, obszerny a jednocześnie komplementarny materiał stanie się narzędziem pomocnym w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych.

Klarowna współpraca i rzetelność - na tym budujemy naszą pozycję jako Państwa przyjaciół na wymagającym rynku usług medycznych.

Spełnienie międzynarodowych norm potwierdzają certyfikaty ISO, wydane przez niezależne jednostki certyfikacyjne. Certyfikaty EN ISO 9001, EN ISO 13485 zostały wydane przez TÜV Rheinland Polska, czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce.



*zapraszam do współpracy
Tadeusz Książek*





I	Lampy operacyjne	4	
II	Kolumny i mosty zasilające	20	
III	Systemy integracji i archiwizacji	32	
IV	Stoły operacyjne	46	
V	Fotele i stoły zabiegowe	86	
VI	Opieka pacjenta	110	
VII	Pozycjonery i podkłady żelowe	126	
VIII	Dekontaminacja	142	
IX	Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo	158	
X	Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym	176	
XI	Meble medyczne metalowe z korpusem eco	194	
XII	Meble medyczne ze stali kwasoodpornej	212	
XIII	Wyposażenie uzupełniające do mebli w zabudowie	234	
XIV	Mobilne meble medyczne	242	
XV	Wybrane realizacje	272	



plusLED 96

**Nowa generacja lamp
operacyjnych i zabiegowych**

plusLED

najnowocześniejsze polskie lampy LED

Lampy operacyjne



*polski producent
lamp operacyjnych LED*



Cechy lamp plusLED	6
Lampa operacyjna plusLED 96	10
Lampa operacyjna plusLED 56	12
Zestawy lamp operacyjnych plusLED	14
Zestawy lamp zabiegowych plusLED	18
Parametry techniczne lamp plusLED	19

Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawia nowoczesna chirurgia i każda z jej specjalności stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie jakim są lampy plusLED.

Lampy dostarczają precyzyjne światło wszędzie tam gdzie jest ono niezbędne. Homogeniczny charakter światła podnosi komfort pracy chirurga w każdym miejscu dużego pola operacyjnego.

Lampy plusLED cechuje niesłychanie niska emisja ciepła w kierunku pola operacyjnego.




Podstawowym zadaniem lamp operacyjnych plusLED jest dokładne odwzorowanie spektrum kolorów pola operacyjnego a w szczególności kolorystyki czerwonej.

Lampy operacyjne i zabiegowe plusLED doskonale odwzorowują kolory, współczynnik Ra wynosi 96. Najdrobniejsze niuanse koloru tkanki można dostrzec dzięki współczynnikowi barwy R9 (czerwonej) równym 96.

Współczynnik R9 (barwa czerwona) ≥ 90 ułatwia chirurgom wyraźnie lepsze rozpoznawanie szczegółów.

Spektrum kolorów pola operacyjnego jest renderowane w sposób naturalny. Delikatne i precyzyjne światło lampy operacyjnej plusLED jest przyjazne i bardzo komfortowe dla oczu operatora.



Zastosowane w konstrukcji lampy operacyjnej plusLED białe diody LED są diodami piątej generacji o imponującej żywotności 50 000 godzin.

Lampy plusLED są najlepszymi na rynku lampami w tej technologii.




Sposób rozmieszczenia i umieszczenia wielofasetkowych reflektorów na matrycy w oprawie lampy emitujących jednorodne wiązki światła eliminuje cienie w polu operacyjnym.




Takie rozwiązanie gwarantuje także homogenne pole operacyjne o ciepłym, białym świetle i temperaturze barwowej 4 900 K.

W trosce o zachowanie najwyższych standardów lampy operacyjne plusLED mogą posiadać inną temperaturę barwową.

Inne wartości temperatury barwowej są dostępne opcjonalnie i ustalone w ścisłej współpracy z użytkownikiem końcowym i uwzględnieniem jego preferencji.



Podstawową zaletą lamp operacyjnych pluLED jest dwufunkcyjny, centralny uchwyt sterylny pozwalający operatorowi regulować nie tylko średnicę pola oświetlanego ale jednocześnie jego intensywność natężenia oświetlenia.



To nowość w zakresie ergonomii pracy chirurga z zachowaniem jego sterylnej strefy obsługi.

W celu polepszenia komfortu pracy oprawy lamp plusLED zostały wyposażone w podwójny system sterowania.

Pierwszy z nich jest zlokalizowany w sterylnym uchwycie. Drugi system sterowania jest umiejscowiony na szybie ze szkła bezpiecznego ESG w bocznej strefie na obrzeżu oprawy.



Idealnym uzupełnieniem uchwytu centralnego są dopasowane do niego nakładki sterylne z możliwością sterylizacji parowej w temperaturze do 134 °C

Nakładki wyposażone są w blokadę, która pewnie mocuje je na swoim miejscu a także umożliwia błyskawiczną wymianę.



Zostały one wymodelowane w sposób ergonomiczny, przez co dobrze układają się w dłoni. Ułatwia to chirurgowi posługiwanie się lampą operacyjną.

Użyte w konstrukcji lampy bezpieczne szkło ESG jest odporne na stłuczenie i rysy.


Zwarta konstrukcja lampy podnosi efektywność i ergonomię oraz umożliwia wykorzystanie lamp w szerokim wachlarzu specjalności chirurgii a przy tym ułatwia utrzymanie lampy w idealnej czystości.



Obudowa lampy wykonana jest z lekkich stopów aluminium. Jest to materiał, który gwarantuje odporność na wstrząsy i długą żywotność.

Ciepło emitowane przez elementy oświetleniowe jest odprowadzane przez górną część obudowy w stronę sufitu, dzięki czemu znikome ilości ciepła są kierowane w stronę głowy chirurga i jego ramion.

Oprawa oświetleniowa posiada unikalną w skali światowej ultra cienką i zwartą budowę.



Opływowy kształt jaki posiadają lampy plusLED idealnie sprawdza się na salach operacyjnych klasy 1A, wyposażonych w nawiewy laminarne.

Powietrze opływa wyprofilowaną obudowę lampy nie powodując przy tym zawirowań dając dobrą współpracę w nawiewie laminarnym.




plusLED 96

Lampa operacyjna plusLED 96 wykorzystuje nową technologię LED piątej generacji dla uzyskania olbrzymiej wielkości pola operacyjnego o średnicy 30 cm przy zachowaniu maksimum natężenia światła i minimalnym przyroście temperatury. Wiele multifasetkowych reflektorów emituje doskonałe białe światło z 96 diod LED, co daje wysoki efekt bezcieniowości a także daje światłu możliwości oświetlenia głębokich pól operacyjnych.

Wielorefleksyjna konstrukcja dodatkowo uwytłumia ten efekt, utrzymując na stałym poziomie natężenie oświetlenia niezależnie od wielkości pola operacyjnego.

Lampa została wyposażona w innowacyjny uchwyt sterylny dający chirurgowi pełną kontrolę nad parametrami światła lampy. Nie dotykając nic oprócz precyzyjnego uchwytu sterylnego chirurg może zmienić średnicę pola operacyjnego oraz natężenie oświetlenia.



Niesterylne uchwyty otaczające oprawę lampy stanowią monolityczną konstrukcję z korpusem co zapewnia idealne zachowanie czystości. Gładkie przejścia i smukły kształt oprawy dodatkowo podnoszą komfort użytkowania.

Łatwa manewrowalność, proste operowanie czaszą lampy oraz mnogość opcji takich jak oświetlenie AMBIENT czy innowacyjny system dwukamerowy TV i możliwość tworzenia dowolnych zestawów w kombinacjach z monitorami płaskimi i ramionami do akcesoriów kreują produkt zoptymalizowany dla obecnych zespołów operacyjnych.





plusLED 56

Przemysłane zastosowanie 56 sztuk dużej wydajności białych diod LED piątej generacji jest wykorzystane dla optymalnego oświetlenia różnych typów tkanki.

Każdy element oświetleniowy, dzięki wykorzystaniu multifasetkowego reflektora wytwarza homogeniczną wiązkę światła, która nakłada się na inne wiązki wytwarzane przez sąsiednie elementy tworząc jednorodne pole światła towarzyszące przy rozmaitych zabiegach operacyjnych.



Przemysłana i zwarta konstrukcja oprawy zapewnia doskonałe światło i zapewnia nowoczesny, bardzo funkcjonalny i estetyczny wygląd lampy.

Zastosowane w lampie innowacyjne rozwiązanie uchwytu sterylnego umożliwia chirurgowi precyzyjne sterowanie parametrami światła. Regulacja natężenia światła lampy i średnica pola operacyjnego odbywa się z jednego sterylnego miejsca.

Niesterylny uchwyt o monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy jest łatwy do utrzymania w czystości co podnosi walory higieniczne lampy.

Chłodne światło o niskim udziale podczerwieni eliminuje problem ogrzewania obszaru w obrębie głowy chirurga dając stabilne środowisko pracy, niezmiennie podczas długotrwałych zabiegów chirurgicznych.

Zredukowany efekt ogrzewania przez czasę lampy korzystnie wpływa na współpracę z nawiewami laminarnymi.





Dwukamerowa lampa operacyjna plusLED 96 / 96 z systemem INTEGRATOR

Nr kat. K00150



Pierwsza na świecie lampa operacyjna z systemem dwukamerowym

Lampa operacyjna plusLED to pierwsza na świecie lampa z systemem dwukamerowym. Lampa została wyposażona w dwie kamery TV o jakości HD oraz system INTEGRATOR umożliwiający uruchomienie funkcji dwukanałowego rejestrowania wideo obrazów z zainstalowanych kamer. Oprócz nagrywania zainstalowany system INTEGRATOR oferuje transmisję wideo i połączenie z lokalnym systemem radiologicznym RIS.

Dotknięcie tylko jednego przycisku na ekranie 24 calowej jednostki sterującej umożliwia zarejestrowanie obrazu wideo. Pozyskany materiał może zostać w późniejszym czasie skompletowany do postaci autonomicznej płyty CD / DVD celem odtworzenia na innych stacjach roboczych.

Funkcja elektronicznego negatostopu wykorzystuje dodatkowy monitor z krzywą DICOM zawieszony razem z jednostką sterującą na wspólnym, dedykowanym zawieszaniu lampy. Negatostop umożliwia wybór dokumentacji pacjenta przez podanie numeru PESEL, nazwiska lub daty badania z lokalnego systemu RIS (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia).

Zastosowana w lampach wideo transmisja przełamuje bariery odległości zapewniając tym samym dostęp do specjalistów z innych miejsc lub krajów w celu ułatwienia konsultacji.



Dwukamerowa lampa operacyjna plusLED 96 / 96 z systemem DiCO®

Nr kat. K00160



Pierwsza na świecie lampa operacyjna z systemem dwukamerowym

Lampa operacyjna plusLED została wyposażona w dwie kamery TV w jakości HD oraz system DICO® umożliwiające uruchomienie funkcji wideo rejestrowania dwukanałowych obrazów z zainstalowanych kamer oraz wideo transmisję.

Wideo rejestrowanie odbywa się za pomocą pojedynczego dotknięcia przycisku na ekranie stacji negatoskopowej, zawieszanej na ścianie sali operacyjnej. Pozyskany materiał może zostać w późniejszym czasie skompletowany do postaci autonomicznej płyty CD / DVD celem odtworzenia na innych stacjach roboczych.

Zastosowana w lampach transmisja wideo przełamuje bariery odległości zapewniając tym samym dostęp do specjalistów z innych miejsc lub krajów w celu ułatwienia konsultacji.

To idealne rozwiązanie, które wspiera i ułatwia wszelkiego rodzaju szkolenia i edukację. Daje nieocenione możliwości przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy wieloma ośrodkami posiadającymi zdolności konsultacyjne.



Lampa operacyjna plusLED 96 / 56 z systemem wideo transmisji HDTV

Nr kat. K00124



Lampa operacyjna plusLED posiada innowacyjną funkcjonalność. Jej oś centralna została wyposażona w kamerę HDTV co daje nieocenione możliwości transmisji strumieniowej obrazu wideo służącą do nadzoru i komunikacji wizualnej w obrębie sali operacyjnej. Odbiornikiem obrazu jest współpracujący z kamerą bezprzewodowy, poręczny tablet, za pomocą którego jest wyświetlany obraz z zainstalowanej kamery.

Oprogramowanie systemowe zainstalowane na tablecie umożliwia użytkownikowi regulację parametrów lampy operacyjnej. Za pomocą dotknięcia ekranu tabletu można zmienić podstawowe parametry światła takie jak jasność oraz średnicę pola operacyjnego. Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnosi walory funkcjonalne rozwiązania.

Lampa operacyjna plusLED z takim rozwiązaniem zapewnia elastyczność i zaspakaja indywidualne potrzeby poszczególnych zespołów operacyjnych.

Inwestycja w tego typu system jest bardzo korzystna, ponieważ przyczynia się do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy.



**Lampa operacyjna
plusLED 96 / 96**

Nr kat. K00120



**Lampa operacyjna
plusLED 96 / 56**

Nr kat. K00121



Układ zasilania lampy umożliwia dostosowanie się do istniejących warunków zasilania w miejscu montażu. Lampy współpracują także z rezerwowymi / awaryjnymi układami zasilania dostępnymi w obiektach służby zdrowia.

Konstrukcja lamp zabiegowych wykorzystuje podwójnie zabezpieczone i sprawdzone na etapie produkcji komponenty co wprost przekłada się na bezawaryjność pojedynczych lamp jak i zestawów.

Kompatybilne elektromagnetycznie obwody elektryczne i elektroniczne w lampach plusLED idealnie współpracują z awaryjnymi lub rezerwowymi układami zasilania dostępnymi w obiektach służby zdrowia.



Pojedyncze lampy zabiegowe plusLED 96 oraz plusLED 56 dostępne są w wersji mocowanej naścienne.

Zestaw ramion wykorzystany do mocowań naściennych gwarantuje precyzyjne manewrowanie lampą w szerokim zakresie.



Powyższe kombinacje lamp operacyjnych i zabiegowych znajdują swoje zastosowanie we wszystkich dyscyplinach medycyny do oświetlenia pola operacyjnego.

Szeroką gamę rozwiązań lamp plusLED uzupełniają lampy zabiegowe w wersji statywowej. Wersje lamp mobilnych wyposażonych w akumulatory idealnie sprawdzają się w przypadku wystąpienia awarii źródła zasilania gwarantując długi okres czasu pracy.



**Lampa zabiegowa
mobilna plusLED 56**
Nr kat. K00112



**Lampa zabiegowa
mobilna plusLED 56
z akumulatorem**
Nr kat. K00113

Parametry techniczne lamp operacyjnych plusLED

Dane ogólne	Parametr	plusLED 96	plusLED 56
	Ilość diod LED	96	56
	Żywotność diod LED	>50 000 h	>50 000 h
	Średnica oprawy oświetleniowej	694 mm	582 mm
Parametry świetlne	Natężenie oświetlenia w odległości 1 m	160 000 lx	130 000 lx
	Regulacja natężenia	40 do 160 klx	40 do 130 klx
	Średnica pola operacyjnego	170 do 300 mm	170 do 280 mm
	Współczynnik odwzorowania barw Ra	96	96
	Współczynnik odwzorowania barwy R9	96	96
	Temperatura barwowa	4 900 K	4 900 K
Zasilanie	Napięcie zasilania*	~230V, 50 Hz	~230V, 50 Hz
	Napięcie znamionowe	24 V	24 V
	Pobór mocy	50 W (50 VA)	40 W (40 VA)
	Klasa ochrony IP	42	42

*wersje z innym rodzajem zasilania dostępne na zamówienie.

Wszystkie wartości zgodne z normami EN 60601-1 i EN 60601-2-41.

Wszystkie podane parametry światła $\pm 10\%$.



Kolumny i mosty zasilające



Kolumny anestezjologiczne	22
Kolumny chirurgiczne	24
Kolumny laparoskopowe	26
Kolumny dla oddziałów OIT	28
Mosty zasilające	30

Kolumna anestezjologiczna

Nr kat. K66001

Kolumny anestezjologiczne wyposażone w mechanizm podnoszenia aparatu do znieczuleń cieszą się dużym zainteresowaniem wśród personelu medycznego. Rozwiązanie takie pozwala na łatwe przemieszczanie urządzeń w zależności od potrzeb anestezjologa i obsługi sali. Dzięki szerokiej gamie uchwytów kolumny umożliwiają powieszenie różnego rodzaju aparatów wielu producentów.

Wyposażenie podstawowe:

Elektromagnetyczne hamulce przegubów
Półka z szynami bocznymi 1 szt.
Uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Gniazdo N₂O - podtlenek azotu 1 szt.
Gniazdo AGSS - odciąg gazów medycznych 1 szt.
Manometry (opcja)



Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Kolumna anestezjologiczna

Nr kat. K66002

Kolumny anestezjologiczne wyposażone w ramię podnoszone elektromechanicznie zapewniają optymalną wysokość ustawienia konsoli i dostęp do gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów.

Wyposażenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów
Półka z szynami bocznymi 1 szt.
Szuflada 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Gniazdo N₂O - podtlenek azotu 1 szt.
Gniazdo AGSS - odciąg gazów medycznych 1 szt.
Manometry (opcja)



Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane w salach operacyjnych. Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Kolumna anestezjologiczna

Nr kat. K66003

Precyzyjne manometry, w które może być wyposażona kolumna wskazują na bieżąco ciśnienie doprowadzonych gazów medycznych oraz podciśnienie w przypadku próżni.

Wyposażenie podstawowe:

Elektromagnetyczne hamulce przegubów 1 szt.
Półka z szynami bocznymi 1 szt.
Szuflada 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Gniazdo N₂O - podtlenek azotu 1 szt.
Gniazdo AGSS - odciąg gazów medycznych 1 szt.
Manometry (opcja)



Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Kolumna anestezjologiczna

Nr kat. K66004

Kolumny anestezjologiczne są standardowo wyposażone w system hamulców ciernych lub opcjonalnie - na życzenie użytkownika w system hamulców pneumatycznych.

Wyposażenie podstawowe:

Cierne hamulce przegubów 1 szt.
Półka z szynami bocznymi 1 szt.
Szuflada 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Gniazdo N₂O - podtlenek azotu 1 szt.
Gniazdo AGSS - odciąg gazów medycznych 1 szt.
Manometry (opcja)



Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane w salach operacyjnych. Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Kolumna chirurgiczna

Nr kat. K66006

Typowe kolumny chirurgiczne wyposażone są w ramię, które umożliwia podnoszenie konsoli wraz z osprzętem. Rozwiązanie takie pozwala na łatwe przemieszczanie urządzeń w zależności od potrzeb zespołu operacyjnego oraz pozostałego personelu na sali operacyjnej. Na życzenie klienta kolumny mogą być wyposażane w gniazdo służące do napędu narzędzi chirurgicznych, gniazdo zasilające insuflatory lub przystawki argonowe.

Wyposażenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów

Półka z szynami bocznymi

Szuflada

1 szt.

1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V

6 szt.

Gniazda wyrównania potencjału

6 szt.

Przygotowanie pod instalację teletechniczną

2 szt.

Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar

2 szt.

Gniazdo VAC - próżnia

2 szt.

Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja)

1 szt.


Gniazdo CO₂ - dwutlenek węgla (opcja)

1 szt.

Gniazdo Ar - argon (opcja)

1 szt.

Manometry (opcja)



Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Kolumna chirurgiczna

Nr kat. K66007

Kolumny chirurgiczne z ramionami podnoszonymi posiadają w standardzie hamulce pneumatyczne, które umożliwiają łatwe i precyzyjne ustawianie kolumny. Specjalne uchwyty do pozycjonowania pozwalają personelowi medycznemu na komfortowe i wygodne manewrowanie.

Wyposażenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów

Półka z szynami bocznymi

Szuflada

1 szt.

1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V

6 szt.

Gniazda wyrównania potencjału

6 szt.

Przygotowanie pod instalację teletechniczną

2 szt.

Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar

2 szt.

Gniazdo VAC - próżnia

2 szt.

Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja)

1 szt.

Gniazdo CO₂ - dwutlenek węgla (opcja)

1 szt.

Gniazdo Ar - argon (opcja)

1 szt.

Manometry (opcja)



Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane w salach operacyjnych. Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Kolumna chirurgiczna

Nr kat. K66008

Kolumny chirurgiczne wyposażone w pojedyncze lub podwójne ramiona poziome umożliwiają swobodne usytuowanie sprzętu, gniazd gazowych i elektrycznych w najbardziej wygodnym miejscu dla zespołu w sali operacyjnej.

Wposażenie podstawowe:

Cierne hamulce przegubów	1 szt.
Półka z szynami bocznymi	1 szt.
Szuflada	1 szt.
Gniazda elektryczne 230 V	6 szt.
Gniazda wyrównania potencjału	6 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar	2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia	2 szt.
Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja)	1 szt.
Gniazdo CO ₂ - dwutlenek węgla (opcja)	1 szt.
Gniazdo Ar - argon (opcja)	1 szt.
Manometry (opcja)	



Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Kolumna chirurgiczna

Nr kat. K66009

Kolumny chirurgiczne z ramionami poziomymi, wyposażone są standardowo w hamulce cierne. Na życzenie klienta mogą być wyposażone w specjalne uchwyty pozycjonujące, umożliwiające swobodne manewrowanie kolumną.

Wposażenie podstawowe:

Cierne hamulce wszystkich przegubów	1 szt.
Półka z szynami bocznymi	1 szt.
Szuflada	1 szt.
Gniazda elektryczne 230 V	6 szt.
Gniazda wyrównania potencjału	6 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar	2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia	2 szt.
Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja)	1 szt.
Gniazdo CO ₂ - dwutlenek węgla (opcja)	1 szt.
Gniazdo Ar - argon (opcja)	1 szt.
Manometry (opcja)	




Manometry po stronie gniazd poboru gazów

Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane w salach operacyjnych. Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Kolumna laparoskopowa z ramieniem do monitora

Nr kat. K16010



Wposażenie podstawowe:

Elektromagnetyczne hamulce przegubów

Półka z szynami bocznymi 4 szt.

Szuflada 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.

Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.

Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.

Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.

Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja) 1 szt.

Gniazdo CO₂ - dwutlenek węgla (opcja) 1 szt.

Gniazdo Ar - argon (opcja) 1 szt.

Manometry (opcja)

Kolumna laparoskopowa

Nr kat. K16011

Typowe kolumny laparoskopowe wyposażone są w 4 ÷ 5 półek umożliwiających swobodne ustawienie aparatury. Układy mogą być wyposażone w dodatkowe elementy pomocnicze takie jak: uchwyt pod monitor, uchwyt na butlę z dwutlenkiem węgla (zamiast gniazda), czy wyciąg do kabli.

Wposażenie podstawowe:

Elektromagnetyczne hamulce przegubów

Półka z szynami bocznymi 5 szt.

Szuflada 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.

Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.

Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.

Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.

Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja) 1 szt.

Gniazdo CO₂ - dwutlenek węgla (opcja) 1 szt.

Gniazdo Ar - argon (opcja) 1 szt.

Manometry (opcja)



Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane w salach operacyjnych.

Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Kolumna endoskopowa

Nr kat. K16012



Wypożyczenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów
Półka z szynami bocznymi 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 6 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 6 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Manometry (opcja)

Wypożyczenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów 4 szt.
Półka z szynami bocznymi 1 szt.
Szuflada

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja) 1 szt.
Gniazdo CO₂ - dwutlenek węgla (opcja) 1 szt.
Gniazdo Ar - argon (opcja) 1 szt.
Manometry (opcja)

Kolumna artroskopowa

Nr kat. K16013



Wypożyczenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów
Półka z szynami bocznymi 4 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 6 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 6 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Manometry (opcja)

Wypożyczenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów 3 szt.
Półka z szynami bocznymi 1 szt.
Szuflada

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt.

Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Gniazdo AIR MOTOR - zasilanie narzędzi sprężonym powietrzem (opcja) 1 szt.
Gniazdo CO₂ - dwutlenek węgla (opcja) 1 szt.
Gniazdo Ar - argon (opcja) 1 szt.
Manometry (opcja)

Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane w salach operacyjnych.
Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Kolumna duo dla OIT

Nr kat. K66014



Wyposażenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów
Przegubowy wieszak na kroplówki
i pompy infuzyjne 2 szt.
Szyna sprzętowa 2 szt.
Kosz na cewniki 1 szt.
Pojemnik na rękawiczki 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.

Wyposażenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów
Półka z szynami bocznymi 3 szt.
Szuflada 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 9 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 9 szt.
Przygotowanie pod instalację
teletechniczną 2 szt.

Gniazdo AIR - spr. powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Manometry (opcja)

Kolumna dla OIT

Nr kat. K66015

Kolumna ze zintegrowaną stroną monitorująco-infuzyjną umożliwia zachowanie odpowiednich parametrów na stanowisku intensywnej opieki medycznej przede wszystkim na małych salach wielostanowiskowych. Wieleelementowy system umożliwia dowolne ukształtowanie stanowiska, zgodnie ze specyfiką oddziału.

Wyposażenie podstawowe:

Pneumatyczne hamulce przegubów 3 szt.
Półka z szynami bocznymi 1 szt.
Szuflada 1 szt.
Przegubowy wieszak na kroplówki
i pompy infuzyjne 2 szt.
Szyna sprzętowa 2 szt.
Kosz na cewniki 1 szt.
Pojemnik na rękawiczki 1 szt.

Gniazda elektryczne 230 V 12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału 12 szt.
Przygotowanie pod instalację
teletechniczną 2 szt.

Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar 2 szt.
Gniazdo O₂ - tlen 2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia 2 szt.
Manometry (opcja)



Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane na oddziałach OIT.
Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Kolumna rurowa, jednostanowiskowa

Nr kat. K66016

Popularnym rozwiązaniem ukształtowania stanowiska opieki medycznej obsługującego stanowisko OIT jest nieruchoma kolumna popularnie zwana "kolumną rurową". Jest to rozwiązanie przeznaczone w wielu wypadkach dla Sal Wybudzeniowych lub Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Konsola wykonana jest w wersji oktagonalnej.

Wposażenie podstawowe:

Przegubowy wieszak na kroplówki i pompy infuzyjne	2 szt.
Półka z szynami bocznymi	3 szt.
Szuflada	1 szt.
Gniazda elektryczne 230 V	12 szt.
Gniazda wyrównania potencjału	12 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar	2 szt.
Gniazdo O ₂ - tlen	2 szt.
Gniazdo VAC - próżnia	2 szt.
Manometry (opcja)	




Kolumna rurowa, dwustanowiskowa

Nr kat. K66017

Wposażenie podstawowe:

Półka z szynami bocznymi	6 szt.
Szuflada	2 szt.
Gniazda elektryczne 230 V	16 szt.
Gniazda wyrównania potencjału	16 szt.
Przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.
Gniazdo AIR - sprężone powietrze 5 bar	4 szt.
Gniazdo O ₂ - tlen	4 szt.
Gniazdo VAC - próżnia	4 szt.
Manometry (opcja)	



Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane na oddziałach OIT. Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy ramion nośnych, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Mosty zasilające Varioceling dla OIT



Mosty zasilające zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności w zakresie opieki medycznej na Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Wybudzeń i Blokach Operacyjnych. Dzięki „uniesieniu” urządzeń i wyposażenia medycznego nad podłogę zapewniony zostaje wyższy poziom higieny, polepszony dostęp do pacjenta, a także zwiększona łatwość obsługi otaczających go sprzętów.

Różnego rodzaju ruchome elementy nośne, które mogą być przemieszczane wzdłuż belek za pośrednictwem szyn i różnorodnie ze sobą konfigurowane, umożliwiają elastyczne dopasowanie stanowiska pracy w zakresie jego typu i charakterystyki. Belki umożliwiają ergonomiczne rozmieszczenie przyłączy poboru gazów medycznych, gniazd elektrycznych i teleinformatycznych, a zintegrowane oświetlenie podwyższa komfort pracy. Głowice i kolumny nośne dostępne w systemie umożliwiają umieszczenie dodatkowych przyłączy poza belkami mostów.




Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane na oddziałach OIT. Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy mostów, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

Mosty zasilające Varioceiling dla sal operacyjnych



Łączone ze sobą moduły systemu umożliwiają tworzenie różnego rodzaju wariantów liniowych oraz mostów w kształcie liter „I”, „L”, „U” i „O”. Naroża, podobnie jak belki, wyposażone są w szyny, co umożliwia ustawienie wózków sprzętowych w dowolnej pozycji wzdłuż całego mostu. Rozmieszczenie, rodzaj i ilość oprzyrządowania elektrycznego oraz punktów poboru gazów medycznych dostosowywane jest każdorazowo do indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.



Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią typowe układy wykorzystywane w salach operacyjnych. Na życzenie użytkownika dostosowujemy inne układy mostów, konsol i ich wyposażenia oraz akcesoriów.

INTEGRATOR

SYSTEMY INTEGRACJI I ARCHIWIZACJI
BLOKÓW OPERACYJNYCH



OIOM

Gabin
zabiegów

Oddział
łóżkowy

Pokój
opisowy

INTEGRATOR

Standard · Comfort

Systemy do archiwizacji





Systemy integracji i archiwizacji

*Integracja dla nas
jest dziecinnie łatwa*

Blok
operacyjny

+ KLAROMED

*polski producent
systemów integracji i archiwizacji*

SOR

Moduły integracji i archiwizacji	34
INTEGRATOR Standard.....	42
INTEGRATOR Standard+	43
INTEGRATOR Comfort	44
INTEGRATOR Comfort+	45


INTEGRATOR na potrzeby jutra

INTEGRATOR to multimedialny system chirurgiczny zintegrowany ze szpitalnymi platformami informatycznymi oraz intuicyjny pakiet aplikacji do nagrywania sekwencji wideo Full HD lub SD, tworzenia raportów operacyjnych i zdalnego sterowania wieloma istotnymi funkcjami w salach operacyjnych. Zintegrowana w systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystuje standard DICOM 3.0.

Moduł ustawień lokalnych umożliwia stworzenie wielu poziomowej platformy systemowej. Rozwiązania te są dostępne w wersjach wielojęzycznych (dostępne języki to domyślnie język polski oraz angielski i niemiecki). Systemy INTEGRATOR posiadają kontrolę dostępu w oparciu o hasła użytkowników.

Opcje ustawień lokalnych pozwalają na indywidualne dopasowanie modułów do preferencji każdego użytkownika. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, systemy integracji są jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania.

Modułowe rozwiązania zapewniają elastyczność i sprawiają, że każde z nich może być dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych zespołów medycznych. Ergonomiczne, przejrzyste i intuicyjne interfejsy oparte o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnoszą walory funkcjonalne rozwiązań. Inwestycja w system jest bardzo korzystna, ponieważ przyczynia się do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy. Uprozczone procedury integracji modułów umożliwiają ich rozbudowę przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury teletechnicznej szpitali.



Nasze produkty:

	INT.COM	INT.DICOM	INT.REC jednokanałowy	INT.REC wielokanałowy	INT.VISIO	INT.CONF	INT.PACS
INTEGRATOR STANDARD	●	●	●	○	○	○	○
INTEGRATOR STANDARD+	●	●	●	○	●	●	○
INTEGRATOR COMFORT	●	●	●	●	○	●	○
INTEGRATOR COMFORT+	●	●	●	●	●	●	●

INT.COM - Moduł sterowania i komunikacji

System INTEGRATOR, który w każdej wersji wyposażony jest w moduł INT.COM posiada nieograniczone możliwości audiowizualnej komunikacji cyfrowej. Moduł INT.COM oferuje dodatkowo profesjonalny nadzór nad różnymi pomieszczeniami. Został zaprojektowany tak, aby umożliwiać obserwację wielu pomieszczeń w tym samym czasie. Poprzez zastosowanie sterowania z poziomu ekranu dotykowego tabletu, komputera przenośnego typu laptop, bądź standardowej stacji PC podniesiony został maksymalnie komfort obsługi. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić i przeanalizować aktywność w danym pomieszczeniu bloku operacyjnego.

Pomoc dla menadżera

Moduł systemowy INTEGRATORA INT.COM pomaga na co dzień menedżerom oraz kierownictwu bloków operacyjnych w optymalnym wykorzystaniu sal oraz planowaniu na bieżąco ich pracy.

Sieciowa transmisja strumieniowa

Rozwiązanie to dostępne jest jako podstawowa funkcjonalność systemu INTEGRATOR. Umożliwia ona w systemie sieciową transmisję strumieniową służącą do nadzoru i komunikacji audiowizualnej w obrębie sali operacyjnej lub poza nią. Funkcja ta pozwala na transmisję sygnałów audio i wideo z wybranych źródeł poprzez sieć LAN. Istnieje też możliwość zestawienia transmisji strumieniowej IP z wybranego źródła sygnału wideo i zarządzania nią z poziomu systemu.

Dystrybucja sygnałów audio

Moduł INT.COM oferuje ponadto zarządzanie sygnałami audio. Źródłami sygnałów mogą być bezprzewodowe mikrofony krawatowe, podłączane przez użytkownika odtwarzacze MP3 oraz inne komputery stanowiące część wyposażenia sali operacyjnej i systemu integracji.



Podgląd i wyświetlanie

Podczas sesji roboczej, użytkownik może w prosty sposób wybrać i wyświetlać sygnały wideo pochodzące z kamer IP zainstalowanych na salach operacyjnych lub z innych kluczowych miejsc bloku operacyjnego. Funkcje modułu INT.COM dają swobodę przy komunikacji werbalnej. Menedżer w każdej chwili może porozumieć się z operatorem dzięki zainstalowanemu systemowi audio.

Zdalne sterowanie funkcjami i wyposażeniem

Moduł aplikacyjny INT.COM realizuje zdalne sterowanie funkcjami i wyposażeniem sal operacyjnych. Może on służyć do prowadzenia nadzoru nad salą operacyjną i sterować jej funkcjami, konfiguracją i ustawieniami poszczególnych urządzeń. Poprzez zapamiętanie ustawień urządzeń umożliwia szybkie dostosowanie sali operacyjnej do preferencji użytkowników i różnych specjalności chirurgicznych.



Moduł INT.COM umożliwia sterowanie między innymi:

- kamerami wideo w jakości Full HD i SD,
- lampami operacyjnymi,
- stołami operacyjnymi,
- przełącznikami matrycowymi wideo Full HD i SD o 4x4, 8x8 lub 16x16 wejściach / wyjściach,
- kodekami sprzętowymi wideokonferencji,
- innymi rodzajami sprzętu, wyposażonymi w cyfrowe interfejsy sterujące.

Dzięki doskonałym rozwiązaniom programowym i możliwości integracji szerokiej gamy współpracujących urządzeń zdalne sterowanie może być przystosowane do specjalnych potrzeb zespołu chirurgicznego. Interfejsy oraz panele sterujące urządzeń zostały zaprojektowane i wiernie odwzorowane graficznie i funkcjonalnie z myślą zapewnienia maksymalnego komfortu. Liczba możliwych do podłączenia urządzeń jest ciągle powiększana.



Dla przykładu:

- tryb ustawienia komunikacji (LAN, IP, Wi-Fi, IP.Port, VLAN, RS-232 RS-422, RS-485 itp.),
- sterowania sprzętem na salach (np. lampami operacyjnymi),
- tryb komunikacji przypisany do każdego elementu sprzętu,
- ustawienia sprzętu odczytywane i inicjowane w oparciu o bieżącą pozycję lub zapamiętany stan.



INT.DICOM - Moduł przeglądarki

Do szybkiego pozyskiwania informacji o pacjencie, system INTEGRATOR oferuje moduł INT.DICOM zapewniający funkcję łączności przy użyciu standardu DICOM. Standard ten jest szeroko stosowany w świecie medycznym do przeglądania i korzystania z informacji o pacjentach w scentralizowanych systemach zarządzania HIS - Hospital Information System (Szpitalny System Informacyjny) a także RIS - Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny). Moduł INT.DICOM z funkcją brokera wymieniającego informacje o pacjentach w łatwy sposób łączy się z systemami zarządzania opartych o standardy DICOM lub o protokół HL7. Aby sprostać najważniejszym potrzebom użytkowników w nowoczesnej sali operacyjnej, system wyposażony został w wiele funkcji i rozwiązań zgodnych z DICOM, co daje bardzo duże korzyści.


„Dicomizacja”

Pozyskane z laparoskopu lub innego źródła sygnału sekwencje wideo lub pojedyncze zdjęcia mogą być odpowiednio konwertowane do obowiązującego standardu DICOM 3.0 i zapisywane w formatach JPEG lub DICOM - MPEG2.



Zintegrowana przeglądarka

Kolejną z funkcji modułu INT.DICOM jest wyświetlanie raportów i związanych z nimi zdjęć pacjenta w formacie DICOM. Takie rozwiązanie jest analogiczne do stosowanych rozwiązań na standardowych stacjach przeglądowych PC, które wykorzystują podwójny ekran medyczny oraz funkcję bezpośredniego przełączania zawartości ekranów.



Walidacja

Dostępna opcjonalnie funkcja rekonyliacji pacjenta sprawdza poprawność importowanych z zewnętrznych nośników zapisów z operacji wykorzystując moduł "Storage commitment". Sprawdzeniu podlega każda naniesiona informacja z badań umożliwiając walidację danych pacjenta.



Elektroniczny negatoskop

Funkcja elektronicznego negatoskopu umożliwia wybór dokumentacji pacjenta przez podanie numeru PESEL, nazwiska lub daty badania z lokalnego systemu RIS (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia). Negatoskop wyposażony jest w narzędzia do: powiększania, pomniejszania, pomiarów i zmiany kontrastu wykorzystując bezpośrednio ekran dotykowy. Dodatkowa funkcja mozaiki i przełączania zawartości ekranów wspomaga operatora w jego pracy.

INT.REC - Moduł cyfrowego zapisu i konfiguracji wideo

INTEGRATOR w każdej wersji wyposażonej w moduł INT.REC służy przede wszystkim do nagrywania i przechwytywania cyfrowych sekwencji audio/wideo a także obrazów w jakości i rozdzielczości Full HD lub SD. Źródła sygnałów, które zostaną zarejestrowane z maksymalną oferowaną przez nie jakością mogą pochodzić z laparoskopów, endoskopów, mikroskopów, chirurgicznych systemów obrazowania lub bezpośrednio z kamery dookólnej transmitującej na żywo obraz z sali operacyjnej lub kamery HD/SD zabudowanej w lampie operacyjnej. Celem takiego rozwiązania jest wzbogacenie i magazynowanie dokumentacji pacjenta, późniejszej publikacji i archiwizacji, utworzenia galerii a także stworzenia, edycji i drukowania raportu lub na bezpośredniej prezentacji na ekranie w trakcie zabiegu operacyjnego i późniejszego wykorzystania do celów edukacyjnych i lokalnej archiwizacji. Funkcja skalowania obrazów i sekwencji wideo w module INT.REC odbywa się poprzez kontrolę dotykaniem bezpośrednio na ekranie. System umożliwia także przeglądanie, importowanie i eksport multimediów na typowe nośniki Blue Ray, CD / DVD w celu późniejszej archiwizacji. INT.REC posiada również wsparcie dla pamięci masowych typu PenDrive i dysków przenośnych USB. Za pomocą systemu możliwa jest też obróbka pozyskanego materiału poprzez miksowanie i obróbkę wybranych fragmentów zarejestrowanego nagrania HD audio/wideo. Ponadto system multimedialny INTEGRATOR korzysta z matrycowych wideoprzełączników umożliwiając ręczne ustawienie połączeń dla sygnałów wideo lub przywracając ustawienia poprzednio zapisane w pamięci systemu.




Zapis wideo

Dotknięcie jednego przycisku na ekranie umożliwia uruchomienie, w zależności od wybranego modułu INT.REC funkcję rejestrowania jednokanałowego lub wielokanałowego obrazu wideo w jakości Full HD lub SD.

Użytkownik w dowolnym momencie decyduje o przechwytywaniu obrazów lub sekwencji wideo. Zapis realizowany jest za pomocą skompresowanych formatów cyfrowych JPEG, MPEG2 lub MPEG4 (H.264), natomiast dźwięk za pomocą formatu MPEG3.




Pozyskany materiał może w późniejszym czasie służyć do utworzenia raportu z przebiegu operacji, zostać wydrukowany lub skompletowany do postaci autonomicznej płyty CD / DVD celem odtworzenia na innych stacjach roboczych.



INT.VISIO - Moduł podglądu i wyświetlania

Za podgląd źródeł wideo oraz ich multipleksowe wyświetlanie na wielu monitorach na sali operacyjnej odpowiedzialny jest moduł INT.VISIO. Podczas sesji roboczej, użytkownik może w prosty sposób wybrać, przełączać i wyświetlać sygnały wideo. Funkcja modułu dotycząca monitorowania dostępna jest w trybie pełnego ekranu. Jako opcję, użytkownik ma do wyboru moduł INT.VISIO do sterowania wideo przełącznikami o wielkości 4x4, 8x8 lub 16x16 wejść/wyjść umożliwiającymi przełączanie źródeł sygnału wideo Full HD. Wideo przełącznik dystrybuuje sygnał wideo po sali z użyciem wysokiej jakości oprzewodowania optycznego LC, koncentrycznego HD/SD-SDI lub przewodów: S-Video, RGB HV, RGBs, YPbPr, DVI i Composite.



Transmisja strumieniowa

Rozszerzeniem funkcjonalności systemu jest transmisja strumieniowa multimediów w obrębie sali operacyjnej lub poza nią. Opcja ta pozwala na transmisję wybranych źródeł sygnałów audio/wideo poprzez sieć LAN a także przy użyciu przewodu koncentrycznego HD/SD-SDI.

Rozwiązaniem dostępnym jako opcja jest możliwość zestawienia transmisji strumieniowej IP z wybranego źródła sygnału audio/wideo i zarządzania nią z poziomu systemu.



INT.CONF - Moduł wideokonferencji

Rozwiązanie modułu konferencyjnego INT.CONF wykorzystuje otwarte standardy wideokonferencji aby spełnić wymagania użytkownika i zapewnić wysoką jakość transmisji.

Użytkownik może wybrać między niskim budżetem a wysokiej klasy rozwiązaniem opartym na komponentach renomowanych dostawców np. CISCO (Tandberg) składającym się z profesjonalnego rozwiązania kamery wideo, sprzętowego enkodera/dekodera transmisji strumieniowej i dużego panoramicznego monitora.

Komfort pracy

System INTEGRATOR wyposażony w moduł INT.CONF opiera się na sprzętowej wideokonferencji strumieniowej, która może być sterowana poprzez moduł aplikacyjny w celu zapewnienia maksymalnego komfortu pracy dla personelu sali operacyjnej oraz pozostałym uczestnikom wideokonferencji. Ponadto system oferuje funkcję telestracji dając chirurgowi narzędzie do precyzyjnego wskazania najważniejszych obszarów.

Poprawa wyników pracy

System konferencji wideo przekształca i wzbogaca istniejącą infrastrukturę komunikacji wewnątrz i na zewnątrz sali operacyjnej. Nasze systemy przyczyniają się do poprawy wyników leczenia pacjentów oraz redukują koszty ze względu na doskonałą kontrolę efektywności i wykorzystania zasobów.

Telefonia

System może zostać wyposażony w moduł telefonii. Rozwiązanie to sprawdza się wtedy, gdy zestawienie wideokonferencji nie jest możliwe.

Jest to nowoczesne rozwiązanie oparte o protokoły SIP, telefonię internetową VoIP i tradycyjną - telefonię stacjonarną docierają do każdego zakątka świata, wszędzie tam gdzie dostępny jest telefon.



Bez barier

Zastosowanie modułu INT.CONF przełamuje bariery odległości zapewniając tym samym dostęp do specjalistów z innych miejsc lub krajów w celu ułatwienia konsultacji. Moduł stanowi idealne rozwiązanie, które wspiera i ułatwia wszelkiego rodzaju szkolenia i edukację. Jest idealnym rozwiązaniem przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy wieloma ośrodkami posiadającymi zdolności konsultacyjne.




INT.PACS - Moduł serwera PACS

INT.PACS stanowi moduł systemowy INTEGRATORA, który spełnia wszystkie podstawowe funkcje serwera PACS, takie jak przechowywanie i obsługa zapytań. Serwer obsługuje także typowe modalności PACS: CT, CR, US a także metody C-STORE, SCP/SCU oraz Query/Retrieve: C-MOVE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP.


Lista robocza

W systemie INTEGRATOR można wyświetlić "Listę roboczą" z możliwością odczytu wszystkich danych związanych ze Szpitalnym Systemem Informacyjnym HIS / RIS (takich jak: identyfikacja pacjenta, badania, harmonogramy, terminy badań, wykazy badań pacjenta). Obowiązująca lista robocza odczytywana jest dla każdej modalności jaka realizowana jest w szpitalu. Do modalności należą CT (tomografia komputerowa, MR (rezonans magnetyczny), US (ultrasonografia) itp.



Przechowywanie na serwerze

Przechowywanie obrazów i sekwencji wideo w postaci zdikimizowanej zgodnie z 10 częścią normy DICOM 3.0 odbywa się w bazie danych po stronie serwera PACS -Picture Archiving and Communication System (System Komunikacji i Archiwizacji Obrazów). Dostępny w systemie INTEGRATOR moduł serwera INT.PACS stanowi dla niego własny serwer PACS, który umożliwia przechowywanie zarejestrowanego materiału zdjęciowego i późniejsze jego użycie a także obsługę zapytań z innych pracujących w szpitalu aplikacji DICOM.



System INTEGRATOR STANDARD

Nr kat. K00021

INTEGRATOR STANDARD

INTEGRATOR Standard to multimedialny, elektroniczny system integracji sal operacyjnych z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym i poza nim oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Standard oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzi moduły:

- INT.COM,
- INT.DICOM,
- INT.REC jednokanałowy,

Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne i czytelne symbole podnosi walory funkcjonalne systemu. Uproszczona procedura instalacji INTEGRATORA Standard umożliwia rozbudowę wykorzystując istniejącą infrastrukturę szpitala. System podczas wymiany danych pacjenta i komunikacji korzysta z najnowszych standardów DICOM 3.0 lub HL7.

Aby zapisać obraz statyczny lub sekwencje wideo, INTEGRATOR Standard został wyposażony w moduł INT.REC służący do nagrywania jednokanałowego. Używając przycisku użytkownik sam decyduje kiedy zaobserwowany na ekranie obraz zostanie zapisany. Zapis realizowany jest za pomocą skompresowanych formatów cyfrowych JPEG, MPEG, BMP.

Ustawienia lokalne zapisywane indywidualnie dla każdego użytkownika tworzą z systemu INTEGRATOR Standard wiele poziomową platformę pozwalając dopasować system do preferencji każdego użytkownika. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM lub HL7, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, system jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania.

Dzięki funkcjom oferowanym przez system INTEGRATOR Standard codzienna praca menedżerów oraz kierownictwa bloków operacyjnych staje się wydajna poprzez optymalne wykorzystanie sal na bieżąco do zabiegów i operacji.



Polski Producent

INTEGRATOR
STANDARD

INT.COM

INT.DICOM

INT.REC
jednokanałowy

INT.REC
wielokanałowy

INT.VISIO

INT.CONF

INT.PACS



System INTEGRATOR STANDARD+

Nr kat. K00041

INTEGRATOR
STANDARD+

INTEGRATOR Standard+ jest multimedialnym, elektronicznym systemem integracji z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Standard+ oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzi moduły:

- INT.COM - moduł usprawniający komunikację w obrębie bloku oraz poza nim, dedykowany menadżerom bloków,
- INT.DICOM - zintegrowana w systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystująca najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7,
- INT.REC jednokanałowy - funkcjonalność dająca możliwości nagrywania,
- INT.VISIO - rozwiązanie umożliwiające podłączenie dowolnej ilości monitorów oraz matryc wideoprzetwórczów,
- INT.CONF - konferencyjny podsystem służący dydaktyce i wymianie informacji.

Ustawienia lokalne zapisywane indywidualnie dla każdego użytkownika tworzą z systemu INTEGRATOR Standard+ wielo poziomową platformę pozwalając dopasować system do preferencji każdego użytkownika. Moduł INT.VISIO umożliwia optymalne wykorzystanie każdego monitora istniejącego lub planowanego na sali operacyjnej. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM lub HL7, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, system jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania.

**Polski Producent****INTEGRATOR**
STANDARD+

INT.COM

INT.DICOM

INT.REC
jednokanałowyINT.REC
wielokanałowy

INT.VISIO

INT.CONF

INT.PACS



System INTEGRATOR COMFORT

Nr kat. K00061

INTEGRATOR COMFORT

INTEGRATOR Comfort to zaawansowany multimedialny, elektroniczny system integracji z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Comfort oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzi moduły:

- INT.COM - moduł usprawniający komunikację w obrębie bloku oraz poza nim, dedykowany menadżerom bloków,
- INT.DICOM - moduł zintegrowanej w systemie przeglądarki obrazów i sekwencji wideo wykorzystujący najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7,
- INT.REC wielokanałowy - moduł dający możliwość nagrywania do 32 kanałów w czasie rzeczywistym,
- INT.VISIO - moduł umożliwiający podłączenie dowolnej ilości monitorów oraz matryc wideoprzełączników,
- INT.CONF - moduł konferencyjny służący dydaktyce i wymianie informacji.

Ustawienia lokalne przechowywane indywidualnie dla każdego użytkownika tworzą z systemu INTEGRATOR Comfort wiele poziomą platformę systemową pozwalającą dopasować system do preferencji każdego użytkownika. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM lub HL7, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, system jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania.

Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnosi walory funkcjonalne systemu. Inwestycja w system jest bardzo korzystna, ponieważ przyczynia się ona do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy. Uproszczona procedura integracji negatoskopu umożliwia rozbudowę wykorzystując istniejącą infrastrukturę szpitala. System wykorzystuje najnowsze standardy wymiany komunikacji DICOM 3.0 lub HL7.

Dzięki funkcjom oferowanym przez system INTEGRATOR Comfort codzienna praca menadżerów oraz kierownictwa bloków operacyjnych staje się wydajna poprzez optymalne wykorzystanie sal na bieżąco do zabiegów i operacji.



Polski Producent

INTEGRATOR
COMFORT

INT.COM

INT.DICOM

INT.REC
jednokanałowy

INT.REC
wielokanałowy

INT.VISIO

INT.CONF

INT.PACS



System INTEGRATOR COMFORT+

Nr kat. K00081

INTEGRATOR COMFORT+

INTEGRATOR Comfort+ to najbardziej zaawansowany multimedialny, elektroniczny system integracji z modułami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Comfort+ oparty został o rozwiązanie aplikacyjne, w którego skład wchodzi moduły:

- INT.COM - moduł usprawniający komunikację w obrębie bloku oraz poza nim, dedykowany menadżerom bloków,
- INT.DICOM - moduł zintegrowanej w systemie przeglądarki obrazów i sekwencji wideo wykorzystujący najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7,
- INT.REC wielokanałowy - moduł dający możliwość nagrywania do 32 kanałów w czasie rzeczywistym,
- INT.VISIO - moduł umożliwiający podłączenie dowolnej ilości monitorów oraz matryc wideoprzełączników,
- INT.CONF - moduł konferencyjny służący dydaktyce i wymianie informacji,
- INT.PACS - moduł serwera PACS przechowującego dane i obsługującego system INTEGRATOR Comfort+.



Polski Producent

INTEGRATOR
COMFORT+

INT.COM

INT.DICOM

INT.REC
jednokanałowy

INT.REC
wielokanałowy

INT.VISIO

INT.CONF

INT.PACS





Stoły operacyjne



Uniwersalne mobilne stoły operacyjne

schaerer® axis 400 ÷ 800	48
schaerer® arcus 501 ÷ 701	60
schaerer® axis 200 ÷ 300	74

Mobilny stół operacyjny z pływającym blatem z włókna węglowego


Stille imagiQ2	78
----------------------	----

schaerer[®] axis

400 / 500 / 600 / 700 / 800



MOBILNE STOŁY OPERACYJNE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH



Uniwersalne, mobilne stoły operacyjne

Seria stołów operacyjnych schae[®]er axis 400 ÷ 800 jest największym sukcesem w ponad 100 letniej historii firmy Schaerer Medical.

Każdego dnia na całym świecie używanych jest kilka tysięcy stołów operacyjnych schae[®]er axis wspomagając chirurgów w pracy na salach operacyjnych.

Jest to stół, który potwierdził swoje możliwości tysiące razy i do dzisiaj jest najczęściej używanym na świecie stołem z asymetrycznie umieszczoną kolumną.

Potwierdzona niezawodność stołów schae[®]er axis 400 ÷ 800 w połączeniu ze znakomitą wszechstronnością oraz niepowtarzalnie funkcjonalną konstrukcją są w dalszym ciągu argumentami dla wielu szpitali na całym świecie, decydującymi o wyborze właśnie tych stołów.

Mobilne stoły operacyjne i konfiguracje akcesoriów dla wszystkich specjalności i zastosowań chirurgicznych

Maksymalna dostępność

Maksymalna dostępność dla chirurgów, instrumentariuszek i personelu pomocniczego bez konieczności przesuwu wzdłużnego blatu, nawet przy ograniczonej ilości miejsca. Maksymalna długość blatu stołu poza jego kolumną to 1990 mm, a **maksymalny obszar przezierny dla promieniowania RTG to 1900 x 370 mm.**

NOWOŚĆ: Poduszki wiskoelastyczne


Nowe, wytrzymałe poduszki do wszystkich segmentów blatu stołu oraz większości akcesoriów zapewniają wysoki komfort i bezpieczeństwo redukując nacisk ciała pacjenta do 50% w stosunku do standardowych poduszek piankowych.

Maksymalna stabilność


Użycie wysokiej jakości szwajcarskich materiałów i komponentów gwarantuje wytrzymałość a także długowieczność. **Obciążenie dynamiczne do 220 kg we wszystkich pozycjach ustawienia.**

Maksymalne bezpieczeństwo

Wyłącznie stoły operacyjne Schaefer wyposażone są w dwie niezależne od siebie pompy napędowe, które zasilane akumulatorowo mogą pracować przez kilka dni operacyjnych.



Pilot sterowania ręcznego: ergonomiczny kształt, przejrzysta klawiatura i czytelny wyświetlacz LCD z kontrolą wszystkich ważnych funkcji.



Awaryjny panel sterujący: Za pomocą zintegrowanego panelu sterującego można aktywować drugi – awaryjny układ napędowy

schaerer® axis

Mobilne stoły operacyjne i konfiguracje akcesoriów
dla wszystkich specjalności i zastosowań chirurgicznych

Modele stołów



schaerer® axis 400

Nr kat. K91594

Model podstawowy z jednym przegubem siedziska, od strony kolumny, sterowanym elektrohydraulicznie. Jednoczęściowe, niezdemowalne wsporniki płyty siedziska. Manualna regulacja segmentu pod głowę i nogi ze wspomaganie sprężynami gazowymi. **Przezierność dla promieniowania RTG 1450 ÷ 1830 mm (z płytą pośrednią).**



schaerer® axis 500

Nr kat. K91595

Model uniwersalny z jednym przegubem siedziska, od strony kolumny, sterowanym elektrohydraulicznie. Dwuczęściowe, zdejmowane wsporniki płyty siedziska umożliwiające mocowanie wyposażenia ortopedycznego do pracy w pozycji bazowej lub odwróconej (pozycja siedząca). Manualna regulacja segmentu pod głowę i nogi ze wspomaganie sprężynami gazowymi. Uniwersalny model przeznaczony do mocowania wszystkich akcesoriów, w tym przystawki ortopedycznej i schaeerer® MIS-Extension. **Przezierność dla promieniowania RTG 1450 ÷ 1830 mm (z płytą pośrednią).**



schaerer® axis 600

Nr kat. K91596

Model uniwersalny z dwoma przegubami siedziska sterowanymi elektrohydraulicznie do regulacji siedziska i płyty pod nogi. Manualna regulacja segmentu pod głowę ze wspomaganie sprężynami gazowymi. **Przezierność dla promieniowania RTG 1450 ÷ 1830 mm (z płytą pośrednią).**



schaeerer® axis 700

Nr kat. K91597

Model ortopedyczno – traumatologiczny z jednym przegubem blatu sterowanym elektrohydraulicznie. Dedykowany specjalnie do akcesoriów ortopedycznych i traumatologicznych (przystawka ortopedyczna, schaeerer® MIS-Extension). Bazowy model schaeerer® axis 500 (bez siedziska i jego wsporników oraz bez płyty pod nogi).

schaeerer® axis 800

Nr kat. K91598

Model premium z blatem o długości do 1990 mm poza kolumną stołu maksymalnie ułatwiającym dostęp zarówno w pozycji bazowej, jak i odwróconej. Dwa sterowane elektrohydraulicznie przeguby blatu stołu regulujące siedzisko i płytę pod nogi, a w pozycji odwróconej płytę pod plecy lub głowę. Rozszerzony zakres ruchu przegubu siedziska do 85° w górę i 105° w dół. Dające się regulować akcesoria takie jak podpory pod nogi, czy płyta do artroskopii barku. Idealny do neurochirurgii lub otolaryngologii dzięki swobodnemu dostępowi do pola operacyjnego.



Charakterystyka stołów

Wszystkie modele stołów mogą być opcjonalnie wyposażone w pokazane segmenty pod głowę i nogi



Nr kat. K91450 Standardowa płyta pod głowę, uchylana w górę i w dół
z szynami bocznymi 25 x 10 mm

Nr kat. K91453 Standardowa płyta pod głowę, uchylana w górę i w dół
z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Standardowy segment pod głowę do stołów AXIS 400 ÷ 700. Długość: 400 mm. Bezstopniowa regulacja wspomagana sprężyną gazową.



Nr kat. K91452 Sztywna płyta pod głowę
z szynami bocznymi 25 x 10 mm

Nr kat. K91454 Sztywna płyta pod głowę
z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Segment pod głowę do stołów AXIS 400 ÷ 700. Długość: 400 mm. Wyposażona w sześciokątny adapter do mocowania podpór pod głowę.



Nr kat. K91422 Sztywna płyta pod głowę, wersja krótka
z szynami bocznymi 25 x 10 mm

Nr kat. K91423 Sztywna płyta pod głowę, wersja krótka
z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Segment pod głowę do stołów AXIS 400 ÷ 700. Długość: 220 mm. Wyposażona w sześciokątny adapter do mocowania podpór pod głowę.



Nr kat. K91440 Płyta pod nogi, dwuczęściowa
z szynami bocznymi 25 x 10 mm

Nr kat. K91441 Płyta pod nogi, dwuczęściowa
z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Standardowy segment pod nogi składający się z dwóch małych i dwóch dużych poduszek. Uchylana w górę i w dół ze wspomaganiem sprężyną gazową. Odchylana na zewnątrz.



Nr kat. K91553 Płyta pod nogi, dwuczęściowa
z szynami bocznymi 25 x 10 mm

Nr kat. K91554 Płyta pod nogi, dwuczęściowa
z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Standardowy segment pod nogi składający się z dwóch małych i dwóch dużych poduszek. Małe poduszki w kształcie trójkąta zapewniające optymalny dostęp po odchyleniu na zewnątrz. Ze wspomaganiem sprężyną gazową.



Nr kat. K91427 Zwykła płyta pod nogi, dwuczęściowa
z szynami bocznymi 25 x 10 mm

Nr kat. K91428 Zwykła płyta pod nogi, dwuczęściowa
z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Segment pod nogi składający się z dwóch poduszek. Manualnie uchylana w górę i w dół z blokowaniem za pomocą zacisku. Nie odchylana.

**Doskonała przestrzeń do wykorzystania ramienia „C”
w pozycji bazowej**



Pozycja bazowa.

**Doskonała przestrzeń do wykorzystania ramienia „C”
w pozycji odwróconej**



Pozycja odwrócona (maksymalne odsunięcie) stąd:
przezierność dla promieniowania RTG na obszarze 1900 x 370 mm
blat stołu o długości 1990 mm poza kolumną stołu w modelu schaefer® axis 800.

Chirurgia ogólna



Pozycja leżąca
blat stołu 1600 mm poza kolumną stołu,
stąd 1450 mm przezierności dla
promieniowania RTG (schaerer® axis 400/500/600).

Chirurgia ogólna



Pozycja rektalna.

Chirurgia ogólna



Pozycja do operacji ręki z płytą do mikrochirurgii ręki
bez podparcia o podłogę.

Ginekologia / Urologia



Zabiegi ginekologiczne i urologiczne z podporami
pod nogi «LEG-TOP» umożliwiającymi uzyskanie
płaskiego i litotomicznego ułożenia.

Ginekologia / Urologia



Zabiegi ginekologiczne i urologiczne z podporami
pod nogi «InfiniMax» i płytą pośrednią.

Ginekologia / Urologia



Pozycja boczna do nefrektomii i chirurgii kręgosłupa
z dostępu tylnobocznego.

Neurochirurgia



Pozycja siedząca z wykorzystaniem aluminiowej klamry czaszkowej.

Neurochirurgia



Pozycja leżąca na brzuchu do operacji kręgosłupa.

Neurochirurgia



Pozycja leżąca w pozycji odwróconej z wykorzystaniem klamry czaszkowej z włókna węglowego.

Chirurgia barku



Chirurgia barku z wykorzystaniem płyty artroskopowej i wąskiej podpory pod głowę.

Chirurgia barku



Chirurgia barku w pozycji odwróconej schaefer® axis 500 / 700 z wykorzystaniem siedziska przystawki ortopedycznej i wąskiej podpory pod głowę.

Chirurgia barku



Zabiegi w obszarze głowy i szyi w pozycji odwróconej z wykorzystaniem płyty artroskopowej i twarzowo-potylicznej podpory pod głowę.

Ortopedia i traumatologia

schaerer® MIS-Extension



schaerer® MIS-Extension - Ortopedyczno-traumatologiczny system do układania i pozycjonowania pacjenta z aparatem wyciągowym zapewniający pełną swobodę ruchów kończyn dolnych, który obsługiwany jest jedną ręką. Skonstruowany specjalnie pod kątem zabiegów minimalnoinwazyjnych i artroskopii biodra ze śródoperacyjnym pozycjonowaniem i gwoździowaniem pod kontrolą aparatu RTG.



Wózek zapewnia prawidłowe przechowywanie systemu i niezbędnego wyposażenia. Przy użyciu wózka system **schaerer® MIS-Extension** może być w łatwy sposób zamocowany do stołów operacyjnych **schaerer® axis 500 / 700** lub **schaerer® arcus 501 / 701**.

Ortopedia i traumatologia



Gwoździowanie kości udowej w pozycji bocznej z wykorzystaniem buta wyciągowego.



Gwoździowanie kości piszczelowej z wykorzystaniem wyciągu.

Ortopedia i traumatologia




Gwoździowanie szyjki kości udowej z wykorzystaniem wyciągu i płyty pod nogę do przystawki ortopedycznej.



Pozycja do artroskopii kolana z wykorzystaniem podpory pod nogę do artroskopii.

Wyposażenie do ortopedii i traumatologii

Przejrzyste rozłożone wyposażenie umożliwia jego wykorzystanie do wykonania różnego rodzaju zabiegów na kończynach dolnych. Zbędnym staje się więc specjalistyczny stół ortopedyczno-traumatologiczny. Przystawka może być mocowana do stołów schaeerer® axis 500 / 700 lub schaeerer® arcus 501 / 701.



- 1 Belka wyciągowa do kości udowej (para)
- 2 Siedzisko ortopedyczno – traumatologiczne (OTZ)
- 3 Płyty pod nogi OTZ (1 para)
z szynami bocznymi 25 x 10 mm
z szynami bocznymi 30 x 10 mm
- 4 Podpora pod nogę «Goepel» z poduszką i pasem mocującym
- 5 Wózek na akcesoria z symbolami
z szynami bocznymi 25 x 10 mm
z szynami bocznymi 30 x 10 mm
- 6 Wsporniki teleskopowe
- 7 Buty wyciągowe (para)
- 8 Wspornik oporowy z poduszką
- 9 Mechanizm wyciągowy (zamawiać 2 sztuki)
- 10 Ortopedyczna podpora pod nogę z poduszką

Nr kat.

K90183
K90919

K90410
K90409
K90330

K90420

K90418


K90193

K90191

K90187

K90184

K90199



Nr kat.

K81696
K81695

K90198

K90190

K90189

K90195

K90194

K90186

K90939

K91289


K90196

K90196


K90196

K90196

K90196




schaerer° axis
Pozycja podstawowa.



schaerer° axis
Pozycja podstawowa.



schaerer° axis
Pozycja podstawowa.



schaerer° axis
Pozycja podstawowa
(schaerer° axis 600).

schaerer° axis	400	500	600	700	800	j. m.
Długość blatu poza kolumną stołu / długość przezierna dla promieniowania RTG	1600 / 1450	1600 / 1450	1600 / 1450	-	1990 / 1900	mm
Długość blatu z płytą pośrednią* / długość przezierna dla promieniowania RTG	1980 / 1830	1980 / 1830	1980 / 1830	-		
Ciężar bez płyty pod głowę i nogi	280	284	292	271	304	kg
Długość bez płyty pod głowę i nogi	865	865	865	485	1030	mm
Długość z płytą pod głowę i nogi	1997	1997	1997	-	1960	mm
Szerokość blatu	520	520	520	520	520	mm
Szerokość całkowita (z szynami bocznymi)	580	580	580	580	580	mm
Obciążenie maksymalne (dynamiczne we wszystkich pozycjach)	220	220	220	220	180	kg
Regulacja wysokości	734 ÷ 1140	734 ÷ 1140	734 ÷ 1140	734 ÷ 1140	737 ÷ 1145	mm
Trendelenburg / odwrotny Trendelenburg	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	°
Pochylenie lateralne prawo / lewo	18	18	18	18	18	°
Pochylenie siedziska do góry	76	76	76	76	30	°
Pochylenie siedziska w dół	40	40	40	40	40	°
Elektrohydrauliczny segment pod nogi do góry (pozycja bazowa)	-	-	15	-	80	°
Elektrohydrauliczny segment pod nogi w dół (pozycja bazowa)	-	-	70	-	105	°

* dopuszczalny ciężar pacjenta z płytą pośrednią: pozycja bazowa: 180 kg / pozycja odwrócona: 150 kg

Dane techniczne:

Napięcie zasilania zewnętrznego:

200 ÷ 240 V AC, 50 Hz

Napięcie pracy akumulatorów: 24 V DC

Czas ładowania akumulatorów: 6 ÷ 8 godzin

Pojemność akumulatorów: w zależności

od ilości zabiegów do 5 dni

4 specjalne bezobsługowe akumulatory

ze wskaźnikiem naładowania na wyświetlaczu

pilota sterującego

Podział blatu stołu: 7 - mio segmentowy

Wymiary szyn bocznych:

25 x 10 mm lub 30 x 10 mm

Ciężar: 300 kg

Regulacja elektrohydrauliczna:

Wysokość góra / dół

Trendelenburg / odwrotny Trendelenburg

Pochylenie boczne lewo / prawo

Siedzisko góra / dół

Segment pod nogi góra dół

(schaerer° axis 600 i 800, pozycja podstawowa)

Segment pod głowę

(schaerer° axis 600 i 800, pozycja odwrócona)

Wypiętrzenie / Załamanie

Pozycja zerowa

Regulacja manualna:


Segment pod głowę góra / dół

Segment pod nogi góra / dół


Odchylenie na zewnątrz segmentu pod nogę do 90°




Z zastrzeżeniem zmian. Zgodnie z MDD 93/42/EEC.



schaerer° axis
Pozycja podstawowa.



schaerer° axis
Pozycja podstawowa.




schaerer° axis
Pozycja podstawowa i odwrócona.

schaerer® arcus

501/601/701



**Mobilne uniwersalne stoły operacyjne
dla wszystkich kategorii wagowych i specjalności chirurgicznych**



**Nowy standard
wśród mobilnych
stołów operacyjnych**

**Nasz zespół
dla twojego zespołu**

schaerer® arcus

**Mobilny stół operacyjny
z funkcją wysokiego obciążenia**

- **Zaprojektowany** z praktycznych doświadczeń
- **Doprowadzony do perfekcji** dla pacjentów
- **Funkcjonalny** do obsługi
- **Elastyczny** dla operatora
- **Bezpieczny** dla użytkownika



- **Maksymalna stabilność**
Waga pacjenta do 360 kg
- **Maksymalna regulacja wysokości**
595 ÷ 1200 mm
- **Maksymalna dostępność**
Asymetryczna kolumna i „podwieszane” wyposażenie
- **Maksymalne bezpieczeństwo**
Zdublowany układ napędowy
- **Maksymalny komfort pacjenta**
Materace przeciwoślizgowe
- **Maksymalna funkcjonalność**
Modułarna konstrukcja
- **Maksymalna elastyczność**
Mobilny stół dla wszystkich specjalności chirurgicznych
- **Maksymalna jakość**
Szwajcarska precyzja i wieloletnie doświadczenie

schaerer® arcus **Mobilny stół operacyjny** **z funkcją wysokiego obciążenia**

Modele stołów



schaerer® arcus 501

Nr kat. K92224

Uniwersalny model podstawowy
z jednoczęściową ramą siedziska.
Manualna regulacja segmentu pod głowę i nogi.



schaerer® arcus 601

Nr kat. K92222

Model z jednoczęściową ramą siedziska
i elektrohydraulicznie regulowanym segmentem pod nogi.
Segment pod nogi w pozycji podstawowej regulowany
elektrohydraulicznie lub manualnie.



schaerer® arcus 701

Nr kat. K92225

Podstawowy model do ortopedii i traumatologii.
Błat stołu składający się z segmentu pod głowę
i plecy oraz wsporników siedziska.

Maksymalna stabilność waga pacjenta do 360 kg

również dla dużych obciążeń automatyczne
dopasowanie do nierówności podłogi.



Maksymalna regulacja wysokości 595 ÷ 1200 mm

praca na najwyższym poziomie w najniższej pozycji.



Maksymalny komfort pacjenta materace przeciwodłęzynowe



Bezpieczne dla pacjenta nawet przy długich zabiegach operacyjnych.
W porównaniu z konwencjonalnymi materacami zwiększona
powierzchni przylegania gwarantuje redukcję siły nacisku do 50%.

schaerer® arcus

**Mobilny stół operacyjny
z funkcją wysokiego obciążenia**



**Maksymalne bezpieczeństwo
zdublowany układ napędowy**

2 całkowicie niezależne układy napędowe



**Maksymalna dostępność
asymetryczna kolumna i podwieszane wyposażenie**



Największa przestrzeń ruchowa dla człowieka i technologii bez żadnych dodatkowych podparć, nawet przy używaniu przystawek wyciągowych.

Układ napędowy schaefer® Drive unit do schaefer® arcus 501 ÷ 701

Układ w komfortowy sposób przemieszcza, bez wysiłku fizycznego, stół operacyjny nawet z ciężkimi pacjentami. Dwie prędkości jazdy do przodu i jedna do tyłu oferują optymalne właściwości jezdne na długich i krótkich dystansach lub na niewielkich powierzchniach.



Duża prędkość

Jednoczesne naciśnięcie **dwóch** przycisków inicjuje jazdę z dużą prędkością do pokonywania długich dystansów w rozsądnym czasie.



Szybkie przemieszczanie stołu (z prędkością do 2.4 km/h) oszczędza czas, a obydwie dłonie położone na uchwytach pozwalają na bezpieczne i precyzyjne prowadzenie stołu.

Mała prędkość

Naciśnięcie wyłącznie **jednego** z przycisków inicjuje jazdę z małą prędkością do manewrowania stołem na małych powierzchniach.



Wolne przemieszczanie stołu (z prędkością 0.9 km/h) wymaga użycia tylko jednej ręki, druga może służyć do asekuracji pacjenta lub trzymania innych przedmiotów.

Charakterystyka stołów



Wszystkie modele stołów mogą być opcjonalnie wyposażone w pokazane segmenty pod głowę i nogi



Nr kat. K92053 Płyta pod nogi, czteroczęściowa
z szynami bocznymi 25 x 10 mm.

Uchylana w górę i w dół ze wspomaganiem sprężyną gazową. Odchylany na zewnątrz o 90°.



Nr kat. K92049 Płyta pod nogi, jednoczęściowa, sztywna
z szynami bocznymi 25 x 10 mm i poduszką.



Nr kat. K92050 Płyta pod nogi, niedzielona, pochylana w górę i w dół
z szynami bocznymi 25 x 10 mm i poduszką. Płynna regulacja wspomagana sprężyną gazową.



Nr kat. K92210
Standardowa, uchylana w górę i w dół płyta pod głowę
z szynami bocznymi 25 x 10 mm.

Standardowy segment pod głowę do stołów schaefer® arcus. Długość: 300 mm. Bezstopniowa regulacja nachylenia wspomagana sprężyną gazową.



Nr kat. K92211 Płyta pod głowę z podwójnym przegubem, uchylana w górę i w dół
z szynami bocznymi 25 x 10 mm.

Segment pod głowę do stołów schaefer® arcus. Długość: 300 mm. Bezstopniowa regulacja nachylenia wspomagana sprężyną gazową.



Nr kat. K92231 Płyta pośrednia, długa
z szynami bocznymi 25 x 10 mm.

Wersja sztywna z poduszką. Długość: 450 mm.



Nr kat. K92233 Płyta pośrednia, krótka
z szynami bocznymi 25 x 10 mm.

Wersja sztywna z poduszką. Długość: 230 mm.

Doskonała przestrzeń do wykorzystania ramienia „C” w pozycji bazowej



Pozycja bazowa.

Doskonała przestrzeń do wykorzystania ramienia „C” w pozycji odwróconej



Pozycja odwrócona
z płytą z włókna węglowego, przezierność dla promieniowania RTG na długości
1550 mm (1350 mm 3D)

Chirurgia ogólna



Pozycja leżąca.

Chirurgia ogólna



Pozycja leżąca odwrócona, do zabiegów na tarczycy.

Ginekologia / urologia



Pozycja do zabiegów ginekologicznych i urologicznych z podporami pod nogi „Great white platinum” dla pacjentów o wadze do 360 kg.

Ginekologia / urologia / laparoscopia



Pozycja do zabiegów ginekologicznych, urologicznych i laparoskopowych z podporami pod nogi, zalecane bariatryczne pasy ud Nissen’a.

Ginekologia / urologia / laparoscopia



Pozycja do zabiegów ginekologicznych i urologicznych z podporami pod nogi „Goepel” umożliwiającymi uzyskanie płaskiego i litotomicznego ułożenia.

Ginekologia / urologia / laparoscopia



Pozycja boczna do nefrektomii oraz XLIF / DLIF.

Neurochirurgia



Zabieg operacyjny kręgosłupa w pozycji leżącej z wykorzystaniem ramy z włókna węglowego schaerer® (CSF).

Neurochirurgia



Pozycja leżąca z wykorzystaniem aluminiowej klamry czaszkowej.

Neurochirurgia



Zabieg operacyjny kręgosłupa w pozycji na brzuchu z wykorzystaniem ramy z włókna węglowego "SchureSpine". Wysokość blatu stołu 450 mm.

Chirurgia barku



Artroskopia barku z wykorzystaniem płyty do artroskopii barku SAPL i hełmem przeziernym dla promieniowania RTG.

Chirurgia barku / kolana



Artroskopia barku z blatem stołu ustawionym do pozycji siedzącej z wykorzystaniem ortopedycznej płyty siedziska, łącznika i podpory pod głowę.

Chirurgia barku / kolana



Artroskopia barku z wykorzystaniem płyty siedziska od przystawki MIS, twarzowo-potylicznej podpory pod głowę i blatem stołu ustawionym do pozycji siedzącej.

Ortopedia / traumatologia

schaerer® MIS-Extension



schaerer® MIS-Extension – ortopedyczno-traumatologiczny system układania i pozycjonowania z aparatem wyciągowym zapewniający pełną swobodę ruchów kończyn dolnych, który obsługiwany jest jedną ręką. Zaprojektowany specjalnie z myślą o chirurgii minimalnieinwazyjnej i artroskopii biodra ze śródopercyjnym pozycjonowaniem i gwoździowaniem pod kontrolą aparatu RTG.



Przystawka **schaerer® MIS-Extension** może być łatwo zamontowana do stołów operacyjnych **schaerer® axis 500 / 700** lub **schaerer® arcus 501 / 701** przy użyciu wózka transportowego. Dodatkowo wózek zapewnia prawidłowe składowanie przystawki i niezbędnych akcesoriów.

Ortopedia / traumatologia



Zabieg w obrębie miednicy z wykorzystaniem siedziska przystawki ortopedycznej i podpór pod nogi.




Gwoździowanie kości udowej w pozycji bocznej.

Wypożyczenie do ortopedii i traumatologii

Przejrzyście rozłożone wyposażenie umożliwiające wykonywanie różnego rodzaju zabiegów na kończynach dolnych. Zbędnym staje się specjalistyczny stół ortopedyczno-traumatologiczny. Przystawka może być mocowana do stołów schaefer® axis 500 / 700 lub schaefer® arcus 501 / 701.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---------|--------|
| 1 | Wyciągi kończyn dolnych (para) | Nr kat. | K90183 |
| 2 | Siedzisko | Nr kat. | K90224 |
| 3 | Płyty pod nogi (para) | | |
| | z szynami bocznymi 25 x 10 mm | Nr kat. | K90410 |
| 4 | Podpora pod nogę Goepel'a | Nr kat. | K90330 |
| | Poduszka | Nr kat. | K90167 |
| | Obrotowy zacisk mocujący | Nr kat. | K90506 |
| | Pas mocujący | Nr kat. | K90344 |
| 5 | Wózek na wyposażenie z symbolami | Nr kat. | K90420 |
| | z szynami bocznymi 25 x 10 mm | Nr kat. | K90193 |
| 6 | Podpory teleskopowe | Nr kat. | K90191 |
| 7 | Buty wyciągowe (para) | Nr kat. | K90187 |
| 8 | Wspornik oporowy z poduszką | | |



- | | | | |
|----|---------------------------------------|---------|--------|
| 9 | Aparaty wyciągowe (zamawiać 2 szt.) | Nr kat. | K90184 |
| 10 | Podpora podudzia z poduszką | Nr kat. | K90199 |
| 11 | Przedłużenie szyny bocznej | | |
| | do szyn 25 x 10 mm | Nr kat. | K81696 |
| 12 | Uchwyt do klamry drutowej | Nr kat. | K90198 |
| 13 | Wspornik do podpory pod nogę Goepel'a | | |
| | z szyną 25 x 10 mm | Nr kat. | K90190 |
| 14 | Wspornik krocza z poduszką | Nr kat. | K90195 |
| | i uchwytem | Nr kat. | K90194 |
| 15 | Wyciąg piszczelowo-strzałkowy | | |
| | (z poduszką) | Nr kat. | K90186 |
| 16 | Poszerzenie blatu stołu (z poduszką) | Nr kat. | K90419 |
| 17 | Opakowanie do wózka na akcesoria | | |
| | ortopedyczno – traumatologiczne | Nr kat. | K91289 |

Charakterystyka produktu

schaerer® arcus	501	601	701	j. m.
Ciężar bez płyty pod głowę i nogi	300	310	290	kg
Długość bez płyty pod głowę i nogi	1130	1130	-	mm
Długość z płytą pod głowę i nogi	2120	2120	-	mm
Długość bez płyty pod głowę	-	-	695	mm
Długość z płytą pod głowę	-	-	990	mm
Szerokość blatu	520	520	520	mm
Szerokość całkowita (z szynami bocznymi)	580	580	580	mm
Szerokość z elementami poszerzającymi blat	880	880	880	mm
Maksymalny ciężar pacjenta	360	360	360	kg
Maksymalny ciężar pacjenta (obciążenie statyczne)	500	500	500	kg
Regulacja wysokości z pacjentem o wadze do 260 kg (górna krawędź materaca, stół zablokowany)	595 ÷ 1200	595 ÷ 1200	595 ÷ 1200	mm
Regulacja wysokości z pacjentem o wadze ponad 260 kg (górna krawędź materaca, stół zablokowany)	595 ÷ 1000	595 ÷ 1000	595 ÷ 1000	mm
Trendelenburg / anty-Trendelenburg	30	30	30	°
Pochylenie lateralne prawo / lewo	20	20	20	°
Pochylenie siedziska do góry	65	65	65	°
Pochylenie siedziska w dół	40	40	40	°
Elektrohydrauliczny segment pod nogi do góry	-	80	-	°
Elektrohydrauliczny segment pod nogi w dół	-	110	-	°

Dane techniczne:

Napięcie zasilania zewnętrznego: 230 V / 50 Hz (inne napięcia na życzenie).
 Napięcie pracy akumulatorów: 24 V.
 Czas ładowania akumulatorów: 6 ÷ 8 h.
 Pojemność akumulatorów: około 50 ÷ 80 operacji.
 4 specjalne bezobsługowe akumulatory ze wskaźnikiem naładowania na wyświetlaczu pilota sterującego.
 Podział blatu stołu: 7-mio segmentowy.
 Wymiary szyn bocznych: 25 x 10 mm lub 30 x 10 mm.

Regulacja elektrohydrauliczna:

Wysokość góra / dół.
 Trendelenburg / odwrotny Trendelenburg.
 Pochylenie boczne lewo / prawo.
 Siedzisko góra / dół.
 Segment pod nogi góra / dół.
 (schaerer® axis 600 i 800, pozycja podstawowa).
 Segment pod głowę.
 (schaerer® axis 600 i 800, pozycja odwrócona).
 Wypiętrzenie / Załamanie.
 Pozycja zerowa.

Regulacja manualna:


Segment pod głowę góra / dół.
 Segment pod nogi góra / dół.
 Odchylenie na zewnątrz segmentu pod nogę do 90°.



Z zastrzeżeniem zmian. Zgodnie z MDD 93/42/EEC.


Charakterystyka produktu

schaerer® arcus 501




schaerer® arcus 501

schaerer® arcus 601




schaerer® arcus 601




schaerer® arcus 601
Sekcja pod głowę lub nogi
regulowana elektrohydraulicznie
w górę i w dół


schaerer® arcus 501/601




schaerer® arcus 501/601




schaerer® arcus 501/601
Pozycja odwrócona




schaerer® arcus 501/601
Pozycja siedząca



schaerer® arcus 501/601
Pozycja Flex/Reflex



schaerer® arcus 501/601
Trendelenburg/Anty-Trendelenburg



schaerer® arcus 501/601
Przechyl boczny lewo/prawo

schaerer[®] axis

serii 200 / 300



**Mobilne stoły operacyjne
do wszystkich zabiegów chirurgicznych**



 **schaerermedical[®]**
WHEREVER YOU OPERATE • SINCE 1892

schaerer® axis seria 200 / 300

Mobilne stoły operacyjne dla wszystkich specjalności medycznych


Linia produktów schaeerer® axis 200/300 stanowi podstawowy standard profesjonalnej i bezpiecznej opieki medycznej przy operacjach i zabiegach dla wszystkich specjalności medycznych.

Poczynając od obsługiwanego manualnie schaeerer® axis 200 do w pełni sterowanego elektrohydraulicznie schaeerer® axis 303EKS – masz wybór spośród 10 różnych modeli stołów operacyjnych dostosowanych do Twoich indywidualnych wymagań. Kody "EKS" identyfikują funkcje poszczególnych modeli:

■ Modele axis "E" są sterowane elektrohydraulicznie

■ Modele axis "K" posiadają zintegrowane wypiętrzenie nerkowe (do 100 mm)

■ Modele axis "S" posiadają przesuw wzdłużny blatu (250 mm)



Wszystkie modele „E” wyposażone są w nowy ergonomiczny sterownik ręczny



■ Wskaźnik naładowania akumulatorów

■ Podświetlenie w trakcie użytkowania na zacienionych salach operacyjnych

■ Funkcja poziomowania (opcja)

■ Tryb pracy do pozycji odwróconej

Stoły mogą być wyposażone w pokazane poniżej płyty pod głowę i pod nogi



K580360 Płyta pod nogi, dzielona

Z poduszką 60 mm.
Regulacja wspomagana sprężyną gazową.




K580361 Płyta pod nogi, niedzielona

Z poduszką 60 mm.
Regulacja wspomagana sprężyną gazową.



K580350 Płyta pod głowę

Z poduszką 60 mm.
Regulacja wspomagana sprężyną gazową.



K580351 Płyta pod głowę

Z poduszką 60 mm.
Regulacja w dwóch przegubach wspomagana sprężyną gazową.

Pozycje

Artroskopia barku

Płyta do artroskopii barków ze zdejmowanymi segmentami bocznymi zapewniającymi optymalny dostęp do barku. Regulacja kąta nachylenia do pozycji siedzącej wspomagana sprężyną gazową.



Ginekologia / Urologia

Zabiegi ginekologiczne i urologiczne z podporami "Goepel" w pozycji płaskiej lub litotomijnej, z wykorzystaniem przedłużenia siedziska dla uzyskania maksymalnego dostępu ramieniem "C".




Chirurgia rektalna

W pozycji kolano-łokciowej z wykorzystaniem rolki rektoskopowej i płyty pod kolana.

Dane techniczne

Długość	1 140 mm (bez płyty pod głowę i nogi)	2 130 mm (z płytą pod głowę i nogi)
Szerokość blatu	540 mm (bez szyn bocznych)	590 mm (z szynami bocznymi)
Regulacja wysokości z materacami	720 ÷ 1080 mm (modele bez przesuwu wzdłużnego blatu)	740 ÷ 1100 mm (modele z przesuwem wzdłużnym blatu)
Średnica podwójnych kół skrętnych	125 mm	
Trendelenburg / anty-Trendelenburg	30°	
Pochylenie segmentu pod plecy	+70° / -50°	
Pochylenie segmentu pod nogi	+20° / -90°	
Pochylenie lateralne prawo/lewo	20°	
Odchylenie podpór pod nogi	90°	
Regulacja płyty pod głowę	+20° / -45°	
Pochylenie płyty pod głowę z podwójnym przegubem (ukośna)	25°	
Przesuw wzdłużny blatu (modele 302, 303, 302E, 303E)	250 mm	
Maksymalny ciężar pacjenta (szacowany)	135 kg	
Maksymalny ciężar pacjenta w pozycji horyzontalnej (bez regulacji)	185 kg	
Napięcie znamionowe modeli E	230 V, 50 Hz (inne napięcia na życzenie)	



Modele schaefer® axis	200	201	300	301	302	303	300E	301EK	302ES	303EKS
Funkcja poziomowania - "0"	-	-	-	-	-	-	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Regulacje elektrohydrauliczne	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Regulacja wysokości (bez poduszki)	690mm - 1050mm	690mm - 1050mm	690mm - 1050mm	690mm - 1050mm	720mm - 1080mm	720mm - 1080mm	690mm - 1050mm	690mm - 1050mm	720mm - 1080mm	720mm - 1080mm
Segment pod plecy góra/dół	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°	+70°/-50°
Trendelenburg/anty-Trendelenburg	30°/30°	30°/30°	30°/30°	30°/30°	30°/30°	30°/30°	30°/30°	30°/30°	30°/30°	30°/30°
Pochylenia boczne lewo/prawo	-	-	20°/20°	20°/20°	20°/20°	20°/20°	20°/20°	20°/20°	20°/20°	20°/20°
Flex/Reflex	230°/110°	230°/110°	230°/110°	230°/110°	230°/110°	230°/110°	230°/110°	230°/110°	230°/110°	230°/110°
Manualne pochylenia płyty pod głowę	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°	+25°/-45°
Manualne pochylenia płyty pod nogi	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°	+20°/-90°
Wypiętrzenie nerkowe (manualnie)	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■
Przesuw wzdłużny 250mm (manualnie)	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
5 koło do precyzyjnej jazdy kierunkowej	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Maksymalne obciążenie statyczne w pozycji horyzontalnej do*	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg
Max. bezpieczne obciążenie robocze*	185kg	185kg	185kg	185kg	185kg	185kg	185kg	185kg	185 kg	185kg
Ciężar netto z płytami pod głowę i nogi	160kg	160kg	180 kg	180kg	190kg	190kg	210kg	210kg	220kg	220kg
Ładowarka, 90- 264V, 50 - 60Hz	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■

* Nośność maksymalna może się różnić od podanych w zależności od orientacji ułożenia pacjenta i pozycji ustawienia blatu stołu.



Stille imagiQ2

Zabiegi wewnątrznaczyniowe
i ochrona pacjenta w najlepszym wydaniu



Zabiegi wewnątrznaczyniowe dochodzą do chirurgicznej perfekcji



Stille imagiQ2: Nowa generacja stołów chirurgicznych z blatem o niskiej pochłalności promieniowania

Nasz stół został zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym obrazowaniu śródoperacyjnym w trakcie zabiegów wewnątrznaczyniowych. Dzięki parametrom w zakresie eksploatacji, bezpieczeństwa i zoptymalizowanej funkcjonalności stół operacyjny imagiQ2 podnosi wydajność zabiegów wykonywanych na salach hybrydowych oraz zabiegów konwencjonalnych, zarówno wśród pacjentów hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie.

Wyobraź sobie zupełnie inne doświadczenia z ramieniem „C”

Stille imagiQ2 zapewnia idealną wizualizację i efektywność zabiegu operacyjnego

Skróć czas zabiegu

Stół Stille imagiQ2 zapewnia szybsze, bardziej płynne i dokładne ruchy oraz krystalicznie czyste obrazowanie. Te zalety pozwalają zaoszczędzić czas na sali operacyjnej i zminimalizować dawkowanie promieniowania, co ogranicza możliwość przegrzania ramienia „C”.

Ultra cienki blat i bardzo niska podstawa czyni stół idealnym dodatkiem do różnego rodzaju ramion „C”.


Wybierz aktywator niskich dawek

Blat stołu wykonany z włókna węglowego o niskiej pochłalności promieniowania rentgenowskiego (0,4 mm Al) zapewnia wysoką przezierność znacząco redukując dawkę promieniowania z ramienia „C” konieczną do uzyskania obrazu o odpowiedniej jakości.



Więcej na stronie: www.stille.se/imagiQ2

Poznaj True Free Float™



Pełna kontrola i swoboda ruchu



Więcej niż joystick, przedłużenie twojej ręki

Układ krwionośny nie jest zbudowany tak aby wykonywać zabiegi w liniach prostych, nie powinien tego też robić stół do chirurgii naczyniowej.

Technologia* True Free Float™ w stole imagiQ2 umożliwia bezprecedensową kontrolę i swobodę ruchu w każdym kierunku zapewniając przy tym płynność na najwyższym możliwym poziomie, jaką zapewnić może tylko firma Stille.

Firma Stille wytwarza urządzenia medyczne od 1841 roku i zawsze zależało jej na dostarczaniu rozwiązań najbezpieczniejszych i na jak najwyższym poziomie zgodnie ze swoim motto: „Z chirurgiczną perfekcją”. Do końca istnienia.

*zastrzeżona patentowo

Tocz się

W czasie repozycjonowania pacjenta opatentowana technologia izometrycznego obrotu ($\pm 15^\circ$) utrzymuje w tym samym miejscu ognisko obrazu minimalizując konieczność zmiany pozycji ramienia „C”.



Ustawienie pochyłu

Stół umożliwia pochylenia Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 25° - jest to największy zakres oferowany wśród dostępnych na rynku stołów do chirurgii naczyniowej. Przycisk awaryjny umożliwia szybkie opuszczenie blatu w sytuacjach awaryjnych.



Swoboda w pływaniu


Swobodna technologia przesuwu umożliwia płynny ruch wzdłużny (90 cm), poprzeczny (25 cm) i ukośny (93,4 cm).



Elastyczność na przyszłość

Wymienny blat stołu zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu wykorzystania sali operacyjnej i bez trudu umożliwia rozbudowę w przyszłości.

Szerokie możliwości dla szczególnych zabiegów




Przejdźmy do odległości

- Całkowita przezierność na długości 196 cm z płytą pod głowę (169,2 cm bez płyty)
- Pełna przezierność w zakresie 360° na długości 107,2 cm z płytą pod głowę (80,4 cm bez płyty)

Obciążenie jak przystępna inwestycja

- Ponieważ stół imagiQ2 jest produktem najwyższej jakości może być obciążany pacjentami o wadze do 300 kg
- Standardowa konfiguracja pozwala układać pacjentów o wadze do 225 kg



Dane techniczne imagiQ2


Nr kat. K530-1700

Parametr	Opis
Waga pacjenta	225 kg lub 300 kg (z opcją podwyższonej nośności)
Długość blatu stołu	230 cm
Długość części przeziernej	196 cm z płytą pod głowę; 169,2 cm bez płyty pod głowę
Materiał blatu stołu	Opatentowane, strukturalne włókno węglowe, Al. 0,4
Blokada przesuwu	System szybkiego blokowania Stille
Przesuw (wzdłużny, poprzeczny, ukośny)	90 cm x 25 cm x 93,4 cm
Tryb pracy	100% praca ciągła
Zasilanie: ~100 ÷ 250 V	Bezpośrednio z sieci prądem zmiennym + akumulatorowe prądem stałym
Długość, szerokość, wysokość	L = 234 cm; W = 77,2 cm; H = 71 ÷ 109 cm
Trendelenburg	±25°
Pochylenie boczne	±15°
Koła i kierowanie	Stałe koła z przodu, koła na obrotach z tyłu
Szyny boczne	Zamocowane na stałe na 2 / 3 długości blatu stołu
Wymienny blat stołu	Tak, platforma przystosowana do przyszłej rozbudowy
Uchwyt transportowy	Tak (Kolor: czarny dla wersji 225 kg, srebrny dla wersji 300 kg)

Dostosowanie imagiQ2 do Twoich potrzeb

Opcje dodatkowe	Opis
Podwyższenie nośności	Podwyższa możliwości obciążenia stołu pacjentem o wadze do 300 kg., nr kat. K535-1710.
Podwyższona mobilność	W sytuacji kiedy stół używany jest do transportu wewnątrzszpitalnego zaleca się wykorzystywanie tej opcji podwyższającej mobilność stołu. Stół wyposażony jest we wszystkie koła na obrotach i dodatkowe koło do jazdy kierunkowej, nr kat. K535-1711.
Podwyższenie wydajności zasilania	Pozwala na wydłużenie czasu pracy na akumulatorach. Pakiet zawiera zestaw wysoko wydajnych akumulatorów umożliwiających pracę bez ładowania do 1 tygodnia, nr kat. K535-1712.

Przegląd wybranych akcesoriów



Regulowana płyta pod głowę

Całkowicie przezierna, regulowana płyta ułatwia intubację i wizualizację naczyń szyjnych.



Przezierna płyta po rękę

Umożliwia całkowite obrazowanie, mocowana bezpośrednio do blatu stołu.



Regulowana płyta pod rękę

Nieprzezierna płyta pod rękę zapewnia jej idealne podparcie w trakcie podawania pacjentowi płynów infuzyjnych.



Parawan anestezjologiczny

Zapewnia sterylne odseparowanie pola operacyjnego od głowy pacjenta.



Zdejmowane szyny boczne

Szyny mocowane na 1/3 długości stołu, mocowane w części całkowicie przeziernej, umożliwiające mocowanie akcesoriów na całej długości blatu stołu.



Stolik na cewniki

Mocowany bezpośrednio do blatu stołu, zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą. Dostępny w trzech długościach.

Zestawienie akcesoriów

Nazwa	Nr kat.	Standard	Opcja	Dostępność na rynku
Sterownik panelkowy DIN	K535-1760	■		Wszystkie oprócz USA
Zdejmowana szyna boczna DIN	K535-1721		■	Wszystkie
Zdejmowana szyna boczna UK	K535-1722		■	Wszystkie
Przezierna płyta po rękę	K535-1730		■	Wszystkie
Regulowana płyta pod głowę	K535-1740		■	Wszystkie
Sztywna płyta pod głowę	K535-1741		■	Wszystkie
Stolik na cewniki, dł. 1000 mm	K535-1750		■	Wszystkie
Stolik na cewniki, dł. 1500 mm	K535-1751		■	Wszystkie
Stolik na cewniki, dł. 500 mm	K535-1752		■	Wszystkie
Włącznik nożny	K535-1762		■	Wszystkie
Regulowana płyta pod rękę DIN	K514-50-3SR025		■	Wszystkie oprócz USA
Wysięgnik infuzyjny	K514-100401		■	Wszystkie oprócz USA
Parawan anestezjologiczny	K514-100311		■	Wszystkie oprócz USA



Fotele i stoły zabiegowe



Innovation by Design, Durability through Strength



Fotele i stoły zabiegowe	88
Wózki transportowe	98
Leżanki do badań.....	100
Fotele i stoły bariatryczne	102
Stoły pionizacyjne	104
Kolory tapicerki i akcesoria	106
Mobilny stół zabiegowo / operacyjny	108

2 sekcyjny stół zabiegowy Ensignia


Nr kat. KE2

Uniwersalny, prosty i niezawodny stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości. Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego. Dobierając poręcz boczne z wyposażenia uzupełniającego zyskują Państwo wygodny wózek transportowy. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- Średnica kół: 100mm, każde wyposażone w hamulec
- Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Regulacja sekcji pleców przy użyciu sprężyny gazowej



3 sekcyjny stół zabiegowy Ensignia


Nr kat. KE3 wersja elektryczna

Prosty i niezawodny stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości. Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- Średnica kół: 100 mm, każde wyposażone w hamulec
- Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Regulacja sekcji pleców i nóg przy użyciu sprężyny gazowej



2 sekcyjny stół zabiegowy

Nr kat. KBA02H wersja hydrauliczna

Nr kat. KBA02E wersja elektryczna

Prosty i niezawodny stół zabiegowy z regulacją wysokości elektryczną lub hydrauliczną.


Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego.

Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- Wysuwane koła jezdne
- Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową
- Podstawa z systemem poziomowania



3 sekcyjny stół zabiegowy

Nr kat. KBA03H wersja hydrauliczna

Nr kat. KBA03E wersja elektryczna

Prosty i niezawodny stół zabiegowy z regulacją wysokości elektryczną lub hydrauliczną.


Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego.

Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- Wysuwane koła jezdne
- Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową
- Podstawa z systemem poziomowania



5 sekcyjny stół do drenażu

Nr kat. KPD05H wersja hydrauliczna

Nr kat. KPD05E wersja elektryczna

Nr kat. KBA05H wersja hydrauliczna


Nr kat. KBA05E wersja elektryczna

5 sekcyjny stół umożliwia obniżenie sekcji ramion pozwalając na bardziej naturalną pozycję. Stół bogato wyposażony w otwór na twarz, regulowaną sprężyną gazową sekcję głowy i nóg. Stół zapewnia świetną pozycję drenażową szczególnie dla okolic płuc.



Parametry techniczne:

- Wymiary: 186 cm x 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- Wysuwane koła jezdne
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Sekcja pleców regulowana przy użyciu sprężyny gazowej
- Przechyły realizowane za pomocą sprężyny gazowej (nr kat. KPD05H i KPD05E)
- Nisko opuszczane leże ułatwiające przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- Podstawa z systemem poziomowania



7 sekcyjny stół do fizjoterapii


Nr kat. KBA07E wersja elektryczna

7 sekcyjny stół gwarantujący optymalną funkcjonalność i łatwe pozycjonowanie do niemal wszystkich procedur fizjoterapeutycznych.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 199 cm, szerokość leża: 64 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 87 cm
- Nośność: 260 kg
- Wysuwane koła jezdne
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Wycięcie na twarz
- Sekcje nóg, głowy i środkowa regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- Opuszczane podłokietniki i podpory ramion
- Regulacja wysokości podpór ramion
- Łamana część centralna



Fotel diagnostyczno - zabiegowy na kolumnie

Nr kat. KMED04EC wersja elektryczna

Nr kat. KMED04ECT wersja elektryczna z przechyłami

Nr kat. KPL04EC wersja elektryczna do gipsowania

Nr kat. KPH04EC wersja elektryczna do pobierania krwi


Uniwersalny fotel diagnostyczno - zabiegowy na kolumnie z elektryczną regulacją wysokości. Dedykowany gabinetom o niewielkich rozmiarach. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Fotel dostępny w różnych gotowych, dopasowanych już konfiguracjach, dostosowany do wybranych wymogów klinicznych. Gotowe rozwiązania do gipsowania (ze stoliczkami), czy pobierania krwi, z opuszczanymi podłokietnikami, połączoną sekcją nóg (manualną lub regulowaną elektrycznie), przechyły (zawsze regulowane elektrycznie) oraz wiele innych akcesoriów do wyboru.

Parametry techniczne:

- Długość leża: 175 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 86 cm
- Nośność: 190 kg
- Wysuwane podwójne koła jezdne
- Sekcja głowy i nóg regulowana sprężyną gazową
- Regulowany zagłówek
- Powłoka antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Nisko opuszczane leże ułatwiające przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- Siłowniki z nowej linii firmy Linak
- Podstawa z systemem poziomowania



3 sekcyjny stół / fotel zabiegowy z opuszczaną sekcją nóg

Nr kat. KDE03H wersja hydrauliczna


Nr kat. KDE03E wersja elektryczna

Uniwersalny 3 sekcyjny stół / fotel idealny do niewielkich pomieszczeń, może być używany jak typowy stół 3 sekcyjny lub jako fotel diagnostyczny. Umożliwia siadanie pacjenta z przodu, z boku, a po zamontowaniu dodatkowych akcesoriów może służyć także jako fotel ginekologiczny.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 177 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- Wysuwane koła jezdne
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Sekcja pleców i nóg regulowana sprężyną gazową
- Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- Podstawa z systemem poziomowania



Fotel do pobierania krwi

Nr kat. KPH01H wersja hydrauliczna


Nr kat. KPH01E wersja elektryczna

Fotel z elektryczną lub hydrauliczną regulacją wysokości, wyposażony w dwie w pełni regulowane podpory pod ręce oraz dzieloną sekcję nóg. Fotel może być wykorzystywany jako 3 sekcyjny stół diagnostyczny.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- W pełni regulowane podpory pod ręce
- Dzielone nogi z teleskopowym podnóżkiem
- Sekcja pleców i nóg regulowana sprężyną gazową
- Wysuwane koła jezdne
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Podstawa z systemem poziomowania



Fotel do gipsowania

Nr kat. KPL01H wersja hydrauliczna


Nr kat. KPL01E wersja elektryczna

Stabilny, niezawodny, gwarantujący komfort pacjenta fotel z elektryczną lub hydrauliczną regulacją wysokości. Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- 2 x łatwo opuszczany / demontowany stolik z tworzywa ABS
- Wsuwane koła jezdne
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Nisko opuszczane leże
- Podstawa z systemem poziomowania



Uniwersalny stół / fotel zabiegowy

Nr kat. KMP03H wersja hydrauliczna


Nr kat. KMP03E wersja elektryczna

Stół / fotel, który może być wykorzystywany do szerokiej gamy zabiegów medycznych np. chirurgii dzieci starszych, pobierania krwi, ginekologii oraz ogólnej diagnostyce. Charakteryzuje się opuszczaną sekcją nóg (-85°) oraz regulowaną sekcją pleców (-20° / +85°).



Parametry techniczne:

- Długość leża: 177 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- Wsuwane koła jezdne
- Sekcja pleców i nóg regulowana sprężyną gazową
- 1 x podłokietnik do pobierania krwi
- 2 x strzemiona ginekologiczne
- 1 x łatwo wyjmowany stolik
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka



Fotel medyczny

Nr kat. KMED06E wersja elektryczna bez przechyłów


Nr kat. KMEDT06E wersja elektryczna z przechyłami

Uniwersalny fotel z elektryczną regulacją wysokości. Wersja z przechyłami wzdłużnymi została wyposażona w możliwość uzyskania najbardziej naturalnej pozycji siedzącej, z minimalnie uniesionymi kolanami, ułatwiając jednocześnie dostęp do pacjenta dla obsługi.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- Wysuwane koła jezdne
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Dzielona sekcja nóg z możliwością wydłużenia
- Regulacja sekcja pleców i nóg przy pomocy sprężyny gazowej
- Wyjątkowo nisko opuszczane leże
- Podstawa z systemem poziomowania



Fotel onkologiczny

Nr kat. KON06E wersja elektryczna bez przechyłów


Nr kat. KON06TE wersja elektryczna z przechyłami

Komfortowy fotel z elektryczną regulacją wysokości. Bogaty wybór akcesoriów dodatkowych na stronach 106 i 107. Wersja z przechyłami została wyposażona w możliwość uzyskania naturalnej pozycji siedzącej z minimalnie uniesionymi kolanami, ułatwiając jednocześnie dostęp do pacjenta dla obsługi.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- Wysuwane koła jezdne
- Regulowane podłokietniki
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Fotel może pełnić funkcję stołu zabiegowego
- Podstawa z systemem poziomowania



Fotel do dializ

Nr kat. KDA04E wersja elektryczna bez przechyłów


Nr kat. KDA04TE wersja elektryczna z przechyłami

Fotel do dializ zaprojektowany z myślą o komforcie dializowanego pacjenta. Regulacja wysokości oraz sekcji pleców realizowana przy pomocy pilota przewodowego. Fotel tapicerowany specjalną mieszanką pianki o różnym stopniu gęstości i wyprofilowaniu. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 180 cm, szerokość leża: 75 cm
- Zakres regulacji wysokości: 60 ÷ 105 cm
- Nośność: 260 kg
- Elektryczna regulacja wysokości, regulacja sekcji pleców
- Wsuwane koła jezdne
- Tapicerka z powłoką antybakteryjną, trudnopalną
- Dodatkowy zagłówek
- Dodatkowe poszerzenie (75 cm)
- W pełni regulowane, łatwe do wyjęcia podłokietniki
- Odchylany, regulowany podnóżek
- Podstawa z systemem poziomowania



Fotel opieki dziennej


Nr kat. KDC03E wersja elektryczna

Fotel z elektryczną regulacją wysokości. Duże koła oraz centralny system hamowania zapewnia wygodny i bezpieczny transport pacjenta. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 177 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 48 ÷ 93 cm
- Nośność: 260 kg
- 4 koła z centralną blokadą kierunku jazdy
- Opuszczana sekcja nóg
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Sekcja pleców regulowana za pomocą sprężyny gazowej
- Pozycja Trendelenburga i Anty- Trendelenburga
- Opuszczane tapicerowane podłokietniki



Fotel laryngologiczny

Nr kat. KOPTGO04E wersja elektryczna bez przechyłów

Nr kat. KOPTGO04TE wersja elektryczna z przechyłami

Fotel laryngologiczny zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta i maksymalnej precyzji pozycjonowania, szczególnie głowy. Elektryczna regulacja wysokości oraz sekcji pleców realizowana za pomocą pilota przewodowego.


Fotel tapicerowany specjalną mieszanką pianki o różnym stopniu gęstości.

Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 180 cm
- Szerokość leża: 75 cm
- Zakres regulacji wysokości: 60 ÷ 105 cm
- Nośność: 260 kg
- Wysuwane koła jezdne
- Dodatkowy regulowany podgłówek
- Tapicerka z powłoką antybakteryjną, trudnopalną
- Grubsza, bardziej komfortowa tapicerka



Fotel podologiczny

Nr kat. KBAC06E wersja elektryczna bez przechyłów


Nr kat. KBTC06E wersja elektryczna z przechyłami

Fotel wyposażony w podłokietniki, wydłużoną sekcję pleców. Dodatkowo wersja z przechyłami została wyposażona w możliwość uzyskania najbardziej naturalnej pozycji siedzącej z minimalnie uniesionymi kolanami, ułatwiając jednocześnie dostęp do pacjenta dla personelu medycznego.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- Wysuwane koła jezdne
- Regulowane podłokietniki
- Dzielona sekcja nóg z możliwością wydłużenia
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Sekcja pleców i nóg regulowana sprężyną gazową
- Podstawa z systemem poziomowania



Fotel ginekologiczny

Nr kat. KGY02ES wersja elektryczna ze strzemionami


Nr kat. KGY02ET wersja elektryczna z podporami Goepel'a

3-sekcyjny fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości. Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga. W pełni regulowane strzemiona. Wyjmowana sekcja nóg pozwala na wykorzystanie fotela jako 2-sekcyjnego stołu. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 173 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 50 ÷ 95 cm
- Nośność: 260 kg
- Dwa koła jezdne każde z hamulcem
- Strzemiona ginekologiczne (lub w opcji podpory pod kolana)
- Wyjmowana sekcja nóg
- Kuweta ze stali nierdzewnej
- Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową
- Podstawa z systemem poziomowania



Fotel ginekologiczny Ultra

Nr kat. KGY04ES wersja elektryczna ze strzemionami

Nr kat. KGY04ET wersja elektryczna z podporami Goepel'a


3-sekcyjny fotel z elektryczną regulacją wysokości, sekcji pleców oraz pozycji Trendelenburga. W pełni regulowane strzemiona / podpory Goepel'a. Fotel może być wykorzystywany także jako standardowy stół zabiegowy.

Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 184 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 60,5 ÷ 105,5 cm
- Nośność: 260 kg
- Wysuwane koła jezdne
- Wycięcie do pozycji litotomijnej
- Bezszywowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- 3 silniki elektryczne do precyzyjnego pozycjonowania
- Kuweta ze stali nierdzewnej
- Podstawa z systemem poziomowania



Wózek transportowy I

Nr kat. KOP02H wersja 2 sekcyjna, hydrauliczna

Nr kat. KOP03H wersja 3 sekcyjna, hydrauliczna

Nr kat. KOP02E wersja 2 sekcyjna, elektryczna


Nr kat. KOP03E wersja 3 sekcyjna, elektryczna

Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną bądź hydrauliczną regulacją wysokości. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.



Parametry techniczne:


- Długość leża: 186 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- 2 lub 3 sekcyjny
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- 4 koła z blokadami
- Regulowana sprężyną gazową sekcja nóg wózka 3 sekcyjnego
- Bezszywowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Sekcja pleców regulowana za pomocą sprężyny gazowej
- Akumulator (w wersji elektrycznej)



Akcesoria

- Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
- Wysięgnik kroplówki
- Pokrywa podstawy (tylko w wersji elektrycznej)

- Uchwyt na butlę z tlenem
- Pokrowiec na sekcję nóg
- Dodatkowe poszerzenie (75 cm)



Wózek transportowy II

Nr kat. KBPT02H wersja 2 sekcyjna, hydrauliczna

Nr kat. KBPT03H wersja 3 sekcyjna, hydrauliczna

Nr kat. KBPT02E wersja 2 sekcyjna, elektryczna

Nr kat. KBPT03E wersja 3 sekcyjna, elektryczna

Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną bądź hydrauliczną regulacją wysokości.

Do wyboru dwie lub trzy sekcje leża.

Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.







Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 48 ÷ 93 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- Akumulator
- Centralna blokada kół
- Cztery odbojniki i rączka do prowadzenia
- Wysięgnik kroplówki i uchwyt na butlę z tlenem
- Regulacja sekcja pleców za pomocą sprężyny gazowej
- Regulowana sekcja nóg



Akcesoria

- Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
- Osłona podstawy (tylko w wersji elektrycznej)
- Poszerzenie do 75 cm
- Pasy zabezpieczające pacjenta
- Inne dodatkowe akcesoria



Leżanka do badań USG


Nr kat. KUS03TE wersja elektryczna

Leżanka wyposażona w elektryczną regulację wysokości, pozycję Trendelenburga oraz sekcję pleców i nóg regulowaną przy użyciu sprężyny gazowej. Zapewnia wygodne i łatwe pozycjonowanie pacjenta.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 177 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga
- Wysuwane koła jezdne
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Regulowana sekcja głowy i nóg
- Podstawa z systemem poziomowania



Leżanka do badań EKG

Nr kat. KECG03E wersja elektryczna bez przechyłów


Nr kat. KECG03T wersja elektryczna z przechyłami

Poszerzenie środkowej części leżanki oraz wycięcie w sekcji pleców zapewnia bardzo wygodne pozycjonowanie pacjenta oraz komfort dla personelu. Dodatkowy uchwyt dla pacjenta zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa pomimo leżenia na skraju leżanki.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 205 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- 2 uchwyty pacjenta (z możliwością zmiany ich miejsca)
- Wysuwane koła jezdne
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Regulacja sekcji pleców za pomocą sprężyny gazowej
- Podstawa z systemem poziomowania



Leżanka do badań EKG

Nr kat. KUSE03H wersja hydrauliczna

Nr kat. KUSE03E wersja elektryczna


Nr kat. USE03TE wersja elektryczna z przechyłami

Poszerzenie środkowej części leżanki oraz wycięcie w sekcji pleców zapewnia bardzo wygodne pozycjonowanie pacjenta oraz komfort dla personelu. Dodatkowy uchwyt dla pacjenta zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa pomimo leżenia na skraju leżanki.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg
- 3 sekcyjny
- Sekcja pleców i i nóg regulowana za pomocą sprężyny gazowej
- Wsuwane koła jezdne
- 2 uchwyty pacjenta (z możliwością zmiany ich miejsca)
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Podstawa z systemem poziomowania



Stół / kozetka do badań

Nr kat. KBA01H wersja hydrauliczna


Nr kat. KBA01E wersja elektryczna

1 sekcyjny stół / kozetka szczególnie przydatna w opiece nad pacjentami niepełnosprawnymi i / lub wymagającymi specjalnej opieki. Zaleca się stosowanie z barierkami (akcesoria).



Parametry techniczne:

- Długość leża: 100, 120, 150, 180 cm
- Szerokość leża: 63 cm
- Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
- Nośność: 260 kg (elektryczny), 180 kg (hydrauliczny)
- Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Wsuwane koła jezdne
- Podstawa z systemem poziomowania



Stół bariatryczny

Nr kat. KMT01E wersja elektryczna

Stół o podwyższonej wytrzymałości, przeznaczony dla pacjentów bariatrycznych. Dzięki swojej szerokości dedykowany jest m.in. procedurom neurologicznym.



Parametry techniczne:

- Długość 190 cm, szerokość 102 cm
- Zakres regulacji wysokości: 40 ÷ 90 cm
- Bezpieczne obciążenie: 320 kg
- Wysuwane koła transportowe
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- Podstawa z systemem poziomowania

2 sekcyjny stół bariatryczny neurologiczny

Nr kat. KBO01E wersja elektryczna

2 sekcyjny stół zabiegowy dedykowany pacjentom bariatrycznym, neurologicznym i z urazami głowy.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 190 cm, szerokość leża: 102 cm
- Zakres regulacji wysokości: 40 ÷ 90 cm
- Długość sekcji pleców: 63 cm
- Regulacja sekcji pleców: 0° ÷ 80°
- Bezpieczne obciążenie: 320 kg
- Elektryczna regulacja sekcji pleców
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- Podstawa z systemem poziomowania

3 sekcyjny stół bariatryczny


Nr kat. KBO03E wersja elektryczna

3-sekcyjny stół zabiegowy dedykowany pacjentom bariatrycznym, neurologicznym i z urazami głowy z elektryczną regulacją wysokości.



Parametry techniczne:

- Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 102 cm
- Zakres regulacji wysokości: 40 ÷ 90 cm
- Bezpieczne obciążenie: 320 kg
- Elektryczna regulacja wysokości oraz sekcji pleców i nóg
- Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- Podstawa z systemem poziomowania



3 sekcyjny fotel bariatryczny

Nr kat. KBARI0275 wersja 2 sekcyjna, szerokość 75 cm

Nr kat. KBARI0375 wersja 3 sekcyjna, szerokość 75 cm

Nr kat. KBARI02100 wersja 2 sekcyjna, szerokość 100 cm

Nr kat. KBARI03100 wersja 3 sekcyjna, szerokość 100 cm

Fotel o podwyższonej nośności do 320 kg przeznaczony dla pacjentów bariatrycznych. Fotel wyposażono w dodatkową grubszą, tapicerkę dla większego komfortu pacjenta. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.

Parametry techniczne:

- Bezpieczne obciążenie: 320 kg
- Elektryczna regulacja sekcji pleców
- Bezszywowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- Podstawa z systemem poziomowania
- Sekcja środkowa o długości: 56 cm
- Sekcja nóg i pleców o długości: 63 cm
- Regulacja sekcji pleców: $-12^{\circ} / +80^{\circ}$
- Regulacja sekcji nóg: $0^{\circ} \div 80^{\circ}$



Fotel bariatryczny z opuszczaną sekcją nóg

Nr kat. KBARI0375DE wersja 3 sekcyjna, szerokość 75 cm


Nr kat. KBARI03100DE wersja 3 sekcyjna, szerokość 100 cm

Nr kat. KBARI03100DEFE wersja 3 sekcyjna, szerokość 100 cm wszystkie sekcje regulowane elektrycznie

Fotel z opuszczaną sekcją nóg do badania pacjentów bariatrycznych. Fotel wyposażono w grubszą tapicerkę dla większego komfortu pacjenta. Dostępne akcesoria na stronach 106 i 107.

Parametry techniczne:

- Bezpieczne obciążenie: 320 kg
- Wszystkie sekcje regulowane elektrycznie
- Wysuwane podwójne koła jezdne
- Bezszywowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- 19 kolorów tapicerki



Stół pionizacyjny

Nr kat. KT01E wersja elektryczna

Stół wyposażony w dwa silniki elektryczne do regulacji elektrycznej wysokości i przechyłów.



Parametry techniczne:

- Wymiary: długość: 180 cm, szerokość: 63 cm
- Regulacja wysokości: 61,5 ÷ 106,5 cm
- Nośność: 180 kg
- Duże koła z blokadą umożliwiające transport pacjenta
- Elektryczna regulacja wysokości i przechyłów
- Uchwyty pacjenta
- Inklinometr w standardzie
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- 3 pasy bezpieczeństwa

Stół do trakcji

Nr kat. KTR01H wersja hydrauliczna

Nr kat. KTR01E wersja elektryczna

Stół do trakcji idealny do zabiegów kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego. System składa się ze stołu do trakcji z hydrauliczną lub elektryczną regulacją wysokości. System trakcji dostępny jest również osobno.



Parametry techniczne:

- Stół z systemem trakcji, z regulacją za pomocą sprężyny gazowej, z wycięciem na twarz i pasem do trakcji
- Bezstopniowa regulacja prędkości, bezpieczne dozowanie siły trakcji na stole z rozsuwanym leżem eliminującym siłę tarcia
- Uprząże do trakcji do badań miednicy, klatki piersiowej, kręgosłupa lędźwiowego
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- Regulacja sekcji głowy: -20° / +85°, sekcji nóg +85°
- Długość: sekcja głowy 63 cm, środkowe sekcje: 20cm, sekcja nóg 93 cm

2 sekcyjny stół pionizacyjny / z dzielonymi nogami


Nr kat. KT02E wersja z wycięciem

Nr kat. KT03E wersja z 2 sekcjami



Parametry techniczne:

- Wymiary: długość: 180 cm, szerokość: 63 cm
- Regulacja wysokości: 61,5 ÷ 106,5 cm
- Nośność: 180 kg
- Duże koła z blokadą umożliwiające transport pacjenta
- Elektryczna regulacja wysokości i przechyłów
- Uchwyty pacjenta
- Inklinometr w standardzie
- Bezszerwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
- 4 pasy bezpieczeństwa dla stołu z dzielonymi nogami i 3 pasy bezpieczeństwa dla 2-sekcyjnego
- Regulacja sekcji pleców za pomocą sprężyny gazowej (stół 2-sekcyjny)



Najpopularniejsze akcesoria

Elektryczna regulacja sekcji pleców

Dla lepszej ergonomii elektrycznie regulowana sekcja pleców.

Nr kat. KEB01



Koła transportowe wyposażone w indywidualny hamulec

Koła transportowe, na które można zamienić chowane kółka BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.

Nr kat. KCA02



Pokrywa podstawy

Ośłona podstawy ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję, wykonana z tworzywa ABS. Sprawia, że stół / fotel wygląda bardziej elegancko i zdecydowanie ułatwia utrzymanie w czystości (tylko wersja elektryczna).

Nr kat. KCE01



Elektryczny przechył

Zapewnia pozycję Trendelenburga i przechył uzyskiwany elektrycznie. Dotyczy wybranych modeli.

Nr kat. KEB02



Uchylny stolik pacjenta

Stolik uchylny pod dowolnym kątem.

Nr kat. KPT02



Uchylny podnóżek

Uchylny, regulowany podnóżek.

Nr kat. KTF01



Koła transportowe z centralnym hamulcem

Idealne rozwiązanie, gdy stół/fotel ma służyć do transportu pacjenta. Jeden pedał zapewnia hamowanie wszystkich czterech kół lub blokując dwa z nich ułatwia prowadzenie. Wszystkie koła są obrotowe.

Nr kat. KLCB01
(koła 125 mm)



Wycięcie na twarz

Otwór na twarz z "wypełnieniem", kiedy otwór nie jest konieczny. W dwóch wersjach: zapewniający poczucie ciepła i standardowy.

Nr kat. KBR01
zapewniający
poczucie ciepła
Nr kat. KBR02
standardowy



Poszerzenie

Poszerza standardową powierzchnię leża z 63 cm do 75 cm.

Nr kat. KEW01



Pokrowiec ochronny na sekcję nóg

Zapewnia utrzymanie w czystości sekcji nóg.

Nr kat. KFP01



System podtrzymania akumulatorowego

Akumulator gwarantujący 25+ cykli regulacji fotela / stołu.

Nr kat. KBOS



Regulowane podłokietniki

Regulowane podłokietniki zwiększające komfort pacjenta.

Nr kat. KDE01
Standardowe



Bariatryczne podłokietniki


Bariatryczne podłokietniki dla wyjątkowo ciężkich pacjentów.

Nr kat. KBE01
Bariatryczne



Kolory tapicerki

Wszystkie tapicerki są wykonane z materiałów trudnopalnych i zostały pokryte powłoką antybakteryjną. Dostępnych jest 14 kolorów standardowych i 5 kolorów luksusowych (z dopłatą).



Akcesoria

Nazwa akcesoriów	Nr kat.
Regulowane podłokietniki	KDE01
Wydłużone podłokietniki	KAR01
Podłokietniki bariatryczne	KBE01
Wypełniacz otworu na twarz	KBR01
Akumulator	KBOS
Pokrywa podstawy	KCL2
Chromowana barierka (para)	KCO01C-P
Chromowana barierka pojedyncza	KCO01C-S
Chromowane tapicerowane barierki (para)	KCP01C-P
Chromowane tapicerowane barierki (sztuka)	KCP01C-S
Barierki lakierowane (para)	KCO01-P
Barierki lakierowane (sztuka)	KCO01-S
Barierki lakierowane, tapicerowane (para)	KCP01-P
Barierki lakierowane, tapicerowane (sztuka)	KCP01-S
Dodatkowy podglówek	KDHR01
Dzielona sekcja nóg	KDI01
Elektryczna regulacja sekcji pleców	KEB01
Elektryczne przechyły	KEB02
Poszerzenie do 75 cm	KEW01
Uchylne podłokietniki okrągłe (para)	KAL01
Stojak pod sekcję nóg do fotela ginekologicznego	KTFS01
Uchwyt ścienny do sekcji nóg fotela ginekologicznego	KWSB01
Pojedynczy pedał nożny	KFO01
Podwójny pedał nożny	KFO02
Potrójny pedał nożny	KFO03
Podpory pod nogi typu Goepel'a	KGY03
Strzemiona ginekologiczne	KGY01
Podpory pod stopy / kolana	KGY05
Koła transportowe z centralnym hamulcem	KLCB01
Koła transportowe z centralnym hamulcem	KOBH
Uchwyt jednorazowego prześcieradła	KPR01
Stoliki do "gipsowania"	KDPT1
Super miękka tapicerka	KSSUPH
Uchylny podnózek	KTF01
Pasy (komplet, 3 szt.)	KVE03

Akcesoria



Nr kat. KPHL1



Nr kat. KAL01



Nr kat. KALP01



Nr kat. KFO01



Nr kat. KPR01



Nr kat. KCL2



Nr kat. KLCB01



Nr kat. KCP01-S



Nr kat. KBE01



Nr kat. KDE01



Nr kat. KGY03



Nr kat. KCA01



Nr kat. KAR01




Nr kat. KAR01




Nr kat. KBOS



Nr kat. KBR02



Nr kat. KBR01



Nr kat. KCO01C-S



Nr kat. KGY01



Nr kat. KTF01



Nr kat. KVE03



Nr kat. KDHR01



Nr kat. KOBH



Nr kat. KDPT1



Nr kat. KEB02



Nr kat. KGY05



Nr kat. KVS01



Nr kat. KEB01



Nr kat. KEW01



Nr kat. KPT01



Nr kat. KDP01

Mobilny stół zabiegowy / operacyjny

Nr kat. KDS01 wersja elektryczna

Mobilny stół zabiegowy KDS01 gwarantuje niezwykle stabilną powierzchnię do najbardziej precyzyjnych zabiegów. Wbudowany akumulator zapewnia pełną funkcjonalność stołu nawet w przypadku przedłużających się operacji. Dodatkowo, szeroki asortyment akcesoriów sprawia, że stół spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających chirurgów.






Dostępny z szerokim zakresem akcesoriów do różnych typów wykonywanych zabiegów. Najpopularniejsze akcesoria to: pakiet transportowy (rączka do prowadzenia i odbojniki), pakiet ginekologiczny, odchylane barierki dla bezpieczeństwa pacjenta.



Parametry techniczne:

- Długość blatu: 206,5 cm
- Szerokość blatu: 60 cm
- Zakres regulacji wysokości: 64,5 ÷ 104,5 cm
- Elektryczna regulacja wysokości, sekcji pleców i przechyłów wzdłużnych
- Pozycja Trendelenburga i Anty- Trendelenburga
- Wbudowany akumulator zapewniający pełną funkcjonalność w razie braku zasilania
- Wszystkie sekcje posiadają powierzchnie przeziernie dla promieniowania RTG i tunel na całej swej długości na kasetę RTG do wykonywania pośredniej lub bezpośredniej radiografii cyfrowej DR
- Funkcje sterowania układu jezdznego umożliwiają jego blokowanie, włączanie jazdy kierunkowej lub swobodne skręcanie czterech kół




Akcesoria:

- Szyna do mocowania akcesoriów na całej długości stołu
- Komplet ginekologiczny (strzemiona, stalowy pojemnik, uchwyty montażowe)
- Składane barierki
- Pedał nożny
- Pakiet transportowy (odbojniki i uchwyt)
- Wysięgnik kroplówki (pasuje do szyny sprzętowej do mocowania akcesoriów)





Opieka pacjenta



Podnośniki mobilne POWEO®	112
Akcesoria do podnośników POWEO®	113
Nosidła do podnośników pasywnych.....	114
Łatowślizgi i materace ślizgowe	115
Wózki prysznicowe Shado	116
Wózki prysznicowe TR.....	117
Panel prysznicowy TR 2810	118
System kąpielowy z regulacją wysokości TR 900	118
Wanny z regulacją wysokości	118
Mobilny podnośnik kąpielowy TR	119
Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR1000	119
Łóżka szpitalne	120
Materace żelowe i podkłady przeciwodleżynowe ..	122
Łóżka pediatryczne	123
Wózki transportowe	124
Wózkowanny	125

Podnośnik mobilny POWEO® 130

Nr kat. KS13006

Nr kat. KS13007 wersja z obniżonym podwoziem

Lekki, składany podnośnik dedykowany jest do zakładów opieki długoterminowej i do użytku w domu pacjenta. Znacznie ułatwia podnoszenie pacjentów, zapewniając jednocześnie komfort pracy opiekunom. Zapewnia bezpieczeństwo i wygodę przenoszenia, niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy ograniczenia ruchowego chorego.

Parametry techniczne:

- Nośność: 130 kg
- Wyjątkowo łatwy w obsłudze
- Podnosi pacjenta z podłogi
- Posiada awaryjne opuszczanie: mechaniczne i elektryczne
- Mechaniczne rozszerzanie podstawy jezdnej
- Składany do transportu
- Specjalnie obniżona podstawa jezdna ułatwia podjechanie pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę
- Bardzo szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności
- Akumulator i ładowarka zintegrowane z podnośnikiem

Poweo® 130 dostępny jest w dwóch wersjach:

- standardowej przeznaczonej do użytku domowego
- wersji dedykowanej do opieki długoterminowej z szybszym system podnoszenia



Podnośnik mobilny POWEO® 150

Nr kat. KS17001

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w szpitalach i domach opieki. Zapewnia maksymalny komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.

Parametry techniczne:

- Nośność 150 kg
- Wydajny wymowany, akumulator
- Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
- Tylne koła z hamulcami
- Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
- Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
- Zintegrowana waga medyczna (opcja)
- Niski układ jezdny, umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę (opcja)
- Łatwo składany do transportu
- Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
- Bardzo szeroki wybór nosideł, dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych



Podnośnik mobilny POWEO® 200

Nr kat. KS12001

Nr kat. KS12006 wersja z obniżonym podwoziem

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w szpitalach i domach opieki. Zapewnia maksymalny komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.

Parametry techniczne:

- Nośność: 200 kg
- Wydajny, wymowany akumulator
- Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
- Tylne koła z hamulcem
- Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
- Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
- Zintegrowana waga medyczna (opcja)
- Niski układ jezdny, umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę (opcja)
- Automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta - przy zawieszaniu elektrycznie regulowanym
- Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
- Bardzo szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych
- wersja z obniżonym podwoziem o wysokości poniżej 7 cm



Obniżone podwozie

Akcesoria do podnośników POWEO®

Nosze zabierakowe

Nr kat. KS1921001 do 240 kg

Nr kat. KS1921002 do 300 kg

Dzielone na dwie części, przezierne dla promieni RTG, dwa modele:

- do 240 kg
- do 300 kg



Waga Scalis®

Nr kat. KS8300003

Waga opcjonalnie montowana w podnośnikach Poweo 150 i Poweo 200



Wielofunkcyjne zawiesie do pozycji leżącej

Nr kat. KS8311301 (1 częściowe)

Nr kat. KS8311302 (4 częściowe)

Zawiesie zbudowane ze sztywnej ramy ze stali kwasoodpornej i winylowego elastycznego nosidła 1- lub 4- częściowego do przenoszenia chorych w pozycji leżącej.



Nosidła transportowe poliestrowe

Nr kat. KS8610 nosidło bez podparciem głowy

Nr kat. KS8511 nosidło z komfortowym podparciem głowy

Nosidła poliestrowe przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej. Mogą być w wersji z podtrzymaniem głowy lub bez lub miękkościetane.

Włókno oddychające, z którego wykonane jest nosidło, pozwala na dłuższy kontakt z ciałem pacjenta.



Rozmiary	
000	XS
100	S
200	M
300	L
400	XL
500	XXL



Nosidła toaletowe oraz nosidła dla osób z plastrami stabilizującymi kręgosłup

Nr kat. KS8649 nosidło z podparciem głów

Nosidła toaletowe ułatwiają rozbieranie pacjenta i skorzystanie z toalety, a także zdecydowanie usprawniają zmienianie pieluchomajtek i inne zabiegi higieniczne.

- Specjalnie przystosowane dla pacjentów z dysfunkcją wielonarządową lub pacjentów z plastrami stabilizującymi kręgosłup
- Ułatwione zakładanie i zdejmowanie
- Podpora głowy

Kąpielowe nosidła poliestrowe

Nr kat. KS8518 nosidło z półokrągłym podparciem głowy

Nr kat. KS8623 nosidło z miękkim podparciem głowy

Nr kat. KS8525 nosidło z usztywnionym podparciem głowy

Szybkoschnące nosidła wykonane z siatki przepuszczającej wodę zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas kąpieli. Występują w wersji z podparciem głowy i bez podparcia.



Nosidła winylowe

Nr kat. KS8533 nosidło winylowe z podparciem głowy

Nr kat. KS8541 nosidło winylowe bez podparcia głowy

Winylowe nosidła transportowe i toaletowe, wodoodporne, łatwe w utrzymaniu czystości. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu.

Czyszczenie i dezynfekcja może się odbywać poprzez spryskanie lub zanurzenie w preparacie bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Dodatkowy komfort zapewnia hydrofobowa pianka.

Łatwoślizgi i inne pomoce przy dźwiganiu

Nr kat. KS8210172 łatwoślizg, wymiary: 190 x 75 cm

Łatwoślizgi służą do przesuwania chorego w łóżku, zmiany jego pozycji. Wykonane są z cienkiego, ślizkiego materiału w postaci rękawa. Nie chłoną wody i można je łatwo myć i dezynfekować. Znacznie zmniejszają opory przy przesuwaniu. Występują w różnych rozmiarach.



Przenoszenie bez
i z pomocą chorego



Materace ślizgowe Maxitrans®, Meditrans®, Minitrans®

Nr kat. KS8210160 Materac Minitrans®, wymiary 60 x 60 cm

Nr kat. KS8210170 Materac Maxitrans®, wymiary 190 x 75 cm

Są to miękkie materace przypominające łatwoślizgi, ale znacznie delikatniejsze. Służą również do przesuwania chorego w łóżku i na wózek transportowy, ale przeznaczone są dla pacjentów z bólem kręgosłupa lub bolesnymi ranami.



Nr kat. KS8210160



Nr kat. KS8210170



Deska ślizgowa Trans'Gliss®

Nr kat. KS8210310 deska składana, wymiary 170 x 50 cm

Przeznaczona jest do przesuwania pacjenta w poziomie między dwoma powierzchniami, nawet jeśli różnią się one wysokością lub jest szpara między nimi. Wykonana jest ze specjalnych materiałów, które gwarantują, że powierzchnia jest wyjątkowo śliska, a jednocześnie wytrzymała. Deska posiada wymienny pokrowiec. Dostępna w wersji składanej.



Deska krótka zakrzywiona

Nr kat. KS8210360

Służy do przesadzania chorego z łóżka na wózek inwalidzki i z wózka na fotel samochodowy.



Pas do przenoszenia

Nr kat. KS8210221

Założony za plecy pacjenta ułatwia bezpieczne przesadzanie z łóżka na wózek inwalidzki. Posiada wewnątrz antypoślizgową wkładkę.



Pas zapinany do przenoszenia

Nr kat. KS8210214

Zapięty nad biodrami chorego oraz opiekuna ułatwia bezpieczne przesadzanie chorego z łóżka na wózek inwalidzki. Posiada na swoim obwodzie 6 mocnych uchwyty.



Wózek prysznicowy Shado®

Nr kat. KS2700050 wózek Shado® 160 XS

Nr kat. KS2700053-01 wózek Shado® 180 dziecięcy

Nr kat. KS2700053-02 wózek Shado® 180 średni

Nr kat. KS2700053-03 wózek Shado® 180 dla dorosłych

Nr kat. KS2700054 wózek Shado® 200



Wózek prysznicowy przeznaczony dla chorych przebywających w szpitalach i ośrodkach opieki długoterminowej.

Przeznaczony do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej.

Parametry techniczne:

- Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga w standardzie
- Hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości to wygoda i niezawodność działania
- Dwie głęboko odchylane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej zapewniające wygodne przesuwanie chorego oraz bezpieczny dostęp do łóżka
- Nowy wzmocniony materac z PCV

Panel prysznicowy naścienny wraz z dwoma prysznicami (do mycia pacjenta i do dezynfekcji wózka) stanowią funkcjonalne wyposażenie do wszystkich wózków prysznicowych.

Wózek prysznicowy bariatryczny Shado®

Nr kat. KS2700044 wózek Shado® 240

Nr kat. KS2700026 wózek Shado® 350

Wózek prysznicowy bariatryczny przeznaczony dla osób otyłych przebywających w szpitalach i ośrodkach opieki długoterminowej. Przeznaczony do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. Duża nośność: do 240 kg i 350 kg.



poduszka
półokrągła



poduszka
klinowa

Barierki przy głowie i przy nogach wykonane ze stali nierdzewnej. Łatwe przesuwanie pacjenta dzięki odchylanym barierkom. Dwustronne pedały ułatwiają regulację wysokości. Dodatkowy elektryczny siłownik do pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga.

Dodatkowe opcje :

- Zbiornik ze stali nierdzewnej Vido na nieczystości płynne z zaworem odcinającym i odpływowym sterowanym czasowo oraz syfonem o średnicy 100 mm
- Ścienne ładowarka i dodatkowy akumulator do modelu elektrycznego E Shado®
- Taca ze stali nierdzewnej

Wózek prysznicowy TR 2000 / 3000

Nr kat. K0522010 wózek TR 2000, wersja hydrauliczna

Nr kat. K0522000 wózek TR 3000, wersja elektryczna

Wózki prysznicowe TR posiadają unikalny system montowania kolumny umożliwiający "zachodzenie" wózka na łóżko i bezpieczne przekładanie pacjenta. Wózek gwarantuje możliwość nożnego sterowania wszystkimi funkcjami - regulacją wysokości, centralnym hamulcem i blokadą do jazdy na wprost.



Unikalna opcja w pełni opuszczanych barierkach pozwala na bezpieczne przesuwanie pacjenta z i na łóżko. Po zablokowaniu kółek, opuszczeniu barierki można łatwo, bezpiecznie i bardzo komfortowo dla pacjenta przełożyć go na materac wózka.

Barierki można łatwo zablokować z powrotem w pozycji podniesionej, by zabezpieczyć leżącego pacjenta. Wózek umożliwia uzyskanie pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga pozwalającej na ułożenie pacjenta głową w jedną lub drugą stronę. Odpływy kanalizacyjne znajdują się w obu końcach leża.

Wózek prysznicowy TR 2000 / 3000 dostępny jest w trzech różnych długościach.

- Długość: 1 600 / 1 900 / 2 100 mm
- Szerokość: 705 mm
- Nośność: 150 kg

Materac z poduszką jest dostępny w trzech kolorach: szarym (kolor podstawowy) oraz niebieskim lub żółtym (opcja).

Wózek prysznicowy bariatryczny TR

Nr kat. K0521040 wózek TR 4000 Atlas

Nr kat. K0521050 wózek TR 4200 Atlas Junior

Atlas i Atlas Junior to wielofunkcyjne wózki prysznicowe dla pacjentów bariatrycznych. Spełniają rolę wózka kąpielowego i transportowego niezależnie od wagi i wielkości pacjenta.



Wózek na dwóch mocnych kolumnach jest zasilany akumulatorowo i sterowany pilotem.

Sterowanie przechyłami wzdłużnymi zapewni lepszy odpływ oraz pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu granicznego najwyższego lub najniższego poziomu.

Barierki boczne całkowicie opuszczane w czasie przesuwania pacjenta. Blokowane na czas transportu przez podniesienie.

Przycisk nożny do sterowania centralnym hamulcem i blokadą do jazdy na wprost.

W wózku TR 4000 Atlas barierki w nogach i przy głowie pacjenta rozkładane do pozycji poziomej dla bardzo wysokich pacjentów.

TR 4000 Atlas		TR 4200 Atlas Junior	
Długość	2210 mm	Długość	2150 mm
Szerokość	915 mm	Szerokość	915 mm
Nośność	450 kg	Nośność	270 kg

Panel prysznicowy TR 2810

Nr kat. K0520070-02

Panel prysznicowy TR 2810 posiada mikser termostatyczny do kąpiei oraz zawory do prysznica i do systemu czyszczenia.

Ten system zasilany jest wodą zimną i ciepłą. W panelu wbudowany jest pojemnik na detergent do mycia i dezynfekcji wózka.

Wózki prysznicowe TR ułatwiają mycie i transport pacjenta. W połączeniu z panelem TR 2810 tworzą zintegrowany system prysznicowy.



System kąpielowy z regulacją wysokości TR 900

Nr kat. K05192150

System TR 900 to połączenie wanny i panelu prysznicowego. Kształt dziurki od klucza zapewnia dodatkową przestrzeń w okolicy ramion i rąk. Pozwala na wygodny dostęp i łatwe czyszczenie. Wanna z regulacją wysokości oraz opcjonalnie z jacuzzi, systemem czyszczącym oraz automatycznym napełnianiem pozwala na wykonywanie wszelkich zabiegów kąpielowych oraz rehabilitacyjnych.



Wanna z regulowaną wysokością TR 1700

Nr kat. K05191701

Idealna do niewielkich łazienek. TR 1700 została specjalnie zaprojektowana, by zoptymalizować małe powierzchnie bez ograniczenia w funkcjonalności i wydajności. Idealna do szpitali, domów opieki oraz prywatnych domów. Regulacja wysokości z pilota, długi wąż do przysznica oraz opcjonalnie mikser termostatyczny oraz jacuzzi zapewniają wysoki komfort pacjentowi oraz ergonomiczne warunki pracy personelowi.



Wanna WELLNESS z regulacją wysokości TR Comfortline II

Nr kat. K05194000

Funkcjonalna, praktyczna i łatwa w użyciu wanna Comfortline II zapewnia wyjątkowe doznania. Ładny kształt nawiązujący do tradycyjnej wanny w połączeniu z masażem SPA, kolorowym oświetleniem LED i rozbudowanym systemem odtwarzania muzyki to przyjemność kąpiei i relaks.



Mobilny podnośnik kąpielowy TR 9650

Nr kat. K0542020 wersja Combi

Nr kat. K0542000 wersja fotel

Nr kat. K0542010 wersja leżanka

Mobilny podnośnik kąpielowy z elektryczną regulacją wysokości, dostępny jest w różnych opcjach, w zależności od potrzeb pacjentów. Wersje podnośnika: Combi, fotel i leżanka zapewniają wygodny transport i kąpiel pacjenta zarówno w szpitalu jak i domu opieki czy domu prywatnym. Pasuje do wanien o regulowanej wysokości.



Podnośnik TR 9650 w połączeniu z systemem kąpielowym to kompletne, bezpieczne i niezwykle efektywne rozwiązanie ukierunkowane na komfort pacjenta i wygodę opiekuna. W systemie Combi można niezwykle łatwo zamienić fotel w leżankę poprzez dołączenie dodatkowych dwóch elementów, po jednym z każdej strony bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi. Podnośnik pasuje do wanien o regulowanej wysokości.

Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR 1000

Nr kat. K0521000

Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR 1000 z elektryczną regulacją wysokości i przechyłami w przód i w tył zapewnia wydajny i komfortowy transport oraz kąpiel pacjenta. Może być wykorzystywane także do toalety czy przeprowadzania innych zabiegów higienicznych.



Parametry techniczne:

- Zakres regulacji wysokości 400 mm
- Nośność 200 kg
- Przechył do tyłu 25°
- Prosta budowa krzesła, opartego na kolumnach ułatwia jego czyszczenie i dezynfekcję, a także dostęp do pacjenta podczas transportu i kąpieli
- Krzesło współpracuje z większością ławoślizgów i sprawia, że transport pacjenta przebiega w wyjątkowo bezpieczny i komfortowy sposób
- Siedzisko i podwozie umożliwiają także korzystanie ze standardowej toalety, w opcji basen mocowany pod siedziskiem
- Zaprojektowany do stabilnego i prostego transportu pacjenta
- Wszystkie elementy krzesła są gładkie i łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
- Pas bezpieczeństwa dla pacjenta
- W opcji - regulowany, składany podnóżek, dla większej wygody i poczucia bezpieczeństwa pacjenta

Wersje:

- Krzesło prysznicowe z prostymi podłokietnikami
- Krzesło prysznicowe ze składanymi podłokietnikami do zabezpieczenia pacjenta od frontu

4 - sekcyjne łóżko z elektryczną regulacją wysokości Wiktor

Nr kat. K68001

Czterosekcyjne łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości, sekcji pleców, ud oraz pozycji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga. Mechaniczna, 6-stopniowa regulacja sekcji podudzia. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami ułatwiające utrzymanie łóżka w czystości oraz jego dezynfekcję.



Charakterystyka:

- Łóżko sterowane elektrycznie
- Leże 4-sekcyjne na lamelach
- Wyjmowane szczyty od strony głowy i nóg
- Szczyty wypełnione podwójną płytą
- Autokontur
- Odbojniki w czterech narożnikach
- Cztery koła z niezależnymi hamulcami
- Składane barierki boczne
- W każdym narożniku uchwyt do mocowania statywu kroplówki
- Uchwyt pacjenta
- Statyw do kroplówki
- Materac dostosowany do wymiarów leża w wodoodpornym i paroprzepuszczalnym pokrowcu
- Bezpieczne obciążenie robocze: 215 kg

Wymiary:

Wymiar leża: 900 x 2000 mm
 Szerokość całkowita: 970 mm
 Długość całkowita: 2200 mm
 Zakres regulacji wysokości leża: 400 ÷ 800 mm
 Regulacja sekcji pleców: 0 ÷ 70°
 Regulacja sekcji ud: 0 ÷ 40°
 Funkcj Trendelenburga / anty - Trendelenburga: +/-12°

Szafka przyłóżkowa Ewa / Ewa Plus

Nr kat. K37224 szafka Ewa

Nr kat. K37225 szafka Ewa Plus

Szafka przyłóżkowa przeznaczona jest do przechowywania rzeczy osobistych pacjentów z funkcją ustawiania z lewej lub prawej strony łóżka. Szafka w całości wykonana z blach ocynkowanych, malowana proszkowo w wybranym kolorze zgodnie ze wzornikiem RAL. Błat roboczy wykonany z wytrzymałego i odpornego na mycie oraz dezynfekcję tworzywa typu Unilam.



Szafka Ewa



Szafka Ewa Plus

Charakterystyka:

- Dodatkowy blat boczny z możliwością regulacji wysokości do 350 mm oraz kąta obrotu, składany do blatu szafki (Ewa Plus)
- W części górnej dwustronnie wysuwana szuflada z tworzywowym, wyjmowanym wkładem
- Pod szufladą otwarta przestrzeń, w dolnej części szafka dwustronnie zamykana z uchylnymi drzwiami
- Dwie półki z boku szafki
- Uchwyty w kształcie litery "C"
- Na drzwiczkach oraz w szufladzie pod uchwytami owalne przetłoczenia ułatwiające chwytanie
- Powierzchnie szafki gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi
- Szafka oparta na 4 skrętnych kołach o średnicy 5 cm, dwa z blokadą jazdy i obrotu

Wymiary:

Szerokość: 500 mm
 Głębokość: 400 mm
 Wysokość: 860 mm

4 - sekcyjne łóżko o stałej wysokości Adam

Nr kat. K68002

Czterosekcyjne łóżko szpitalne z mechaniczną regulacją sekcji pleców, ud i podudzia. Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami ułatwiające utrzymanie łóżka w czystości i jego dezynfekcję.



Charakterystyka:

- Łóżko regulowane mechanicznie
- 4-sekcyjne leże na lamelach
- Szczyty wyjmowane, wypełnione płytą
- Odbojniki w czterech narożnikach
- W każdym narożniku uchwyt do mocowania statywu kroplówki
- Cztery koła z niezależnymi hamulcami
- Składane barierki boczne
- Uchwyt pacjenta (opcja)
- Statyw kroplówki (opcja)
- Materac dostosowany do wymiarów leża w wodoodpornym i paroprzepuszczalnym pokrowcu
- Obciążenie robocze bezpieczne: 215 kg

Wymiary:

- Wymiar leża: 900 x 2000 mm
- Szerokość całkowita: 970 mm
- Długość całkowita: 2200 mm
- Wysokość leża: 450 mm (możliwość regulacji wysokości leża za pomocą zmiany długości nóg, do których przykręcone są koła)

2-sekcyjne łóżko o stałej wysokości Adam Eko

Nr kat. K68003

Dwusekcyjne łóżko szpitalne z mechaniczną regulacją sekcji pleców. Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Segmenty leża wypełnione metalową siatką mocowana na stałe.



Charakterystyka:

- Łóżko regulowane mechanicznie
- Szczyty zamontowane na stałe wypełnione płytą
- Odbojniki w czterech narożnikach
- W każdym narożniku uchwyt do mocowania statywu kroplówki
- Cztery koła z niezależnymi hamulcami
- Składane barierki boczne (opcja)
- Uchwyt pacjenta
- Statyw kroplówki
- Materac dostosowany do wymiarów leża w wodoodpornym i paroprzepuszczalnym pokrowcu
- Obciążenie robocze bezpieczne: 215 kg

Wymiary:

- Wymiar leża: 900 x 2000 mm
- Szerokość całkowita: 970 mm
- Długość całkowita: 2200 mm
- Wysokość leża: 450 mm (możliwość regulacji wysokości leża za pomocą zmiany długości nóg, do których przykręcone są koła)

Materace żelowe i podkłady przeciwoleżynowe

Badania wskazują, że silny nacisk przez krótki czas oraz mniej intensywny, ale trwający w długim okresie czasu powodują podobne ryzyko powstania uszkodzeń skóry. Niektórzy twierdzą, że nie ma dowodów na związek pomiędzy wartością ciśnienia 32 mmHg (milimetry słupa rtęci – jednostka ciśnienia) a podatnością na powstawanie odleżyn. My widzimy pozytywne rezultaty stosowania polimerowych podkładów i pozycjonerów żelowych. Wszystkie oferowane przez nas podkłady i pozycjonery umożliwiają obniżenie powierzchniowego ciśnienia nacisku do 32 mmHg i do znacznie niższych.

Przeciwoleżynowe materace żelowe

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]
K1001T	230 x 500 x 12,5
K1009T	500 x 500 x 12,5
K1005T	1830 x 500 x 12,5
K1006T	2030 x 500 x 12,5
K1008T	1170 x 500 x 12,5



Przeciwoleżynowy podkładka na deskę sedesową

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]
K8025M	400 x 400 x 16,0
K8026M	450 x 450 x 25,0



Charakterystyka

- Redukują nacisk na tkankę aż 5,5 krotnie - zapobiegając uszkodzeniu nerwów, tkanek i tworzeniu się odleżyn
- Zapewniają pacjentowi wygodne oparcie ciała i równomierny rozkład ciśnienia, na punkty podparcia pacjenta
- Poprawiają cyrkulację powietrza
- Nie wywołują podrażnień w kontakcie ze skórą i mogą być stosowane u alergików
- Nie pochłaniają potu, zapachów ani płynów ustrojowych
- Są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
- Żel nie wylewa się w razie uszkodzenia

Przeciwoleżynowy podkład pod piętę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]
K4004F	315 x 80 x 45



Przeciwoleżynowy podkładka pod łokieć

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]
K5025A	D=80 – d=35 x 19



Przeciwoleżynowa poduszka pod głowę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]
Pacjent ułożony na wznak	
K2022H	255 x 225 x 55
K2024H	175 x 150 x 50
Pacjent ułożony na boku	
K2023H	255 x 225 x 25
K2025H	175 x 150 x 25



Łóżko pediatryczne Kajtek / Tymek

Nr kat. K52004 łóżko Kajtek

Nr kat. K52005 łóżko Tymek

Łóżko szpitalne dla dzieci z opuszczanymi przy użyciu pedału nożnego barierkami (Kajtek), ze szczytami z przezroczystego pleksi z kolorowymi, dziecięcymi motywami. Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze.



Charakterystyka:

- Barierki automatycznie blokowane na wybranej wysokości (Kajtek)
- Barierki opuszczane mechanicznie, blokowane na wybranej wysokości (Tymek)
- Uchwyty do wyciągnięcia kroplówki w każdym rogu łóżeczka
- Elastyczne krążki odbojowe w każdym narożniku
- Układ jezdy (różne typy i średnice kół) z indywidualną blokadą
- Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze (kolorach)
- Szczyty łóżeczka wykonane z profili metalowych i przezroczystego pleksiglasu z ozdobnymi dziecięcymi motywami
- Pozycja Trendelenburga / anty - Trendelenburga mechaniczna +/- 17°
- Rozmiar dostosowany do wymogów użytkownika: 130 ÷ 160 cm x 50 / 70cm
- Regulacja wysokości i wysokości barierki - dostosowana do wymiarów łóżeczka.
- Leże jedno lub dwu sekcyjne
- Nośność: 120 kg

Elektryczne łóżko pediatryczne Darek

Nr kat. K52006

Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze (kolorach). Szczyty łóżka z wymiowanym wypełnieniem z płyty hpl, barierki opuszczane, wypełnione przezroczystym poliwęglanem z ozdobnymi dziecięcymi motywami.



Charakterystyka

- Konstrukcja oparta na dwóch kolumnach z 4 sekcyjnym leżem (3 sekcje ruchome)
- Autoregresja sekcji pleców i sekcji nóg
- Przezierne leże
- Trendelenburg / anty - Trendelenburg +/- 17°
- Półka na pościel chowana pod łóżkiem
- Elastyczne krążki odbojowe w każdym narożniku ramy
- Uchwyty do wieszaka na kroplówkę w każdym rogu ramy
- Koła z centralnym hamulcem, różne typy i wielkości
- Akumulator
- Wymiary dostosowane do wymogów użytkownika
- Nośność: 230 kg

Opcje :

- Wyciągacz kroplówki
- Uchwyt na worek z moczem
- Materac dostosowany do wymiarów leża w wodoodpornym i paroprzepuszczalnym pokrowcu
- Wielkość kół 100 ÷ 150 mm

Wózek transportowy Leon

Nr kat. K52007

2 sekcyjny wózek transportowy oparty na ramie z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze. Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych umieszczonych po obu stronach wózka.



Charakterystyka

- Przezierne leże (opcja) lub przezierna sekcja pleców
- Składane barierki
- Pozycja Trendelenburga / anty - Trendelenburga
- Elastyczne krążki odbojowe w każdym narożniku
- Uchwyty do wysięgnika kroplówki w każdym rogu wózka
- Układ jezdny (różne rodzaje i wielkości kół zgodnie z wymogami użytkownika)
- Osłona podstawy wykonana z tworzywa ABS z miejscem na rzeczy osobiste pacjenta
- Materac w wybranych kolorze w wodoodpornym pokrowcu, dopasowany do rozmiaru leża
- Hydrauliczna regulacja wysokości 50 ÷ 90 cm
- Wymiary zgodnie z potrzebami użytkownika
- Regulacja sekcji pleców: 0 ÷ 70°
- Nośność: 180 kg

Akcesoria

- Uchwyt kroplówki
- Przezierne leże
- Uchwyt kasety RTG
- Uchwyt na worek z moczem
- Typ i wielkość kół zgodnie z potrzebami użytkownika

Wózek transportowy Artur

Nr kat. 52008

2 sekcyjny wózek transportowy oparty na dwóch kolumnach i ramie z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze. Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota przewodowego.



Charakterystyka

- Przezierne leże (opcja) lub przezierna sekcja pleców
- Składane barierki
- Pozycja Trendelenburga / anty - Trendelenburga
- Elastyczne krążki odbojowe w każdym narożniku ramy
- Uchwyty do wysięgnika kroplówki w każdym rogu wózka
- Układ jezdny (różne rodzaje i wielkości kół zgodnie z wymogami użytkownika)
- Osłona podstawy z tworzywa ABS z miejscem na rzeczy osobiste pacjenta
- Materac w wybranych kolorze w wodoodpornym pokrowcu, dopasowany do wymiarów leża
- Elektryczna regulacja wysokości 50 ÷ 90 cm
- Wymiary zgodnie z potrzebami użytkownika
- Regulacja sekcji pleców: 0 ÷ 70°
- Nośność: 230 kg

Akcesoria:

- Uchwyt kroplówki
- Przezierne leże
- Uchwyt kasety RTG
- Uchwyt na worek z moczem

Stół zabiegowy Sonia

Nr kat. K52011

2-sekcyjny stół zabiegowy oparty na ramie z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze. Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej.



Charakterystyka

- Pozycja Trendelenburga / anty - Trendelenburga
- Osłona podstawy z tworzywa ABS z miejscem na rzeczy osobiste pacjenta
- Zmywalna tapicerka w wybranym kolorze, dopasowana do wymiarów leża
- Hydrauliczna regulacja wysokości leża: 50 ÷ 90 cm
- Wymiary zgodnie z potrzebami użytkownika
- Regulacja sekcji pleców: 0 ÷ 70°
- Nośność: 180 kg

Akcesoria

- Składane barierki
- Uchwyt kroplówki
- Uchwyt na worek z moczem
- Układ jezdy (różne rodzaje i wielkości kół zgodnie z wymogami użytkownika)

Wózkowanna Anna

Nr kat. K52009

Wózkowanna oparta na ramie z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze. Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych umieszczonych po obu stronach wózkowanny. Leże wypełnione miękkim i nienasiąkliwym materacem wykonanym z PCV.



Charakterystyka:

- Pozycja Trendelenburga / anty - Trendelenburga (opcja)
- Opuszczane barierki
- Układ jezdy (różne rodzaje i wielkości kół zgodnie z wymogami użytkownika)
- Elastyczne krążki odbojowe w każdym narożniku
- 4 uchwyty do wieszaka na kroplówki w narożach ramy
- Osłona podstawy z tworzywa ABS z miejscem na rzeczy osobiste pacjenta
- Wąż odpływowy
- Wymiary zgodnie z potrzebami użytkownika
- Hydrauliczna regulacja wysokości 50 ÷ 90 cm
- Nośność: 180 kg

Wózkowanna Maria

Nr kat. K52010

Wózkowanna oparta na dwóch kolumnach i ramie z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze. Elektryczna regulacja wysokości przy użyciu pilota przewodowego. Leże wypełnione miękkim i nienasiąkliwym materacem wykonanym z PCV.



Charakterystyka:

- Pozycja Trendelenburga / anty - Trendelenburga (opcja)
- Opuszczane barierki
- Układ jezdy (różne rodzaje i wielkości kół, zgodnie z wymogami użytkownika)
- Elastyczne krążki odbojowe w każdym narożniku
- 4 uchwyty do wieszaka na kroplówki w narożach ramy
- Osłona podstawy z tworzywa ABS z miejscem na rzeczy osobiste pacjenta
- Wąż odpływowy
- Wymiary zgodnie z potrzebami użytkownika
- Elektryczna regulacja wysokości 50 ÷ 90 cm
- Nośność: 230 kg



Profilaktyka przeciwoleżynowa i przeciw podrażnieniom nerwów z użyciem podkładów z antybakteryjnego materiału nie zawierającego lateksu i silikonu

Szeroka gama pozycjonerów i podkładów żelowych wielorazowego użytku umożliwia skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn, chroni przed ryzykiem podrażnienia nerwów, a także pomaga utrzymać wymaganą pozycję pacjenta. Poszczególne elementy o różnicowanych kształtach mogą być stosowane w czasie zabiegów operacyjnych, pobytu pacjenta na oddziałach szpitalnych i intensywnej terapii oraz opieki długoterminowej w celu zmniejszenia nacisku poszczególnych części ciała i polepszenia rozkładu jego ciężaru.

Pozycjonery i podkłady żelowe są wykonane z hypoalergicznego materiału antybakteryjnego nie zawierającego lateksu ani silikonu. Materiał ten jest odporny na zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a także nie wycieka po przebiciu osłony podkładu.

Pozycjonery i podkłady żelowe



Podkłady żelowe	128
Podkłady żelowe pediatryczne.....	138
Pozycjoner piankowy 3 w 1	140
Klinowy pozycjoner piankowy	141




Podkład pod rękę, przedramię

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K5000A	380 x 100 x 6	mały
K5002A	500 x 125 x 6	średni
K5005A	635 x 125 x 6	duży
K5008A	660 x 150 x 9,5	bardzo duży
K5009A	380 x 150 x 9,5	krótki, szeroki



Podkład pod rękę z osłoną

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K5020A	430 x 190 x 9,5	sam podkład
K5021A	430 x 190 x 9,5	podkład i osłona
K5022A	420 x 190	sama osłona



Podkład ochronny nerwu łokciowego

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K5011A	430 x 280 x 9,5	kwadratowy
K5012A	400 x 150 x 9,5	owalny



Podkładka pod łokieć

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K5025A	D=80 – d=35 x 19	wklęsła



Profilowany podkład pod rękę, przedramię

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K5026A	400 x 150 x 50	średni
K5027A	530 x 150 x 50	duży

Ośłona na dłoń

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K5014A	240 x 330 x 9	płaska bez rzeпа
K5016A	100 x 150 x 3	pediatryczna
K5017A	150 x 200 x 3	dla dorosłych
K5018A	200 x 250 x 3	duża



Półwałek pod łokieć, kolano

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K9003AX	300 x 75 x 75	spód płaski
K9005AX	300 x 100 x 100	spód płaski
K9007AX	300 x 150 x 150	spód płaski
K9010AX	200 x 115 x 35	zwykły
K9011AX	250 x 115 x 35	zwykły
K9012AX	300 x 115 x 35	zwykły
K9015AX	250 x 115 x 50	zwykły



Poduszka pod głowę z przetłoczeniem

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
Pacjent ułożony na wznak		
K2022H	255 x 225 x 50	dla dorosłych
K2024H	175 x 150 x 50	dla dzieci
K2026H	125 x 100 x 50	dla noworodków
Pacjent ułożony na boku		
K2023H	255 x 225 x 25	dla dorosłych
K2025H	175 x 150 x 25	dla dzieci
K2027H	125 x 100 x 25	dla noworodków



Konturowa podpora pod głowę / łydke

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2028H	175 x 175 x 95	zagłębienie 35 mm



Okulistyczna podpora pod głowę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2019H	200 x 230 x 115	średnia
K2020H	300 x 250 x 100	duża



Kształek pod głowę, pełny

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2000H	D=200 – d=75 x 50	dla dorosłych
K2004H	D=140 – d=60 x 30	pediatryczny
K2005H	D=90 – d=40 x 20	dla noworodków
K2015H	D=200 – d=75 x 50	bariatryczny



Kształek pod głowę, podkowiasty

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2007H	D=200 – d=75 x 50	dla dorosłych
K2008H	D=90 – d=40 x 20	dla noworodków
K2009H	D=140 – d=60 x 30	pediatryczny
K2012H	D=200 – d=75 x 75	bariatryczny



Podpora pod głowę z wymienną podstawą

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2016H	270 x 230 x 115	mała
K2017H	270 x 230 x 140	średnia
K2018H	270 x 230 x 165	duża
K2040H	270 x 230 x ***	zestaw, 4 części

***zestaw zawiera podpory dla dorosłych i podstawę



Podpora pod głowę z wymienną podstawą

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2044H	270 x 230 x 80	dla dorosłych

Podpora pod głowę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2010H	280 x 230 x 150	poz. na brzuchu
K2011H	280 x 230 x 150	poz. na wznak



Podpora pod głowę typu Richard'a

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2021H	200 x 230 x 75	duża



Podkład na twarz z otworem

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2055H	250 x 6	otwór w kształcie klucza
K2056H	250 x 9,5	



Podkład pod nogę z osłoną

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K7020K	430 x 190 x 9,5	sam podkład
K7021K	430 x 190 x 9,5	podkład i osłona
K7022K	420 x 190	sama osłona



Podkład do podpory pod nogę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K4006F	610 x 290 - 150 x 6	do podpór standardowych
K4007F	685 x 360 - 200 x 6	do dużych podpór PAL, PAL PLUS SAM I, II i III





Podkład na piętę i podbicie

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K4002F	315 x 195 x 12,5	z rzepem



Podkład pod piętę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K4004F	150 x 80 x 45	wklęsły



Podkład pod stopę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K4008F	305 x 100 x 6	



Podkład pod kolano

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K7000K	280 x 230 x 9,5	mały
K7002K	430 x 280 x 9,5	średni
K7004K	510 x 510 x 12,5	duży
K7005K	685 x 280 x 12,5	bardzo duży
K8004B	280 x 230 x 25	bariatryczny „S”
K8005B	430 x 280 x 25	bariatryczny „M”
K8006B	510 x 510 x 25	bariatryczny „L”



Podkład pod kolano

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K7010K	200 x 200 x 25	zwykły
K8010K	200 x 200 x 38	bariatryczny

Podkład kostkowy

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K1618C	405 x 455 x 12,5	kostka kwadrat



Podkład pod kolana

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K8008M	560 x 400 x 25	ułożenia w pozycji proktologicznej
K80081M	560 x 400 x 9,5	



Podkład do ramy dla operacji kręgosłupa

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K8006M	735 x 255 x 12,5	sztuka
K8013M	735 x 255 x 25	sztuka
K8007M	735 x 255 x 12,5	zestaw – 2 szt.
K8014M	735 x 255 x 25	zestaw – 2 szt.



Podkłady dla dzieci i noworodków

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K8004M	660 x 400 x 12,5	do inkubatora
K8002M	280 x 230 x 9,5	mały dla dzieci
K8001M	430 x 280 x 6	średni dla dzieci
K8003M	660 x 300 x 12,5	do łóżeczka
K8015M	635 x 300 x 19	do łóżeczka
K1020T	380 x 100 x 6	dla noworodków
K1024T	430 x 280 x 6	dla noworodków
K8022M	125 x 100 x 9,5	uniwersalny



Uniwersalny podkład pod rękę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K8009M	330 x 125 x 6	płaski





Podkłady płaskie

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K8018M	300 x 300 x 6	
K16161FL	400 x 400 x 6	
K16162FL	400 x 400 x 12,5	
K16163FL	400 x 400 x 16	
K18161FL	450 x 400 x 6	
K18162FL	450 x 400 x 12,5	
K18163FL	450 x 400 x 16	
K18181FL	450 x 450 x 6	
K18182FL	450 x 450 x 12,5	
K18183FL	450 x 450 x 16	
K20201FL	500 x 500 x 6	
K20202FL	500 x 500 x 12,5	
K20203FL	500 x 500 x 16	



Podkład na deskę sedesową

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K8025M	400 x 400 x 16	wycięcie owalne
K8026M	450 x 450 x 25	wycięcie otwarte



Pozycjoner uniwersalny

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3015P	250 x 115 x 50	mały
K3017P	355 x 125 x 50	średni
K3025P	355 x 225 x 65	duży

Podpora klatki piersiowej

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3020P	710 ÷ 585 x 200 x 75	lewa, sztuka
K3021P	710 ÷ 585 x 200 x 75	prawa, sztuka
K3022P	710 ÷ 585 x 200 x 75	zestaw, L+P



Półwałek

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3004P	300 x 100 x 100	spód płaski
K3006P	300 x 150 x 150	spód płaski
K3008P	400 x 100 x 100	spód płaski
K3009P	400 x 150 x 150	spód płaski
K3010P	500 x 100 x 100	spód płaski
K3011P	500 x 150 x 150	spód płaski




Podpora prostokątna klatki piersiowej

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3037P	300 x 155 x 125	spód płaski
K3038P	400 x 155 x 125	spód płaski
K3039P	500 x 155 x 125	spód płaski



Podpora do ułożenia w pozycji bocznej

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3026P	710 x 500 x 165	klinowa



Podpora pod biodro z rdzeniem piankowym

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3041P	400 x 215 x 65	prostokątna





Podkład zwijany

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3030P	450 x 450 x 12,5	z rzepami
K3032P	300 x 430 x 12,5	z rzepami



Podkład trapezowy

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3035P	175 x 250 x 90	trapezowy



Półwałek dla dzieci i noworodków

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3043P	100 x 50 x 50	spód płaski
K3045P	150 x 50 x 50	spód płaski
K3047P	200 x 50 x 50	spód płaski
K3049P	250 x 50 x 50	spód płaski
K3051P	300 x 50 x 50	spód płaski
K3063P	100 x 75 x 75	spód płaski
K3065P	150 x 75 x 75	spód płaski
K3067P	200 x 75 x 75	spód płaski
K3069P	250 x 75 x 75	spód płaski
K3071P	300 x 75 x 75	spód płaski



Podkład prostokątny

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K6000S	150 x 115 x 35	
K6001S	150 x 115 x 50	
K6002S	200 x 115 x 35	
K6003S	250 x 115 x 35	
K6004S	300 x 115 x 35	
K6008S	250 x 115 x 50	
K6010S	300 x 115 x 50	
K6011S	350 x 115 x 65	
K6012S	400 x 300 x 35	

Podkład prostokątny dla noworodków

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K6015S	100 x 12,5	
K6016S	150 x 12,5	
K6017S	200 x 12,5	
K6020S	100 x 25,0	
K6021S	150 x 25,0	
K6022S	200 x 25,0	



Podkład pod kość krzyżową, biodro, miednicę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3002P	230 – 75 x 175 x 12,5	bez otworu
K1015T	230 – 75 x 175 x 12,5	z otworem 45 mm
K1016T	200 x 125 x 12,5	na kołek oporowy



1015T + 1016T

Podkład na blat stołu operacyjnego

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K1001T	230 x 500 x 12,5	krótki
K1002T	1000 x 500 x 12,5	z podcięciem
K1003T	500 x 500 x 12,5	z podcięciem
K1009T	500 x 500 x 12,5	bez podcięcia
K1005T	1830 x 500 x 12,5	na cały blat, krótki
K1006T	2030 x 500 x 12,5	na cały blat, długi
K1007T	1170 x 500 x 12,5	2/3 z podcięciem
K1008T	1170 x 500 x 12,5	2/3 bez podcięcia





Ośłona dłoni

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K5016AW	100 x 150 x 3	pediatryczny



Krążek pod głowę

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2004HW	D=140 – d=60 x 30	pediatryczny, biały
K2005HW	D=90 – d=40 x 20	pediatryczny, biały
K2030HW	D=80 – d=40 x 20	pediatryczny, biały



Krążek pod głowę podkowiasty

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K2008HW	D=90 – d=40 x 20	pediatryczny, biały
K2009HW	D=140 – d=40 x 30	pediatryczny, biały

Półwałek dla dzieci i noworodków

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K3043PW	100 x 50 x 50	półwałek, biały
K3045PW	150 x 50 x 50	półwałek, biały
K3047PW	200 x 50 x 50	półwałek, biały
K3049PW	250 x 50 x 50	półwałek, biały
K3051PW	300 x 50 x 50	półwałek, biały
K3063PW	100 x 75 x 75	półwałek, biały
K3065PW	150 x 75 x 75	półwałek, biały
K3067PW	200 x 75 x 75	półwałek, biały
K3069PW	250 x 75 x 75	półwałek, biały
K3071PW	300 x 75 x 75	półwałek, biały

* w kolorze białym lub ciemno niebieskim



Podkład na stół

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K1020TW	380 x 100 x 6,0	dla noworodków
K1024TW	430 x 280 x 6,0	dla noworodków


Podkład prostokątny dla noworodków

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K6015SW	100 x 12,5	Uniwersalny, biały
K6016SW	150 x 12,5	Uniwersalny, biały
K6017SW	200 x 12,5	Uniwersalny, biały
K6020SW	100 x 25	Uniwersalny, biały
K6021SW	150 x 25	Uniwersalny, biały
K6022SW	200 x 25	Uniwersalny, biały



Podkłady płaskie

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K16161FLW	406 x 406 x 6	biały
K16162FLW	406 x 406 x 12,5	biały
K16163FLW	406 x 406 x 16	biały
K18161FLW	460 x 406 x 6	biały
K18162FLW	460 x 406 x 12,5	biały
K18163FLW	460 x 406 x 16	biały
K18181FLW	460 x 460 x 6	biały
K18182FLW	460 x 460 x 12,5	biały
K18183FLW	460 x 460 x 16	biały
K20201FLW	500 x 500 x 6	biały
K20202FLW	500 x 500 x 12,5	biały
K20203FLW	500 x 500 x 16	biały



* w kolorze białym lub ciemno niebieskim

Podkłady dla dzieci i noworodków

Nr kat.	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
K8001MW	430 X 280 X 6	M średni, biały
K8002MW	280 X 230 X 9,5	S mały, biały
K8003MW	660 X 300 X 12,5	do kołyski, biały
K8004MW	660 X 406 X 12,5	do łóżeczka, biały
K8015MW	635 X 305 X 20	do kołyski, biały
K8022M	130 X 100 X 9,5	uniwersalny, biały

* w kolorze białym lub ciemno niebieskim



Pozycjoner piankowy do ułożeń na wznak, na boku i na brzuchu

Nr kat. K3IN1

Poduszka 3IN1™ jest uniwersalnym pozycjonerem piankowym przeznaczonym do układania pacjenta w pozycji leżącej na wznak, na boku lub na brzuchu. Poduszka zapewnia prawidłowe podparcie zarówno głowy, jak i ramion pacjenta. Zaokrąglone krawędzie otworu zapewniają utrzymanie nie tylko prawidłowej pozycji głowy, ale i kręgosłupa szyjnego pacjenta.

- Nie zawiera lateksu
- Wielorazowego użytku
- Idealna do zapobiegania odleżynom
- Uniwersalny rozmiar
- Uniesiona podstawa
- Zapewniająca swobodne oddychanie



Klinowy pozycjoner piankowy Res-Q-Wedge

Pozycjoner klinowy jest produktem medycznym stosowanym na oddziałach: intensywnej opieki nad noworodkami, pediatrycznych, intensywnej opieki pediatrycznej, pooperacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Pozycjoner klinowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami ortopedycznymi, w celu zmniejszenia refluksu, polepszenia snu i trawienia, a także spełnieniu wymagań dotyczących układania na brzuchu rekomendowanych przez Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP).

Został zaprojektowany do stosowania u noworodków z problemami mięśniowo – szkieletowymi powiązany z refluksiem, problemami oddechowymi, urazami rozciągnięcia splotu ramiennego, zapalenia ucha i zatok oraz u dzieci z zaburzeniami snu.

- Przynosi ulgę w refluksie, kolkach
- Podwyższa saturację O_2
- Obniża możliwość wystąpienia epizodów bezdechu
- Zmniejsza możliwość pojawienia się bradykardii
- Polepsza jakość snu
- Skracza pobyt w szpitalu



Pozycjoner z mocowaniem



Pozycja leżąca na brzuchu - kąt 30°



Pozycja leżąca na wznak - kąt $35^\circ \div 45^\circ$

Pozycjoner klinowy został zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami ortopedów, służąc do wspierania właściwego ustawienia układu mięśniowo - szkieletowego, wyprostowania ramion (ściągnięcia łopatek), prawidłowego ustawienia bioder. Ponadto pozycjoner wspiera prawidłowe formowanie się głowy dziecka. Pozycjoner klinowy ma kąt nachylenia 30° , by ułatwić ułożenie na brzuchu, ma także możliwość ustawienia pod kątem $35 \div 45^\circ$ dla pozycji leżącej na wznak, tak aby ułatwić opróżnianie żołądka przy słabej koordynacji mięśniowej i braku czynności dolnego zwieracza przełyku. Pozycjoner umożliwia noworodkom wypoczynek w pozycji z lekkim uniesieniem zarówno na wznak jak i na brzuchu.

Pomocny w układaniu dziecka na brzuchu rekomendowanego przez Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP)

Nr kat.	Nazwa	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
KRWedgeS	RWedge S	660 x 620 x 305	Pozycjoner z mocowaniem S 1,4 ÷ 3,2 kg
KRWedgeM	RWedge M	660 x 620 x 305	Pozycjoner z mocowaniem M 3,2 ÷ 6,4 kg
KRWedgeL	RWedge L	660 x 620 x 305	Pozycjoner z mocowaniem L 6,4 ÷ 11,4 kg
KWedge	Wedge	660 x 620 x 305	Tylko pozycjoner
KmocowanieS	Mocowanie S	S małe	S tylko mocowanie
KMocowanieM	Mocowanie M	M średnie	M tylko mocowanie
KMocowanieL	Mocowanie L	L duże	L tylko mocowanie



Dekontaminacja



Problem zakażeń szpitalnych	144
Opis technologii HPV	145
Bioquell Z-2	146
Komora do dekontaminacji łóżek	148
Bioquell Q-10	152
Technologia Genano MFI	154
Genano 310	156
Genano 4500	157




Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem dla placówek służby zdrowia. Chorobotwórcze patogeny bytujące w środowisku szpitalnym prowadzą do coraz częstszego pojawiania się powikłań wydłużających pobyt pacjentów w szpitalu, a w najgorszych wypadkach mogą powodować przedwczesne zgony.

Mimo wprowadzania coraz doskonalszych procedur związanych z reżimem dezynfekcji dłoni przez personel medyczny, jak również dokładnym odkazaniem sprzętu i powierzchni przez personel sprzątający, uzyskanie lepszych rezultatów nie jest możliwe bez pomocy najnowszych technologii.

Dodatkowym aspektem związanym z występowaniem zakażeń szpitalnych jest kwestia obciążenia budżetu placówki. Koszt całkowity jest niezwykle trudny do oszacowania, ponieważ jest on rozłożony pomiędzy różne elementy struktury szpitalnej.

Przy sumowaniu kosztów, pod uwagę należy brać nie tylko wydatki związane z leczeniem bezpośrednim, ale również koszty zamykania sal, zwiększenia ilości używanych środków do dezynfekcji, zwiększenia ochrony pacjentów, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, a pod względem administracyjnym koszty związane z odszkodowaniami dla pacjentów oraz ewentualność płacenia wyższych składek ubezpieczenia placówki.

Podczas szacowania całkowitych kosztów związanych z występowaniem zakażeń szpitalnych pod uwagę należy brać wszystkie szczeble systemu szpitalnego, a nie uwzględniać jedynie bezpośrednie koszty leczenia pacjenta.



Od 5 do 10 na 100 hospitalizowanych pacjentów narażonych jest na powikłania związane z zakażeniami szpitalnymi! Same bezpośrednie koszty leczenia zakażeń szpitalnych w Polsce wynoszą 800 mln zł rocznie

- na podstawie raportu do programu „Stop Zakażeniom Szpitalnym. Program Promocji Higieny Szpitalnej”
- „Zakażenia szpitalne w Polsce – stan wiedzy na kwiecień 2011” autorstwa:

dr hab. med. Małgorzata Bulanda Prof. UJ – Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

prof. n. farm. dr. hab. n. med. Stefan Tyski – Narodowy Instytut Leków w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr Maria Ciuruś – Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Opis technologii HPV

Gazowa forma nadtlenu wodoru w technologii HPV


HPV (Hydrogen Peroxide Vapour - nadtlenek wodoru w fazie gazowej) to unikalna technologia firmy Bioquell. Stosowanie H_2O_2 w formie ciekłej lub rozpylanego aerozolu, tzw. dezynfekcja "mokra" może negatywnie wpływać na materiały, z których są one wykonane. Dodatkowo metoda ta "mokra" wykazuje zdecydowanie niższy poziom dezaktywacji drobnoustrojów.

Właściwości biobójcze nadtlenu wodoru znane są ludzkości od pokoleń. Zastosowanie nadtlenu wodoru w formie gazowej wspartej kontrolowanym procesem mikrokondensacji HPV wykazuje zdecydowanie wyższy poziom dezaktywacji drobnoustrojów, a proponowana metoda charakteryzuje się pełną kompatybilnością materiałową.

Dodatkowe zalety stosowania gazowej formy nadtlenu wodoru to:

- Udowodniona dezaktywacja mikroorganizmów na poziomie 6 log
- Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie i spory w tym wobec spor *C.difficile*, wirusy, grzyby oraz priony
- Technologia niskotemperaturowa – idealna dla materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę
- Znakomita kompatybilność z materiałami i tworzywami w tym czułą elektroniką
- Brak pozostałości, nadtlenek wodoru całkowicie rozkłada się katalitycznie na wodę i tlen
- Niska cena czynnika i kosztów eksploatacji
- Brak toksyczności i kancerogenności

Cztery kroki do bezpiecznego pomieszczenia w szpitalu



Kondycjonowanie

Urządzenie odczytuje parametry środowiska i przygotowuje się do pracy

Generowanie gazu

Uzyskanie wymaganego poziomu stężenia nadtlenu wodoru

Utrzymanie

Efektywna dezaktywacja patogenów w procesie kontrolowanej mikrokondensacji

Aeracja



Rozkład nadtlenu wodoru do tlenu cząsteczkowego i wody przyspieszony zastosowaniem katalizatora



*Czas trwania etapu aeracji zależy od kubatury danego pomieszczenia, oraz możliwości włączenia wyciągu wentylacyjnego podczas procesu. Im większa ilość wymiany powietrza podczas aeracji tym proces trwa krócej.

BIOQUELL Z-2**Mobilne urządzenie do dekontaminacji każdego pomieszczenia**

Nr Kat. K41001

Kubatura
do 500 m³Czysty nadtlenek
wodoru może być
kupiony u dowolnego
producentaKompaktowa
budowa - wszystkie
funkcje w jednym
urządzeniuMenu
urządzenia
w języku polskim

- Pełna automatyzacja pracy dzięki kontroli parametrycznej
- Gwarantowana redukcja na poziomie 6 log
- Wbudowany katalizator skraca czas trwania procesu
- Nie ma potrzeby osuszania pomieszczenia przed procesem
- Urządzenie z wbudowaną drukarką
- Dołączony ręczny czujnik stężenia nadtlenu wodoru i laserowy miernik kubatury
- Intuicyjny w obsłudze panel sterowania
- Możliwość połączenia z innymi jednostkami i informatycznym systemem szpitalnym poprzez wbudowane porty komunikacji

Bezpieczny i prosty w obsłudze...



Pulpit sterowania Bioquell Z-2 jest zdejmowany i pozostawiony poza dekontaminowaną strefą w miejscu dogodnym dla obsługi. Następnie urządzenie wprowadza się do strefy skażonej.



Po umieszczeniu pulpitu sterowania w odpowiednim miejscu, pomieszczenie jest zabezpieczane i uszczelniane. System wentylacji zostaje wyłączony na czas generowania gazu.



Po wybraniu programu dekontaminacji dokonywana jest finalna kontrola parametrów z panelu sterującego i następuje uruchomienie procesu.



Zintegrowane, wielokierunkowe dysze dostarczają H_2O_2 w fazie gazowej, a po zakończeniu fazy utrzymania i sprawdzeniu parametrów dysze zostają automatycznie przełączane na aerację pomieszczenia.



Po zakończeniu procesu dekontaminacji, dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pomieszczenie dodatkowo sprawdzane jest ręcznym czujnikiem stężenia nadtlenu wodoru. Tylko taka procedura jest dla personelu i pacjenta gwarancją bezpiecznego przywrócenia pomieszczenia do eksploatacji.

Bezpieczne dla człowieka stężenie H_2O_2 wynosi 1 ppm. Tylko czysty nieдомieszkowy zapachowo nadtlenek wodoru jest dla człowieka wyczuwalny

Główne zalety urządzenia...

Kontrola parametryczna

- Szybki, automatyczny i w pełni powtarzalny proces

Szybki i wydajny system tworzenia gazu

- Przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia procesu w pomieszczeniach do 500 m³

Połączenie generatora gazu i aeratora

- Ergonomiczna budowa, łatwe w użytkowaniu i przechowywaniu
- Wbudowany katalizator przyspiesza rozkład nadtlenu wodoru, skracając czas trwania procesu

Wbudowane czujniki mierzące w sposób ciągły parametry krytyczne

- Możliwość pełnej walidacji i optymalizacji procesu. Dodatkowa kontrola poprawności przebiegu cyklu



Bioquell Z-2 idealnie sprawdza się podczas dekontaminacji:

- Sal operacyjnych
- Sal intensywnej terapii
- Izolatek
- Sal chorych
- Korytarzy
- Kostnic
- Pomieszczeń przeznaczonych do utylizacji
- Laboratoriów
- Szpitalnych aptek

Pomieszczenia często odbiegają kształtem od prostokąta, dlatego inżynierowie wprowadzili tryb ręcznego ustawiania czasu trwania każdego z etapów. Dzięki temu, każde pomieszczenie szpitalne, nawet o nietypowym układzie może zostać poddane skutecznemu procesowi dekontaminacji.


Najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz komfortu dla personelu szpitala oraz pacjentów...

Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby wszystkie elementy standardowego wyposażenia były łatwo dostępne. W podręcznym schowku znaleźć można:

- Ręczny czujnik stężenia nadtlenu wodoru
- Miarkę laserową do pomiaru kubatury
- Okablowanie do połączenia modułów urządzenia
- Wymienne rolki papieru do drukarki
- Środki ochronne dla personelu zapewniające bezpieczeństwo podczas uzupełniania zbiornika nadtlenu wodoru




Urządzenie Bioquell Z-2 umożliwia przeprowadzenie optymalnej procedury działania w momencie zarejestrowania zakażenia szpitalnego....




Od roku 2012 Bioquell Z-2 jest najczęściej wybieranym urządzeniem do dekontaminacji z użyciem gazowej formy nadtlenu wodoru przez Placówki Służby Zdrowia w Polsce.


Komora do dekontaminacji łóżek i jezdnej aparatury medycznej



Możliwość dostosowania wybranych pomieszczeń szpitalnych



Czysty nadtlenek wodoru może być kupiony u dowolnego producenta



Komora wyposażona jest w urządzenie umożliwiające dekontaminację pomieszczeń w całym szpitalu

- Komora wyposażona jest w urządzenie Bioquell Z-2
- Gwarantowana redukcja na poziomie 6 log
- System integracji urządzenia z pomieszczeniem ułatwia obsługę procesu
- Zautomatyzowane drzwi gazoszczelne gwarantują bezpieczeństwo
- Możliwość dostosowania dowolnego pomieszczenia wskazanego przez Szpital
- Optymalizacji czasu procesu oraz jego kosztów
- Komora umożliwia dekontaminację łóżek elektrycznych, inkubatorów, jezdnej aparatury medycznej, bez obawy o jej uszkodzenie czy pękanie powłok z tworzywa sztucznego.



Drzwi gazoszczelne z zamkiem elektromagnetycznym umożliwiają blokowanie dostępu do pomieszczenia na czas trwania procesu oraz likwidują potrzebę uszczelniania pomieszczenia taśmą.

Pojemność komory zależna jest od wymiarów wybranego pomieszczenia. Dla każdego przypadku prowadzona jest osoba symulacja czasu trwania procesu oraz kosztów.



System integrujący urządzenie z pomieszczeniem pozwala ograniczyć pracę personelu do minimum. Urządzenie samo steruje wentylacją, blokadą drzwi oraz przesyła komunikat o zakończeniu procesu.





Nasza oferta obejmuje:

1. Konsultacje przy wyborze pomieszczenia na przyszłą komorę HPV
2. Zaprojektowanie komory HPV w wyznaczonym miejscu
3. Przeprowadzenie symulacji kosztów rocznej obsługi komory
4. Opracowanie wraz z Działem Epidemiologii schematu postępowania
5. Wybudowanie i wyposażenie komory w niezbędne elementy
6. Optymalizację oraz walidację procesu dekontaminacji
7. Przeprowadzenie szkolenia z procesu dekontaminacji w komorze oraz innych pomieszczeniach szpitala

BIOQUELL Q-10**Mobilne urządzenie do dekontaminacji każdego pomieszczenia**

Nr Kat. K41010

Kubatura
do 250 m³Dedykowany
urządzeniu
nadtlenek wodoruUniwersalna
jednostka aeracyjna
może być podłączona
do większości
urządzeń z rodziny
Bioquell

- Pełna automatyzacja pracy dzięki kontroli parametrycznej
- Gwarantowana redukcja na poziomie 6 log
- Możliwość skutecznej dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze do 250 m³
- Wyposażony we wbudowaną drukarkę
- Dołączony ręczny czujnik stężenia nadtlenku wodoru i laserowy miernik kubatury
- Intuicyjny w obsłudze panel sterowania
- Rozdzielona funkcja generatora gazu i aeratora
- Jednostka aeracyjna może być podłączona z innymi rozwiązaniami firmy Bioquell

Szybkość i precyzja w podwójnym wydaniu...



Odłączany panel sterowania służy do zarządzania obiema jednostkami jednocześnie. Umożliwia on ciągły podgląd i sterowanie przebiegiem procesu, dzięki czemu uzyskuje się pewność, że dekontaminacja była skuteczna.

Jednostka aeracyjna pełni jednocześnie dwie funkcje. W czasie fazy generowania gazu poprawia jego dystrybucję, natomiast w fazie aeracji przyspiesza rozkład środka biobójczego.



System skanowania kodu odczytnika daje pewność, że używany środek biobójczy spełnia najwyższe wymagania jakości, stawiane każdorazowo przez firmę Bioquell.


Budowa urządzenia umożliwia przechowywanie wszystkich akcesoriów wewnątrz jednostki generującej gaz.




Bioquell Q-10 został uznany przez użytkowników za najłatwiejszy w obsłudze system z rodziny firmy Bioquell. Jednocześnie jest on prawdopodobnie najtańszym rozwiązaniem do dekontaminacji z użyciem fazowej formy nadtlenu wodoru dostępnym na rynku polskim.

Technologia Genano MFI

Wszechstronne urządzenia służące do eliminacji drobnoustrojów, cząstek stałych, gazów oraz nieprzyjemnych zapachów ze środowiska szpitalnego.




Technologia Genano a metody konkurencyjne




Technologia Genano a filtry HEPA

Filtry HEPA




Częściowa dekontaminacja powietrza



Z czasem następuje zmniejszenie wydajności

Genano



Całkowita dekontaminacja powietrza



Najwyższa wydajność przez cały czas użytkowania




Nie potrzebujesz już filtrów HEPA:

- Filtry HEPA są bardzo delikatne i łatwo ulegają uszkodzeniu,
- Efektywność i wydajność oczyszczania spadają wraz z długością użytkowania,
- Mogą się na nich odkładać drobnoustroje, które następnie ulegają namnożeniu,
- Przy przypadkowym zapyleniu niezbędny jest natychmiastowy serwis,
- Droga i skomplikowana instalacja,
- Minimalne wyłapywane cząsteczki mają wymiar 0,3 μm.

Innowacyjna metoda dekontaminacji powietrza w środowisku szpitalnym w pomieszczeniach do 100 m²

Genano 310

Nr kat. K67310



Dla objętości
do 100 m³



Wydajność wymiany
powietrza na poziomie
250 m³ / h



System
automatycznego
czyszczenia komory
w znacznym stopniu
skraca czas potrzebny
na obsługę urządzenia


Specyfikacja techniczna

Wymiary urządzenia	450 x 385 x 1 470 mm
Ciężar własny	55 kg
Skuteczność procesu oczyszczania	99,5%
Objętościowa prędkość przepływu powietrza	100 ÷ 250 m ³ /h
Powierzchnia maksymalna pomieszczenia	100 m ²
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	60 ÷ 140 W
Zakres temperatury pracy urządzenia	5 ÷ 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna RH	0 ÷ 95 Pa
Głośność pracy	35 dB (A)
Certyfikat urządzenia medycznego	Urządzenie medyczne klasy I
Dostępne modele	Model wolnostojący / mobilny / naścienny

Innowacyjna metoda dekontaminacji powietrza w środowisku szpitalnym w pomieszczeniach do 200 m²

Genano 4500

Nr kat. K674500



Dla objętości
do 200 m³



Wydajność wymiany
powietrza na poziomie
450 m³ / h



System
automatycznego
czyszczenia komory
w znacznym stopniu
skraca czas potrzebny
na obsługę urządzenia

Specyfikacja techniczna

Wymiary urządzenia	440 x 570 x 1 517 mm
Ciężar własny	65 kg
Skuteczność procesu oczyszczania	80 ÷ 99,99%
Objętościowa prędkość przepływu powietrza	200 ÷ 450 m ³ /h
Powierzchnia maksymalna pomieszczenia	200 m ²
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	90 ÷ 140 W
Zakres temperatury pracy urządzenia	5 ÷ 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna RH	0 ÷ 95 Pa
Głośność pracy	35 ÷ 45 dB (A)
Certyfikat urządzenia medycznego	Urządzenie medyczne klasy I
Dostępne modele	Model wolnostojący / mobilny / naścienny



KLAROLINE

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo



*polski producent
mebli medycznych*

Technologia wykonania

Meble medyczne metalowe są wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi. Fronty szaf i szafek wykonane z podwójnej ocynkowanej, lakierowanej blachy, z wygłuszeniem odpornym na wilgoć. Uchwyty w kształcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. Korpusy szaf i szafek wykonane z blachy w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco - wygłuszającym odpornym na wilgoć, wyposażone w trwale zintegrowane, metalowe cokoły nośne wyposażone w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. Szafki wiszące posiadające okapnik zintegrowany z korpusem. Okapnik zdecydowanie podwyższa walory higieniczne mebla.

Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ram koszy i kuwet co 25 mm, umożliwia to maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

Szuflady o zróżnicowanych wysokościach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie skrzydła o kąt 160°. Drzwi przeszklone wyposażone w szkło bezpieczne.

Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przyściennymi.

Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego (półki, kosze, szuflady, kuwety itp.) umożliwiają dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb odbiorcy.


Wyposażenie mebli konfigurowane indywidualnie, według zapotrzebowania Użytkownika:

- półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, stali kwasoodpornej lub płyty meblowej laminowanej, ze skokową regulacją wysokości położenia,
- kosze i kuwety dostępne w rozmiarach zgodnych z normami DIN lub ISO mocowane w modułach bocznych wykonanych z tworzywa sztucznego lub w ramach z prowadnicami kulkowymi,
- wkłady do szuflad wykonane z blach lakierowanych proszkowo, stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego.

Po zamontowaniu meble są uszczelniane do ścian przy użyciu silikonu. Zabudowa stanowi jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.

Szafka otwarta

Szafka jednokomorowa
2 x półka przestawna




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL104 103 400	400	300	720
KL104 103 500	500	300	720
KL104 103 600	600	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa

Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL104 202 400	400	300	720
KL104 202 500	500	300	720
KL104 202 600	600	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka otwarta

Szafka jednokomorowa
2 x przestawna półka




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL104 103 800	800	300	720
KL104 103 900	900	300	720
KL104 103 1000	1000	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa przeszklona

Szafka jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL104 102 400	400	300	720
KL104 102 500	500	300	720
KL104 102 600	600	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa przeszklona

Szafka jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL104 101 800	800	300	720
KL104 101 900	900	300	720
KL104 101 1000	1000	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa

Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL104 201 800	800	300	720
KL104 201 900	900	300	720
KL104 201 1000	1000	300	720

*inne wymiary na życzenie



Szafka otwarta




Szafka jednokomorowa
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9 z
wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 105 400	400	600	900
KL103 105 500	500	600	900
KL103 105 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka z trzema szufladami




Szafka jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9 z
wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 103 400	400	600	900
KL103 103 500	500	600	900
KL103 103 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 101 400	400	600	900
KL103 101 500	500	600	900
KL103 101 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka z czterema szufladami




Szafka jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 104 400	400	600	900
KL103 104 500	500	600	900
KL103 104 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z szufladą




Szafka jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 102 400	400	600	900
KL103 102 500	500	600	900
KL103 102 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka z pięcioma szufladami




Szafka jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 107 400	400	600	900
KL103 107 500	500	600	900
KL103 107 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka z dwoma szufladami




Szafka jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 109 400	400	600	900
KL103 109 500	500	600	900
KL103 109 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka z dwoma szufladami CARGO




Szafka jednokomorowa
2 x szuflada CARGO
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 108 600	600	600	900
KL103 108 800	800	600	900
KL103 108 900	900	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 201 800	800x600x900mm		
KL103 201 900	900x600x900mm		
KL103 201 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z szufladą




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 206 800	800x600x900mm		
KL103 206 900	900x600x900mm		
KL103 206 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z szufladami




Szafka jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 202 800	800x600x900mm		
KL103 202 900	900x600x900mm		
KL103 202 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa dwukomorowa z trzema szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 203 800	800x600x900mm		
KL103 203 900	900x600x900mm		
KL103 203 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z pięcioma szufladami I




Szafka trzykomorowa
1 x drzwi pełne
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 208 800	800x600x900mm		
KL103 208 900	900x600x900mm		
KL103 208 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka z dwoma drzwiami przesuwными




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 205 800	800x600x900mm		
KL103 205 900	900x600x900mm		
KL103 205 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z czterema szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 204 800	800x600x900mm		
KL103 204 900	900x600x900mm		
KL103 204 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z pięcioma szufladami II



Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 207 800	800x600x900mm		
KL103 207 900	900x600x900mm		
KL103 207 1000	1000x600x900mm		


*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafa jednodrzwiowa

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 101 400	400	600	2100
KL105 101 500	500	600	2100
KL105 101 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 104 400	400	600	2100
KL105 104 500	500	600	2100
KL105 104 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 102 400	400	600	2100
KL105 102 500	500	600	2100
KL105 102 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona II

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 103 400	400	600	2100
KL105 103 500	500	600	2100
KL105 103 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 201 400	400	600	2100
KL105 201 500	500	600	2100
KL105 201 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 202 400	400	600	2100
KL105 202 500	500	600	2100
KL105 202 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 203 400	400x600x2100mm		
KL105 203 500	500x600x2100mm		
KL105 303 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa depozytowa I

Szafa czterekomorowa
4 x drzwi pełne zamykane na klucz

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 106 400	400x600x2100mm		
KL105 106 500	500x600x2100mm		
KL105 106 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 107 500	500x600x2100mm		
KL105 107 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa z uchwytami na cewniki

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
3 x wysuwany wieszak na cewnik
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 108 500	500x600x2100mm		
KL105 108 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa I

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 111 400	400x600x2100mm		
KL105 111 500	500x600x2100mm		
KL105 111 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa przelotowa II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 112 400	400x600x2100mm		
KL105 112 500	500x600x2100mm		
KL105 112 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa przeszklona

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 213 400	400x600x2100mm		
KL105 213 500	500x600x2100mm		
KL105 313 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa depozytowa

Szafa pięciokomorowa
10 x drzwi pełne
5 x stała półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 109 400	400x600x2100mm		
KL105 109 500	500x600x2100mm		
KL105 109 600	600x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa z trzema szufladami

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
3 x przestawna półka
3 x szuflady cargo

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 405 800	800x600x2100mm		
KL105 405 900	900x600x2100mm		
KL105 405 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa depozytowa II

Szafa ośmiokomorowa
8 x drzwi pełne zamykane na klucz

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 116 800	800x600x2100mm		
KL105 116 900	900x600x2100mm		
KL105 116 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa I

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 601 800	800x600x2100mm		
KL105 601 900	900x600x2100mm		
KL105 601 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
4 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 304 1000	1000x600x2100mm		
KL105 304 1100	1100x600x2100mm		
KL105 304 1200	1200x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa ubraniowa

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przesuwne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 311 800	800x600x2100mm		
KL105 311 900	900x600x2100mm		
KL105 311 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 501 800	800x600x2100mm		
KL105 501 900	900x600x2100mm		
KL105 501 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona III

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 502 800	800x600x2100mm		
KL105 502 900	900x600x2100mm		
KL105 502 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona IV

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 503 800	800x600x2100mm		
KL105 503 900	900x600x2100mm		
KL105 503 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 402 800	800x600x2100mm		
KL105 402 900	900x600x2100mm		
KL105 402 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 403 800	800x600x2100mm		
KL105 403 900	900x600x2100mm		
KL105 403 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa II

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 401 800	800x600x2100mm		
KL105 401 900	900x600x2100mm		
KL105 401 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa z dwoma szufladami

Szafa dwukomorowa
2 x szuflady CARGO
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 404 800	800x600x2100mm		
KL105 404 900	900x600x2100mm		
KL105 404 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa III

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 301 800	800x600x2100mm		
KL105 301 900	900x600x2100mm		
KL105 301 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa II

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
2 x drążek
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 105 800	800x600x2100mm		
KL105 105 900	900x600x2100mm		
KL105 105 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona V

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszkłone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 302 800	800x600x2100mm		
KL105 302 900	900x600x2100mm		
KL105 302 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona VI

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszkłone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 303 800	800x600x2100mm		
KL105 303 900	900x600x2100mm		
KL105 303 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona III

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
2 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 602 800	800x600x2100mm		
KL105 602 900	900x600x2100mm		
KL105 602 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona IV

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
2 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 603 800	800x600x2100mm		
KL105 603 900	900x600x2100mm		
KL105 603 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona V

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone przesuwne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 604 800	800x600x2100mm		
KL105 604 900	900x600x2100mm		
KL105 604 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa II

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 315 800	800x600x2100mm		
KL105 315 900	900x600x2100mm		
KL105 315 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona przelotowa

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 512 800	800x600x2100mm		
KL105 512 900	900x600x2100mm		
KL105 512 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa przelotowa II


Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x przestawna półka
2 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL105 312 800	800x600x2100mm		
KL105 312 900	900x600x2100mm		
KL105 312 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie



Stół roboczy I




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 101 600	600	600	900
KL101 101 800	800	600	900
KL101 101 900	900	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy z szafką I




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 201 800	800	600	900
KL101 201 1000	1000	600	900
KL101 201 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy II




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 102 800	800	600	900
KL101 102 1000	1000	600	900
KL101 102 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy z szafką II



Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.


1 x szafka jednodrzwiowa z półką

1 x komora podblatowa

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 211 800	800	600	900
KL101 211 1000	1000	600	900
KL101 211 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy III




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x półka montowana na stałe.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 103 600	600	600	900
KL101 103 800	800	600	900
KL101 103 900	900	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy z szafką i szufladą I



Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.


1 x szuflada o pełnym wysuwie

1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 202 800	800	600	900
KL101 202 1000	1000	600	900
KL101 202 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy ociekowy I




Blat ociekowy zagłębiony z fartuchem tylnym, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 104 600	600	600	900
KL101 104 800	800	600	900
KL101 104 900	900	600	900

*inne wymiary na życzenie

Stół roboczy z szafką i szufladą II



Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szuflada o pełnym wysuwie

1 x szafka jednodrzwiowa z półką

1 x komora podblatowa


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 212 800	800	600	900
KL101 212 1000	1000	600	900
KL101 212 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL100 001 1400	1400x700x900mm		
KL100 001 1600	1600x700x900mm		
KL100 001 1800	1800x700x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama lakierowana proszkowo wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół roboczy V

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL100 002 1400	1400x700x900mm		
KL100 002 1600	1600x700x900mm		
KL100 002 1800	1800x700x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama lakierowana proszkowo wyposażona w stopki. Z dolną półką ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Stół roboczy VI

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL100 014 1400	1400x600x900mm		
KL100 014 1500	1500x600x900mm		
KL100 014 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama lakierowana proszkowo wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. 1 x półka ze stali kwasoodpornej OH18N9 montowana na stałe.

Stół roboczy VII

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 111 1400	1400x600x900mm		
KL101 111 1600	1600x600x900mm		
KL101 111 1800	1800x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Sześcionożna rama lakierowana proszkowo wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół roboczy ociekowy II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 113 1400	1400x600x900mm		
KL101 113 1600	1600x600x900mm		
KL101 113 1800	1800x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat ociekowy zagłębiony z fartuchem tylnym, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Sześcionożna rama lakierowana proszkowo wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół roboczy VIII

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 112 1400	1400x600x900mm		
KL101 112 1600	1600x600x900mm		
KL101 112 1800	1800x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.



Stół roboczy z szufladami I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 203 800	800x600x900mm		
KL101 203 1000	1000x600x900mm		
KL101 203 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Stół roboczy z szufladami II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 213 800	800x600x900mm		
KL101 213 1000	1000x600x900mm		
KL101 213 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x komora podblatowa

Stół roboczy z szufladami III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 204 800	800x600x900mm		
KL101 204 1000	1000x600x900mm		
KL101 204 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
4 x szuflada o pełnym wysuwie

Stół roboczy z szufladami IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 214 800	800x600x900mm		
KL101 214 1000	1000x600x900mm		
KL101 214 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x komora podblatowa

Stół roboczy z szafką III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 301 1200	1200x600x900mm		
KL101 301 1400	1400x600x900mm		
KL101 301 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół roboczy z szafką IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 311 1200	1200x600x900mm		
KL101 311 1400	1400x600x900mm		
KL101 311 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką
1 x komora podblatowa



Stół roboczy z szufladami i szafką I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 302 1200	1200x600x900mm		
KL101 302 1400	1400x600x900mm		
KL101 302 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. 3 x szuflada o pełnym wysuwie 1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Stół roboczy z szufladami i szafką II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 312 1200	1200x600x900mm		
KL101 312 1400	1400x600x900mm		
KL101 312 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu a życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. 3 x szuflada o pełnym wysuwie 1 x szafka jednodrzwiowa z półką 1 x komora podblatowa

Stół roboczy podświetlany I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL100 010 1400	1400x700x900mm		
KL100 010 1600	1600x700x900mm		
KL100 010 1800	1800x900x900mm		

*inne wymiary na życzenie




Stół z podświetlonym blatem, blat typu TRESPA. W standardzie bezpieczna, biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło. Czteronożna podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. Rama lakierowana proszkowo.

Stół roboczy podświetlany II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL100 011 1400	1400x700x900mm		
KL100 011 1600	1600x700x900mm		
KL100 011 1800	1800x900x900mm		

*inne wymiary na życzenie




Stół z podświetlonym blatem, blat typu TRESPA. W standardzie bezpieczna, biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło. Podstawa wykończona u dołu półką obsadzoną na cokole umożliwiającym wypoziomowanie blatu. Rama lakierowana proszkowo.

Stół do opatrunków gipsowych I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL102 001 1200	1200x600x900mm		
KL102 001 1400	1400x600x900mm		
KL102 001 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie




Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych* Blat zagłębiony z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Sześcionożna rama lakierowana proszkowo wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół do opatrunków gipsowych II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL102 011 1200	1200x600x900mm		
KL102 011 1400	1400x600x900mm		
KL102 011 1600	1600x600x900mm		


*inne wymiary na życzenie



Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych* Blat zagłębiony z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa oraz rama lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.



Stół do opatrunków gipsowych III




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL102 002 1200	1200x600x900mm		
KL102 002 1400	1400x600x900mm		
KL102 002 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych. Błat zagłębiony z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół do opatrunków gipsowych IV




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL102 003 1200	1200x600x900mm		
KL102 003 1400	1400x600x900mm		
KL102 003 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych. Błat zagłębiony z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

3 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Zlewozmywak z szafką




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 000 500	500x600x900mm		
KL103 000 600	600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, błat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

1 x szafka jednodrzwiowa z półką.

Stół roboczy ze zlewozmywakiem I




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 01 2800	800x600x900mm		
KL103 012 1000	1000x600x900mm		
KL103 012 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół roboczy z basenem bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Czteronożna rama lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Stół roboczy ze zlewozmywakiem II




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 010 800	800x600x900mm		
KL103 010 900	900x600x900mm		
KL103 010 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, błat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Czteronożna rama lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Stół roboczy ze zlewozmywakiem III



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 018 600	600x600x900mm		
KL103 018 800	800x600x900mm		
KL103 018 900	900x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie


Stół zlewozmywakowy*, błat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.



Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 013 900	900x600x900mm		
KL103 013 1000	1000x600x900mm		
KL103 013 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie




Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Stół roboczy ze zlewozmywakiem, szufladą i szafką

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 014 900	900x600x900mm		
KL103 014 1000	1000x600x900mm		
KL103 014 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie



Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.


1 x szuflada o pełnym wysuwie

1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szufladami

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 015 900	900x600x900mm		
KL103 015 1000	1000x600x900mm		
KL103 015 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie




Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

3 x szuflada o pełnym wysuwie

Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 001 800	800x600x900mm		
KL103 001 900	900x600x900mm		
KL103 001 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie



Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.


Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 003 900	900x600x900mm		
KL103 003 1000	1000x600x900mm		
KL103 003 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie




Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka dwudrzwiowa z półką, drzwi przesuwne.

Stół roboczy ze zlewozmywakiem IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103 011 900	900x600x900mm		
KL103 011 1000	1000x600x900mm		
KL103 011 1200	1200x600x900mm		


*inne wymiary na życzenie



Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony z fartuchem tylnym bez otworu na baterię sztorcową. Czteronożna rama lakierowana proszkowo wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.



Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką IV




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103002800	800x600x900mm		
KL103002900	900x600x900mm		
KL1030021000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką V




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL103004800	800x600x900mm		
KL103004900	900x600x900mm		
KL1030041000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka dwudrzwiowa z półką, drzwi przesuwne

Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką VI




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL1030161200	1200x600x900mm		
KL1030161400	1400x600x900mm		
KL1030161600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką VII




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL1030191200	1200x600x900mm		
KL1030191400	1400x600x900mm		
KL1030191600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka dwudrzwiowa z półką, 1 x komora podblatowa

Stół roboczy ze zlewozmywakiem, szufladami i szafką I




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL1030171200	1200x600x900mm		
KL1030171400	1400x600x900mm		
KL1030171600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szafka jednodrzwiowa z półką
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Stół roboczy ze zlewozmywakiem, szufladami i szafką II



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL1030201200	1200x600x900mm		
KL1030201400	1400x600x900mm		
KL1030201600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

1 x szafka jednodrzwiowa z półką
3 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x komora podblatowa





KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym



*polski producent
mebli medycznych*

Technologia wykonania

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym. Fronty szaf i szafek **metalowe** wykonane z podwójnej ocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo z **wygluszeniem** odpornym na wilgoć. Uchwyty w kształcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. **Pod uchwytami owalne przetłoczenie** - wgłębienie ułatwiające chwytanie.

Korpusy szaf i szafek **na profilu aluminiowym z wypełnieniem płytą** meblową, dwustronnie laminowaną **o grubości 18 mm, wyposażone w trwale zintegrowane, metalowe czterostronne cokoły nośne** wyposażone w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. Szafki wiszące posiadające **okapnik** zintegrowany z korpusem. Okapnik zdecydowanie podwyższa walory higieniczne mebla.

Ściany wewnętrzne mebli **wyposażone w rastry umożliwiające regulację wysokości** położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak **półki, ram koszy i kuwet co 25 mm**, co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

Szuflady o zróżnicowanych wysokościach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z **pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania**.


Zawiasy drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, **umożliwiające otwarcie skrzydła o kąt 160°**. Drzwi przeszklone wyposażone w szkło bezpieczne. Błaty robocze z kompozytowego konglomeratu mineralnego lub oklejane laminatem HPL. Fronty, profile aluminiowe oraz cokoły **pokryte farbami** proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z **jonami srebra** - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care, wspomagającym walkę z zakażeniami szpitalnymi. Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego (półki, kosze, szuflady, kuwety itp.) umożliwiają dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb odbiorcy.

Wyposażenie mebli konfigurowane indywidualnie, według zapotrzebowania Użytkownika:

- półki z płyty meblowej laminowanej lub wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, ze skokową regulacją wysokości położenia,
- kosze i kuwety dostępne w rozmiarach zgodnych z normami DIN lub ISO mocowane w modułach bocznych wykonanych z tworzywa sztucznego lub w ramach z prowadnicami kulkowymi,
- wkłady do szuflad wykonane z blach lakierowanych proszkowo, stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego.

Po zamontowaniu meble są uszczelniane do ścian przy użyciu silikonu. Zabudowa stanowi jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.

Szafka jednodrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x półka przestawna
1 x drzwi pełne

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL304 203 400	400x300x720mm		
KL304 203 500	500x300x720mm		
KL304 203 600	600x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa przeszklona




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL304 103 400	400x300x720mm		
KL304 103 500	500x300x720mm		
KL304 103 600	600x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL304 202 800	800x300x720mm		
KL304 202 900	900x300x720mm		
KL304 202 1000	1000x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa przeszklona




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL304 102 800	800x300x720mm		
KL304 102 900	900x300x720mm		
KL304 102 1000	1000x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka trzydrzwiowa




Szafka dwukomorowa
3 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL304 204 1200	1200x300x720mm		
KL304 204 1500	1500x300x720mm		
KL304 204 1800	1800x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie


Szafka trzydrzwiowa przeszklona




Szafka dwukomorowa
3 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL304 104 1200	1200x300x720mm		
KL304 104 1500	1500x300x720mm		
KL304 104 1800	1800x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie



Szafka otwarta




Szafka jednokomorowa
1 x przestawna półka
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 107 400	400	600	900
KL303 107 500	500	600	900
KL303 107 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka z trzema szufladami




Szafka jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 103 400	400	600	900
KL303 103 500	500	600	900
KL303 103 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 101 400	400	600	900
KL303 101 500	500	600	900
KL303 101 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka z czterema szufladami




Szafka jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 104 400	400	600	900
KL303 104 500	500	600	900
KL303 104 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z szufladą



Szafka jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 102 400	400	600	900
KL303 102 500	500	600	900
KL303 102 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka z pięcioma szufladami



Szafka jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 105 400	400	600	900
KL303 105 500	500	600	900
KL303 105 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie



Szafka z sześcioma szufladami




Szafka jednokomorowa
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 106 400	400x600x900mm		
KL303 106 500	500x600x900mm		
KL303 106 600	600x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa ze zlewozmywakiem




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Zlewozmywak jednokomorowy

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 110 400	400x600x900mm		
KL303 110 500	500x600x900mm		
KL303 110 600	600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka narożna




Szafka jednokomorowa narożna
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 108 800	800x800x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x kosz KLDIN01
o wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02
o wym. 538x500x180mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 622 610	610x600x900mm		

*inne rodzaje blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 201 800	800x600x900mm		
KL303 201 900	900x600x900mm		
KL303 201 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z szufladą



Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 213 800	800x600x900mm		
KL303 213 900	900x600x900mm		
KL303 213 1000	1000x600x900mm		


*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie





180

Szafka jednodrzwiowa z czterema szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 204 800	800	600	900
KL303 204 900	900	600	900
KL303 204 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka dwukomorowa




Szafka dwukomorowa otwarta
Błat z laminatu
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 211 800	800	600	900
KL303 211 900	900	600	900
KL303 211 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z sześcioma szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 206 800	800	600	900
KL303 206 900	900	600	900
KL303 206 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z pięcioma szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 205 800	800	600	900
KL303 205 900	900	600	900
KL303 205 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z szufladami




Szafka jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 202 800	800	600	900
KL303 202 900	900	600	900
KL303 202 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie


Szafka jedno drzwiowa z trzema szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 203 800	800	600	900
KL303 203 900	900	600	900
KL303 203 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie



Szafka dwukomorowa z dziesięcioma szufladami




Szafka dwukomorowa
10 x szuflada z pełnym wysuwem
Blat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 209 800	800x600x900mm		
KL303 209 900	900x600x900mm		
KL303 209 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z czterema szufladami




Szafka trzykomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 218 800	800x600x900mm		
KL303 218 900	900x600x900mm		
KL303 218 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z wysuwanymi koszami I




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x kosz KLDIN03
o wym. 835x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 941 900	920x600x900mm		

*inne rodzaje blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z wysuwanymi koszami II




Szafka dwukomorowa
2 x drzwi pełne
3 x kosz typ KLDIN01
o wym. 538x500x100mm
3 x kosz typ KLDIN04
o wym. 268x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 952 900	920x600x900mm		

*inne rodzaje blatu na życzenie

Szafka jednokomorowa I




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
zlew dwukomorowy

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 217 800	800x600x900mm		
KL303 217 900	900x600x900mm		
KL303 217 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednokomorowa II




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 216 800	800x600x900mm		
KL303 216 900	900x600x900mm		
KL303 216 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie



Zabudowa trzykomorowa I




Szafka trzykomorowa
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 407 1200	1200	600	900
KL303 407 1500	1500	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa II




Szafka trzykomorowa
4 x drzwi pełne
3 x przestawna półka
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 501 1600	1600	600	900
KL303 501 2000	2000	600	900
KL303 501 2400	2400	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa III




Szafka trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 504 1600	1600	600	900
KL303 504 2000	2000	600	900
KL303 504 2400	2400	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa IV




Szafka trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
12 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 502 1600	1600	600	900
KL303 502 2000	2000	600	900
KL303 502 2400	2400	600	900

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie



Zabudowa dwukomorowa I




Szafka dwukomorowa
3 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 301 1200	1200x600x900mm		
KL303 301 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Zabudowa dwukomorowa II




Szafka dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 302 1200	1200x600x900mm		
KL303 302 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa V




Szafka trzykomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 406 1200	1200x600x900mm		
KL303 406 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa VI



Szafka trzykomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 402 1200	1200x600x900mm		
KL303 402 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaje blatu na życzenie




Szafa jednodrzwiowa I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 101 400	400	600	2100
KL305 101 500	500	600	2100
KL305 101 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 102 400	400	600	2100
KL305 102 500	500	600	2100
KL305 102 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 103 400	400	600	2100
KL305 103 500	500	600	2100
KL305 103 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa z półkami

Szafa jednokomorowa
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 104 400	400	600	2100
KL305 104 500	500	600	2100
KL305 104 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa I

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 202 400	400	600	2100
KL305 202 500	500	600	2100
KL305 202 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 201 400	400	600	2100
KL305 201 500	500	600	2100
KL305 201 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 203 400	400	600	2100
KL305 203 500	500	600	2100
KL305 303 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z szufladami

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
3 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 204 400	400	600	2100
KL305 204 500	500	600	2100
KL305 204 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 107 500	500	600	2100
KL305 107 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa na cewniki

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
3 x wysuwany wieszak na cewniki
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 106 500	500	600	2100
KL305 106 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z sejfem

Szafa jednodrzwiowa z sejfem
1 x drzwi pełne
3 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 105 400	400	600	2100
KL305 105 500	500	600	2100
KL305 105 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie






Szafa jednodrzwiowa przeszklona z szufladami

Szafa pięciokomorowa
1 x drzwi przeszklone
3 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 205 400	400	600	2100
KL305 205 500	500	600	2100
KL305 205 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z koszami I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
4 x kosz typ KLDIN02 o wym. 538x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 612 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z koszami II

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 611 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 616 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami II

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
4 x kosz typ KLDIN02 o wym. 538x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 617 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z koszami i sejfem

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x sejf
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
7 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
2 x kosz typ KLDIN02 o wym. 538x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 614 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie





Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami III

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
2 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
3 x wysuwany wieszak na cewnik
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 619 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa otwarta

Szafa jednokomorowa
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 303 800	800	600	2100
KL305 303 900	900	600	2100
KL305 303 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 301 800	800	600	2100
KL305 301 900	900	600	2100
KL305 301 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona III

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 302 800	800	600	2100
KL305 302 900	900	600	2100
KL305 302 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa I

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 401 800	800	600	2100
KL305 401 900	900	600	2100
KL305 401 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
4 x wysuwany wieszak na endoskop
2 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 304 1000	1000	600	2100
KL305 304 1100	1100	600	2100
KL305 304 1200	1200	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 402 800	800	600	2100
KL305 402 900	900	600	2100
KL305 402 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL305 403 800	800x600x2100mm		
KL305 403 900	900x600x2100mm		
KL305 403 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa z koszami

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz typ KLDIN03 o wym 835x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 911 920	920x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona z koszami

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz typ KLDIN03 o wym 835x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 912 920	920x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa z koszami

Szafa trzykomorowa
4 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz typ KLDIN03 o wym 835x500x100mm
8 x kosz typ KLDIN01 o wym 538x500x100mm
8 x kosz typ KLDIN04 o wym 258x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 921 920	920x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie






Szafa czterodrzwiowa przeszklona z koszami

Szafa trzykomorowa
2 x drzwi pełne
2 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
5 x kosz typ KLDIN03 o wym. 835x500x100mm
8 x kosz typ KLDIN02 o wym. 538x500x180mm
8 x kosz typ KLDIN05 o wym. 268x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 922 920	920x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Biurko I

Biurko medyczno - komputerowe
1 x szafka otwarta na komputer
1 x półka na klawiaturę

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 611 1000	1000x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Lada otwarta z blatem roboczym I

Lada otwarta z blatem roboczym
z płyty laminowanej

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL301 101 600	600x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Biurko II

Biurko medyczne

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 601 1400	1400x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Lada otwarta z blatem roboczym II

Lada otwarta z blatem roboczym
z płyty laminowanej

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL301 102 1100	1100x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Biurko III

Biurko medyczne z szafką
1x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
1 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 602 1200	1200x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Lada otwarta z blatem roboczym III

Lada otwarta z blatem
roboczym z płyty
laminowanej

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL301 103 1600	1600x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Biurko IV

Biurko medyczne z szufladami
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 603 1200	1200x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie


Lada otwarta z blatem roboczym IV

Lada otwarta z blatem
roboczym z płyty
laminowanej

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL301 104 2100	2100x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie

Biurko V




Biurko medyczne z szafką
1x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
5 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 605 1600	1600x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie

Nadstawka




Nadstawka na biurko
medyczno - komputerowe lub
ładę wykonywana pod
indywidualne
zamówienie

Nr katalogowy
KL 30 NADSTAWKA

*inne wymiary na życzenie

Biurko VI




Biurko medyczno - komputerowe
1 x szafka otwarta na komputer
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka na klawiaturę

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 613 1400	1400x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie

Biurko VII



Biurko medyczno - komputerowe
1 x szafka otwarta na komputer
1 x szafka zamknięta
1 x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka na klawiaturę


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 612 1400	1400x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie



Kontener przejezdny pod ladę I

1 x drzwiczki pełne,
1 x półka przestawna




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 101 460	460x550x650mm		
KL302 201 510	510x550x840mm		

*inne wymiary na życzenie

Kontener przejezdny pod ladę II

1 x szuflada monolityczna
z wkładem z tworzywa ABS
1 x drzwiczki pełne,
1 x półka przestawna




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 202 510	510x550x840mm		
KL302 102 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie

Kontener przejezdny pod ladę III

2 x szuflada monolityczna z wkładem z tworzywa ABS




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 106 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie

Kontener przejezdny pod ladę IV

4 x szuflada monolityczna z wkładem z tworzywa ABS




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 108 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie

Kontener przejezdny pod ladę V

4 x szuflada monolityczna
z wkładem z tworzywa ABS




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 204 510	510x550x840mm		

*inne wymiary na życzenie

Kontener przejezdny pod ladę VI

3 x szuflada monolityczna
z wkładem z tworzywa ABS




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 103 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie

Kontener przejezdny pod ladę VII

3 x szuflada monolityczna
z wkładem z tworzywa ABS




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 107 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie

Kontener przejezdny pod ladę VIII

3 x szuflada monolityczna
z wkładem z tworzywa ABS




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL302 203 510	510x550x840mm		

*inne wymiary na życzenie

Stanowisko zabiegowe kąpielowe dla niemowląt I

- 1 x wanienka
- 1 x blat typu CORIAN
- 3 x drzwi pełne
- 1 x kosz KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
- 2 x kosz KLDIN02 o wym. 538x500x180mm
- 4 x szuflada o pełnym wysuwie
- Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
- 1 x materacyk do przewijania niemowląt




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL300 006 1900	1900	600	890

*inne wymiary na życzenie

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stanowisko zabiegowe kąpielowe dla niemowląt II

- 1 x wanienka
- 1 x blat typu CORIAN
- 2 x drzwiczki pełne
- 4 x szuflada o pełnym wysuwie
- 1 x materacyk do przewijania niemowląt




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL300 005 1650	1650	750	890

*inne wymiary na życzenie

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stanowisko zabiegowe kąpielowe dla niemowląt III

- 1 x wanienka
- 1 x blat typu CORIAN
- 4 x szuflada o pełnym wysuwie
- 1 x materacyk do przewijania niemowląt




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL300 004 1650	1650	750	890

*inne wymiary na życzenie

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stanowisko zabiegowe dla niemowląt

- 1 x wanienka
- 1 x blat typu CORIAN
- 4 x szuflada o pełnym wysuwie
- 1 x materacyk do przewijania niemowląt




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL300 001 750	750	770	890

*inne wymiary na życzenie

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stanowisko kąpielowe dla niemowląt

- 1 x wanienka
- 1 x blat typu CORIAN
- 2 x drzwiczki pełne



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL300 003 900	900	600	890

*inne wymiary na życzenie

Zgodnie z MDD 93/42/EEC





KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO



*polski producent
mebli medycznych*

Technologia wykonania


Meble medyczne metalowe z korpusem ECO. Fronty szaf i szafek metalowe wykonane z podwójnej ocynkowanej, lakierowanej blachy, z **wygluszeniem** odpornym na wilgoć. Uchwyty w kształcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. **Pod uchwytami owalne przetłoczenie** - wgłębienie ułatwiające chwytanie. **Korpusy** szaf i szafek **wykonane z płyty** meblowej, dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wyposażone w trwale zintegrowane, metalowe cokoły nośne wyposażone w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. Szafki wiszące posiadające **okapnik** zintegrowany z korpusem. Okapnik zdecydowanie podwyższa walory higieniczne mebla. **Ściany wewnętrzne** mebli **wyposażone w rastry umożliwiające regulację wysokości** położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak **półki, ram koszy i kuwet co 25 mm**, co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni. **Szuflady o zróżnicowanych wysokościach** wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z **pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania**. **Zawiasy** drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, **umożliwiające otwarcie skrzydła o kąt 160°**. Drzwi przeszklone wyposażone w szkło bezpieczne. Blaty robocze z kompozytowego konglomeratu mineralnego lub oklejane laminatem HPL. Fronty oraz cokoły **pokryte farbami** proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z **jonami srebra** - naturalnym środkiem antybakteryjnym *IGP-DURA®care*, wspomagającym walkę z zakażeniami szpitalnymi. Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego (półki, kosze, szuflady, kuwety itp.) umożliwiają dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb odbiorcy.

Wypożyczenie mebli konfigurowane indywidualnie, według zapotrzebowania Użytkownika:

- półki z płyty meblowej laminowanej lub wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, ze skokową regulacją wysokości położenia,
- kosze i kuwety dostępne w rozmiarach zgodnych z normami DIN lub ISO mocowane w modułach bocznych wykonanych z tworzywa sztucznego lub w ramach z prowadnicami kulkowymi,
- wkłady do szuflad wykonane z blach lakierowanych proszkowo, stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego.

Po zamontowaniu meble są uszczelniane do ścian przy użyciu silikonu. Zabudowa stanowi jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.

Szafka jednodrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x półka przestawna
1 x drzwi pełne

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL404 203 400	400x300x720mm		
KL404 203 500	500x300x720mm		
KL404 203 600	600x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa przeszklona




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL404 103 400	400x300x720mm		
KL404 103 500	500x300x720mm		
KL404 103 600	600x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL404 202 800	800x300x720mm		
KL404 202 900	900x300x720mm		
KL404 202 1000	1000x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa przeszklona




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL404 102 800	800x300x720mm		
KL404 102 900	900x300x720mm		
KL404 102 1000	1000x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka trzydrzwiowa




Szafka dwukomorowa
3 x drzwi pełne
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL404 204 1200	1200x300x720mm		
KL404 204 1500	1500x300x720mm		
KL404 204 1800	1800x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie


Szafka trzydrzwiowa przeszklona




Szafka dwukomorowa
3 x drzwi przeszklone
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL404 104 1200	1200x300x720mm		
KL404 104 1500	1500x300x720mm		
KL404 104 1800	1800x300x720mm		

*inne wymiary na życzenie



Szafka otwarta




Szafka jednokomorowa
1 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 107 400	400	600	900
KL403 107 500	500	600	900
KL403 107 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blaty na życzenie

Szafka z trzema szufladami




Szafka jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 103 400	400	600	900
KL403 103 500	500	600	900
KL403 103 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blaty na życzenie

Szafka jednodrzwiowa




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 101 400	400	600	900
KL403 101 500	500	600	900
KL403 101 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blaty na życzenie

Szafka z czterema szufladami




Szafka jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 104 400	400	600	900
KL403 104 500	500	600	900
KL403 104 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blaty na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z szufladą




Szafka jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 102 400	400	600	900
KL403 102 500	500	600	900
KL403 102 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blaty na życzenie


Szafka z pięcioma szufladami




Szafka jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 105 400	400	600	900
KL403 105 500	500	600	900
KL403 105 600	600	600	900

*inne wymiary i rodzaje blaty na życzenie



Szafka z sześcioma szufladami




Szafka jednokomorowa
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 106 400	400x600x900mm		
KL403 106 500	500x600x900mm		
KL403 106 600	600x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z koszami I




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
5 x kosz KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 621 610	610x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa ze zlewozmywakiem




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Zlewozmywak jednokomorowy z syfonem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 110 400	400x600x900mm		
KL403 110 500	500x600x900mm		
KL403 110 600	600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z koszami II




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x kosz KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02 o wym. 538x500x180mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 622 610	610x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 201 800	800x600x900mm		
KL403 201 900	900x600x900mm		
KL403 201 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie


Szafka dwudrzwiowa z szufladą




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 213 800	800x600x900mm		
KL403 213 900	900x600x900mm		
KL403 213 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie



Szafka jednodrzwiowa narożna




Szafka jednokomorowa narożna
1x drzwi pełne
1 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 108 800	800	800	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z pięcioma szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 205 800	800	600	900
KL403 205 900	900	600	900
KL403 205 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z sześcioma szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 206 800	800	600	900
KL403 206 900	900	600	900
KL403 206 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z czterema szufladami I




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 207 800	800	600	900
KL403 208 900	900	600	900
KL403 209 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z szufladami




Szafka jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 202 800	800	600	900
KL403 202 900	900	600	900
KL403 202 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jedno drzewiowa z trzema szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 203 800	800	600	900
KL403 203 900	900	600	900
KL403 203 1000	1000	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie



Szafka jednodrzwiowa z czterema szufladami II




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 204 800	800x600x900mm		
KL403 204 900	900x600x900mm		
KL403 204 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka jednokomorowa II




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 216 800	800x600x900mm		
KL403 216 900	900x600x900mm		
KL403 216 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednokomorowa I




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
zlewozmywak dwukomorowy

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 217 800	800x600x900mm		
KL403 217 900	900x600x900mm		
KL403 217 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z dwunastoma szufladami




Szafka dwukomorowa
12 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 210 800	800x600x900mm		
KL403 210 900	900x600x900mm		
KL403 210 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z wysuwanymi koszami I




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x kosz KLDIN03 o wym.
835x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 941 920	920x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z wysuwanymi koszami II




Szafka dwukomorowa
2 x drzwi pełne
3 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
3 x kosz typ KLDIN04 o wym. 268x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 952 920	920x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie



Zabudowa trzykomorowa I




Szafka trzykomorowa
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 407 1200	1200	600	900
KL403 407 1500	1500	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa II




Szafka trzykomorowa
4 x drzwi pełne
3 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 501 1600	1600	600	900
KL403 501 2000	2000	600	900
KL403 501 2400	2400	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa III




Szafka trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 504 1600	1600	600	900
KL403 504 2000	2000	600	900
KL403 504 2400	2400	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa IV




Szafka trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
12 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 502 1600	1600	600	900
KL403 502 2000	2000	600	900
KL403 502 2400	2400	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie



Zabudowa dwukomorowa I




Szafka dwukomorowa
3 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 301 1200	1200x600x900mm		
KL403 301 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Zabudowa dwukomorowa II




Szafka dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 302 1200	1200x600x900mm		
KL403 302 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa V




Szafka trzykomorowa
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 406 1200	1200x600x900mm		
KL403 406 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Zabudowa trzykomorowa VI



Szafka trzykomorowa
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat z laminatu

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 402 1200	1200x600x900mm		
KL403 402 1500	1500x600x900mm		

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Szafa jednodrzwiowa I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
5 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 101 400	400	600	2100
KL405 101 500	500	600	2100
KL405 101 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 102 400	400	600	2100
KL405 102 500	500	600	2100
KL405 102 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 103 400	400	600	2100
KL405 103 500	500	600	2100
KL405 103 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa z półkami

Szafa jednokomorowa
5 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 104 400	400	600	2100
KL405 104 500	500	600	2100
KL405 104 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa I

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 202 400	400	600	2100
KL405 202 500	500	600	2100
KL405 202 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 105 400	400	600	2100
KL405 105 500	500	600	2100
KL405 105 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 203 400	400	600	2100
KL405 203 500	500	600	2100
KL405 303 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z szufladami

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
3 x półka przestawna
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 204 400	400	600	2100
KL405 204 500	500	600	2100
KL405 204 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 107 500	500	600	2100
KL405 107 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa na cewniki

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
3 x wysuwany wieszak na cewniki
2 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 106 500	500	600	2100
KL405 106 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z sejfem

Szafa jednodrzwiowa z sejfem
1 x drzwi pełne
3 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 105 400	400	600	2100
KL405 105 500	500	600	2100
KL405 105 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie





Szafa jednodrzwiowa przeszklona z szufladami

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi przeszklone
3 x półka przestawna
5 X szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 205 400	400	600	2100
KL405 205 500	500	600	2100
KL405 205 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z koszami I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz typ KLDIN01 o wym.
538x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 611 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z koszami II

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
7 x kosz typ KLDIN02 o wym.
538x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 613 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz typ KLDIN01 o wym.
538x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 616 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami II

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz typ KLDIN01 o wym.
538x500x100mm
4 x kosz typ KLDIN02 o wym.
538x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 612 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa z koszami i sejfem

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x sejf
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
7 x kosz typ KLDIN01 o wym.
538x500x100mm
2 x kosz typ KLDIN02 o wym.
538x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 614 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie





Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami III

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
2 x kosz typ KLDIN01 o wym.
538x500x100mm
3 x wysuwany wieszak na cewnik
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 619 610	610	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa otwarta

Szafa jednokomorowa
5 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 303 800	800x600x2100mm		
KL405 303 900	900x600x2100mm		
KL405 303 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 301 800	800x600x2100mm		
KL405 301 900	900x600x2100mm		
KL405 301 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona III

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 302 800	800x600x2100mm		
KL405 302 900	900x600x2100mm		
KL405 302 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa I

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 401 800	800x600x2100mm		
KL405 401 900	900x600x2100mm		
KL405 401 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
4 x wysuwany wieszak na endoskop
2 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 304 1000	1000x600x2100mm		
KL405 304 1100	1100x600x2100mm		
KL405 304 1200	1200x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie





Szafa czterodrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x drzwi pełne
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 402 800	800x600x2100mm		
KL405 402 900	900x600x2100mm		
KL405 402 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone
4 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 403 800	800	600	2100
KL405 403 900	900	600	2100
KL405 403 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa z koszami

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz typ KLDIN03 o wym.
835x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 911 920	920	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona z koszami

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
5 x kosz typ KLDIN03 o wym. 835x500x100mm
8 x kosz typ KLDIN02 o wym. 538x500x180mm
8 x kosz typ KLDIN05 o wym. 268x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 912 920	920	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa z koszami

Szafa trzykomorowa
4 x drzwi pełne
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz typ KLDIN03 o wym. 835x500x100mm
8 x kosz typ KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
8 x kosz typ KLDIN04 o wym. 258x500x100mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 921 920	920	600	2100

*inne wymiary na życzenie





Szafa czterodrzwiowa przeszklona z koszami

Szafa trzykomorowa
2 x drzwi pełne
2 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
5 x kosz typ KLDIN03 o wym. 835x500x100mm
8 x kosz typ KLDIN02 o wym. 538x500x180mm
8 x kosz typ KLDIN05 o wym. 268x500x180mm

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL405 926 920	920	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Biurko I

Biurko medyczne - komputerowe
1 x szafka otwarta na komputer
1 x półka na klawiaturę

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 611 1000	1000x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Biurko II

Biurko medyczne

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 601 1400	1400x600x750mm		


*inne wymiary na życzenie

Biurko III

Biurko medyczne z szafką zamkniętą
1x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
1 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 602 1200	1200x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie

Biurko IV


Biurko medyczne z szufladami,
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 603 1200	1200x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie



Biurko V




Biurko medyczne
z szafką zamkniętą
1x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
5 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 605 1600	1600x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie

Biurko VI




Biurko medyczno - komputerowe
1 x szafka otwarta na komputer
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka na klawiaturę

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 613 1400	1400x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie

Biurko VII




Biurko medyczno - komputerowe
1 x szafka otwarta na komputer
1 x szafka zamkniętą
1 x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka na klawiaturę

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL403 612 1400	1400x600x750mm		

*inne wymiary na życzenie

Nadstawka



Nadstawka na biurko
medyczno - komputerowe lub
ładę wykonywana pod
indywidualne
zamówienie

Nr katalogowy
KL 40 NADSTAWKA

*inne wymiary na życzenie




Kontener przejezdny pod ladę I

1 x drzwiczki pełne,
1 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 101 460	460x550x650mm		
KL402 201 510	510x550x840mm		

*inne wymiary na życzenie




Kontener przejezdny pod ladę II

1 x szuflada z wkładem z tworzywa ABS
1 x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 202 510	510x550x840mm		
KL402 102 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie




Kontener przejezdny pod ladę III

2 x szuflada z wkładem z tworzywa ABS

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 106 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie




Kontener przejezdny pod ladę IV

4 x szuflada z wkładem z tworzywa ABS

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 108 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie




Kontener przejezdny pod ladę V

4 x szuflada z wkładem z tworzywa ABS

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 204 510	510x550x840mm		

*inne wymiary na życzenie




Kontener przejezdny pod ladę

3 x szuflada z wkładem z tworzywa ABS

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 103 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie




Kontener przejezdny pod ladę VII

3 x szuflada z wkładem z tworzywa ABS

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 107 460	460x550x650mm		

*inne wymiary na życzenie



Kontener przejezdny pod ladę VIII

3 x szuflada z wkładem z tworzywa ABS


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL402 203 510	510x550x840mm		

*inne wymiary na życzenie



Stanowisko zabiegowo kąpielowe dla niemowląt I

1 x stanowisko trzykomorowe z blatem laminowanym, wanienką i materacykiem do przewijania niemowląt
3 x drzwi pełne
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x kosz KLDI01 o wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02 o wym. 538x500x180mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL400 006 1900	1900	600	890

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

*inne wymiary na życzenie

Stanowisko zabiegowo kąpielowe dla niemowląt III

1 x wanienka
1 x blat laminowany na szafce i komorze otwartej
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x materacyk do przewijania niemowląt




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL400 004 1650	1650	750	600

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

*inne wymiary na życzenie

Stanowisko kąpielowe dla niemowląt

1 x blat z ABS z wanienką na szafce jednokomorowej
2 x drzwiczki pełne




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL400 003 900	900	600	890

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

*inne wymiary na życzenie

Stanowisko zabiegowo kąpielowe dla niemowląt II

1 x blat laminowany z wanienką na szafce dwukomorowej
2 x drzwiczki pełne
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x materacyk do przewijania niemowląt




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL400 005 1650	1650	750	600

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

*inne wymiary na życzenie

Stanowisko zabiegowe dla niemowląt

1 x blat z ABS
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x materacyk do przewijania niemowląt



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL400 001 750	750	770	890

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

*inne wymiary na życzenie



A photograph of a modern, multi-level metal structure, possibly a staircase or a display stand, with a blue and red text overlay. The structure is made of dark metal and has several horizontal platforms. The background is a bright, overexposed outdoor area with a metal railing visible on the right. The text "KLAROLINE" is written in a stylized font, with "KLARO" in blue and "LINE" in red.

KLAROLINE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej



*polski producent
mebli medycznych*

Technologia wykonania


Meble medyczne w całości **wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9**. **Fronty szaf i szafek metalowe** wykonane z podwójnej stali, z **wygluszeniem** odpornym na wilgoć. Uchwyty w kształcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. **Pod uchwytami owalne przetłoczenie** - wgłębienie ułatwiające chwytanie. **Korpusy szaf i szafek wykonane ze stali w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym** odpornym na wilgoć, **wyposażone w** trwale zintegrowane, metalowe **cokoły nośne** wyposażone w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. Szafki wiszące posiadające **okapnik** zintegrowany z korpusem. Okapnik zdecydowanie podwyższa walory higieniczne mebla. **Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości** położenia montowanych wewnątrz **elementów** takich jak **półki, ram, koszy i kuwet co 25 mm**, co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni. **Szuflady o zróżnicowanych wysokościach** wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z **pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania**. **Zawiasy** drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, **umożliwiające otwarcie skrzydła o kąt 160°**. Drzwi przeszkłone wyposażone w szkło bezpieczne. Błaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przyściennymi. Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego (półki, kosze, szuflady, kuwety itp.) umożliwiającą dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb odbiorcy.

Wyposażenie mebli konfigurowane indywidualnie, według zapotrzebowania Użytkownika:

- półki wykonane z blachy kwasoodpornej ze skokową regulacją wysokości położenia,
- kosze i kuwety dostępne w rozmiarach zgodnych z normami DIN lub ISO mocowane w modułach bocznych wykonanych z tworzywa sztucznego lub w ramach z prowadnicami kulkowymi,
- wkłady do szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego.

Po zamontowaniu meble są uszczelniane do ścian przy użyciu silikonu. Zabudowa stanowi jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.

Szafka otwarta




Szafka jednokomorowa
2 x półka przestawna

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL204 103 400	400	300	720
KL204 103 500	500	300	720
KL204 103 600	600	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL204 202 400	400	300	720
KL204 202 500	500	300	720
KL204 202 600	600	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka otwarta




Szafka jednokomorowa
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL204 103 800	800	300	720
KL204 103 900	900	300	720
KL204 103 1000	1000	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa przeszklona




Szafka jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL204 102 400	400	300	720
KL204 102 500	500	300	720
KL204 102 600	600	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa przeszklona




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL204 101 800	800	300	720
KL204 101 900	900	300	720
KL204 101 1000	1000	300	720

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL204 201 800	800	300	720
KL204 201 900	900	300	720
KL204 201 1000	1000	300	720

*inne wymiary na życzenie



Szafka otwarta



Szafka jednokomorowa
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 105 400	400	600	900
KL203 105 500	500	600	900
KL203 105 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka z trzema szufladami




Szafka jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 103 400	400	600	900
KL203 103 500	500	600	900
KL203 103 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa



Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 101 400	400	600	900
KL203 101 500	500	600	900
KL203 101 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka z czterema szufladami




Szafka jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 104 400	400	600	900
KL203 104 500	500	600	900
KL203 104 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z szufladą



Szafka jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 102 400	400	600	900
KL203 102 500	500	600	900
KL203 102 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka z pięcioma szufladami




Szafka jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 107 400	400	600	900
KL203 107 500	500	600	900
KL203 107 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka z dwoma szufladami




Szafka jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 109 400	400	600	900
KL203 109 500	500	600	900
KL203 109 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka z dwoma szufladami CARGO




Szafka dwukomorowa
2 x szuflada CARGO
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 108 600	600	600	900
KL203 108 800	800	600	900
KL203 108 900	900	600	900

*inne wymiary na życzenie

Szafka otwarta




Szafka jednokomorowa
1 x półka przestawna
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 105 800	800x600x900mm		
KL203 105 900	900x600x900mm		
KL203 105 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 201 800	800x600x900mm		
KL203 201 900	900x600x900mm		
KL203 201 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa




Szafka dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 206 800	800x600x900mm		
KL203 206 900	900x600x900mm		
KL203 206 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka dwudrzwiowa z szufladami



Szafka trzykomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 202 800	800x600x900mm		
KL203 202 900	900x600x900mm		
KL203 202 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa dwukomorowa z trzema szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 203 800	800x600x900mm		
KL203 203 900	900x600x900mm		
KL203 203 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z czterema szufladami



Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 204 800	800x600x900mm		
KL203 204 900	900x600x900mm		
KL203 204 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka jednodrzwiowa z pięcioma szufladami




Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 207 800	800x600x900mm		
KL203 208 900	900x600x900mm		
KL203 209 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Szafka z dwoma drzwiami przesuwными



Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
1 x przestawna półka
Błat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 205 800	800x600x900mm		
KL203 205 900	900x600x900mm		
KL203 205 1000	1000x600x900mm		


*inne wymiary na życzenie

Szafa jednodrzwiowa

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 101 400	400	600	2100
KL205 101 500	500	600	2100
KL205 101 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 104 400	400	600	2100
KL205 104 500	500	600	2100
KL205 104 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 102 400	400	600	2100
KL205 102 500	500	600	2100
KL205 102 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa jednodrzwiowa przeszklona II

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 103 400	400	600	2100
KL205 103 500	500	600	2100
KL205 103 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa I

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 201 400	400	600	2100
KL205 201 500	500	600	2100
KL205 201 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 202 400	400	600	2100
KL205 202 500	500	600	2100
KL205 202 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 203 400	400	600	2100
KL205 203 500	500	600	2100
KL205 303 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa depozytowa I

Szafa czterekomorowa
5 x drzwi pełne zamykane na klucz

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 106 400	400	600	2100
KL205 106 500	500	600	2100
KL205 106 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona I

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 107 500	500	600	2100
KL205 107 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa z uchwytami na cewniki

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
3 x wysuwany wieszak na cewniki
2 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 108 500	500	600	2100
KL205 108 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa I

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 111 400	400	600	2100
KL205 111 500	500	600	2100
KL205 111 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie





Szafa ubraniowa przelotowa II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 112 400	400	600	2100
KL205 112 500	500	600	2100
KL205 112 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa przeszklona

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 213 400	400	600	2100
KL205 213 500	500	600	2100
KL205 313 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa depozytowa

Szafa pięciokomorowa
10 x drzwi pełne zamykane na klucz

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 109 400	400	600	2100
KL205 109 500	500	600	2100
KL205 109 600	600	600	2100

*inne wymiary na życzenie



Szafa dwudrzwiowa III

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 301 800	800	600	2100
KL205 301 900	900	600	2100
KL205 301 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa II

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
2 x drążek
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 105 800	800	600	2100
KL205 105 900	900	600	2100
KL205 105 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona V

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 302 800	800	600	2100
KL205 302 900	900	600	2100
KL205 302 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona VI

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 303 800	800	600	2100
KL205 303 900	900	600	2100
KL205 303 1000	1000	600	2100

*inne wymiary na życzenie



Szafa dwudrzwiowa ubraniowa

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, przesuwne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 311 800	800x600x2100mm		
KL205 311 900	900x600x2100mm		
KL205 311 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 501 800	800x600x2100mm		
KL205 501 900	900x600x2100mm		
KL205 501 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona III

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 502 800	800x600x2100mm		
KL205 502 900	900x600x2100mm		
KL205 502 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona IV

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 503 800	800x600x2100mm		
KL205 503 900	900x600x2100mm		
KL205 503 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona I

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 402 800	800x600x2100mm		
KL205 402 900	900x600x2100mm		
KL205 402 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona II

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone oraz ścianki
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 403 800	800x600x2100mm		
KL205 403 900	900x600x2100mm		
KL205 403 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona III

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone przesuwne
2 x drzwi pełne przesuwne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 602 800	800x600x2100mm		
KL205 602 900	900x600x2100mm		
KL205 602 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona IV

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone przesuwne
2 x drzwi pełne przesuwne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 603 800	800x600x2100mm		
KL205 603 900	900x600x2100mm		
KL205 603 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa przeszklona V

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone przesuwne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 604 800	800x600x2100mm		
KL205 604 900	900x600x2100mm		
KL205 604 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa przelotowa II

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 315 800	800x600x2100mm		
KL205 315 900	900x600x2100mm		
KL205 315 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa przeszklona przelotowa

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 512 800	800x600x2100mm		
KL205 512 900	900x600x2100mm		
KL205 512 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa ubraniowa przelotowa II

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x przestawna półka
2 x drążek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 312 800	800x600x2100mm		
KL205 312 900	900x600x2100mm		
KL205 312 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa II

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 401 800	800x600x2100mm		
KL205 401 900	900x600x2100mm		
KL205 401 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa z dwoma szufladami

Szafa trzykomorowa
2 x szuflada CARGO
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 404 800	800x600x2100mm		
KL205 404 900	900x600x2100mm		
KL205 404 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa dwudrzwiowa z trzema szufladami

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflady CARGO

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 405 800	800x600x2100mm		
KL205 405 900	900x600x2100mm		
KL205 405 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa depozytowa II

Szafa ośmiokomorowa
8 x drzwi pełne zamykane na klucz

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 116 800	800x600x2100mm		
KL205 116 900	900x600x2100mm		
KL205 116 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa endoskopowa przeszklona II

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
4 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 304 800	800x600x2100mm		
KL205 304 900	900x600x2100mm		
KL205 304 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie




Szafa czterodrzwiowa I


Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL205 601 800	800x600x2100mm		
KL205 601 900	900x600x2100mm		
KL205 601 1000	1000x600x2100mm		

*inne wymiary na życzenie



Stół roboczy I




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 101 600	600	600	900
KL201 101 800	800	600	900
KL201 101 900	900	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy z szafką I




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 201 800	800	600	900
KL201 201 1000	1000	600	900
KL201 201 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy II




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 102 400	400	300	720
KL201 102 500	500	300	720
KL201 102 600	600	300	720

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy z szafką II



Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.


1 x szafka jednodrzwiowa z półką

1 x komora podblatowa

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 211 800	800	600	900
KL201 211 1000	1000	600	900
KL201 211 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy III




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

1 x półka montowana na stałe.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 103 600	700	600	900
KL201 103 800	800	600	900
KL201 103 900	900	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Stół roboczy z szafką i szufladą I




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

1 x szuflada o pełnym wysuwie

1 x szafka jednodrzwiowa z półką


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 202 800	800	600	900
KL201 202 1000	1000	600	900
KL201 202 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie



Stół roboczy IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL2000011400	1400x600x900mm		
KL2000011600	1600x600x900mm		
KL2000011800	1800x600x900mm		




*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Blat płaski, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół roboczy V

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL2000021400	1400x600x900mm		
KL2000021600	1600x600x900mm		
KL2000021800	1800x600x900mm		




*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Blat płaski, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki. Z dolną półką.

Stół roboczy VI

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL2000141400	1400x600x720mm		
KL2000141500	1500x600x720mm		
KL2000141600	1600x600x720mm		




*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. 1 x półka montowana na stałe.

Stół roboczy VII

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL2011111400	1400x600x900mm		
KL2011111600	1600x600x900mm		
KL201 111 1800	1800x600x900mm		




*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Sześcionożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół roboczy ociekowy II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL2011131400	1400x600x900mm		
KL2011131600	1600x600x900mm		
KL2011131800	1800x600x900mm		




*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie

Blat ociekowy zagłębiony z fartuchem tylnym, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Sześcionożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół roboczy VIII

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL2011121400	1400x600x900mm		
KL2011121600	1600x600x900mm		
KL2011121800	1800x600x900mm		



*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie


Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.



Stół roboczy ociekowy I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 104 600	600	600	900
KL201 104 800	800	600	900
KL201 104 900	900	600	900

*inne wymiary na życzenie




Blat ociekowy zagłębiony z fartuchem tylnym, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

Stół roboczy z szafką i szufladą II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 212 800	800	600	900
KL201 212 1000	1000	600	900
KL201 212 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wy głużony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x szafka jednodrzwiowa z półką
1 x komora podblatowa

Stół roboczy z szufladami I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 203 800	800	600	900
KL201 203 1000	1000	600	900
KL201 203 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wy głużony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

3 x szuflada o pełnym wysuwie

Stół roboczy z szufladami II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 213 800	800	600	900
KL201 213 1000	1000	600	900
KL201 213 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wy głużony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

3 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x komora podblatowa

Stół roboczy z szufladami III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 204 800	800	600	900
KL201 204 1000	1000	600	900
KL201 204 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wy głużony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.

4 x szuflada o pełnym wysuwie

Stół roboczy z szufladami IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 214 800	800	600	900
KL201 214 1000	1000	600	900
KL201 214 1200	1200	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie



Blat płaski z fartuchem tylnym, wy głużony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wy poziomowanie blatu.


4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x komora podblatowa



Stół roboczy z szafką III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 301 1200	1200	600	900
KL201 301 1400	1400	600	900
KL201 301 1600	1600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół roboczy z szafką IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 311 1200	1200	600	900
KL201 311 1400	1400	600	900
KL201 311 1600	1600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu a życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką
1 x komora podblatowa

Stół roboczy z szufladami i szafką I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 302 1200	1200	600	900
KL201 302 1400	1400	600	900
KL201 302 1600	1600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu na życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

3 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Stół roboczy z szufladami i szafką II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 312 1200	1200	600	900
KL201 312 1400	1400	600	900
KL201 312 1600	1600	600	900

*inne wymiary i rodzaj blatu a życzenie




Blat płaski z fartuchem tylnym, wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. 3 x szuflada o pełnym wysuwie

1 x szafka jednodrzwiowa z półką
1 x komora podblatowa

Stół roboczy podświetlany I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 010 1400	1400	700	900
KL200 010 1600	1600	700	900
KL200 010 1800	1800	900	900

*inne wymiary na życzenie




Stół z podświetlonym blatem, blat typu TRESPA. W standardzie bezpieczna, biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło. Czteronożna podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. Rama ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Stół roboczy podświetlany II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 011 1400	1400	700	900
KL200 011 1600	1600	700	900
KL200 011 1800	1800	900	900

*inne wymiary na życzenie




Stół z podświetlonym blatem, blat typu TRESPA. W standardzie bezpieczna, biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło. Podstawa wykończona u dołu półką obsadzoną na cokole umożliwiającym wypoziomowanie blatu. Rama ze stali kwasoodpornej OH18N9.



Stół do opatrunków gipsowych I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL202 001 1200	1200	600	900
KL202 001 1400	1400	600	900
KL202 001 1600	1600	600	900

*inne wymiary na życzenie




Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych*
Błat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Sześciopiętrowa rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół do opatrunków gipsowych II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL202 011 1200	1200	600	900
KL202 011 1400	1400	600	900
KL202 011 1600	1600	600	900

*inne wymiary na życzenie




Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych* Błat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Komora podblatowa oraz rama ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Stół do opatrunków gipsowych III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL202 002 1200	1200	600	900
KL202 002 1400	1400	600	900
KL202 002 1600	1600	600	900

*inne wymiary na życzenie




Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych* Błat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół do opatrunków gipsowych IV

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL202 003 1200	1200	600	900
KL202 003 1400	1400	600	900
KL202 003 1600	1600	600	900

*inne wymiary na życzenie




Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych* Błat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Zlewozmywak z szafką

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 000 500	500	600	900
KL203 000 600	600	600	900

*inne wymiary na życzenie




Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką.

Stół roboczy ze zlewozmyakiem I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 012 800	800	600	900
KL203 012 1000	1000	600	900
KL203 012 1200	1200	600	900

*inne wymiary na życzenie



Stół roboczy z basenem bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Czteropiętrowa rama ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie stołu.




Stół roboczy ze zlewozmywakiem II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 010 800	800x600x900mm		
KL203 010 900	900x600x900mm		
KL203 010 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie stołu.




Stół roboczy ze zlewozmywakiem III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 018 600	600x600x900mm		
KL203 018 800	800x600x900mm		
KL203 018 900	900x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Komora podblatowa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.



Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką I


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 013 900	900x600x900mm		
KL203 013 1000	1000x600x900mm		
KL203 013 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

1 x szafka jednodrzwiowa z półką




Stół roboczy ze zlewozmywakiem, szufladą i szafką

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 014 900	900x600x900mm		
KL203 014 1000	1000x600x900mm		
KL203 014 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szuflada o pełnym wysuwie, 1 x szafka jednodrzwiowa z półką




Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szufladami

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 016 1200	1200x600x900mm		
KL203 016 1400	1400x600x900mm		
KL203 016 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką




Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 019 1200	1200x600x900mm		
KL203 019 1400	1400x600x900mm		
KL203 019 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka dwudrzwiowa z półką, 1 x komora podblatowa




Stół roboczy ze zlewozmywakiem, szufladami i szafką I

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 017 1200	1200x600x900mm		
KL203 017 1400	1400x600x900mm		
KL203 017 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu. 1 x szafka jednodrzwiowa z półką 3 x szuflada o pełnym wysuwie




Stół roboczy ze zlewozmywakiem, szufladami i szafką II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 020 1200	1200x600x900mm		
KL203 020 1400	1400x600x900mm		
KL203 020 1600	1600x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy* bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka jednodrzwiowa z półką, 3 x szuflada o pełnym wysuwie, 1 x komora podblatowa



Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szufladami

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 015 900	900x600x900mm		
KL203 015 1000	1000x600x900mm		
KL203 015 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 3 x szuflada o pełnym wysuwie




Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką II

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 001 800	800x600x900mm		
KL203 001 900	900x600x900mm		
KL203 001 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka dwudrzwiowa z półką




Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką III

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 003 900	900x600x900mm		
KL203 003 1000	1000x600x900mm		
KL203 003 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka dwudrzwiowa z półką, drzwi przesuwne




Stół roboczy ze zlewozmywakiem IV


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 011 900	900x600x900mm		
KL203 011 1000	1000x600x900mm		
KL203 011 1200	1200x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony z fartuchem tylnym bez otworu na baterię sztorcową. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.



Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką IV




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 002 800	800x600x900mm		
KL203 002 900	900x600x900mm		
KL203 002 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.

1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół roboczy ze zlewozmywakiem i szafką V




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL203 004 800	800x600x900mm		
KL203 004 900	900x600x900mm		
KL203 004 1000	1000x600x900mm		

*inne wymiary na życzenie

Stół zlewozmywakowy*, blat zagłębiony bez otworu na baterię sztorcową, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Podstawa ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu. 1 x szafka dwudrzwiowa z półką, drzwi przesuwne

Regał ażurowy I


Regał ażurowy z płynną regulacją półek



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 310 920	920x360x1820mm		
KL200 310 1220	1220x360x1820mm		
KL200 310 1520	1520x360x1820mm		

Regał ażurowy II

Regał ażurowy z płynną regulacją półek




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 313 460	460x460x1820mm		
KL200 313 920	920x460x1820mm		
KL200 313 1220	1220x460x1820mm		
KL200 313 1520	1520x460x1820mm		



Regał ażurowy III

Regał ażurowy z płynną regulacją półek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 314 610	610	610	1820
KL200 314 920	920	610	1820
KL200 314 1070	1070	610	1820
KL200 314 1220	1220	610	1820



Półka ażurowa




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 311 920	920	360	25
KL200 311 1220	1220	360	25
KL200 311 1520	1520	360	25
KL200 311 460	460	460	25
KL200 311 921	920	460	25
KL200 311 1221	1220	460	25
KL200 311 1521	1520	460	25
KL200 311 610	610	610	25
KL200 31 1922	920	610	25
KL200 311 1070	1070	610	25
KL200 311 1222	1220	610	25

Regał czteropółkowy I

Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami montowanymi na stałe


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 501 600	600	450	2100
KL207 501 700	700	450	2100
KL207 501 800	800	450	2100
KL207 501 900	900	450	2100
KL207 501 1000	1000	450	2100



Regał pięciopółkowy

Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z pięcioma półkami montowanymi na stałe


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 502 600	600	450	2100
KL207 502 700	700	450	2100
KL207 502 800	800	450	2100
KL207 502 900	900	450	2100
KL207 502 1000	1000	450	2100



Regał czteropółkowy II

Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami o regulowanym rozstawie półek


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 503 600	600	450	2100
KL207 503 700	700	450	2100
KL207 503 800	800	450	2100
KL207 503 900	900	450	2100
KL207 503 1000	1000	450	2100



Regał czteropółkowy III

Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami prętowymi montowanymi na stałe


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 601 600	600	400	2100
KL207 601 700	700	400	2100
KL207 601 800	800	400	2100
KL207 601 900	900	400	2100
KL207 601 1000	1000	400	2100



Regał na baseny i kaczki

Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami prętowymi na baseny i kaczki


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 602 600	600	400	2100
KL207 602 700	700	400	2100
KL207 602 800	800	400	2100
KL207 602 900	900	400	2100
KL207 602 1000	1000	400	2100



Regał czteropółkowy IV

Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami prętowymi o regulowanym rozstawie półek


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 603 600	600	400	2100
KL207 603 700	700	400	2100
KL207 603 800	800	400	2100
KL207 603 900	900	400	2100
KL207 603 1000	1000	400	2100



Regał ścienny I

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z trzema półkami


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 403 600	600x300x600mm		
KL207 403 800	800x300x600mm		
KL207 403 900	900x300x600mm		
KL207 403 1000	1000x300x600mm		
KL207 403 1100	1100x300x600mm		
KL207 403 1200	1200x300x600mm		



Półki regałowe I

Półka regałowa pełna
do regału o regulowanym
rozstawie półek


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*	
	Szer.	Gł.
KL207 511 600	600x450mm	
KL207 511 700	700x450mm	
KL207 511 800	800x450mm	
KL207 511 900	900x450mm	
KL207 511 1000	1000x450mm	



Regał ścienny II

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z dwiema półkami


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 402 600	600x300x300mm		
KL207 402 800	800x300x300mm		
KL207 402 900	900x300x300mm		
KL207 402 1000	1000x300x300mm		
KL207 402 1100	1100x300x300mm		
KL207 402 1200	1200x300x300mm		



Półki regałowe II

Półka regałowa prętowa
do regału o regulowanym
rozstawie półek


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*	
	Szer.	Gł.
KL207 611 600	600x400mm	
KL207 611 700	700x400mm	
KL207 611 800	800x400mm	
KL207 611 900	900x400mm	
KL207 611 1000	1000x400mm	



Regał ścienny III

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej
OH18N9 jednopółkowy


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 401 600	600x300x300mm		
KL207 401 800	800x300x300mm		
KL207 401 900	900x300x300mm		
KL207 401 1000	1000x300x300mm		
KL207 401 1100	1100x300x300mm		
KL207 401 1200	1200x300x300mm		



Regał ścienny IV


Regał ścienny ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z pięcioma półkami o stałym
rozstawie

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 702 600	600x300x1800mm		
KL207 702 900	900x300x1800mm		
KL207 702 1200	1200x300x1800mm		



Półka


Półka regałowa pełna
do regału listwowego



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 736 580	580x260x150mm		

Wieszak I


Wieszak prosty do regału
listwowego



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 737 580	580x180x100mm		

Półka I


Półka prętowa na kaczki
do regału listwowego



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 734 580	580x190x300mm		

Półka II

Półka prętowa podwójna
do regału listwowego



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 735 580	580x260x300mm		

Kosz I

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1 STE



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 731 580	580x285x260mm		

Kosz II

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1/2 STE



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 732 580	580x285x130mm		

Kosz III


Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1 STE
z wcięciem



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 733 580	580x285x260mm		

Regał listwowy


Regał jezdny ze stali kwasoodpornej
OH18N9 listwowy



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 703 530	530x600x1500mm		

Wieszak II


Wieszak na obuwie do regału
listwowego



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 738 580	580x280x280mm		

Wieszak III

Wieszak na węże lub chusty operacyjne
do regału listwowego




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 739 580	580x180x280mm		

Regał ścienny V

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej OH18N9
listwowy

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
	Wys.
KL207 701 900	900mm
KL207 701 1500	1500mm
KL207 701 1800	1800mm



Wypożyczenie uzupełniające do mebli w zabudowie

Blaty

Blaty robocze to istotny, najbardziej eksploatowany element zabudowy meblowej, dlatego odpowiedni dobór blatu jest bardzo ważny i powinien być dobrze przemyślany. Miejsce użytkowania zabudowy oraz wykonywane na blacie czynności i stosowane odczynniki powinny być głównym wyznacznikiem podczas wyboru.

Najczęściej wykorzystywane blaty w środowisku medycznym:


- blaty monolityczne z laminatu ciśnieniowego (typu TRESPA),
- blaty z minerałów i żywic epoksydowo-akrylowych (typu konglomerat, np. firmy CORIAN),
- blaty laminowane i postformingowe,
- blaty ze stali kwasoodpornej.

Rodzaj blatu	Odporność				
	Na kwasy	Na zasady	Mechaniczna	Termiczna	Na promieniowanie UV
Monolityczny z laminatu ciśnieniowego	☺ ☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺ ☺
Z minerałów i żywic epoksydowo-akrylowych	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	
Laminowany i postforming	☺	☺	☺		☺ ☺ ☺
Ze stali kwasoodpornej		☺ ☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Ocena	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ bardzo dobra	☺ ☺ ☺ ☺ dobra	☺ ☺ przez krótki czas	☺ słaba	brak


Blaty robocze monolityczne z laminatu ciśnieniowego

Blaty robocze monolityczne z laminatu ciśnieniowego typ TRESPA „Max Compact” lub „Max-Resistance” zbudowane są ze sprasowanych włókien celulozowych tworzących twardy czarny rdzeń, następnie pokrytych obustronnie warstwą żywicy fenolowej. Jest to blat o dobrych właściwościach mechanicznych, bardzo dobrej odporności chemicznej i odporności na barwniki. Z uwagi na wysoką odporność, znajduje zastosowanie jako wykończenie zabudów mebli laboratoryjnych.

Blat dostępny w dwóch kolorach:



RAL 7047



RAL 9010

Blaty

Blaty robocze z minerałów i żywic epoksydowych

Blaty robocze typu Corian, wykonane są z monolitycznej płyty powstałej z mieszanki minerałów i tzw. żywic epoksydowo - akrylowych. Można je odnawiać przez szlifowanie i polerowanie. Ogromną zaletą jest możliwość wykonania niewidocznych łączeń pomiędzy elementami, tak aby całość wyglądała jak zrobiona z jednego kawałka.

Pozostałe właściwości: trudno palny, nienasiąkliwy, ciepły w dotyku.

Stosowane przez nas blaty posiadają rowek antyzaciekowy.

Paleta kolorystyki blatów



śnieżna droga



perłowa biel



słoneczny piasek



kość słoniowa



mglisty poranek




herbaciany beż




cappuccino




mleczna czekolada



szara platyna



stalowy granit




grafitowy pejzaż




gwieździsta noc



pistacjowa zieleń



sierpniowa trawa



kosmiczna otchłań



gwieździsta czerwień

Przedstawione wzory blatów mogą odbiegać od rzeczywistych i nie stanowią próbnika kolorów.

Blaty

Blaty robocze laminowane i postformingowe

Blaty robocze postformingowe wykonane na bazie płyty wiórowej, oklejonej wysokiej jakości laminatem, o gładkiej powierzchni. Spód pokryty papierem przeciwpędnym, zapobiegającym odkształcaniu się blatu, stanowi on jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią. Płyty mogą być wykonane z obrzeżem prostym (doklejka PCV) lub z krawędzią zaokrągloną typu postforming. Wykończenie: połysk lub półmat. Płyty laminowane są łatwe do utrzymania w czystości, odporne na temperaturę do +120°C. Odradza się jego stosowanie w miejscach o dużym zawilgoceniu oraz laboratoriach gdzie prowadzone są prace z substancjami wysoce agresywnymi. Pozostałe właściwości: ciepły w dotyku, przyjazny środowisku (klasa higieny E1).

Stosowane przez nas blaty posiadają rowek antyzaciekowy.

Paleta kolorystyki blatów



marmur carrara



piasek jasny



piasek Bilbao



conkorde



rumba



selenia



salsa



piasek



olivia



piaskowiec



granit sevilla




tarna



marmur zielony



consuela



granit ciemny



dolores

Przedstawione wzory blatów mogą odbiegać od rzeczywistych i nie stanowią próbnika kolorów.

Blaty

Blaty robocze ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Blaty wykonane są ze stali kwasoodpornej – z blachy odpornej na korozję. Symbol gatunku stali 0H18N9. Blaty te charakteryzują się zróżnicowaną odpornością chemiczną w zależności od rodzaju odczynników, dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Nadają się do prac z substancjami średnio agresywnymi np. w pracowniach izotopowych, medycznych, mikrobiologicznych.

Rodzaje blatów: w wersji z wygłuszeniem lub bez wygłuszenia, z fartuchem ściennym tylnym, z fartuchem z dwóch lub trzech stron; gładki lub z obrzeżem.


Przykładowe rodzaje blatów



blat gładki



blat z obrzeżem (zagłębieniem)




blat gładki z fartuchem tylnym



blat zagłębiony z fartuchem tylnym




blat gładki z trójstronnym fartuchem



blat zagłębiony z trójstronnym fartuchem


Zlewozmywaki

Zlewozmywak naszafkowy jednokomorowy




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20331600	
Zlewozmywak	600x600mm
Komora	340x340x150mm

Zlewozmywak nablutowy jednokomorowy I




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20341500	
Zlewozmywak	500x500mm
Komora	340x370x150mm

Zlewozmywak nablutowy jednokomorowy II




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20311455	
Zlewozmywak	455x435mm
Komora	360x355x150mm

Zlewozmywak nablutowy jednokomorowy III




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20321430	
Zlewozmywak	Ø430mm
Komora	Ø380x150mm

Zlewozmywak naszafkowy jednokomorowy z ociekaczem




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20332800	
Zlewozmywak	800x600mm
Komora	340x370x150mm

Zlewozmywak nablutowy jednokomorowy z ociekaczem I




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20312780	
Zlewozmywak	780x435mm
Komora	360x355x150mm

Zlewozmywak nablutowy jednokomorowy z ociekaczem II



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20342800	
Zlewozmywak	800x500mm
Komora	340x370x150mm


Zlewozmywak nablutowy jednokomorowy z ociekaczem III



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20322770	
Zlewozmywak	770x445mm
Komora	Ø410x150mm


Zlewozmywaki

Zlewozmywak nablatowy jednokomorowy z ociekaczem IV




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20323800	
Zlewozmywak	800x445mm
Komora	Ø360x150mm

Zlewozmywak dwukomorowy dwukomorowy I




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20324800	
Zlewozmywak	800x445mm
Komora	Ø360x150mm

Zlewozmywak dwukomorowy dwukomorowy II



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20313780	
Zlewozmywak	780x435mm
Komora	360x355x150mm



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*
KL20343800	
Zlewozmywak	800x500mm
Komora	340x370x150mm



Baterie

Bateria ścienna bezdotykowa

Nr kat. KLBS351

Bateria z regulatorem termostatycznym i zintegrowaną elektroniką sterującą



Bateria ścienna łokciowa

Nr kat. KLBS352

Bateria z przedłużonym uchwytem lekarskim, wylewka obrotowa



Bateria stojąca

Nr kat. KLBN353

Bateria z wylewką obrotową



Bateria stojąca łokciowa

Nr kat. KLBN354

Bateria z przedłużonym uchwytem lekarskim, wylewka obrotowa



Bateria stojąca z wyciąganą wylewką

Nr kat. KLBN355

Bateria z wyciąganą wylewką na odległość ok. 0,6 m.



Bateria stojąca z mieszaczem wody

Nr kat. KLBN356

Bateria z regulatorem temperatury za pomocą pokręteł, wylewka obrotowa



Bateria stojąca bezdotykowa

Nr kat. KLBN357

Bateria ze zintegrowaną elektroniką sterującą




Bateria stojąca natryskowa z wyciąganą wylewką


Nr kat. KLBN358



Kolorystyka korpusów



RAL 7047 (jasny szary)



RAL 1013 (jasny beż)

Fronty: podstawowe kolory z palety RAL



RAL 1015



RAL 1018



RAL 1028



RAL 1034



RAL 2012



RAL 3012



RAL 3014



RAL 3015



RAL 3017



RAL 3020



RAL 4005



RAL 5014



RAL 5015



RAL 6018



RAL 6019



RAL 6027




RAL 6033



RAL 7012



RAL 7047



RAL 9010

* Pozostałe kolory z palety RAL dostępne na indywidualne zamówienie



KLAROLINE

Mobilne meble medyczne



*polski producent
mebli medycznych*

Technologia wykonania

Linia wózków medycznych produkowanych przez naszą firmę stanowi uzupełnienie mebli medycznych stacjonarnych.

Wózki wykonujemy w trzech liniach:

- Wózki medyczne metalowe wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbą o właściwościach antybakteryjnych
- Wózki medyczne metalowe ze stali kwasoodpornej OH18N9
- Wózki medyczne metalowe o korpusie na profilu aluminiowym
- Drzwi i szuflady wózków wykonane z podwójnej blachy, z wygłuszeniem odpornym na wilgoć.
- Uchwyty w kształcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej.
- Pod uchwytami owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie.
- Szuflady o zróżnicowanych wysokościach i szerokościach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania.
- Ściany wewnętrzne korpusu wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek co 25 mm, co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
- Zawiasy drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie skrzydła o kąt 160°.
- Błat roboczy wózka wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS lub ze stali kwasoodpornej. Błat z obrzeżem lub trójstronną galeryjką.
- Ergonomiczny uchwyt o $\varnothing$ 25 mm, odpowiednio wyprofilowany ułatwiający przetaczanie wózka.
- Układ jezdny: 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 koła z blokadą.
- Odbojniki w formie krążków obrotowych, zabezpieczające wózek podczas transportu.
- Korpus wykonany z podwójnej ścianki z wygłuszeniem wykonanej z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, stali kwasoodpornej lub na profilu aluminiowym wypełnionym wysokiej jakości płytą laminowaną o klasie higienicznej E1.

O charakterze wózka medycznego decyduje jego wyposażenie

Różnorodność konfiguracji szuflad oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego (blaty, nadstawki, kosze, pojemniki, wieszaki, podziałki itp.) umożliwiającą dostosowanie wózka do konkretnych zadań i potrzeb odbiorcy.

Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 023 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej

1 x szuflada o pełnym wysuwie

Uchwyt do prowadzenia wózka

1 x kosz KLDIN02 o wym.

538x500x180mm

1 x półka

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680x600x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL106 025 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej

2 x szuflada o pełnym wysuwie

Uchwyt do prowadzenia wózka


1 x kosz KLDIN02 o wym.

538x500x180mm

1 x półka

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680x600x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL106 001 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej


1 x szuflada o pełnym wysuwie

Uchwyt do prowadzenia wózka

1 x półka

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680x600x900mm		



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 002 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej


2 x szuflada o pełnym wysuwie

Uchwyt do prowadzenia wózka

1 x półka

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680x600x900mm		



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 018 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej

Uchwyt do prowadzenia wózka


2 x szuflada o pełnym wysuwie

2 x drzwi pełne

1 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		




Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 022 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680	600	900

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 026 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x kosz KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
1 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680	600	900

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 020 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870	660	900

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 017 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870	660	900

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 019 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
szafka jednokomorowa otwarta
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870	660	900

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 014 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870	660	900



Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL106 011 600

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wyposażenie: uchwyt z miską na odpady, pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL106 012 600

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS


Uchwyt do prowadzenia wózka

4 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wyposażenie: uchwyt z miską na odpady, pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL106 013 600

Błat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką


Uchwyt do prowadzenia wózka

7 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wyposażenie: pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 9 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, uchwyt pojemnika na zużyte igły, wysuwana półka boczna

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek wielofunkcyjny

Nr kat. KL106 311 600

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek wielofunkcyjny

Nr kat. KL106 111 600

Błat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek wielofunkcyjny

Nr kat. KL106 211 600

Błat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką

Uchwyt do prowadzenia wózka


1 x szuflada o pełnym wysuwie

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		




Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 006 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka

4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne
2 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Zgodnie z MDD 93/42/EEC


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 007 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka

4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Zgodnie z MDD 93/42/EEC


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 008 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka

7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Zgodnie z MDD 93/42/EEC


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 009 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka

4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x wysuwana półka boczna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 015 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka

5 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 016 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka

7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		




Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 003 600

Błat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 004 600

Błat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
8 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 005 600

Błat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL106 010 600

Błat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 008 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne
2 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 007 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x szuflada CARGO
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		




Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 001 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwiczki pełne
2 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 002 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwiczki pełne
2 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 003 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 004 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
12 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 005 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL109 006 900

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
9 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		



Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL106 011 900

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wyposażenie: uchwyt z miską na odpady, pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		



Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL106 012 900

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS


Uchwyt do prowadzenia wózka

4 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wyposażenie: uchwyt z miską na odpady, pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		



Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL106 011 900

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką


Uchwyt do prowadzenia wózka

7 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wyposażenie: pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 9 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, uchwyt pojemnika na zużyte igły, wysuwana półka boczna

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL106 311 900

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL106 013 900

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL106 311 900

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką

Uchwyt do prowadzenia wózka


1 x szuflada o pełnym wysuwie

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1170x660x900mm		




Wózki medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wózek pościelowy pojedynczy

Wózek do przewożenia brudnej bielizny
Stelaż lakierowany proszkowo z uchwytem do prowadzenia wózka
Wózek z pokrywą na worek o poj. 120 l
Pokrywa ze stali lakierowanej proszkowo
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wypożyczenie:
1x bawełniany worek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 040 400	400x500x950mm		




Wózek pościelowy podwójny

Wózek do przewożenia brudnej bielizny
Stelaż lakierowany proszkowo z uchwytem do prowadzenia wózka
Wózek z dwoma pokrywami na worki o poj. 120 l
Pokrywy ze stali lakierowanej proszkowo
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wypożyczenie:
2x bawełniany worek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL102 040 700	700x500x900mm		




Wózek do transportu czystej i brudnej pościeli

Wózek pojedynczy, lakierowany proszkowo, z podziałem na strefę czystą i brudną
2x półka na czystą bieliznę
1x zbieracz brudnej bielizny z pokrywą
Pokrywa lakierowana proszkowo
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wypożyczenie:
1x bawełniany worek

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL101 140 900	900x500x1300mm		




Wózek do transportu czystej i brudnej pościeli

Wózek podwójny, lakierowany proszkowo, z podziałem na strefę czystą i brudną
2x półka na czystą bieliznę
2x zbieracz brudnej bielizny z pokrywą
Pokrywy lakierowane proszkowo
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wypożyczenie:
2x bawełniany worek


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL102 140 1300	1300x600x1300mm		



Uniwersalny wózek pościelowy


Wózek do transportu czystej bielizny
Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo
3x półka pełna, zamontowana na stałe
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL100 140 900	900x600x1650mm		



Wózki medyczne z korpusem na profilu aluminiowym

Wózek do dystrybucji leków




Wózek do dystrybucji leków i materiałów medycznych
 Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 Prowadnice modułowe z tworzywa ABS
 11 x kosz akrylowy typ KLDIN11 o wym. 538x500x100mm
 1x drzwi żaluzjowe, zamykane na klucz
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą
 Wyposażenie: 2x szyna sprzętowa

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 601 870			
Wózek bez osprzętu	870x660x900mm		
Blat roboczy	630x570x80mm		

*inne wymiary na życzenie

Wózek medyczny




Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 1x szuflada o pełnym wysuwie
 2x drzwiczki pełne
 1x przestawna półka
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą
 Wyposażenie: stelaż z pokrywą do worka na odpady; zamek centralny

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL303 304 870			
Wózek bez osprzętu	870x660x900mm		
Blat roboczy	630x570x80mm		

*inne wymiary na życzenie

Wózek medyczny




Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 4x szuflada o pełnym wysuwie
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą
 Wyposażenie: stelaż z pokrywą do worka na odpady; zamek centralny

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 301 870			
Wózek bez osprzętu	870x660x900mm		
Blat roboczy	630x570x80mm		

*inne wymiary na życzenie

Wózek medyczny



Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką. Uchwyt do prowadzenia wózka
 Prowadnice modułowe z tworzywa ABS
 5x kosz typu KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
 2x drzwiczki pełne zamykane na klucz
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą
 Wyposażenie: stelaż z pokrywą do worka na odpady;

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 302 870			
Wózek bez osprzętu	870x660x900mm		
Blat roboczy	630x570x80mm		

*inne wymiary na życzenie




Wózki medyczne z korpusem na profilu aluminiowym

Wózek wielofunkcyjny

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 2x szuflada o pełnym wysuwie
 2x drzwiczki pełne
 2x przestawna półka
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 401 870			
Wózek bez	870x660x900mm		
Blat roboczy	630x570x80mm		



Wózek ogólnozabiegowy

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 2x drzwiczki pełne, 2x przestawna półka
 Prowadnice modułowe z tworzywa ABS
 3x kosz typu KLDIN01 o wym. 538x500x100mm
 1x kosz typu KLDIN02 o wym. 538x500x180mm
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą
 Wyposażenie: stelaż z pokrywą do worka na odpady


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL309 206 1170			
Wózek bez osprzętu	1170x660x900mm		
Blat roboczy	930x570x80mm		



Wózek pościelowy

Blat roboczy zagłębiony,
 z tworzywa ABS
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 2x drzwiczki pełne
 2x przestawna półka
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL309 501 1170			
Wózek bez osprzętu	1170x660x900mm		
Blat roboczy	930x570x80mm		



Wózek ogólnozabiegowy

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 Prowadnice modułowe z tworzywa ABS
 2x drzwiczki pełne, 3x kosz typu KLDIN01 o wym. 538x500x100mm, 1x kosz typu KLDIN02 o wym. 538x500x180mm, 3x kosz typu KLDIN04 o wym. 268x500x100mm, 1x kosz typu KLDIN05 o wym. 268x500x180mm
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą
 Wyposażenie: stelaż z pokrywą do worka na odpady


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL309 202 1170			
Wózek bez osprzętu	1170x660x900mm		
Blat roboczy	930x570x80mm		



Wózek wielofunkcyjny


Blat roboczy z tworzywa ABS
 z trójsronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 1x szuflada o pełnym wysuwie
 2x drzwiczki pełne
 2x przestawna półka
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 402 870			
Wózek bez osprzętu	870x660x900mm		
Blat roboczy	630x570x80mm		



Blat roboczy z tworzywa ABS
 z trójsronną galeryjką
 Uchwyt do prowadzenia wózka
 2x drzwiczki pełne
 2x przestawna półka
 4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL306 403 870			
Wózek bez osprzętu	870x660x900mm		
Blat roboczy	630x570x80mm		



Wózki medyczne z korpusem na profilu aluminiowym

Wózek ogólnozabiegowy

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL307 111 1120			
Wózek bez osprzętu	1120x630x900mm		
Błat roboczy	930x570x30mm		

Wózek ogólnozabiegowy

Wózek ogólnozabiegowy

Błat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL307 112 1120			
Wózek bez osprzętu	1120x630x900mm		
Błat roboczy	930x570x30mm		

Wózek ogólnozabiegowy

Błat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL307 113 1120			
Wózek bez osprzętu	1120x630x900mm		
Błat roboczy	930x570x80mm		

Wózek ogólnozabiegowy

Błat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL307 114 1120			
Wózek bez osprzętu	1120x630x900mm		
Błat roboczy	930x570x80mm		

Wózek ogólnozabiegowy


Błat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL307 115 820			
Wózek bez osprzętu	820x630x900mm		
Błat roboczy	630x570x80mm		

Błat roboczy z tworzywa ABS z trójsronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Zgodnie z MDD 93/42/EEC


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL307 116 820			
Wózek bez osprzętu	820x630x900mm		
Błat roboczy	630x570x80mm		



Wyposażenie do wózków medycznych




Blat roboczy z tworzywa ABS, zagłębiony,
z trójstronna galeryjką o wys. 60 mm,
Wymiary: 630x570mm
Nr kat. KLWD01




Blat roboczy z tworzywa ABS, zagłębiony,
z trójstronna galeryjką o wys. 60 mm,
Wymiary: 930x570mm

Nr kat. KLWD02




Blat roboczy z tworzywa ABS, zagłębiony
Wymiary: 630x570mm

Nr kat. KLWD03



Blat roboczy z tworzywa ABS, zagłębiony
Wymiary: 930x570mm

Nr kat. KLWD04



Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
z obrzeżem

Nr kat. KLWD05




Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
z trójstronną bandą

Nr kat. KLWD06




Układ jezdny: koła jednorolkowe
o średnicy 125 mm
Nr kat. KLWD07



Układ jezdny: koła dwurolkowe
o średnicy 125 mm
Nr kat. KLWD08

Wyposażenie do wózków medycznych



Stelaż na odpady z pokrywą
Pojemność 10 l
Nr kat. KLWD09



Kosz na odpady poj. worka 8 l
z kolanowym systemem otwierania
Nr kat. KLWD10



Półka wysuwana
podbłatowa
Nr kat. KLWD11




Półka składana boczna
Wymiary: 400x300 mm
Nr kat. KLWD12



Półka pod defibrylator
Wymiary: 410 x 360 mm
Nośność: 80N/8kg
Nr kat. KLWD13



Półka pod defibrylator
Wymiary: 420 x 420 mm
Nośność: 80N/8kg
Nr kat. KLWD14



Uchwyt na pojemnik rękawiczek j.u
Nr kat. KLWD15



Uchwyt z pojemnikiem
na zużyte igły
Nr kat. KLWD16

Wypożyczenie do wózków medycznych



Nadstawka z 5 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Wymiary pojemnika 100x95x145 mm
Nr kat. KLWD17



Nadstawka z 4 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Wymiary pojemnika 130x125x190 mm
Nr kat. KLWD18



Nadstawka z 3 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Wymiary pojemnika 175x145x220 mm
Nr kat. KLWD19



Zestaw z 7 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Pojemniki o wymiarach
175x145x220 mm/ 130x125x190 mm
Nr kat. KLWD20



Zestaw z 8 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Pojemniki o wymiarach
130x125x190 mm
Nr kat. KLWD21



Zestaw z 9 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Pojemniki o wymiarach
130x125x190 mm/ 175x145x220 mm
Nr kat. KLWD22



Półka nadblatowa ze stali kwasoodpornej
Wymiary półki 590x280 mm
Nr kat. KLWD23



Półka nadblatowa ze stali kwasoodpornej z
szynami montażowymi
Wymiary półki 590x280 mm
Nr kat. KLWD24

Wypozażenie do wózków medycznych



Szyna sprzętowa o długości użytkowej 500mm
Nośność 50 N/5 kg
Nr kat. KLWD25



Pojemnik na kleszczyki z ruchomą, wewnętrzną, pionową przegrodą
Nr kat. KLWD26



Uchwyt z pasem mocującym
do butli z tlenem o poj. 10 l
Nr kat. KLWD27



Pojemnik na cewniki z ruchomą, wewnętrzną, pionową przegrodą
Nr kat. KLWD28



Dozownik do mydła
i środków dezynfekcyjnych
Nr kat. KLWD29



Otwieracz do ampułek
Nr kat. KLWD30



Miska na odpady medyczne
z uchwytem średnica 200 mm
Nr kat. KLWD31



Pojemnik uniwersalny
Nr kat. KLWD32

Wyposażenie do wózków medycznych



Wysięgnik z uchwytem endoskopu prętowego
Nośność 40 N/4kg
Nr kat. KLWD33



Wysięgnik z wieszakiem na płyny infuzyjne
2 hakowy
Nośność 40 N/4 kg
Nr kat. KLWD34



Wysięgnik z uchwytem na endoskop
Nośność 50 N/5 kg
Nr kat. KLWD35



Wysięgnik z wieszakiem na płyny infuzyjne
4 hakowy
Nośność 40 N/4 kg
Nr kat. KLWD36



Maszt z uchwytem do monitora
Nośność 80 N/8 kg
Nr kat. KLWD37



Podziałka szufladowa z tworzywa akrylowego
z funkcją dowolnej konfiguracji wewnętrznej
przestrzeni szuflady
Nr kat. KLWD38



Rozgałęziacz elektryczny
z 4 gniazdami
Nr kat. KLWD39



Deska reanimacyjna
Nr kat. KLWD40

Wyposażenie do wózków medycznych



Wkład do szuflady niskiej
z tworzywa ABS
Wymiary 460x470x80mm
Nr kat. KLWD41



Wkład do szuflady niskiej
z tworzywa ABS, dzielony na 3
Wymiary 460x470x80mm
Nr kat. KLWD42




Wkład do szuflady niskiej
z tworzywa ABS, dzielony na 4
Wymiary 460x470x80mm
Nr kat. KLWD43



Wkład do szuflady średniej
z tworzywa ABS
Wymiary 460x470x80mm
Nr kat. KLWD44



Wkład do szuflady średniej
z tworzywa ABS, dzielony na 3
Wymiary 460x470x80mm
Nr kat. KLWD45



Rama wysuwana do osadzania koszy
i kuwet w formacie DIN
Nr kat. KLWD46



Pojemnik do dystrybucji leków
i materiałów medycznych
Wymiary: 115x400x100 mm
Nr kat. KLWD47




Pojemnik do dystrybucji leków
i materiałów medycznych
Wymiary: 230x400x100 mm
Nr kat. KLWD48

Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 001 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1x szuflada o pełnym wysuwie
1x półka montowana na stałe
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680x600x900mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 002 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2x szuflada o pełnym wysuwie
1x półka montowana na stałe
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
680x600x900mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 003 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 004 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
8x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 005 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1x szuflada o pełnym wysuwie
2x drzwiczki pełne
1x przestawna półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 010 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
szafka jednokomorowa
2 x drzwiczki pełne
1 x półka przestawna
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 006 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne
2 x przestawna półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 007 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4x szuflada o pełnym wysuwie
1x drzwiczki pełne
1x przestawna półka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL206 011 600

Blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wypożenie: uchwyt z miską na odpady, pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL206 012 600

Blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej


Uchwyt do prowadzenia wózka

4 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wypożenie: uchwyt z miską na odpady, pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny z wyposażeniem

Nr kat. KL206 013 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej z trójsronną galerijką


Uchwyt do prowadzenia wózka

7 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wypożenie: pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa, nadstawka z 9 uchylnymi pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne, uchwyt pojemnika na zużyte igły, wysuwana półka boczna

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL206 311 600

Blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL206 111 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej z trójsronną galerijką


Uchwyt do prowadzenia wózka

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL206 211 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej z trójsronną galerijką

Uchwyt do prowadzenia wózka


1 x szuflada o pełnym wysuwie

2 x drzwiczki pełne

2 x półka przestawna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózek medyczny

Nr kat. KL206 008 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej

Uchwyt do prowadzenia wózka

7 x szuflada o pełnym wysuwie

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek medyczny

Nr kat. KL206 009 600

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej

Uchwyt do prowadzenia wózka

4 x szuflada o pełnym wysuwie

1 x wysuwana półka boczna

4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
870x660x900mm		



Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Wózek pościelowy


Wózek do zbierania brudnej bielizny
pojedynczy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 040 400	400x500x950mm		

Wózek pościelowy

Wózek do zbierania brudnej bielizny
podwójny
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL202 040 700	700x500x900mm		

Wózek pościelowy


Wózek do zbierania bielizny
pojedynczy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL201 140 900	900x500x1300mm		


Wózek pościelowy

Wózek do zbierania bielizny
podwójny
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Wózek pościelowy

Uniwersalny wózek do transportu bielizny
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 140 900	900x600x1650mm		



Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Wózek zabiegowy




Wózek z dwoma zagłębionymi blatami
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 115 600	600	600	900
KL207 115 800	800	600	900
KL207 115 900	900	600	900

*wymiary powierzchni roboczej

Wózek zabiegowy



Wózek jednobladowy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 111 600	600	600	900
KL207 111 800	800	600	900
KL207 111 900	900	600	900

*wymiary powierzchni roboczej

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek zabiegowy




Wózek z trzema blatami
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 113 600	600	600	900
KL207 113 800	800	600	900
KL207 113 900	900	600	900

*wymiary powierzchni roboczej

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek zabiegowy




Wózek jednobladowy
Błat zagłębiony
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 114 600	600	600	900
KL207 114 800	800	600	900
KL207 114 900	900	600	900

*wymiary powierzchni roboczej

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek zabiegowy




Wózek z dwoma blatami
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 112 600	600	600	900
KL207 112 800	800	600	900
KL207 112 900	900	600	900

*wymiary powierzchni roboczej

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Wózek transportowy



Wózek do przewożenia materiałów
opatrunkowych i materiałów sterylnych
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 102 680	680	680	1240
KL200 102 880	880	680	1240
KL200 102 1180	1180	680	1240




Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Stolik do instrumentów

Stolik typu MAYO wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Błat roboczy zagłębiony, obracany w zakresie 360 stopni
Blokada obrotu blatu.
Ręczna regulacja wysokości blatu z blokadą typu zacisk. Maksymalna nośność: 30 kg
3 koła $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 103 620	620x410x920-1380mm		
KL208 103 750	750x500x920-1380mm		




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stolik do instrumentów

Stolik typu MAYO wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Błat roboczy zagłębiony, obracany w zakresie 360 stopni. Blokada obrotu blatu.
Hydrauliczna regulacja wysokości blatu realizowana za pomocą dźwigni nożnej.
Maksymalna nośność: 40 kg
3 koła $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 113 620	620x410x920-1380mm		
KL208 113 750	750x500x920-1380mm		



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stolik zabiegowy


Stolik do zabiegów na ręce.
Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Błat roboczy obracany w zakresie 360 stopni.
Blokada obrotu blatu.
Ręczna regulacja wysokości blatu z blokadą typu zacisk.
5 kół $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 143 500	500x350x800-1200mm		
Średnica podstawy	600mm		



Podest jednostopniowy


Podest chirurgiczny jednostopniowy, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Czteronożna podstawa z możliwością wypoziomowania.
Stopień wykonany z blachy antypoślizgowej.




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 302 150	500x300x150mm		
KL208 302 200	500x300x200mm		
KL208 302 300	500x300x300mm		

Podest dwustopniowy

Podest chirurgiczny dwustopniowy, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Czteronożna podstawa z możliwością wypoziomowania.
Stopnie wykonane z blachy antypoślizgowej.



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 312 420	500x650x420mm		




Fotele i taborety

Fotel operatora I

Fotel chirurgiczny z oparciem.
Pięcioramienna podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej. Hydrauliczna regulacja wysokości realizowana za pomocą dźwigni nożnej. Siedzisko o $\varnothing$ 360 mm
5 kół $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą
Wypożyczenie opcjonalne: podpora nóg

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 405 600	600x600x440-620mm		




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Fotel operatora II

Fotel chirurgiczny z oparciem.
Pięcioramienna podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej. Regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Siedzisko o $\varnothing$ 360 mm
5 kół $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą
Wypożyczenie opcjonalne: podpora nóg

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 404 600	600x600x440-580mm		



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Taboret I

Taboret chirurgiczny.
Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej.
Śrubowa regulacja wysokości.
Siedzisko o $\varnothing$ 360 mm
5 kół $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą
Wypożyczenie opcjonalne: podpora nóg

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 401 600	600x600x440-580mm		



Taboret II

Taboret chirurgiczny. Pięcioramienna podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej.
Regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Siedzisko o $\varnothing$ 360 mm
5 kół $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą
Wypożyczenie opcjonalne: podpora nóg

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 402 600	600x600x440-580mm		



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Taboret III

Taboret chirurgiczny. Pięcioramienna podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej.
Hydrauliczna regulacja wysokości realizowana za pomocą dźwigni nożnej. Siedzisko o $\varnothing$ 360 mm
5 kół $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą
Wypożyczenie opcjonalne: podpora nóg

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 403 600	600x600x440-620mm		




Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Taboret IV

Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu "siodełko". Pięcioramienna podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej.
Regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.
5 kół $\varnothing$ 50 mm, każde z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 406 600	600x600x440-580mm		



Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Kolorystyka tapicerki



żółty



pomarańczowy




łososiowy



czerwony




niebieski



pastelowa zieleń



turkusowa zieleń



biały



szary



czarny

Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Stojak z misą

Stojak z misą na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej. Zdejmowana misa o poj. 3 lub 6l 5 kół ø 50 mm, każde z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 201 600	600x600x890mm		



Stojak z dwoma misami

Stojak z misą na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej. Zdejmowana misa o poj. 3 lub 6l 5 kół ø 50 mm, każde z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 202 600	600x600x900mm		




Podgrzewacz płynów infuzyjnych I

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych ze stałą wysokością w dwóch wersjach regulacji temperatury:

- sterowanie elektroniczne,
- sterowanie ręczne.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 207 600	600x600x1150mm		
KL208 208 600	600x600x1150mm		




Podgrzewacz płynów infuzyjnych II

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych z ręczną regulacją wysokości w dwóch wersjach regulacji temperatury:

- sterowanie elektroniczne,
- sterowanie ręczne.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 205 600	600x600x950-1350mm		
KL208 206 600	600x600x950-1350mm		




Podgrzewacz płynów infuzyjnych III

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych z hydrauliczną regulacją wysokości w dwóch wersjach regulacji temperatury:

- sterowanie elektroniczne,
- sterowanie ręczne.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 203 600	600x600x950-1350mm		
KL208 204 600	600x600x950-1350mm		



Wiadro

Podstawa mobilna

Wiadro wyjmowane o pojemności 10l

Nr katalogowy	Wymiary	
	Dł. rączki	Poj. wiadra
KL208 304 750	750mm	10l.




Stojak na kroplówki I

Stojak jezdny na płyny infuzyjne z dwoma haczykami w dwóch wersjach regulacji wysokości:

- układ zaciskowy śrubowy,
- układ zaciskowy automatyczny (obsługa jednoreczna)

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 301 600	600x600x1300-2000mm		
KL208 302 600	600x600x1300-2000mm		

Zgodnie z MDD 93/42/EEC




Stojak na kroplówki II

Stojak jezdny na płyny infuzyjne z czterema haczykami w dwóch wersjach regulacji wysokości:


- układ zaciskowy śrubowy
- układ zaciskowy automatyczny (obsługa jednoreczna)

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 311 600	600x600x1300-2000mm		
KL208 312 600	600x600x1300-2000mm		


Zgodnie z MDD 93/42/EEC



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL108 301 600	600x600x1300-2000mm		
KL108 302 600	600x600x1300-2000mm		



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL108 311 600	600x600x1300-2000mm		
KL108 312 600	600x600x1300-2000mm		



Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Wózek transportowy

Wózek do transportu materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych
wyjmowany pojemnik ze stali kwasoodpornej typ G 1/3
wyjmowany blat
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 101 750	750x380x850mm		



Wózek transportowy

Wózek do transportu materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych
3 x wyjmowany pojemnik ze stali kwasoodpornej typ G 1/3
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 103 750	750x380x850mm		



Wózek transportowy

Wózek do transportu materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych
1 x wyjmowany pojemnik ze stali kwasoodpornej typ G 1/3
1 x wyjmowany pojemnik ze stali kwasoodpornej typ G 2/3
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 103 750	750x380x850mm		



Wózek transportowy

Wózek do transportu medycznych materiałów skażonych,
z zamykaną pokrywą i kranikiem odpływowym,
uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 701 900	900x600x1200mm		
KL208 701 1000	1000x600x1200mm		
KL208 701 1200	1200x600x1200mm		



Wózek transportowy

Wózek transportowy typu platforma
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą

Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 202 700	700x600x850mm		
KL207 202 800	800x600x850mm		
KL207 202 900	900x600x850mm		



Wózek transportowy typu platforma do przewożenia koszy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 405 650	650x450x800mm		



Wózek transportowy

Wózek do dystrybucji materiałów medycznych
2 x pojemnik z tworzywa typu W511 z pokrywą na zatrzask
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 104 650	650x450x850mm		



Wózek transportowy

Wózek do dystrybucji materiałów medycznych
2 x pojemnik z tworzywa typu W512 z pokrywą na zamek patentowy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą


Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 105 1250	1250x650x850mm		



Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Wózek gastronomiczny


Wózek gastronomiczny
4 x pojemnik G 1/3 200
1 x pojemnik G 2/3 200
ruchoma półka do stawiania talerzy
pod blatem szafka dwudrzwiowa
pod uchwytem otwarta przestrzeń
z jedną półką 1 x półka przestawna
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 801 900	900x600x900mm		

Wózek transportowy


Wózek do transportu i przechowywania papieru i włókien
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 101 1100	1100x450x980mm		

Wózek transportowy

Wózek do przewożenia koszy i kuwet w systemie ISO-NORM
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 940 1120	1120x630x1500mm		

Wózek transportowy


Wózek do przewożenia 6 koszy w systemie ISO-NORM
1 wielkości wsadu
lub
12 koszy ISO-NORM 1/2 wielkości wsadu
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 403 890	890x660x860mm		

Wózek transportowy

Wózek do przewożenia 6 koszy w systemie ISO-NORM
1 wielkości wsadu
lub
12 koszy ISO-NORM 1/2 wielkości wsadu
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą




Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL200 404 460	460x660x1550mm		



Wózki medyczne ze stali kwasoodpornej

Wózek pościelowy


Wózek do przewozu czystej i brudnej bielizny
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x drzwiczki pełne
2 x półka przestawna
1 x stelaż na worek o poj. 120l
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 301 1000	1000x420x1100mm		

Wózek pościelowy


Wózek do przewozu czystej i brudnej bielizny
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x drzwiczki pełne
2 x półka przestawna
1 x stelaż z pokrywą otwieraną nożnie, na worek o poj. 120l



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 311 1000	1000x420x1100mm		

Wózek na odpady


Stelaż jezdny na odpady medyczne
1 x stelaż na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 101 340	340x340x700mm		
KL208 101 390	390x420x860mm		

Wózek na odpady


Stelaż jezdny na odpady medyczne z pokrywą
1 x stelaż z pokrywą otwieraną nożnie, na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 111 340	340x340x700mm		
KL208 111 390	390x420x860mm		

Wózek na odpady


Stelaż jezdny podwójny na odpady medyczne
1 x stelaż na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 102 680	680x340x700mm		
KL208 102 780	780x420x860mm		

Wózek na odpady

Stelaż jezdny podwójny na odpady medyczne z pokrywami
1 x stelaż z pokrywą otwieraną nożnie, na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła $\varnothing$ 125 mm, 2 z blokadą



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 112 680	680x340x700mm		
KL208 112 780	780x420x860mm		



Parawany ze stali kwasoodpornej i ze stali lakierowanej proszkowo

Parawan pojedynczy

Parawan pojedynczy z wypełnieniem z tworzywa mlecznego światłoprzepuszczalnego lub tkaniny z możliwością zdejmowania w celu wyprania lub dezynfekcji



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 303 900	900x500x1800mm		

Parawan pojedynczy


Parawan pojedynczy z wypełnieniem z tworzywa mlecznego światłoprzepuszczalnego lub tkaniny z możliwością zdejmowania w celu wyprania lub dezynfekcji



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL108 303 900	900x500x1800mm		

Parawan podwójny


Parawan podwójny z wypełnieniem z tworzywa mlecznego światłoprzepuszczalnego lub tkaniny z możliwością zdejmowania w celu wyprania lub dezynfekcji



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 303 1800	1800x500x1800mm		

Parawan podwójny


Parawan podwójny z wypełnieniem z tworzywa mlecznego światłoprzepuszczalnego lub tkaniny z możliwością zdejmowania w celu wyprania lub dezynfekcji



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL108 303 1800	1800x500x1800mm		

Parawan potrójny


Parawan potrójny z wypełnieniem z tworzywa mlecznego światłoprzepuszczalnego lub tkaniny z możliwością zdejmowania w celu wyprania lub dezynfekcji



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL208 303 2700	2700x500x1800mm		

Parawan potrójny

Parawan potrójny z wypełnieniem z tworzywa mlecznego światłoprzepuszczalnego lub tkaniny z możliwością zdejmowania w celu wyprania lub dezynfekcji





Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL108 303 2700	2700x500x1800mm		













Siedziba firmy:

KLAROMED Sp. z o. o.

ul. Sobieskiego 123

05-070 Sulejówek

tel.: +48 22 299 30 40

fax: +48 22 783 16 41

e-mail: klaromed@klaromed.pl

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Żadna część niniejszego opracowania nie może być kopiowana lub przesyłana w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody. Wszystkie marki, nazwy i nazwy produktów w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi. Informacje handlowe zamieszczone w dokumencie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 KC, art. 543 KC), lecz są zaproszeniem do składania ofert kupna.

www.klaromed.pl