

Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym WE150P3 W(X2), WE200P3 W(X2)**Funkcje i cechy wagi:**

Wyznaczanie BMI



Zapamiętanie wyniku



Złącze Mini USB



Cyfry o wysokości 2,2cm



Ważenie osób



Pomiar wzrostu



5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy



2 lata gwarancji



Możliwa legalizacja

Opis:

Waga osobowa z niskim ergonomicznym pomostem i wzrostomierzem elektronicznym wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący wagę pacjenta oraz nóżki regulowane. Po wykonaniu pomiaru masy i wzrostu waga automatycznie oblicza wartość współczynnika BMI.

Niski i szeroki pomost ułatwia pacjentowi wchodzenie na niego oraz poprawia stylistykę wagi. Ponad to możliwe jest zamówienie wykładziny pomostu w różnych kolorach dostosowanych do wyposażenia gabinetu lekarskiego.

Elektroniczny pomiar wysokości zrealizowany jest za pomocą taśmy magnetycznej i czujnika położenia – system ten jest powszechnie stosowany i charakteryzuje się wysoką dokładnością oraz niezawodnością działania.

Dźwignia wzrostomierza podczas pomiaru masy opuszczona jest do dołu natomiast w czasie pomiaru wzrostu dźwignia ta zostaje ustawiona poziomo nad głową pacjenta i utrzymuje się w tej pozycji za pomocą

magnesu. Przed pomiarem wzrostu dźwignia wzrostomierza powinna znajdować się w dolnym położeniu. Elementy wagi pokryte są jasno perłowym lakierem proszkowym. Pomost wagi wyłożony jest ryflowaną gumą, która zabezpiecza przed poślizgiem nóg osoby ważonej.

Dane

techniczne:

WE150P3 W(X2) WE200P3 W(X2)

Dodatkowe wyposażenie:

Obciążenie maksymalne	150kg	200kg
-----------------------	-------	-------

- zasilanie akumulatorowe Li-ion do 50h ciągłej pracy
- kabel USB o długości 1,8m

Obciążenie minimalne	1kg	2kg
----------------------	-----	-----

- Legalizacja
- RS232 z kablem 2m (zastępuje USB)

Zakres tarowania	-150kg	-200kg
------------------	--------	--------

- RS485 (wykonanie indywidualnie)

Dokładność odczytu	10g / 50g	20g / 100g
--------------------	-----------	------------

Dokumenty:

Czas stabilizacji wskazań	1-2s
---------------------------	------

- [certyfikat zatwierdzenia typu WE](#)
- [deklaracja zgodności CE](#)
- [certyfikat zgodności CE](#)
- [wpis do rejestru wyrobów medycznych](#)

Masa wagi	7kg
-----------	-----

Temperatura pracy	+10°C - +40°C
-------------------	---------------

Wymiary pomostu	29x32cm
-----------------	---------

Wymiary gabarytowe wagi	29x45x117cm
-------------------------	-------------

Zasilanie	zasilacz stabilizowany, 12V/100mA
-----------	-----------------------------------

Zakres pomiarowy wzrostomierza	100 - 200cm
--------------------------------	-------------

Rozdzielczość wzrostomierza	2mm
-----------------------------	-----

Wymiary gabarytowe wagi i szalki [cm]:

