

PROMOCJA

FOTEL NA KOLUMNIE



Nowość



FOTEL LARYNGOLOGICZNY

FOTEL Z PRZECHYŁAMI

FOTEL DO GIPSOWANIA



Fotel laryngologiczny Medi-Plinth został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem komfortowego i precyzyjnego pozycjonowania głowy. Specjalnie przygotowana bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka w połączeniu ze specjalną mieszanką pianki o różnej gęstości zapewni pacjentowi wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo.



FOTEL DO POBIERANIA KRWI

SKOMONUJ SWÓJ WŁASNY FOTEL

Zalety:

- trzysekcyjny fotel na kolumnie
- fotel z opcją rozłożenia do pozycji poziomej
- nośność 190 kg
- nisko opuszczane leże ułatwiające przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
- chowane koła
- system poziomowania
- elektryczna regulacja sekcji pleców (wersja z przechyłami)
- regulacja sekcji nóg za pomocą sprężyny gazowej
- regulowane podłokietniki podążające za sekcją pleców (opcje)
- antybakteryjna, bezszwowa i trudnopalna tapicerka
- tapicerka dostępna aż w 25 kolorach do wyboru
- fotel wyprodukowany i certyfikowany w Wielkiej Brytanii
- **3 lata gwarancji na ramę**

Aksesoria dodatkowo płatne:

- dzielona sekcja nóg
- uchwyt na rolkę jednorazowego prześcieradła
- pokrywa podstawy zapewniająca łatwe utrzymanie w czystości
- pasy zabezpieczające pacjenta
- wysięgnik kroplówki
- elektryczna regulacja sekcji pleców w wersji bez przechyłów
- osłona zabezpieczająca sekcję nóg
- inne na naszej stronie

Zakres regulacji wysokości: 46-86 cm

Regulacja sekcji pleców -15°/+85°

Regulacja sekcji nóg: +15°/-85°

Pozycja Trendelenburga: 15° (OPTGO04TEC)

