

Klinowy pozycjoner piankowy Res-Q-Wedge

Pozycjoner klinowy jest produktem medycznym stosowanym na oddziałach: intensywnej opieki nad noworodkami, pediatrycznych, intensywnej opieki pediatrycznej, pooperacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Pozycjoner klinowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami ortopedycznymi, w celu zmniejszenia refluksu, polepszenia snu i trawienia, a także spełnieniu wymagań dotyczących układania na brzuchu rekomendowanych przez Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP).

Został zaprojektowany do stosowania u noworodków z problemami mięśniowo – szkieletowymi powiązanych z refluksiem, problemami oddechowymi, urazami rozciągnięcia splotu ramiennego, zapalenia ucha i zatok oraz u dzieci z zaburzeniami snu.

- Przynosi ulgę w refluksie, kolkach
- Podwyższa saturację O_2
- Obniża możliwość wystąpienia epizodów bezdechu
- Zmniejsza możliwość pojawienia się bradykardii
- Polepsza jakość snu
- Skracza pobyt w szpitalu



Pozycjoner z mocowaniem



Pozycja leżąca na brzuchu - kąt 30°



Pozycja leżąca na wznak - kąt $35^\circ \div 45^\circ$

Pozycjoner klinowy został zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami ortopedów, służąc do wspierania właściwego ustawienia układu mięśniowo - szkieletowego, wyprostowania ramion (ściągnięcia łopatek), prawidłowego ustawienia bioder. Ponadto pozycjoner wspiera prawidłowe formowanie się głowy dziecka. Pozycjoner klinowy ma kąt nachylenia 30° , by ułatwić ułożenie na brzuchu, ma także możliwość ustawienia pod kątem $35 \div 45^\circ$ dla pozycji leżącej na wznak, tak aby ułatwić opróżnianie żołądka przy słabej koordynacji mięśniowej i braku czynności dolnego zwieracza przełyku. Pozycjoner umożliwia noworodkom wypoczynek w pozycji z lekkim uniesieniem zarówno na wznak jak i na brzuchu.

Pomocny w układaniu dziecka na brzuchu rekomendowanego przez Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP)

Nr kat.	Nazwa	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Opis dodatkowy
KRWedgeS	RWedge S	660 x 620 x 305	Pozycjoner z mocowaniem S 1,4 ÷ 3,2 kg
KRWedgeM	RWedge M	660 x 620 x 305	Pozycjoner z mocowaniem M 3,2 ÷ 6,4 kg
KRWedgeL	RWedge L	660 x 620 x 305	Pozycjoner z mocowaniem L 6,4 ÷ 11,4 kg
KWedge	Wedge	660 x 620 x 305	Tylko pozycjoner
KmocowanieS	Mocowanie S	S małe	S tylko mocowanie
KMocowanieM	Mocowanie M	M średnie	M tylko mocowanie
KMocowanieL	Mocowanie L	L duże	L tylko mocowanie