

## Podnośnik mobilny POWEO® 130

Nr kat. KS13006

Nr kat. KS13007 wersja z obniżonym podwoziem

Lekki, składany podnośnik dedykowany jest do zakładów opieki długoterminowej i do użytku w domu pacjenta. Znacznie ułatwia podnoszenie pacjentów, zapewniając jednocześnie komfort pracy opiekunom. Zapewnia bezpieczeństwo i wygodę przenoszenia, niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy ograniczenia ruchowego chorego.

### Parametry techniczne:

- Nośność: 130 kg
- Wyjątkowo łatwy w obsłudze
- Podnosi pacjenta z podłogi
- Posiada awaryjne opuszczanie: mechaniczne i elektryczne
- Mechaniczne rozszerzanie podstawy jezdnej
- Składany do transportu
- Specjalnie obniżona podstawa jezdna ułatwia podjechanie pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę
- Bardzo szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności
- Akumulator i ładowarka zintegrowane z podnośnikiem

Poweo® 130 dostępny jest w dwóch wersjach:

- standardowej przeznaczonej do użytku domowego
- wersji dedykowanej do opieki długoterminowej z szybszym system podnoszenia



## Podnośnik mobilny POWEO® 150

Nr kat. KS17001

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w szpitalach i domach opieki. Zapewnia maksymalny komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.

### Parametry techniczne:

- Nośność 150 kg
- Wydajny wymowany, akumulator
- Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
- Tylne koła z hamulcami
- Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
- Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
- Zintegrowana waga medyczna (opcja)
- Niski układ jezdny, umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę (opcja)
- Łatwo składany do transportu
- Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
- Bardzo szeroki wybór nosideł, dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych

