

## Podnośnik mobilny POWEO® 200

Nr kat. KS12001

Nr kat. KS12006 wersja z obniżonym podwoziem

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w szpitalach i domach opieki. Zapewnia maksymalny komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.

### Parametry techniczne:

- Nośność: 200 kg
- Wydajny, wymowany akumulator
- Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
- Tylne koła z hamulcem
- Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
- Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
- Zintegrowana waga medyczna (opcja)
- Niski układ jezdny, umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę (opcja)
- Automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta - przy zawieszaniu elektrycznie regulowanym
- Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
- Bardzo szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych
- wersja z obniżonym podwoziem o wysokości poniżej 7 cm



Obniżone podwozie

## Akcesoria do podnośników POWEO®

### Nosze zabierakowe

Nr kat. KS1921001 do 240 kg

Nr kat. KS1921002 do 300 kg

Dzielone na dwie części, przezierne dla promieni RTG, dwa modele:

- do 240 kg
- do 300 kg



### Waga Scalis®

Nr kat. KS8300003

Waga opcjonalnie montowana w podnośnikach Poweo 150 i Poweo 200



### Wielofunkcyjne zawieszanie do pozycji leżącej

Nr kat. KS8311301 (1 częściowe)

Nr kat. KS8311302 (4 częściowe)

Zawieszanie zbudowane ze sztywnej ramy ze stali kwasoodpornej i winylowego elastycznego nosidła 1- lub 4- częściowego do przenoszenia chorych w pozycji leżącej.

