

Wózek prysznicowy Shado®

Nr kat. KS2700050 wózek Shado® 160 XS
 Nr kat. KS2700053-01 wózek Shado® 180 dziecięcy
 Nr kat. KS2700053-02 wózek Shado® 180 średni
 Nr kat. KS2700053-03 wózek Shado® 180 dla dorosłych
 Nr kat. KS2700054 wózek Shado® 200



Wózek prysznicowy przeznaczony dla chorych przebywających w szpitalach i ośrodkach opieki długoterminowej.

Przeznaczony do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej.

Parametry techniczne:


- Pozycja Trendelenburga i anty-Tendelenburga w standardzie
- Hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości to wygoda i niezawodność działania
- Dwie głęboko odchylane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej zapewniające wygodne przesuwanie chorego oraz bezpieczny dostęp do łóżka
- Nowy wzmocniony materac z PCV

Panel prysznicowy naścienny wraz z dwoma prysznicami (do mycia pacjenta i do dezynfekcji wózka) stanowią funkcjonalne wyposażenie do wszystkich wózków prysznicowych.


Wózek prysznicowy bariatryczny Shado®

Nr kat. KS2700044 wózek Shado® 240
 Nr kat. KS2700026 wózek Shado® 350

Wózek prysznicowy bariatryczny przeznaczony dla osób otyłych przebywających w szpitalach i ośrodkach opieki długoterminowej. Przeznaczony do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. Duża nośność: do 240 kg i 350 kg.



poduszka półokrągła



poduszka klinowa

Barierki przy głowie i przy nogach wykonane ze stali nierdzewnej. Łatwe przesuwanie pacjenta dzięki odchylanym barierkom. Dwustronne pedały ułatwiają regulację wysokości. Dodatkowy elektryczny siłownik do pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga.

Dodatkowe opcje :

- Zbiornik ze stali nierdzewnej Vido na nieczystości płynne z zaworem odcinającym i odpływowym sterowanym czasowo oraz syfonem o średnicy 100 mm
- Ściana ładowarka i dodatkowy akumulator do modelu elektrycznego E Shado®
- Taca ze stali nierdzewnej