

# Poweo<sup>®</sup> 130-podnośnik pacjenta

Lekki, składany podnośnik Poweo<sup>®</sup> 130 dedykowany jest do zakładów opieki długoterminowej i do użytku w domu pacjenta. Poweo<sup>®</sup> 130 został zaprojektowany do przenoszenia chorego z łóżka na wózek inwalidzki, transportowy lub prysznicowy oraz do podnoszenia z podłogi.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji podnośnik Poweo<sup>®</sup> 130 znacznie ułatwia podnoszenie pacjentów zapewniając jednocześnie komfort pracy opiekunom.

Podnośnik Poweo<sup>®</sup> 130 wraz z szeroką gamą nosideł zapewnia bezpieczeństwo i wygodę przenoszenia niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy ograniczenia ruchowego chorego.



- wyjątkowo łatwy w obsłudze
- podnosi pacjenta z podłogi
- posiada awaryjne opuszczanie: mechaniczne i elektryczne
- mechaniczne rozszerzanie podstawy
- składany do transportu
- specjalnie obniżona podstawa jezdną ułatwia podjechanie pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę
- bardzo szeroki wybór nosideł dostosowany do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych

*Poliestrowe nosidło bez podparcia głowy  
wykonane z szarej, oddychającej tkaniny  
Ref. S86 10 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL*



**Poweo<sup>®</sup> 130** jest dostępny w 2 wersjach

- standardowej przeznaczonej do użytku domowego
- wersji dedykowanej do opieki długoterminowej z szybszym systemem podnoszenia

SCALEO Medical oferuje szeroką gamę specjalistycznych nosideł do podnoszenia i transportu pacjentów. Dzięki niej można podnieść i przenieść każdego pacjenta - zarówno dziecko lub lekkiego pacjenta jak i naprawdę ciężkiego, otyłego chorego ważącego nawet 130 kg. Nosidła mogą być prane w temperaturze do 85°C w zależności od modelu.

### Wieloukcyjne nosidła poliestrowe - 2 typy

- Nosidła wykonane z szarego, oddychającego materiału do wydłużonego kontaktu z pacjentem - zdjęcie na pierwszej stronie ulotki.

Nosidła są przeznaczone dla wszystkich pacjentów, którzy mają kłopot z poruszaniem się, a szczególnie dla osób starszych. Są specjalnie uszyte z miękkiego, elastycznego materiału, bez zgrubień i odczuwalnych szwów. Z tyłu, w górnej części nosidła znajduje się uchwyt ułatwiający posadzenie pacjenta.

- Nosidło wykonane z czerwonego poliestru o wysokiej jakości i przyjemnego dla pacjenta. Śliski materiał ułatwia podkładanie go.



### Poliestrowe nosidło kąpielowe, siatkowe

Nosidła są szybkoschnące co zapobiega kapaniu wody obok wanny lub wózka prysznicowego.

SCALEO Medical oferuje także **nosidła toaletowe i nosidła dla osób z usztywnionym kręgosłupem**. Zapewniają one dobry dostęp przy zmianie pieluchomajtek, czynnościach higienicznych i ułatwiają posadzenia na toalecie. Nosidła te zapewniają komfort i bezpieczeństwo osobom z dziecięcym porażeniem mózgowym i z usztywnieniem kręgosłupa dzięki odpowiedniemu kształtowi nosidła, które obejmuje również głowę chorego.



**Nosidła winylowe** są łatwe do mycia i dezynfekcji.

SCALEO Medical może wykonać nosidła na specjalne życzenie, tak aby dostosować je do niepełnosprawności pacjenta.

### Niska podstawa

**Poweo® 130** z niską podstawą (mniej niż 5,2 cm) z łatwością wjeżdża pod łóżko, wózek inwalidzki czy wannę.



## Specyfikacja techniczna

			niska podstawa	
Nośność	130 kg	Złożona podstawa	66,0 cm	65,0 cm
Ilość podniesien	50 cykli przy pełnym naładowaniu	Rozstawiona podstawa	104,5 cm	102,0 cm
Materiał	aluminium i stal	Długość całkowita po złożeniu	137,7 cm	137,7 cm
Siłownik	24 V - 10 A	Długość w trakcie użytkowania	120,0 cm	120,0 cm
Akumulator	24 V - 2,9 Ah	Maksymalna wysokość po złożeniu	44,0 cm	43,0 cm
Przednie koła	ø 75 mm	Maksymalna wysokość w trakcie używania	183,0 cm	182,0 cm
Tylne koła	ø 75 mm z hamulcem	Wysokość od podwieszenia	162,0 cm	161,0 cm
Czyszczenie	standardowymi środkami dezynf.	Wysokość podstawy jezdnej	10,3 cm	5,2 cm
Oliwienie	nie wymagane	Prześrzeń między podłogą i podstawą	5,5 cm	1,7 cm
Przeglądy	raz w roku - zgodnie z wym. UE	Waga całkowita	33,0 kg	33,0 kg
Konserwacja	sprawdź w instrukcji użycia			



**Poweo® 130 - 2 lata gwarancji. Akumulator, ładowarka i nosidło - 1 rok gwarancji.**

**Wyprodukowany we Francji**

**Scaleo**  
MEDICAL



107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 MONTPELLIER - FRANCE  
Tel. +33 467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79  
e-mail : info@scaleomedical.com - http://www.scaleomedical.com

Dystrybutor:	<p>KLAROMED Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 123 05-070 Sulejówiek tel.: +48 22 299 30 40 fax: +48 22 783 19 31 e-mail: klaromed@klaromed.pl www.klaromed.pl</p>
--------------	---