

Poweo[®] podnośniki

Nosidła do podnośników pasywnych

Podnośniki Poweo[®] zostały zaprojektowane do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w szpitalach i domach opieki.

Podnośniki zapewniają maksymalny komfort pacjentom dzięki wyjątkowo płynnym ruchom urządzenia.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji i łagodnym łukom, podnośniki Poweo[®] ułatwiają przenoszenie i podnoszenie pacjentów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Poweo[®] zapewniają bezpieczeństwo i wygodę niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy ograniczenia ruchowego chorego.



Poweo[®] 150

- wyjątkowo łatwy w manewrowaniu
- elektryczne rozszerzanie podstawy jezdnej
- podnoszą pacjenta z podłogi
- awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
- zintegrowana waga medyczna
- niski układ jezdny, aby podjechać pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę.

Poweo[®] 200 Poweo
200 mobilny podnośnik
elektryczny



Mobilny podnośnik elektryczny pozwala na łatwe podnoszenie pacjenta zarówno z pozycji leżącej jak i siedzącej. Pacjent siedzi w wygodnej pozycji z podpartym kręgosłupem bez pomocy opiekuna.

System pozwala na dowolne pozycjonowanie i blokowanie pozycji przy użyciu jednej ręki.

System posiada automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta. Dzięki temu nie można niechcący odpiąć nosidła podczas transportu chorego.

Nosidła do podnośników pasywnych

SCALEO Medical oferuje szeroką gamę specjalistycznych, wydajnych podnośników do podnoszenia i transportu pacjentów. Dzięki tak szerokiej ofercie możemy podnieść i przenieść każdego pacjenta - od dziecka do naprawdę ciężkiego, potężnego chorego. Nosidła mogą być prane w temperaturze do 85°C w zależności od modelu.

Nosidła poliestrowe transportowe

Nosidła poliestrowe przenczone są do wszelkie rodzaju transportu pacjentów umożliwiając łatwe pozycjonowanie i wysoki komfort.

Rozmiary

000 XS
100 S
200 M
300 L
400 XL
500 XXL



Włókno oddychające, z którego wykonane jest nosidło, pozwala na dłuższy kontakt z ciałem pacjenta.

Bez podparcia głowy - Ref. S86 10

Miękkie podparcie głowy- Ref. S86 12

Miękkie podparcie głowy, podkładka - Ref. S86 14



Bez podparcia głowy, podkładka Ref. S85 11

Komfortowe podparcie głowy, podkładka Ref. S85 13

Nosidła toaletowe oraz nosidła dla osób z plastrami stabilizującymi kręgosłup

Nosidła toaletowe ułatwiają rozbranie pacjenta i skorzystanie z toalety, a także zdecydowanie usprawniają zmienianie pieluchomajtek i inne zabiegi higieniczne.

Z uwagi na wysokie zawieszenie nosidła, specjalnie adoptowanego dla pacjentów z dysfunkcją wielonarządową lub pacjentów z plastrami stabilizującymi kręgosłup na wózkach. Zakładanie i zdejmowanie tego nosidła została bardzo ułatwione. Do rozbierania pacjenta pasy są zapinane bez krzyżowania. Pozwala to, tak jak jest to widoczne na poniższym zdjęciu, na łatwiejsze sadzanie na toalecie.

Krzyżowanie pasów pozwala na optymalne napięcie nosideł na czas transportu pacjenta jeśli nie ma konieczności rozbierania pacjenta.

Poliuretanowe nosidło toaletowe zapewnia optymalny komfort dzięki pasowi brzuszemu pokrytemu antypoślizgową powłoką.

Wymowana podpora głowy co jest niezwykle ważne szczególnie dla pacjentów z plastrami stabilizującymi kręgosłup.

Nosidło pozwala na bezpieczne podtrzymywanie głowy pacjenta po porażeniu mózgowym.

Podpora pod głowę może być dołączona do nosidła także już w trakcie transportu pacjenta, ale musi być zdjęta przed zakończeniem przenoszenia.



Poliuretanowe nosidło z wymowanym podparciem głowy (bez podparcie głowy) - Ref. S86 42 Podparcie głowy - Ref. S86 49

Na specjalne życzenie, **SCALEO® Medical** dostarczy również inne nosidła dostosowane do wymogów klienta.

Kąpielowe nosidła poliestrowego

Szybkoschnące nosidła utrzymują wilgoć na zewnątrz nosiadła. Miękka podpora głowy zapewnia idealne trzymanie i podparcie głowy pacjenta.



Półokrągłe podparcie głowy, Comfort pad Ref. S85 18



Nowy prostokątny kształt

Nowy specjalny kształt zapewnia doskonałą sztywność i idealne podparcie głowy pacjenta. Nowy kształt usztywnia także pasy pod nogami pacjenta zapewniając większy komfort pacjenta.

Bez podparcia głowy Ref. S86 20

SMiękkie podparcie głowy Ref. S86 23



Usztywnione podparcie głowy Ref. S85 25

Półokrągłe podparcie głowy Ref. S85 28

Winyłowy bez podparcia głowy Ref. S85 41



Vinyłowe nosidła z usztywnionym podparciem głowy

Vinyłowe nosidła zapewniają lepsze zabezpieczenie przed zakażeniami szpitalnymi. Czyszczenie i dezynfekcja może się odbywać poprzez spryskanie lub zanurzenie w jakimkolwiek zatwierdzonym preparacie bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Dodatkowy komfort zapewnia hydrofobowa pianka.

Obydwa modele zapewniają bezpieczny transport dla pacjentów z wszelkimi dysfunkcjami.



Komfortowa, usztywniona podpora głowy Ref. S85 33

Komfortowa, usztywniona podpora głowy Ref. S85 35

Winyłowe nosidło toaletowe, wodoodporne, łatwe w utrzymaniu czystości. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu dzięki wysokiemu zawieszaniu dedykowanemu pacjentom, u których możliwe jest przenoszenie pachwinowe.

Akcesoria



Akumulator z ładowarką

Akumulator -Power Pac NiMh, wyjmowany, lekki wydajny.

Łatwe ładowanie dzięki szybkiej ładowarce montowanej na ścianie.



Wielofunkcyjne zawieszanie z elastycznymi pasami

Zawieszanie zbudowane jest ze sztywnej ramy ze stali kwasoodpornej i winylowych pasów, które łatwo dostosować do wielkości każdego pacjenta. System łatwy w utrzymaniu w czystości i dezynfekcji - standardowymi środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi.



Niskie podwozie

Podwozie Poweo® ma mniej niż 7 cm wysokości, łatwo podjeżdża pod wózek inwalidzki, łóżko i wannę.



Scalis® waga

Poweo® z wagą Scalis®

Scalis® to urządzenie ważące III klasy zgodne z klasyfikacją Dyrektywy 2009/23/EC odnośnie wag medycznych montowanych w podnośnikach pacjentów.

Waga łatwa w instalacji w każdym podnośniku pacjenta.

Scalis® szybko gotowy do użytku, niezawodny dzięki pojemnej litowej baterii i automatycznemu wyłącznikowi.

Waga umożliwia jednoczesne podnoszenie i ważenie pacjenta.

Specjalne mocowanie umożliwia uniknięcie błędów podczas ważenia transportowanego pacjenta i zapewnia dużą dokładność.

Dokładność 100 g / 3,50 .

Automatyczne skalowanie i wyświetlenie wagi w 5 s od aktywacji panela dotykowego.



Specyfikacja techniczna

	Poweo® 150		Poweo® 200	
	Aluminiowy	podstawa	Aluminiowy	podstawa
Nośność	150 kg / 330 lbs		200 kg / 440 lbs	
Tylne koła z hamulcem	ø 75mm			
Przednie koła	ø 75 mm	ø 50 mm	ø 75 mm	ø 50 mm
Szerokość zewnętrzna nóg	69,9 cm	69,9 cm	79,6 cm	79,6 cm
Długość całkowita po złożeniu	126,4 cm	122,0 cm	153,0 cm	153,0 cm
Długość użytkowa	135,3 cm	135,3 cm	153,0 cm	153,0 cm
Max wys. w rozstawionym urządzeniu	131,1 cm	127,4 cm	131,0 cm	131,0 cm
Max wys. w trakcie użytkowania	54,4 cm	52,4 cm	51,5 cm	49,5 cm
Max wys. -wersja z wagą	188,5 cm	186,4 cm	200,9 cm	200,9 cm
Wys. zawieszoności urządzenia	195,8 cm	193,7 cm	200,9 cm	200,9 cm
Wysokość nóg	168,0 cm	166,0 cm	174,0 cm	174,0 cm
Wysokość od połogi do nóg	11,2 cm	6,9 cm	11,2 cm	6,9 cm
Waga całkowita	4,2 cm	2,2 cm	4,2 cm	2,2 cm
	42,0 kg	44,5 kg	40,3 kg	46,8 kg

Materiał : aluminium stal
 Ilość podniesień: 90 cykli przy max. naładowaniu
 Napięcie : 24 V - 10 A
 Bateria NiMH : 24 V - 3,3 Ah
 Czyszczenie:wszystkie środki czyszczące i dezynfekujące
 Oliwienie: nie wymagane dla jakiegokolwiek części elementu nie wymaga
 Przegląd okresowy: raz w roku zg z regulacją EC
 Konserwacja:sprawdź w instrukcji obsługi

Poweo ma 2 lata gwarancji

Bateria, ładowarka i nosidło 1 rok gwarancji

Wyprodukowane we Francji



Scaleo
 MEDICAL

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 MONTPELLIER - FRANCE Tel. +33 467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79
 e-mail : info@scaleomedical.com - http://www.scaleomedical.com

DYSTRYBUTOR

+KLAROMED

KLAROMED Sp. z o. o.
 ul. Sobieskiego 123
 05-070 Sulejówek
 tel.: +48 22 299 30 40
 fax: +48 22 783 19 31 e-mail: klaromed@klaromed.pl
 www.klaromed.pl