

Wózek prysznicowy TR 2000 / 3000

Nr kat. K0522010 wózek TR 2000, wersja hydrauliczna

Nr kat. K0522000 wózek TR 3000, wersja elektryczna

Wózki prysznicowe TR posiadają unikalny system montowania kolumny umożliwiający "zachodzenie" wózka na łóżko i bezpieczne przekładanie pacjenta. Wózek gwarantuje możliwość nożnego sterowania wszystkimi funkcjami - regulacją wysokości, centralnym hamulcem i blokadą do jazdy na wprost.



Unikalna opcja w pełni opuszczanych barierkach pozwala na bezpieczne przesuwanie pacjenta z i na łóżko. Po zablokowaniu kótek, opuszczeniu barierkach można łatwo, bezpiecznie i bardzo komfortowo dla pacjenta przełożyć go na materac wózka.

Barierki można łatwo zablokować z powrotem w pozycji podniesionej, by zabezpieczyć leżącego pacjenta. Wózek umożliwia uzyskanie pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga pozwalającej na ułożenie pacjenta głową w jedną lub drugą stronę. Odpływy kanalizacyjne znajdują się w obu końcach leża.

Wózek prysznicowy TR 2000 / 3000 dostępny jest w trzech różnych długościach.

- Długość: 1 600 / 1 900 / 2 100 mm
- Szerokość: 705 mm
- Nośność: 150 kg

Materac z poduszką jest dostępny w trzech kolorach: szarym (kolor podstawowy) oraz niebieskim lub żółtym (opcja).

Wózek prysznicowy bariatryczny TR

Nr kat. K0521040 wózek TR 4000 Atlas

Nr kat. K0521050 wózek TR 4200 Atlas Junior

Atlas i Atlas Junior to wielofunkcyjne wózki prysznicowe dla pacjentów bariatrycznych. Spełniają rolę wózka kąpielowego i i transportowego niezależnie od wagi i wielkości pacjenta.



Wózek na dwóch mocnych kolumnach jest zasilany akumulatorowo i sterowany pilotem.

Sterowanie przechyłami wzdłużnymi zapewni lepszy odpływ oraz pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu granicznego najwyższego lub najniższego poziomu.

Barierki boczne całkowicie opuszczane w czasie przesuwania pacjenta. Blokowane na czas transportu przez podniesienie.

Przycisk nożny do sterowania centralnym hamulcem i blokadą do jazdy na wprost.

W wózku TR 4000 Atlas barierki w nogach i przy głowie pacjenta rozkładane do pozycji poziomej dla bardzo wysokich pacjentów.

TR 4000 Atlas		TR 4200 Atlas Junior	
Długość	2210 mm	Długość	2150 mm
Szerokość	915 mm	Szerokość	915 mm
Nośność	450 kg	Nośność	270 kg