

Łatwoślizgi i inne pomoce przy dźwiganiu

Nr kat. KS8210172 łatwoślizg, wymiary: 190 x 75 cm

Łatwoślizgi służą do przesuwania chorego w łóżku, zmiany jego pozycji. Wykonane są z cienkiego, ślizkiego materiału w postaci rękawa. Nie chłoną wody i można je łatwo myć i dezynfekować. Znacznie zmniejszają opory przy przesuwaniu. Występują w różnych rozmiarach.



Przenoszenie bez
i z pomocą chorego



Materace ślizgowe Maxitrans®, Meditrans®, Minitrans®

Nr kat. KS8210160 Materac Minitrans®, wymiary 60 x 60 cm

Nr kat. KS8210170 Materac Maxitrans®, wymiary 190 x 75 cm

Są to miękkie materace przypominające łatwoślizgi, ale znacznie delikatniejsze. Służą również do przesuwania chorego w łóżku i na wózek transportowy, ale przeznaczone są dla pacjentów z bólem kręgosłupa lub bolesnymi ranami.



Nr kat. KS8210160




Nr kat. KS8210170



Deska ślizgowa Trans'Gliss®

Nr kat. KS8210310 deska składana, wymiary 170 x 50 cm

Przeznaczona jest do przesuwania pacjenta w poziomie między dwoma powierzchniami, nawet jeśli różnią się one wysokością lub jest szpara między nimi. Wykonana jest ze specjalnych materiałów, które gwarantują, że powierzchnia jest wyjątkowo śliska, a jednocześnie wytrzymała. Deska posiada wymienny pokrowiec. Dostępna w wersji składanej.



Deska krótka zakrzywiona

Nr kat. KS8210360

Służy do przesadzania chorego z łóżka na wózek inwalidzki i z wózka na fotel samochodowy.



Pas do przenoszenia

Nr kat. KS8210221

Założony za plecy pacjenta ułatwia bezpieczne przesadzanie z łóżka na wózek inwalidzki. Posiada wewnątrz antypoślizgową wkładkę.



Pas zapinany do przenoszenia

Nr kat. KS8210214

Zapięty nad biodrami chorego oraz opiekuna ułatwia bezpieczne przesadzanie chorego z łóżka na wózek inwalidzki. Posiada na swoim obwodzie 6 mocnych uchwytów.

