

DELUXE

ERES
MEDICAL®



Najwyższej jakości kolumnowy wózek transportowy **DELUXE** przeznaczony na oddziały SOR, OIOM, oraz wszędzie, gdzie jest potrzeba szybkiego, sprawnego i bezpiecznego transportu pacjenta wraz z medycznym sprzętem zabezpieczającym. Wózek posiada wytrzymałość 400 kg oraz szereg unikalnych cech opisanych poniżej.

Charakterystyka:

- Koła o średnicy 200 mm w osłonie z tworzywa.
- Centralna blokada kół wraz z możliwością jazdy kierunkowej.
- Szyna boczna z PCV zabezpieczająca przed uderzeniami.
- Krążki odbojowe w narożnikach.
- Najwyższej jakości materac piankowy z oddychającym, antyalergicznym pokrowcem (opcja).
- Szczyty od strony nóg i głowy pacjenta wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnie wyprofilowanymi uchwytami.
- Teleskopowy wysięgnik płynów infuzyjnych ze stali nierdzewnej.

Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
tel.: +48 81 502 00 70
fax: +48 81 502 10 32
info@eresmedical.com.pl

- Leże wykonane z laminatu HPL, w pełni przezierne dla RTG.
- Uchylny segment pleców wspomagany 2 sprężynami gazowymi.
- Opuszczane bariery boczne wykonane ze stali nierdzewnej, chroniące pacjenta na całej długości leża.
- Uchylna półka na monitor umieszczona od strony nóg wykonana ze zgrzewanego tworzywa ABS.
- Odejmovane wypełnienie szczytu z HPL.
- Półka na dokumentację medyczną umieszczona w szczycie od strony nóg pacjenta.
- Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dwóch kolumn.
- Piąte koło do łatwego manewrowania (opcja).
- Uchwyt na kasetę RTG z możliwością monitorowania całej długości leża z łatwym dostępem (opcja).
- Pedał przechyłów Trendelenburga.
- Pedał regulacji wysokości (wraz z przechyłem T/aT).
- Pedał przechyłów anty-Trendelenburga.
- Łatwa w utrzymaniu czystości pokrywa podwozia wykonana z ABS z półką na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta .
- Pedał regulacji wysokości leża.

Cechy szczególne:

- A.** Regulacja pochylenia segmentu pleców i nóg.
- B.** Uchwyt na kasetę RTG (opcja).
- C.** Składany pod leżem wysięgnik płynów infuzyjnych.
- D.** Podstawa z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta.

**Wymiary i regulacje:**

