

# therma

diathermaltherapy

**Therma** jest nowym urządzeniem do bezinwazyjnej, terapeutycznej Diatermii Rezystancyjnej i Pojemnościowej, która generuje, z niesamowitą skutecznością i bezboleśnie, endogeniczne przekrwienie dla polepszenia krążenia krwi we wszystkich warstwach komórkowych, do drenażu limfatycznego, dodatkowo ma działania przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Stymuluje naturalne i fizjologiczne reakcje organizmu na patologie oraz przyspieszają procesy naprawcze, dzięki specjalnym aplikatorom, które dostarczają odpowiednią ilość energii do każdej warstwy komórkowej.

Terapeutyczna Diatermia Rezystancyjna i Pojemnościowa jest nowym, bardziej efektywnym podejściem do terapii dla wszystkich profesjonalistów, którzy poszukują czegoś więcej niż klasyczna diatermia.

Terapeutyczna Diatermia Rezystancyjna i Pojemnościowa jest ewolucją zarówno terapeutyczną, jak i technologiczną. Gwarantuje wszechstronną skuteczność oraz efekty w leczeniu, które są trudne do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych metod.

Terapia podobna jest do masażu, w czasie którego możliwe jest dostarczanie energii do pacjenta, który odczuwa przyjemne ciepło.



Diatermia





wymiary w mm  
waga 5 kg



3 pozycje uchwytu

## Co nowego?

- > Szeroki wachlarz gotowych ustawień pracy
- > Własne programy pracy preinstalowane na urządzeniu lub dostępne przez port USB.
- > Tryb Rezystancyjny do drenażu i skurczy relaksacyjnych, z ważnym efektem cieplnym.
- > Tryb pojemnościowy dla stymulacji biologicznej z zerowym lub znikomym efektem cieplnym.

## Główne cechy

Maks. moc (W)	200
Częstotliwość pracy (kHz)	500 - 1000
Tryby pracy	Resistive/Capacitive
Zasilanie (Vac/Hz)	90-240/50-60
Pobór prądu (VA)	400

physioled

DYSTRYBUTOR:

Eres Medical Sp. z o.o.

Płouszowice Kol. 64b, 21-008 Tomaszowice, tel. 0-81 502 00 70, fax 0-81 502 10 32  
e-mail: [info@eresmedical.com.pl](mailto:info@eresmedical.com.pl), [www.eresmedical.com.pl](http://www.eresmedical.com.pl)