


Wyłączny dystrybutor:



Producent:



BALON ŻOŁĄDKOWY DO LECZENIA OTYŁOŚCI



- 1 Sprawdzony system balonu żołądkowego
- 2 Łatwość implantacji
- 3 Bezpieczeństwo użycia
- 4 Zakładanie pod kontrolą endoskopu
- 5 Balon oraz zestaw do jego usunięcia (2 w 1)

- WSKAZANY DLA PACJENTÓW Z BMI 27-40
- RÓWNIEŻ JAKO ZABIEG POMOSTOWY PRZED CHIRURGICZNYMI ZABIEGAMI BARIATRYCZNYMI
- OKRES IMPLANTACJI: 6 MIESIĘCY
- SUGEROWANE ZAŁOŻENIE ORAZ USUNIĘCIE BALONU W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ LUB NA BLOKU OPERACYJNYM
- ZABIEG PRZEPROWADZANY W ZNIECZULENIU OGÓLNYM LUB SEDACJI

Wyłączny dystrybutor:



Producent:



BALON ŻOŁĄDKOWY DO LECZENIA OTYŁOŚCI



SKŁAD ZESTAWU:

- 1 Balon silikonowy
- 2 Cewnik silikonowy wraz z silikonową osłonką
- 3 Metalowa prowadnica
- 4 Zestaw do napełniania
- 5 Zestaw do usuwania balonu (igła 19G + grasper)

SIEDZIBA GŁÓWNA:

Varimed Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

ul. Karasia 16
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
e-mail: varimed@varimed.pl

SERWIS:

ul. Usługowa 20
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl