

## TABORETY SERIA TB



TB-01ST

**Dane techniczne:**

- podstawa chromowana
- średnica podstawy: 620 mm
- regulacja wysokości siedziska: 430-550 mm

Elementy **taboretów serii TB** wykonano z:

**Siedzisko** tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, o średnicy 350 mm  
**wysokość siedziska** regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego  
**podstawa** pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez

**Opcjonalnie:** wysokość siedziska regulowana za pomocą siłownika nożnego



TB-04



TB-04KO/A z regulacją nożną

**Dane techniczne:**

- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- oparcie tapicerowane z regulacją wysokości
- średnica podstawy: 610 mm
- regulacja wysokości siedziska: 630-830 mm



TB-02K0



TB-02/A z regulacją nożną



TB-03



TB-03/A z regulacją nożną

**Dane techniczne:**

- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- średnica podstawy: 610 mm
- regulacja wysokości siedziska: 460-580 mm

**Dane techniczne:**

- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- średnica podstawy: 610 mm
- regulacja wysokości siedziska: 630-830 mm

## STANOWISKA DO INIEKCJI SERIA WP

Elementy **stanowiska serii WP** wykonano z:

**stelaż** stalowy, lakierowany proszkowo  
**siedzisko, oparcie i podłokietniki** tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję

**Opcjonalnie:** stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



WP-1

**Dane techniczne:**

- regulacja wysokości i obrotu podłokietnika
- długość całkowita: 622 mm
- szerokość całkowita: 520 mm
- wysokość całkowita: 850 mm
- wymiary siedziska: 510 x 460 mm
- wysokość oparcia: 360 mm
- wysokość siedziska od podłoża: 500 mm

Oznaczenie wykonania:

- KO** stal kwasoodporna gat. 0H18N9
- ST** stal lakierowana proszkowo

**Błat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 w formie wyjmowanej tacy



WP-2

**Dane techniczne:**

- siedzisko obrotowe o 180°
- regulacja wysokości siedziska: 880-1200 mm
- długość całkowita: 750 mm
- szerokość całkowita: 700 mm
- wysokość całkowita: 880-1200 mm
- szerokość siedziska: 360 mm
- długość siedziska:
- wysokość oparcia: 360 mm
- wysokość siedziska od podłoża: 460-580 mm