

SERIA SR



SR-1

Dane techniczne:

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagłówka: +45°
- długość zagłówka: 500 mm
- długość całkowita: 1850 mm
- szerokość całkowita: 560 mm
- wysokość całkowita: 500 mm

Elementy stołów serii SR wykonano z: **stelaż** stalowy, lakierowany proszkowo **leże** tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję **zagłówek** regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego **uchwyt** na prześcieradło


Opcjonalnie: stelaż lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL



SR-2

Dane techniczne:

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagłówka: +45°
- długość zagłówka: 500 mm
- długość całkowita: 1850 mm
- szerokość całkowita: 560 mm
- wysokość całkowita: 600, 700, 800 mm



SR-3

Dane techniczne:

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagłówka: od -45° do +45°
- długość zagłówka: 500 mm
- długość całkowita: 1850 mm
- szerokość całkowita: 560 mm
- wysokość całkowita: 500 mm



SR-4

Dane techniczne:

- leże trzysegmentowe
- regulacja zagłówka: +45°
- regulacja podnóżka: -45° do +45°
- długość zagłówka: 500 mm
- długość całkowita: 1850 mm
- szerokość całkowita: 560 mm
- wysokość całkowita: 500 mm



Opcja: stół wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą (tylko SR1, SR-2)



Opcja: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9