


SERIA SM-06



SM-06KO



SM-06 z dodatkowym wyposażeniem



SM-06 z dodatkowym wyposażeniem

Elementy **stojaków SM-06** wykonano z:
głowica stalowa, lakierowana proszkowo
kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z regulacją wysokości w zakresie 1600-2000 mm lub bez, przystosowana do mocowania dodatkowego osprzętu
podstawa pięcioramienna stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL, na kołach o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą

Średnica podstawy: **600 mm**
 Średnica kolumny: **38/25 mm**

SERIA EM

Stojak serii EM wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub lakierowanej.
Półka przystosowana do mocowania kardiomonitora lub innej aparatury medycznej.
 Wielkość półki i rozmieszczenie otworów montażowych ustalana jest indywidualnie.
Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą.

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9
ST stal lakierowana proszkowo

Średnica podstawy: **600 mm**
 Wysokość całkowita: **1250 mm**



EM-01



Opcja: EM-01

W wersji lakierowanej proszkowo



Opcja: EM-01/ABS z uchwytem na monitor

Z podstawą z tworzywa ABS
 Średnica podstawy: **730 mm**