

ISA 9000 NAŚCIENNE W UKŁADZIE PIONOWYM



Kasetony elektryczno-gazowe ISA 9000 naścienne w układzie pionowym są wyposażone w:

- gniazda elektryczne 230 V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- punkty poboru gazów medycznych (O₂, V, Air)
- dostosowanie do każdego systemu przyzywowego

Długość: 1000-1600 mm (w zależności od wyposażenia)

Wyposażenie dodatkowe: system szynowy ISA, wieszaki pomp infuzyjnych, wieszak teleskopowy kroplówki, wieszak wysięgnikowy TRIMED, półki pod aparaturę medyczną, szuflady pod aparaturę medyczną



Przykładowe rozwiązania ISA 9000 naścienne w układzie pionowym i z wyposażeniem dodatkowym



Przykładowe rozwiązania ISA 9000 z zasilaniem elektryczno-gazowym przednim i z wyposażeniem dodatkowym



Przykładowe rozwiązania ISA 9000 z zasilaniem elektrycznym bocznym i z wyposażeniem dodatkowym